

Bestellformular

Etac Cross 5 XL

Adaptiv-Rollstuhl

gültig ab 01.01.2024

Cross 5 XL HMV-Nr.: 18.50.03.0199

Im Grundpreis (ab 3.480,00 €) enthalten:

- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Höhenverstellbarer Rücken von: 38 – 51 cm (NR 32 – 45 cm)
- Anpassbare Rückenbespannung
- Sitztiefenverstellung von: 37 – 49 cm (LR 43 – 55cm)
- Winkelverstellbarer Rücken von -5° – +20°
- Lumbalknick, einstellbar
- Abnehmbare Armlehnen, höhenverstellbar
- Einzelfußplatten, winkelverstellbar m. Federmechanismus
oder durchgehende Fußplatte, winkelverstellbar, hochklappbar
- Fersenband
- Transportbefestigung
- Antriebsräder Radsturz: 2°
- Querstange



Benutzergewicht:

Cross 5 XL: Zugelassen bis max. 160 kg



Bestellung

Angebot

Kunden-Nr.:

Firma:

Ansprechpartner:

Kommission:

Firmenstempel:

Datum, Unterschrift:



Maße und Farben Etac Cross 5 XL

Etac Cross 5 XL, kurzer Rahmen

Sitztiefe verstellbar von 37 - 49 cm

Sitzbreite	Art. Nr.	Preis	
47,5 cm	13123111	3.480,00 €	<input type="checkbox"/>
50 cm	13123113		<input type="checkbox"/>
52,5 cm	13123115		<input type="checkbox"/>
55 cm	13123117		<input type="checkbox"/>
57,5 cm	13123119		<input type="checkbox"/>
60 cm	13123121		<input type="checkbox"/>

Etac Cross 5 XL, langer Rahmen

Sitztiefe verstellbar von 43 - 55cm

Sitzbreite	Art. Nr.	Preis	
47,5 cm	13123112	3.480,00 €	<input type="checkbox"/>
50 cm	13123114		<input type="checkbox"/>
52,5 cm	13123116		<input type="checkbox"/>
55 cm	13123118		<input type="checkbox"/>
57,5 cm	13123120		<input type="checkbox"/>
60 cm	13123122		<input type="checkbox"/>

Rahmenfarben für alle Modelle (bitte wählen)

Matt schwarz	01	<input checked="" type="checkbox"/>	Weiß	92	<input type="checkbox"/>
--------------	----	-------------------------------------	------	----	--------------------------

Rückenhöhe

Rücken niedrig, 32 - 45cm	<input type="checkbox"/>	gewünschte Höhe bitte angeben _____ cm
Rücken hoch, 38 - 51 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	gewünschte Höhe bitte angeben _____ cm


Sitztiefe voreingestellt, Etac Cross 5 XL, kurzer Rahmen














Kurz	37 - 42 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Mittel	40 - 45 cm	<input type="checkbox"/>
Lang	44 - 49 cm	<input type="checkbox"/>

Sitztiefe voreingestellt, Etac Cross 5 XL, langer Rahmen



Kurz	43 - 48 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Mittel	46 - 51 cm	<input type="checkbox"/>
Lang	50 - 55 cm	<input type="checkbox"/>

Rahmen





Kippschutz		paarweise, inkl. Ankipphilfe, hochklappbar.	<input type="checkbox"/>	130,00 €
------------	---	---	--------------------------	----------

Standard/Optionen Etac Cross 5 XL					
Artikelbeschreibung		Standard, im Grundpreis enthalten	Ihre Auswahl (* = Standard)	Aufpreis	
Rücken					
Komfort Rückenpolster 		nein	<input type="checkbox"/>	58,00 €	
Airmesh Rückenpolster atmungsaktiv (nur für Rückenhöhe niedrig)		ja	<input type="checkbox"/>	Bitte wählen Sie aus.	
Schiebegriffe, höhenverstellbar 		ja	<input checked="" type="checkbox"/>		
Schiebebügel, höhenverstellbar 	erforderlich wenn Kopfstütze gewünscht	nein	<input type="checkbox"/>	110,00 €	
Bremsen					
Kniegelenkbremse mit abgewinkeltem Bremsgriff 		ja	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bremshebelverlängerung, abklappbar 		nein	<input type="checkbox"/>	56,00 €	
Einhandbremse, rechts oder links montiert 		nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	200,00 €	
Trommelbremse für Begleitperson 	Nur mit Antriebsräder Standard. Nicht mit Schiebebügel	nein	<input type="checkbox"/>	294,00 €	
Beinstützen					
Beinstütze, standard (UL 32 - 51cm) 	Beinstütze abnehmbar, schwenkbar Einzelfußplatte verstellbar in Tiefe, Winkel und Höhe	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Bitte wählen Sie aus.	
Durchgehendes Fußbrett alternativ zur Einzelfußplatte 	verstellbar in Tiefe, Winkel und Höhe	ja	<input type="checkbox"/>		
Amputationsbeinstütze, höhenverstellbar 		Velour <input type="checkbox"/> Datex <input type="checkbox"/>	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	325,00 € je Stück
Amputationsgewicht 			nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	325,00 € je Stück
Beinstütze, hochschwenkbar, Prio 	Beinstütze abnehmbar, schwenkbar Einzelfußplatte verstellbar in Tiefe, Winkel und Höhe, inkl. Wadenplatte	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	253,00 € je Stück	
Fersenband 	Paarweise	ja	<input checked="" type="checkbox"/>		

Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Etac GmbH. Diese finden Sie in der Preisliste, oder können jederzeit bei uns angefordert werden. Alle genannten Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzl. MwSt. Die zur Zeit gültigen Preise finden Sie in der aktuellen Preisliste. Diese kann jederzeit angefordert werden. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Maßtoleranzen betragen +/- 0,5 cm. 2024-01-01









Standard/Optionen Etac Cross 5 XL									
Artikelbeschreibung				Standard, im Grundpreis enthalten	Ihre Auswahl (*= Standard)	Aufpreis			
Lenkräder									
6"-Lenkrad		150x30 mm, Vollgummi		ja	<input type="checkbox"/>				
6,5"-Lenkrad		165x30 mm, Vollgummi		ja	<input checked="" type="checkbox"/>				
8"-Lenkrad		200x35 mm, halb Massiv		ja	<input type="checkbox"/>				
Sitzhöhe vorne / Lenkradgabeln									
Kurze Gabel, verstärkt	6"-Lenkrad	Sitzhöhe 40 - 45,5 cm		ja	<input type="checkbox"/>	gewünschte Höhe bitte angeben _____			
	6,5"-Lenkrad	Sitzhöhe 41 - 46,5 cm							
Medium Gabel, verstärkt	6"-Lenkrad	Sitzhöhe 45 - 50 cm		ja	<input checked="" type="checkbox"/>	gewünschte Höhe bitte angeben _____			
	6,5"-Lenkrad	Sitzhöhe 46 - 51 cm							
	8"-Lenkrad	Sitzhöhe 48 - 52 cm							
Lange Gabel	6,5"-Lenkrad	Sitzhöhe 50,5 - 55,5 cm		ja	<input type="checkbox"/>	gewünschte Höhe bitte angeben _____			
	8"-Lenkrad	Sitzhöhe 52,5 - 56,5 cm							
Antriebsräder									
24" Standard				ja	<input checked="" type="checkbox"/>				
22" Standard				ja	<input type="checkbox"/>				
20" Standard				ja	<input type="checkbox"/>				
26" Standard				ja	<input type="checkbox"/>				
Einhandantrieb, Doppelgreifreifen 24"		Luftbereift, Edeltstahlgreifreifen		nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	1120,00 €			
Bereifung									
Schwalbe RightRun		nur für 24" Standardrad		ja	<input checked="" type="checkbox"/>				
Schwalbe Marathon Plus		nur für 24" Standardrad		nein	<input type="checkbox"/>	60,00 €			
Hochdruck, 7,5 bar				ja	<input type="checkbox"/>				
PU-Bereifung		pannensicher, für Standardräder		ja	<input type="checkbox"/>				
Greifreifen									
Aluminium				ja	<input checked="" type="checkbox"/>				
Edelstahl				ja	<input type="checkbox"/>				
Megagrip		nicht für 26"		nein	<input type="checkbox"/>	127,00 €			
Info zur Hinterrad Position			Hinterrad Position						
<p>Durch die exzentrische Radbuchse kann der Aluminiumeinsatz in jeweils 4 Positionen eingesetzt werden.</p> <p>Siehe Skizze.</p> 			<p>Standard Position "C4"</p>  <p>Bitte Schwerpunktposition 1-6 angeben <input type="text"/></p>						
Sitzhöhe Hinten			Sitzwinkel: Max. Neigung nach vorn: 2 cm niedriger als hinten Max. Neigung nach hinten: 6 cm höher als hinten						
Position	Hinterrad 20"		Hinterrad 22"		Hinterrad 24"		Hinterrad 26"		
A	46 cm	<input type="checkbox"/>	48,5 cm	<input type="checkbox"/>	51 cm	<input type="checkbox"/>	53 cm	<input type="checkbox"/>	
B	44 cm	<input type="checkbox"/>	46,5 cm	<input type="checkbox"/>	49 cm	<input type="checkbox"/>	51 cm	<input type="checkbox"/>	
C	42 cm	<input type="checkbox"/>	44,5 cm	<input type="checkbox"/>	47 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	49 cm	<input type="checkbox"/>	
D	40 cm	<input type="checkbox"/>	42,5 cm	<input type="checkbox"/>	45 cm	<input type="checkbox"/>	47 cm	<input type="checkbox"/>	
E	38 cm	<input type="checkbox"/>	40,5 cm	<input type="checkbox"/>	43 cm	<input type="checkbox"/>	45 cm	<input type="checkbox"/>	
F	36 cm	<input type="checkbox"/>	38,5 cm	<input type="checkbox"/>	41 cm	<input type="checkbox"/>	43 cm	<input type="checkbox"/>	

Standard/Optionen Etac Cross 5 XL

Artikelbeschreibung	Standard, im Grundpreis enthalten	Ihre Auswahl (*= Standard)	Aufpreis	
Seitenteile/Armpolster				
ArMLEHNE, kurz  Länge 25 cm, mit Seitenschutz anpassbar in der Höhe	ja	<input type="checkbox"/> *	Bitte wählen Sie aus.	
ArMLEHNE, lang  Länge 35 cm, mit Seitenschutz anpassbar in der Höhe	ja	<input type="checkbox"/>		
Radspritzschutz Carbon  einstellbar auf Radposition	nein	<input type="checkbox"/>	440,00 € Paar	
Polster ArMLEHNE  Abnehmbares Polster	Bezug: <input type="checkbox"/> Velour <input type="checkbox"/> Dartex <input type="checkbox"/>	Länge: <input type="checkbox"/> kurz <input type="checkbox"/> lang <input type="checkbox"/>	nein rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	80,00 € je Stück











Zubehör Etac Cross 5 XL

Weiteres Zubehör erhältlich. Bitte fordern Sie unser Sonderzubehörblatt an oder informieren Sie sich im Internet unter www.etac.de.

Artikelbeschreibung	Standard, im Grundpreis enthalten	Ihre Auswahl	Aufpreis
Zubehör			
Hemi-ArMLEHNE  Abnehmbarer Bezug, dunkel grau Montage auf der ArMLEHNE, lang (35 cm)	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	272,00 € je Stück
Armpolster, breit  Montage auf der ArMLEHNE	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	138,00 € je Stück
Speichenschutz  mit Farbdruck „Etac“, grau (nicht möglich mit Spiderwheel)	nein	20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/>	156,00 € je Paar
Stockhalter 	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	34,00 € je Stück
Therapietisch 	nein	<input type="checkbox"/>	171,00 €
Therapietisch, halb  wegklappbar, in Breite und Tiefe einstellbar, transparent	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	461,00 €
Gurt 	nein	XL-Version <input type="checkbox"/>	74,00 €
Querstange  mit Schnappverschluss zur Stabilisierung	ja	<input type="checkbox"/> *	

Fortsetzung Zubehör Etac Cross 5 XL

Weiteres Zubehör erhältlich. Bitte fordern Sie unser Sonderzubehörlblatt an oder informieren Sie sich im Internet unter www.etac.de.

Artikelbeschreibung	Standard, im Grundpreis enthalten	Ihre Auswahl	Aufpreis
Zubehör			
Kopfstütze, inkl. Halter  nur in Verbindung mit Schiebebügel	nein	<input type="checkbox"/>	338,00 €
Seitenpelotte, gepolstert  Seitenpelotte, gepolstert	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	257,00 € je Stück
Positionierungskeile aus festem Schaum mit Klettverschluss, paar 	9x2x13 cm (BxHxL) nein 11x2x18.5 cm (BxHxL) nein 17.5x2.5x20 cm (BxHxL)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	77,00 €
Rückenkeile, schwarzer Plüsch  kurz, 15 cm Anzahl: _____ lang, 30 cm Anzahl: _____	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	30,00 € je Stück
Seitenpolster inkl. Seitenstütze  Sorgt für sanfte seitliche Unterstützung im Oberkörper		rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	124,00 € je Stück
Sitzkissen  anatomisch geformt, 56 cm lang, verkürzbar auf gewünschte Sitztiefe	nein	<input type="checkbox"/>	161,00 €
Konturzusatz Sitzkissen 	nein	<input type="checkbox"/>	51,00 €
Wadenband  abnehmbar	nein	<input type="checkbox"/>	51,00 €
Wadenband-Polster 	nein	<input type="checkbox"/>	35,00 €
Fußplattenvergrößerung, paarweise 	nein	<input type="checkbox"/>	162,00 €

Preis, netto:

Verpackung und Frachtkostenanteil: 39,00 €

Preis, brutto (inkl. 7% MwSt.):

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie von

Mo. – Do. 8.30 – 17.00 Uhr und
Fr. 8.30 – 16.00 Uhr

durchgehend unter 02366 50060 erreichbar.