

Bestellformular

Etac Cross 6

Adaptiv-Rollstuhl

gültig ab 01.01.2024

Cross 6 HMV-Nr.: 18.50.03.0253

Im Grundpreis (ab 2.569,00 €) enthalten:

- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Höhenverstellbarer Rücken Standard: 32 - 45 cm, Hoch: 38 - 51 cm
- Anpassbare Rückenbespannung
- Sitztiefenverstellung von: 37 - 49 cm (LR 43 - 55cm)
- Winkelverstellbarer Rücken von -5° bis +20°
- Lumbalwinkel verstellbar von -16° bis +16°
- Abnehmbare Armlehnen, höhenverstellbar
- Einzelfußplatten, winkelverstellbar m. Federmechanismus oder durchgehende Fußplatte, winkelverstellbar, hochklappbar
- Transportbefestigung
- Schwalbe RightRun Bereifung 24"
- Antriebsräder Radsturz: 2°



Benutzergewicht:

Cross 6: Zugelassen bis max. 135 kg



Bestellung

Angebot

Kunden-Nr.:

Firma:

Ansprechpartner:

Kommission:

Firmenstempel:

Datum, Unterschrift:



Maße und Farben Etac Cross 6

Etac Cross 6, Standard-Rahmen				Etac Cross 6, langer Rahmen			
Sitztiefe verstellbar von 37 - 49 cm				Sitztiefe verstellbar von 43 - 55 cm			
Sitzbreite	Art. Nr.	Preis		Sitzbreite	Art. Nr.	Preis	
35 cm	13240101	2.569,00 €	<input type="checkbox"/>	35 cm	13240102	2.569,00 €	<input type="checkbox"/>
37,5 cm	13240103		<input type="checkbox"/>	37,5 cm	13240104		<input type="checkbox"/>
40 cm	13240105		<input type="checkbox"/>	40 cm	13240106		<input type="checkbox"/>
42,5 cm	13240107		<input type="checkbox"/>	42,5 cm	13240108		<input type="checkbox"/>
45 cm	13240109		<input type="checkbox"/>	45 cm	13240110		<input type="checkbox"/>
47,5 cm	13240111		<input type="checkbox"/>	47,5 cm	13240112		<input type="checkbox"/>
50 cm	13240113		<input type="checkbox"/>	50 cm	13240114		<input type="checkbox"/>
52,5 cm	13240115		<input type="checkbox"/>	52,5 cm	13240116		<input type="checkbox"/>

Rahmenfarben für alle Modelle (bitte wählen)





Matt schwarz	01	<input checked="" type="checkbox"/>			
Weiß	92	<input type="checkbox"/>			
			Grau	78	<input type="checkbox"/>








Standard/Optionen Etac Cross 6






Artikelbeschreibung	Ihre Auswahl (*= Standard)	Aufpreis
Rückenausführung		
3A Rücken inkl. anpassbarer Rückenbespannung Lumbalwinkel -16° - +16° Rückenwinkel -5° - +20°	<input type="checkbox"/> 3A standard Rückenhöhe: 32-45 cm <input checked="" type="checkbox"/> 3A hoch Rückenhöhe: 38-51 cm	
2B Rücken mit integrierter seitlicher Unterstützung und festen Schiebegriffen. Optional sind höhenverstellbare Schiebegriffe wählbar	<input type="checkbox"/> 2B niedrig Rückenhöhe: 35 / 37,5 / 40 cm <input type="checkbox"/> 2B hoch Rückenhöhe: 42,5 / 45 / 47,5 cm	

Rückenpolster		
Standard grau plüsch (nur für 3A)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Komfort grau plüsch (nur für 3A)	<input type="checkbox"/>	58,00 €
Airmesh atmungsaktiv (3A nur für Rückenhöhe standard)	<input type="checkbox"/>	
Rückenhöhe		
Standard 40cm gewünschte Höhe bitte angeben	_____	
Rückenwinkel		
Einstellbar von -5° bis +20° Standard +2° = 92° zwischen Sitz und Rücken	<input type="checkbox"/> 0° <input checked="" type="checkbox"/> +2° <input type="checkbox"/> +5°	



Standard/Optionen Etac Cross 6








Artikelbeschreibung	Ihre Auswahl (* = Standard)	Aufpreis
Bremsen		
Kniegelenkbremse mit abgewinkeltem Bremsgriff 	<input type="checkbox"/>	
Bremshebelverlängerung, abklappbar 	<input type="checkbox"/>	56,00 €
Einhandbremse, rechts oder links montiert 	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	200,00 €
Trommelbremse für Begleitperson  Nur mit Antriebsräder Standard. Nicht mit Schiebebügel.	<input type="checkbox"/>	294,00 €

Beinstützen		
Beinstütze, standard (UL 32 - 61cm)  Beinstütze abnehmbar, schwenkbar	<input type="checkbox"/>	
Beinstütze, enger Winkel (UL 32 - 61cm) (nicht mit 6,5" Rädern)  Beinstütze abnehmbar, schwenkbar	<input type="checkbox"/>	Bitte wählen Sie aus.
Beinstütze, kurz, enger Winkel (UL 24 - 43cm) (nicht mit 6,5" Rädern)  Beinstütze abnehmbar, schwenkbar	<input type="checkbox"/>	
Beinstütze, hochschwenkbar  Beinstütze abnehmbar, schwenkbar	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	
Beinstütze hochschwenkbar Prio  Beinstütze abnehmbar, schwenkbar (erst ab Sitzbreite 42,5 cm)	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	253,00 € je Stück
Amputationsbeinstütze, höhenverstellbar  Velour <input type="checkbox"/> Datex <input type="checkbox"/>	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	325,00 € je Stück
Amputationsgewicht 	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	325,00 € je Stück






Fußstützen		
Hochschwenkbar 13 cm tief, winkel-, tiefen- und höhenverstellbar  (UL 32 - 51 cm)	<input type="checkbox"/>	
Hochschwenkbar 13 cm tief, winkel-, tiefen- und höhenverstellbar  Verlängerte Einsteckrohre (UL 42 - 61 cm)	<input type="checkbox"/>	
Hochschwenkbar 13 cm tief, winkel-, tiefen- und höhenverstellbar  Verkürzte Einsteckrohre (UL 24 - 43 cm) (nur bei Beinstütze, kurz, enger Winkel)	<input type="checkbox"/>	
Durchgehendes Fußbrett alternativ zur Einzelfußplatte  verstellbar in Tiefe, Winkel und Höhe	<input type="checkbox"/>	
Fersenband  Paarweise	<input type="checkbox"/>	64,00 €

Standard/Optionen Etac Cross 6

Artikelbeschreibung		Ihre Auswahl (* = Standard)	Aufpreis					
Lenkräder								
4"-Lenkrad*	*bis max. 100 kg Benutzergewicht	100x30 mm	<input type="checkbox"/>					
5"-Lenkrad		125x30 mm	<input type="checkbox"/>					
6"-Lenkrad		150x30 mm, Vollgummi	<input type="checkbox"/>					
6,5"-Lenkrad		165x30 mm, Vollgummi	<input checked="" type="checkbox"/>					
8"-Lenkrad		200x30 mm, halb Massiv	<input type="checkbox"/>					
Lenkradhalterung "Hemi"		verbreitert Fersenfreiheit um 6 cm	<input type="checkbox"/> 88,00 €					
Sitzhöhe vorne / Lenkradgabeln								
Extra kurze Gabel	4"-Lenkrad	Sitzhöhe 32 – 39,5 cm gewünschte Höhe bitte angeben _____	<input type="checkbox"/>					
Kurze Gabel	5"-Lenkrad	Sitzhöhe 36 – 43 cm	<input type="checkbox"/>					
	6"/6,5"-Lenkrad	Sitzhöhe 41 – 45 cm gewünschte Höhe bitte angeben _____						
Medium Gabel	5"-Lenkrad	Sitzhöhe 43 – 49 cm	<input checked="" type="checkbox"/>					
	6"/6,5"-Lenkrad	Sitzhöhe 46 – 51 cm						
	8"-Lenkrad	Sitzhöhe 48 – 52 cm gewünschte Höhe bitte angeben _____						
Lange Gabel	6"/6,5"-Lenkrad	Sitzhöhe 50,5 – 55,5 cm	<input type="checkbox"/>					
	8"-Lenkrad	Sitzhöhe 52,5 – 56,5 cm gewünschte Höhe bitte angeben _____						
Antriebsräder								
24" Standard			<input checked="" type="checkbox"/>					
22" Standard			<input type="checkbox"/>					
20" Standard			<input type="checkbox"/>					
26" Standard			<input type="checkbox"/>					
Ultra-Leicht 24"		Gewichtersparnis 1.000g	<input type="checkbox"/> 365,00 €					
Einhandantrieb, Doppelgreifreifen 24"		Luftbereift, Edelstahlgreifreifen	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> 1120,00 €					
Bereifung								
Schwalbe RightRun		nur für 24" Standardrad	<input checked="" type="checkbox"/>					
Schwalbe Marathon Plus		nur für 24" Standardrad	<input type="checkbox"/> 60,00 €					
Hochdruck, 7,5 bar			<input type="checkbox"/>					
PU-Bereifung		pannensicher, für Standardräder	<input type="checkbox"/>					
Greifreifen								
Aluminium			<input checked="" type="checkbox"/>					
Edelstahl		nicht für Ultra-Leicht 24"	<input type="checkbox"/>					
Megagrip		nicht für 26"	<input type="checkbox"/> 127,00 €					
Titan		nur für Ultra-Leicht 24"	<input type="checkbox"/> 255,00 €					
Info zur Hinterrad Position		Hinterrad Position						
<p>Durch die exzentrische Radbuchse kann der Aluminiumeinsatz in jeweils 4 Positionen eingesetzt werden.</p> <p>Siehe Skizze.</p> 		<p>Standard Position "C4"</p> <p>Bitte Schwerpunktposition 1-6 angeben:</p> <input type="text"/> 						
Sitzhöhe Hinten		Sitzwinkel: Max. Neigung nach vorn: 2 cm niedriger als hinten Max. Neigung nach hinten: 6 cm höher als hinten						
Position	Hinterrad 20"	Hinterrad 22"	Hinterrad 24"	Hinterrad 26"				
A	46 cm	<input type="checkbox"/>	48,5 cm	<input type="checkbox"/>	51 cm	<input type="checkbox"/>	53 cm	<input type="checkbox"/>
B	44 cm	<input type="checkbox"/>	46,5 cm	<input type="checkbox"/>	49 cm	<input type="checkbox"/>	51 cm	<input type="checkbox"/>
C	42 cm	<input type="checkbox"/>	44,5 cm	<input type="checkbox"/>	47 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	49 cm	<input type="checkbox"/>
D	40 cm	<input type="checkbox"/>	42,5 cm	<input type="checkbox"/>	45 cm	<input type="checkbox"/>	47 cm	<input type="checkbox"/>
E	38 cm	<input type="checkbox"/>	40,5 cm	<input type="checkbox"/>	43 cm	<input type="checkbox"/>	45 cm	<input type="checkbox"/>
F	36 cm	<input type="checkbox"/>	38,5 cm	<input type="checkbox"/>	41 cm	<input type="checkbox"/>	43 cm	<input type="checkbox"/>
G (nur mit extra kurzer Gabel)	34 cm	<input type="checkbox"/>	36,5 cm	<input type="checkbox"/>	39 cm	<input type="checkbox"/>	41,5 cm	<input type="checkbox"/>
H (nur mit extra kurzer Gabel)	32 cm	<input type="checkbox"/>	34,5 cm	<input type="checkbox"/>	37 cm	<input type="checkbox"/>	39,5 cm	<input type="checkbox"/>














Standard/Optionen Etac Cross 6			
Artikelbeschreibung		Ihre Auswahl (* = Standard)	Aufpreis
Schiebegriffe			
Schiebegriffe 3A Rücken		höhenverstellbar 75 mm Grifflänge	<input type="checkbox"/> *
Schiebegriffe 3A Rücken		fest Nicht mit Trommelbremse.	<input type="checkbox"/>
Schiebebügel 3A Rücken		höhenverstellbar Nicht mit Trommelbremse.	<input type="checkbox"/> 110,00 €
Schiebegriffe 2B Rücken		höhenverstellbar 75 mm Grifflänge	<input type="checkbox"/>
Seitenteile/Armpolster			
Armlehne, kurz		Länge 25 cm, mit Seitenschutz anpassbar in der Höhe	<input type="checkbox"/> *
Armlehne, lang		Länge 35 cm, mit Seitenschutz anpassbar in der Höhe	<input type="checkbox"/>
Radspritzschutz Carbon		einstellbar auf Radposition	<input type="checkbox"/> 440,00 € Paar

Bitte wählen Sie aus.

Zubehör Etac Cross 6					
Weiteres Zubehör erhältlich. Bitte fordern Sie unser Sonderzubehörblatt an oder informieren Sie sich im Internet unter www.etac.de .					
Artikelbeschreibung		Art.-Nr.	Ihre Auswahl	Aufpreis	
Zubehör					
Kippschutz		paarweise, inkl. Ankipphilfe, hochklappbar.	28457	<input type="checkbox"/>	130,00 €
Softpolster Seitenschutz			82488-1 82488-2	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	55,00 € je Stück
Hemi-Armlehne		Abnehmbarer Bezug, dunkel grau Montage auf der Armlehne, lang (35 cm)	25770-60-1 25770-60-2	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	272,00 € je Stück
Armpolster, breit 8x40 cm		Montage auf der Armlehne	26873	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	138,00 € je Stück
Polster Armlehne 	Abnehmbares Polster Velour, dunkelgrau	kurz, Menge: _____	62282-60	<input type="checkbox"/>	80,00 € je Stück
		lang, Menge: _____	62283-60	<input type="checkbox"/>	
	Abnehmbares Polster Gel Velour, dunkelgrau	kurz, Menge: _____	26240-60	<input type="checkbox"/>	80,00 € je Stück
		lang, Menge: _____	26241-60	<input type="checkbox"/>	
















Zubehör Etac Cross 6

Weiteres Zubehör erhältlich. Bitte fordern Sie unser Sonderzubehörblatt an oder informieren Sie sich im Internet unter www.etac.de

Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Ihre Auswahl	Aufpreis
Zubehör			
Speichenschutz  mit Farbdruck „Etac“, grau	25502-28 25503-28 25504-28	20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/>	156,00 € je Paar
Speichenschutz  für Trommelbremse mit Farbdruck „Etac“, grau	28816-28 28817-28 28818-28	20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/>	156,00 € je Paar
Stockhalter 	27327	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	34,00 € je Stück
Therapietisch 	Sitzbreite: 35 cm 24417 37.5 cm 25187 40 cm 24418 42.5 cm 25188 45 cm 24419 47.5 cm 25731 50 cm 24601 52.5 cm 26020	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	171,00 €
Therapietisch, halb  wegklappbar, in Breite und Tiefe einstellbar, transparent	27352-1 27352-2	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	461,00 €
Gurt 	Zweiteilig mit Schnappverschluss, 100 cm	25668	74,00 €
	Zweiteilig mit Schnappverschluss, 128 cm	26163	
	Einteilig, Befestigungspunkte am Rollstuhlrahmen, 170 cm	62190	
Kopfstützen			
Tiefen- und winkelverstellbar, Velour  26x14 cm inkl. Haltestange 350 mm	28534-60	<input type="checkbox"/>	249,00 €
Tiefen- und winkelverstellbar, mit Seitenführung, abwaschbar  inkl. Haltestange 350 mm	28536-65	<input type="checkbox"/>	249,00 €
Halterung für Kopfstütze am Schiebebügel 	25795	<input type="checkbox"/>	89,00 €
Kopfstützenhalterung 3A  abnehmbar durch Schnappverschluss	Sitzbreite: 35 cm 28125 37.5 cm 28126 40 cm 28127 42.5 cm 28128 45 cm 28129 47.5 cm 28130 50 cm 28131 52.5 cm 28132	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	160,00 €
Memoryfunktion für Kopfstütze 	28564	<input type="checkbox"/>	13,00 €
Zubehör			
Querstange  mit Schnappverschluss zur Stabilisierung	Sitzbreite: 35 cm 28114 37.5 cm 28115 40 cm 28116 42.5 cm 28117 45 cm 28118 47.5 cm 28119 50 cm 28120 52.5 cm 28121	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	145,00 €
Seitenpelotte, gepolstert  Seitenpelotte, gepolstert	27395	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	257,00 € je Stück



Fortsetzung Zubehör Etac Cross 6

Weiteres Zubehör erhältlich. Bitte fordern Sie unser Sonderzubehörblatt an oder informieren Sie sich im Internet unter www.etac.de

Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Ihre Auswahl	Aufpreis
Zubehör			
Zusatzpolster für 3A/2B Rücken  Größe 20 x 15 x 1 cm Menge:_____	28637	<input type="checkbox"/>	43,00 €
Positionierungskeile aus festem Schaum mit Klettverschluss, paar 	9x2x13 cm 28030	<input type="checkbox"/>	77,00 €
	11x2x18.5 cm 28139	<input type="checkbox"/>	
	17.5x2.5x20 cm 28140	<input type="checkbox"/>	
Rückenkeile, schwarzer Plüsch  kurz, 15 cm Menge:_____ lang, 30 cm Menge:_____	63012-60	<input type="checkbox"/>	30,00 €
	63013-60	<input type="checkbox"/>	je Stück
Seitenpolster  Sorgt für sanfte seitliche Unterstützung im Oberkörper	63171-60-1	rechts <input type="checkbox"/>	71,00 €
	63171-60-2	links <input type="checkbox"/>	je Stück
Seitenstütze  für Seitenpolster	28136	rechts <input type="checkbox"/>	43,00 €
	28136	links <input type="checkbox"/>	je Stück
Sitzkissen  anatomisch geformt, 56 cm lang, verkürzbar auf gewünschte Sitztiefe	Sitzbreite: 35 cm 62230-60	<input type="checkbox"/>	161,00 €
	37.5 cm 62231-60	<input type="checkbox"/>	
	40 cm 62232-60	<input type="checkbox"/>	
	42.5 cm 62233-60	<input type="checkbox"/>	
	45 cm 62234-60	<input type="checkbox"/>	
	47.5 cm 62374-60	<input type="checkbox"/>	
	50 cm 62266-60	<input type="checkbox"/>	
	52.5 cm 62420-60	<input type="checkbox"/>	
Konturzusatz Sitzkissen  Für Stabilität und Ausgleich im vorderen Teil des Sitzkissens	Sitzbreite: 35-37.5 cm 80714	<input type="checkbox"/>	51,00 €
	40-45 cm 80715	<input type="checkbox"/>	
	47.5-52.5 cm 80779	<input type="checkbox"/>	
Wadenband  abnehmbar	Sitzbreite: 35-37.5 cm 25356	<input type="checkbox"/>	51,00 €
	40-42.5 cm 25357	<input type="checkbox"/>	
	45-47.5 cm 25358	<input type="checkbox"/>	
	50-52.5 cm 25359	<input type="checkbox"/>	
Wadenband-Polster 	20 cm 26845	<input type="checkbox"/>	35,00 €
	30 cm 26846	<input type="checkbox"/>	
	40 cm 26847	<input type="checkbox"/>	
Fußplattenvergrößerung  Small 250 x 225 mm (einteilig), Metall	Sitzbreite: 35-50 cm 28774	<input type="checkbox"/>	175,00 €
	Fußplattenvergrößerung  Medium 150 x 225 mm (rechts und links), Metall	Sitzbreite: 40-47.5 cm 28775-1	rechts <input type="checkbox"/>
28775-2		links <input type="checkbox"/>	
Fußplattenvergrößerung  Large 200 x 225 mm (rechts und links), Metall	Sitzbreite: 50-52.5 cm 28776-1	rechts <input type="checkbox"/>	124,00 € je Stück
	28776-2	links <input type="checkbox"/>	
Seitenführung  für Fußplattenvergrößerung Menge:_____	28772	<input type="checkbox"/>	86,00 € je Stück
Fußkasten  Medium, Large	Sitzbreite: 40-47.5 cm 28642	<input type="checkbox"/>	648,00 €
	50-52.5 cm 28643	<input type="checkbox"/>	
Kniepolster  außen	28777-1	rechts <input type="checkbox"/>	81,00 € je Stück
	28777-2	links <input type="checkbox"/>	

Fortsetzung Zubehör Etac Cross 6

Weiteres Zubehör erhältlich. Bitte fordern Sie unser Sonderzubehörblatt an oder informieren Sie sich im Internet unter www.etac.de.

Artikelbeschreibung	Art.-Nr.	Ihre Auswahl	Aufpreis
Zubehör			
Fußplattenvergrößerung, Kunststoff 	Sitzbreite: 40-42.5 cm 50798 15-47.5 cm 50799 50 cm 50800	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	81,00 € je Stück
Verbreiterungssatz 10 mm Verbreitert den Abstand von Armlehne, Bremse und Hinterrad um 5 mm pro Seite (nicht mit Trommelbremse)	27533	<input type="checkbox"/>	55,00 €
Tetraknöpfe komplett schwarz  Paar	24051-01	<input type="checkbox"/>	56,00 €
Preis, netto:			
Verpackung und Frachtkostenanteil:			39,00 €
Preis, brutto (inkl. 7% MwSt.):			

Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Etac GmbH. Diese finden Sie in der Preisliste, oder können jederzeit bei uns angefordert werden. Alle genannten Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzl. MwSt. Die zur Zeit gültigen Preise finden Sie in der aktuellen Preisliste. Diese kann jederzeit angefordert werden. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Maßtoleranzen betragen +/- 0,5 cm. 2024-01-01

Etac GmbH
 Industriestraße 13
 45699 Herten
 FON: +49(0)2366 50060
 FAX: +49(0)2366 5006200
 info@etac.de
 www.etac.de

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie von

Mo. – Do. 8.30 – 17.00 Uhr und

Fr. 8.30 – 16.00 Uhr

durchgehend unter 02366 50060 erreichbar.