

Bestellformular

Etac Prio 3A

Multifunktionsrollstuhl

Extrem wendig, Gesamtbreite nur Sitzbreite +19 cm

gültig ab 01.01.2024

Im Grundpreis (ab 3.135,00 €) enthalten:

HMV-Nummer: 18.50.02.7062
50.45.07.2031

- Neu: 3A Rückensystem mit Lumbalwinkelverstellung von -12° bis +10°
- Aktive Beckenunterstützung
- Rückenwinkel einstellbar von 0° bis 30°
- Funktionelle Sitztiefe einstellbar, 39 bis 51cm
- Rückenhöhe einstellbar, 46 bis 62 cm (hoher Rücken 52 bis 68 cm)
- Sitzhöhe einstellbar von 38 cm bis 52,5 cm
- Sitzplatte mit Beckenvertiefung, Holz
- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Höhenverstellbare Armpolster 23,5 bis 35 cm
- Einzelfußplatten, winkelverstellbar
- Beinstützen hochschwenkbar mit Wadenpolster
- Antriebsräder 24" mit Steckachse und Aluminium-Greifreifen
- Pannensichere Bereifung 24" und 200 x 35 mm
- Kippschutz beidseitig
- Fersenbänder
- Rahmenfarbe, schwarz

Benutzergewicht:

Prio: Zugelassen bis max. 135 kg



Bestellung

Angebot

Kunden-Nr.:

Firma:

Ansprechpartner:

Kommission:

Firmenstempel:

Datum, Unterschrift:



Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Etac GmbH. Diese finden Sie in der Preisliste, oder können jederzeit bei uns angefordert werden. Alle genannten Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzl. MwSt. Die zur Zeit gültigen Preise finden Sie in der aktuellen Preisliste. Diese kann jederzeit angefordert werden. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Maßtoleranzen betragen +/- 0,5 cm.
2024-01-01

Maße und Standard/Optionen Etac Prio 3A


1 Etac Prio					
Artikel-Nr.	Sitzbreite	Sitztiefe	Position Sitztiefe	Auswahl	Grundpreis
13420405	40 cm	39 - 46 cm	Pos 1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.135 €
		41.5 - 48.5 cm	Pos 2 <input checked="" type="checkbox"/>		
		44 - 51 cm	Pos 3 <input type="checkbox"/>		
13420409	45 cm	39 - 46 cm	Pos 1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		41.5 - 48.5 cm	Pos 2 <input checked="" type="checkbox"/>		
		44 - 51 cm	Pos 3 <input type="checkbox"/>		
13420413	50 cm	39 - 46 cm	Pos 1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		41.5 - 48.5 cm	Pos 2 <input checked="" type="checkbox"/>		
		44 - 51 cm	Pos 3 <input type="checkbox"/>		
13420417	55 cm	39 - 46 cm	Pos 1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		41.5 - 48.5 cm	Pos 2 <input checked="" type="checkbox"/>		
		44 - 51 cm	Pos 3 <input type="checkbox"/>		


*Standard: Pos 2


2 Rahmenfarbe		
Ausführung	Farbe	
01	Schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>


3 Sitz- und Rückenwinkelverstellung	
Manuell	<input checked="" type="checkbox"/>

4 Sitzplatte	
Holz mit Klett	<input checked="" type="checkbox"/>
Holz ohne Klett	<input type="checkbox"/>
Kunststoff mit Klett	<input type="checkbox"/>
Kunststoff ohne Klett	<input type="checkbox"/>


5 Sitzkissen Standard	
	Velours Antrazitgrau
	kurz (50 cm) <input type="checkbox"/>
	lang (56 cm) <input type="checkbox"/>

Sitzkissen Komfort ¹		Aufpreis
	Velours Antrazitgrau	
	kurz (50 cm) <input type="checkbox"/>	129,00 €
	lang (56 cm) <input type="checkbox"/>	129,00 €



Sitzkissen Standard	
	Hygiene grau
	kurz (50 cm) <input checked="" type="checkbox"/>
	lang (56 cm) <input type="checkbox"/>

Sitzkissen Komfort ¹		Aufpreis
	Hygiene grau	
	kurz (50 cm) <input type="checkbox"/>	129,00 €
	lang (56 cm) <input type="checkbox"/>	129,00 €



¹ mit Beckenaussparung und Beinpositionierung





6 3A Rücken			
	standard	(Rückenhöhe: 46-62 cm)	<input type="checkbox"/>
	hoch	(Rückenhöhe: 52-68 cm)	<input type="checkbox"/>
	standard mit dynamischer Beckenunterstützung	(Rückenhöhe: 46-62 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>
	hoch mit dynamischer Beckenunterstützung	(Rückenhöhe: 52-68 cm)	<input type="checkbox"/>

7	Rückenkissen		
	Velours Antrazitgrau		<input type="checkbox"/>
	Hygiene grau		<input checked="" type="checkbox"/>
	3D-Rückenkissen		
	Velours Antrazitgrau		<input type="checkbox"/>





8	Kopfstütze		Aufpreis
	Velours Antrazitgrau / Tiefen- und winkelverstellbar mit Seitenführung	<input type="checkbox"/>	
	Hygiene grau	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Hygiene grau / Tiefen- und winkelverstellbar mit Seitenführung	<input type="checkbox"/>	249,00 €
	Kopfstütze		Aufpreis
	Anatomisch Medium (15,5x14x26 cm) / Tiefen- und winkelverstellbar	<input type="checkbox"/>	525,00 €
	Anatomisch Groß (17x14x32 cm) / Tiefen- und winkelverstellbar	<input type="checkbox"/>	525,00 €



9	Individueller Kantelstopp			Aufpreis
	Ohne Kantelstopp	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	65,00 €
	Mit individuellem Kantelstopp	0°	<input type="checkbox"/>	
		4°	<input type="checkbox"/>	
		8°	<input type="checkbox"/>	
		12°	<input type="checkbox"/>	


10	Armlehnen		
	Standard, länge 49 cm	rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
		links	<input checked="" type="checkbox"/>
	Standard, länge 49 cm werkzeuglos einstellbar mit Rändelschraube	rechts	<input type="checkbox"/>
		links	<input type="checkbox"/>
	Cross-Version, länge 35 cm	rechts	<input type="checkbox"/>
		links	<input type="checkbox"/>
	Ohne Armlehnenpolster Vorbereitung für individuelles Polster	rechts	<input type="checkbox"/>
		links	<input type="checkbox"/>












11	Beinstützen			Aufpreis
	Hochschwenkbar mit Wadenplatte Hygiene grau	rechts	<input checked="" type="checkbox"/>	
		links	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Cross-Version (anstatt Standard)	25574-01	<input type="checkbox"/>	
	Amputationsbeinstütze (anstatt Standard)	Velours Antrazitgrau rechts	<input type="checkbox"/>	
		Velours Antrazitgrau links	<input type="checkbox"/>	
		Hygiene grau rechts	<input type="checkbox"/>	
		Hygiene grau links	<input type="checkbox"/>	
	Amputationsgewicht		<input type="checkbox"/>	325,00 €
















18	Lenkradhalterung		Aufpreis	
	Standard	80606		<input checked="" type="checkbox"/>
	„Hemi“ (verbreitert Fersenfreiheit um 6 cm)	80899	88,00 €	<input type="checkbox"/>

19	Bremsen		Aufpreis	
	Kniegelenkbremse mit abgewinkeltem Bremsgriff			<input checked="" type="checkbox"/>
	Kniegelenkbremse mit Bremshebelverlängerung, abklappbar		56,00 €	<input type="checkbox"/>
	Einhandbremse		200,00 €	<input type="checkbox"/>
	Trommelbremse für Begleitperson: 24“, 22“, 20“	Nicht in Verbindung mit Schiebebügel!	294,00 €	<input type="checkbox"/>

20	Schiebegriffe		Aufpreis	
	Standard Mit Bremshebel für TBR			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, höhenverstellbar		110,00 €	<input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, höhen- und winkelverstellbar		224,00 €	<input type="checkbox"/>

21	Kippschutz		Art.-Nr.	
	Paar	28457		<input checked="" type="checkbox"/>

Zubehör		Art.-Nr.	Preis		
	Memory-Funktion für Kopfstütze	28564	13,00 €	<input type="checkbox"/>	
	Rückenkissenverlängerung (bei hohen Rückenlehnenhöhen, um die Lücke zwischen dem Sitz und dem Rückenkissen zu schließen und die Auflagefläche zu vergrößern) Hygiene Grau	40 cm	28787-65	54,00 €	<input type="checkbox"/>
		45 cm	28788-65	54,00 €	<input type="checkbox"/>
		50 cm	28789-65	54,00 €	<input type="checkbox"/>
		55 cm	28790-65	54,00 €	<input type="checkbox"/>
	Rückenkissen-Schutzlatz (bedeckt den Abstand zwischen Sitz und Rückenlehne bei höheren Rückenhöhen)	28657	43,00 €	<input type="checkbox"/>	
	Seitenpolster (sorgt für sanfte seitliche Unterstützung im Oberkörper)	rechts	63171-60-1	81,00 €	<input type="checkbox"/>
		links	63171-60-2	81,00 €	<input type="checkbox"/>
	Seitenstütze für Seitenpolster	Menge: _____	28136	43,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
	Schulterverbreiterung für 3D-Rückenkissen (schafft für Nutzer mit breiten Schultern einen breiteren Rücken im oberen Bereich und verteilt den Druck vom Rückenprofil)	Sitzbreite 40-45 cm	28786	249,00 €	<input type="checkbox"/>
	Positionierungskeile aus festem Schaum mit Klettverschluss, Paar	9 x 2 x 13 cm	28030	77,00 € (Paar)	<input type="checkbox"/>
		11 x 2 x 18,5 cm	28139	77,00 € (Paar)	<input type="checkbox"/>
		17,5 x 2,5 x 20 cm	28140	77,00 € (Paar)	<input type="checkbox"/>
	Zusatzpolster für 3A-Rücken (20 x 15 x 1 cm)	Menge: _____	28637	43,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, einstellbar, abschwenkbar und abnehmbar	rechts	28181-1	250,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
		links	28181-2	250,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, einstellbar und abnehmbar	rechts: _____ links: _____	28142	140,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
	Therapietisch für Armlehne Standard	40 cm	27971	171,00 €	<input type="checkbox"/>
		45 cm	27972	171,00 €	<input type="checkbox"/>
		50 cm	27973	171,00 €	<input type="checkbox"/>
		55 cm	27974	249,00 €	<input type="checkbox"/>
	Therapietisch für Cross Version	40 cm	25188	171,00 €	<input type="checkbox"/>
		45 cm	25731	171,00 €	<input type="checkbox"/>
		50 cm	26020	171,00 €	<input type="checkbox"/>
		55 cm	26022	171,00 €	<input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil, komplett		28022	387,00 €	<input type="checkbox"/>
	Hemi-Armlehne für Armlehne Cross Version Abnehmbarer Bezug, Velours Anthrazitgrau	rechts	25770-60-1	272,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
		links	25770-60-2	272,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
	Armlehnenpolster für Armlehne Standard, weich und breit Velours Anthrazitgrau	Menge: _____	28640	120,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
	Polster für Armlehne Standard Velours Anthrazitgrau	rechts	63193-60-1	76,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
		links	63193-60-2	76,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
	Polster für Armlehne Cross-Version	rechts	62283-60	76,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
		links	62283-60	76,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
	Seitenteilpolster, Hygiene grau ca. 1,5 cm pro Seite	rechts	63271-1	135,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
		links	63271-2	135,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
	Verbreiterungssatz (verbreitert die Armlehnen um ca. 2,5 cm)		27892	41,00 €	<input type="checkbox"/>
	Positionierungsgurt 2-Punkt Prio	Länge 100 cm	27904	74,00 €	<input type="checkbox"/>
		Länge 128 cm	28544	86,00 €	<input type="checkbox"/>

Zubehör			Art.-Nr.	Preis	
	Zusätzliche Halterung für Positionierungsgurt		28641	43,00 €	<input type="checkbox"/>
	Clips für Winkelbegrenzung (zur Reduzierung des Sitz und/oder Rückenlehnenwinkels)	10 St./Set	28163	37,00 €	<input type="checkbox"/>
	Rückenwinkelregulierung (zur Begrenzung des Rückenwinkels nach vorne)		28573	36,00 €	<input type="checkbox"/>
	Sauerstoffhalter/Transportkorb		28316	163,00 €	<input type="checkbox"/>
	Infusionsflaschenständer (nicht mit Therapietisch)		28341	440,00 €	<input type="checkbox"/>
	Fußplattenvergrößerung, Kunststoff, 40 cm Fußplattenvergrößerung, Kunststoff, 45 cm Fußplattenvergrößerung, Kunststoff, 50-55 cm	Menge: _____ Menge: _____ Menge: _____	50798 50799 50800	81,00 € (Stk.) 81,00 € (Stk.) 81,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Polster für Fußplatte, Velours, 42,5-50 cm	rechts links	63189-60-1 63189-60-2	25,00 € (Stk.) 25,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Polster für Fußplatte, Velours, 52,5-60 cm	rechts links	63192-60-1 63192-60-2	25,00 € (Stk.) 25,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Polster für einteilige Fußplatte, Velours	40-47,5 cm 50-60 cm	63190-60 63191-60	41,00 € (Stk.) 41,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Fußplattenvergrößerung (Lenkradhalterung „Hemi“ empfohlen, um Kollisionen zu vermeiden)				
	Small (einteilig)	40-45 cm	28774	175,00 €	<input type="checkbox"/>
	Medium (rechts)	40-45 cm	28775-1	118,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
	Medium (links)	40-45 cm	28775-2	118,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
	Large (rechts)	50-55 cm	28776-1	124,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
	Large (links)	50-55 cm	28776-2	124,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
	Seitenführung für Fußplattenvergrößerung	Menge: _____	28772	86,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/>
	Fußkasten, medium Fußkasten, large	40-45 cm 50-55 cm	28642 28643	648,00 € 648,00 €	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Kniepolster außen	rechts links	28777-1 28777-2	81,00 € (Stk.) 81,00 € (Stk.)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Wadenband, Nylon (abnehmbar und in der Länge verstellbar)	40 cm 45 cm 50 cm 55 cm	27909 27919 27920 27921	50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Wadenband-Polster	20 cm 30 cm 40 cm	26845 26846 26847	35,00 € 35,00 € 35,00 €	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Einteiliges Wadenpolster (extra weich, Velour)	40 - 47,5 cm 50 cm	63186-60 63187-60	63,00 € 69,00 €	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Speichenschutz grau, Paar	20" 22" 24"	25502-28 25503-28 25504-28	156,00 € 156,00 € 156,00 €	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Klettverschlüsse für Sitzkissen		28183	24,00 €	<input type="checkbox"/>

Preis, netto:

Verpackung und Frachtkostenanteil:

Preis, brutto (inkl. 7% MwSt.):

39,00 €

Etac GmbH
 Industriestraße 13
 45699 Herten
 FON: +49(0)2366 50060
 FAX: +49(0)2366 5006200
 info@etac.de
 www.etac.de

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie von

Mo. – Do. 8.30 – 17.00 Uhr und

Fr. 8.30 – 16.00 Uhr

durchgehend unter 02366 50060 erreichbar.