

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Combi Frame:x

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen


Kommission:



R82 Combi Frame:x

Grundmodell enthält:

- Kippsicherung mit integrierter Ankipphilfe, beidseitig abschwenkbar
- Winkelverstellbarer Schiebebügel
- Wahlweise Bereifung pannensicher oder Luftbereifung
- Beschlag für individuelle Fußstütze (15 x 15)
- Sitzhöhenverstellung (unabhängig vom Rad)
- Sitzneigung bis zu 45° einstellbar




530-730 mm

900-1140 mm

830 mm

max. 100 kg

HMV-Nummer: **26.99.01.1056**

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Breite (G)	580 mm	630 mm	680 mm	730 mm
Breite zwischen den Rädern (G1)	440 mm	490 mm	560 mm	600 mm
Länge (H)	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm
Höhe (I)	900 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm
Rückenhöhe (C)	430 mm	470 mm	570 mm	670 mm
Grundplatte (Breite x Tiefe)	220x250 mm	270x300 mm	320x350 mm	370x400mm
Höhe, Faltmaß	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Länge, Faltmaß	800 mm	800 mm	840 mm	940 mm
Sitzhöhe, ab Boden (E)	430/460/490 mm	430/460/490 mm	430/460/490 mm	430/460/490 mm
Fußplatte bis Adapterplatte (Abstand)	100-250 mm	100-250 mm	180-330 mm	180-330 mm
Sitzkantelung	0-40° (5-45°)	0-40° (5-45°)	0-40° (5-45°)	0-40° (5-45°)
Rückenwinkel, Verstellung Gasfeder	0-30°	0-30°	0-30°	0-30°
Wendekreis	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Max. Belastbarkeit (Nutzer + Zub.)	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Max. Belastbarkeit bei Transport (Nutzer + Zub.)	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Gewicht, Grundmodell	22 kg	23 kg	24 kg	27 kg
Gewicht, ohne Hinterräder	19 kg	20 kg	21 kg	24 kg
Untergrund, Befahrbarkeit	9°	9°	9°	9°










Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler











Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

Tel.: +49(0)2366 5006-0
Fax: +49(0)2366 5006-282
R82@etac.de
www.etac.de










Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR	
	Grundmodell		3198X4XXX0XXX	2.599,00 <input type="checkbox"/>	
	Combi Frame:x Sitzschalenuntergestell, Größe 1	1		ohne MP <input type="checkbox"/>	
	Combi Frame:x Sitzschalenuntergestell, Größe 2	2		ohne MP <input type="checkbox"/>	
	Combi Frame:x Sitzschalenuntergestell, Größe 3	3		ohne MP <input type="checkbox"/>	
	Combi Frame:x Sitzschalenuntergestell, Größe 4	4		ohne MP <input type="checkbox"/>	
Vorbereitet für Alber E-Fix Anbausatz – Aufpreis (diesen bitte bei Alber bestellen!) Nachrüstsatz für vorhandene Combi Frame:x auf Anfrage erhältlich!				119,00 <input type="checkbox"/>	
	Silber	4		ohne MP <input checked="" type="checkbox"/>	
	12½" luft, schwarz	1		ohne MP <input type="checkbox"/>	
	20" luft, schwarz	2		ohne MP <input type="checkbox"/>	
	22" luft, schwarz	3		ohne MP <input type="checkbox"/>	
	24" luft, schwarz	4		ohne MP <input type="checkbox"/>	
	12½" pannensicher, schwarz	5		ohne MP <input type="checkbox"/>	
	20" pannensicher, schwarz	6		ohne MP <input type="checkbox"/>	
	22" pannensicher, schwarz	7		ohne MP <input type="checkbox"/>	
	24" pannensicher, schwarz	8		ohne MP <input type="checkbox"/>	
	(1) passiv <input type="checkbox"/> (2) neutral <input type="checkbox"/> (3) aktiv <input type="checkbox"/>				
	Feststellbremse (Option) – Aufpreis	1		128,00 <input type="checkbox"/>	
	Trommelbremse (Option) – Aufpreis	2		190,00 <input type="checkbox"/>	
	Feststell- und Trommelbremse (Option) – Aufpreis	3		311,00 <input type="checkbox"/>	
	6" pannensicher, schwarz	6		ohne MP <input type="checkbox"/>	
	7" pannensicher, schwarz	7		ohne MP <input type="checkbox"/>	
7" luft, schwarz	8	ohne MP <input type="checkbox"/>			
Keine Fußstützen – bitte seperat bestellen!					
Rückenstangen Größe 1, Länge 390 mm	1		ohne MP <input type="checkbox"/>		
Rückenstangen Größe 2, Länge 430 mm	2		ohne MP <input type="checkbox"/>		
Rückenstangen Größe 3, Länge 530 mm	3		ohne MP <input type="checkbox"/>		
Rückenstangen Größe 4, Länge 630 mm	4		ohne MP <input type="checkbox"/>		
Ohne Rückenverstellung	0		ohne MP <input type="checkbox"/>		
Rückenneigung mit Gasfeder (Option) – Aufpreis	1		132,00 <input type="checkbox"/>		
Sitzstangen Größe 1, Länge 435 mm	1		ohne MP <input type="checkbox"/>		
Sitzstangen Größe 2, Länge 485 mm	2		ohne MP <input type="checkbox"/>		
Sitzstangen Größe 3, Länge 535 mm	3		ohne MP <input type="checkbox"/>		
Sitzstangen Größe 4, Länge 585 mm	4		ohne MP <input type="checkbox"/>		
Umrüstsatz für Rücken mit Dynamik – Aufpreis Nur bei Rückenneigung mit Gasdruckfeder möglich!			31980946-DYN	97,00 <input type="checkbox"/>	

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Zubehör				
	Beschlag gerade zur Montage von Rückensystemen		31980100	93,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenaufnahme	eine Größe	31980200	103,00 <input type="checkbox"/>
	Zusätzliche Querstange mit Kopfstützenaufnahme	3	31980220	154,00 <input type="checkbox"/>
	Zusätzliche Querstange mit Kopfstützenaufnahme	4	31980230	154,00 <input type="checkbox"/>
	Radschutz 20", Paar		auf Anfrage	- <input type="checkbox"/>
	Radschutz 22", Paar		auf Anfrage	- <input type="checkbox"/>
	Radschutz 24", Paar		auf Anfrage	- <input type="checkbox"/>
	Schlittenadapter für x:panda Größe 1+2		318911610-98	226,00 <input type="checkbox"/>
	Schlittenadapter für x:panda Größe 3+4		318911610-99	226,00 <input type="checkbox"/>
	Schlittenadapter für x:panda shape Gr. 3 (Combi Frame:x Gr. 3+4)	3+4	31905090	260,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzschalenadapter-Oberteil, für Fremdschalen auf Schlittenadapter	3+4	3175003	145,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzschalenadapter-Oberteil, für Fremdschalen auf Schlittenadapter	1+2	3175002	145,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen mit Seitenplatten, Paar, L:39 x B:7½ cm x N:40°	1+2	31970600-1	515,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen mit Seitenplatten, Paar, L:44 x B:7½ cm x N:40°	3+4	31970600-2	515,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Inkl. Tischaufnahme beidseitig</i>			
	Distanzstück für Armlehnen 20mm pro Seite, Paar	eine Größe	31980182	60,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Vergrößert die Sitzbreite zwischen den Armlehnen um 40mm</i>			
	Armlehnenverlängerung	eine Größe	31970630-1	201,00 <input type="checkbox"/>
	Beschlag für Autotransport	eine Größe	31980900	240,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Zur Aufnahme von Rollstuhlrückhaltesystemen</i>			
	<i>Für AMF Kraftknoten bitte den Hersteller kontaktieren!</i>			
	Aufnahme für medizinische Zusatzgeräte	2+3+4	31970815	396,00 <input type="checkbox"/>
	20" Speichenschutz, transparent, Stück	eine Größe	31971020	154,00 <input type="checkbox"/>
	22" Speichenschutz, transparent, Stück	eine Größe	31971022	154,00 <input type="checkbox"/>
	24" Speichenschutz, transparent, Stück	eine Größe	31971024	154,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Fußstützen				
	Aufnahme für Fußstützen geteilt & durchgehend	1+2	31980156	ohne MP* <input type="checkbox"/>
	Aufnahme für Fußstützen geteilt & durchgehend	3+4	31980157	ohne MP* <input type="checkbox"/>
	<i>*inklusive bei Bestellung einer der folgenden Haltestangen/Fußstützen:</i>			
	Haltestange für Fußschalen geteilt	190 mm	318975285	85,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange für Fußschalen geteilt	250 mm	318975287	85,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange für Fußschalen geteilt	350 mm	318975288	85,00 <input type="checkbox"/>
	<i>(wird zur Montage der Fußschalen benötigt)</i>			
	Fußschalen, einzeln verstellbar, 75 x 177 mm	1+2	3189143-1	491,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, 95 x 210 mm	1+2	3189143-2	491,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, 110 x 235 mm	3+4	3189143-3	491,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange für Fußstützen, durchgehend	190 mm	318975260	64,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange für Fußstützen, durchgehend	240 mm	318975261	64,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange für Fußstützen, durchgehend	290 mm	318975262	64,00 <input type="checkbox"/>
	<i>(wird zur Montage der Fußplatte benötigt)</i>			
	Fußplatte, klappbar, B:360 x T:230 mm	1+2	3195145-2	356,00 <input type="checkbox"/>
	Fußplatte, klappbar, B:410 x T:240 mm	3+4	3195145-3	356,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 2 für Wombat Fußplatte Gr. 2	2	3195145-2PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 3 für Wombat Fußplatte Gr. 3	3	3195145-3PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 2 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 2 <i>(seitl.+hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)</i>	2	3195145-2BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 3 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 3 <i>(seitl.+hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)</i>	3	3195145-3BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	1-3	3195145-20	98,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenplatte, H:150 mm x B:300 mm <i>Nur für Haltestangen Art. 897526x</i>	eine Größe	3185131	244,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett dynamisch <i>auf Anfrage erhältlich!</i>			auf Anfrage <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Fußstützen

Folgende Fußstützen sind nur für Größe 2, 3 & 4 erhältlich:

	Fußstütze geteilt, 90-180° Gasfeder, abnehmbar/abschwenkbar, Paar	2	31970500-1	872,00	<input type="checkbox"/>
	Fußstütze geteilt, 90-180° Gasfeder, abnehmbar/abschwenkbar, Paar	3	31970500-2	872,00	<input type="checkbox"/>
	Fußstütze geteilt, 90-180° Gasfeder, abnehmbar/abschwenkbar, Paar <i>mit automatischem Längenausgleich/physiologischem Drehpunkt, ST asymmetrisch einstellbar!</i>	4	31970500-3	872,00	<input type="checkbox"/>
	Fußstütze geteilt, 75° fest, abschwenkbar, abnehmbar, Paar	2	31970510-1	530,00	<input type="checkbox"/>
	Fußstütze geteilt, 75° fest, abschwenkbar, abnehmbar, Paar	3	31970510-2	530,00	<input type="checkbox"/>
	Fußstütze geteilt, 75° fest, abschwenkbar, abnehmbar, Paar <i>ST asymmetrisch einstellbar!</i>	4	31970510-3	530,00	<input type="checkbox"/>
	Distanzstück für Beinstütze 9705x0-x <i>Beinstützen können pro Seite 20mm nach außen montiert werden</i>		31980182	60,00	<input type="checkbox"/>
	Wadenplatten, geteilt, mit Bezug, Paar	klein	31970550-1	264,00	<input type="checkbox"/>
	Wadenplatten, geteilt, mit Bezug, Paar <i>(für alle o.g. Fußstützen verwendbar)</i>	groß	31970550-2	264,00	<input type="checkbox"/>
	Wadenplatte durchgehend, mit Bezug	2	31970555-2	264,00	<input type="checkbox"/>
	Wadenplatte durchgehend, mit Bezug	3	31970555-3	264,00	<input type="checkbox"/>
	Wadenplatte durchgehend, mit Bezug <i>(für alle o.g. Fußstützen in der passenden Größe verwendbar)</i>	4	31970555-4	264,00	<input type="checkbox"/>

Rumpfunterstützung

	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185428-1	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185428-2	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	271,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Rumpfunterstützung



Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185430-0	271,00	<input type="checkbox"/>
Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185430-1	271,00	<input type="checkbox"/>
Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185430-2	271,00	<input type="checkbox"/>

Beckenunterstützung



4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	164,00	<input type="checkbox"/>
4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	164,00	<input type="checkbox"/>
4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	164,00	<input type="checkbox"/>
4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	164,00	<input type="checkbox"/>
4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	164,00	<input type="checkbox"/>



T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	271,00	<input type="checkbox"/>
T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	271,00	<input type="checkbox"/>
T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	271,00	<input type="checkbox"/>



2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	135,00	<input type="checkbox"/>
2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	135,00	<input type="checkbox"/>
2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	135,00	<input type="checkbox"/>



4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	M	3185427-240	182,00	<input type="checkbox"/>
4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	L	3185427-340	182,00	<input type="checkbox"/>
4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	XL	3185427-440	182,00	<input type="checkbox"/>

Mit 40mm/25 mm Gurtband!



Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	XS	3189108-1	310,00	<input type="checkbox"/>
Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	S	3189108-2	310,00	<input type="checkbox"/>
Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	M	3189108-3	310,00	<input type="checkbox"/>



Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3189114-127	310,00	<input type="checkbox"/>
Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3189114-227	310,00	<input type="checkbox"/>

Fußunterstützung



Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XS	3185745-XS	202,00	<input type="checkbox"/>
Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	M	3185745-M	202,00	<input type="checkbox"/>
Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XL	3185745-XL	202,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Fußunterstützung



Fußgurte mit Klappschnallen, Paar
Fußgurte mit Klett, Paar

eine Größe	3185096	76,00	<input type="checkbox"/>
eine Größe	3185102	76,00	<input type="checkbox"/>



Handgelenksgurt, Stück
Handgelenksgurt, Stück
Handgelenksgurt, Stück
Handgelenksgurt, Stück

S	3185425-1	80,00	<input type="checkbox"/>
M	3185425-2	80,00	<input type="checkbox"/>
L	3185425-3	80,00	<input type="checkbox"/>
XL	3185425-4	80,00	<input type="checkbox"/>

Wählen Sie die Seite: links rechts

Keine Haftung für Druckfehler