

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Cricket

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:



R82 Cricket

Grundmodell enthält:

- Rückenwinkelverstellung 15°
- Einstellbare Sitztiefe
- Durchgehender und mitfaltender Schiebebügel
- Höhen- und winkelverstellbare Fußstützen
- Transportgurt (gegen ungewolltes Aufklappen)
- Wetterschutzdach
- Einkaufskorb



340–395 mm




210–430 mm



13,4 kg



max. 50 kg


HMV-Nummer: 18.99.01.1049

Maße

Größe 1

Größe 2

Maße	Größe 1	Größe 2
Sitzbreite, maximal (A)	340 mm	395 mm
Sitztiefe (B)	210–310 mm	310–430 mm
Rückenhöhe (C)	500 mm	570 mm
Unterschenkellänge (D)	180–360 mm	225–370 mm
Fußstützenwinkel	360°	360°
Sitzbreite innen (F)	270 mm	330 mm
Sitzbreite außen (F1)	340 mm	395 mm
Breite (G)	525 mm	575 mm
Länge (H)	750 mm	750 mm
Höhe (I)	1000 mm	1050 mm
Rückenwinkel	110–125°	110–125°
Sitzneigung	20°	20°
Armlehnenhöhe (von Sitzfläche gemessen)	160–190 mm	160–190 mm
Länge der Armlehne	200 mm	275 mm
Wendekreis	725 mm	763 mm
Breite, faltmaß	355 mm	355 mm
Höhe, faltmaß	485 mm	485 mm
Länge, faltmaß	760 mm	760 mm
Spurbreite bei 90° Korridor (benötigt)	815 mm	815 mm
Nutzergewicht, max.	35 kg	50 kg
Nutzergewicht, max. beim Transport	35 kg	43 kg
Gewicht, Grundmodell	12,4 kg	13,4 kg













Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler












Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

Tel.: +49(0)2366 5006-0
Fax: +49(0)2366 5006-282
R82@etac.de
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Grundmodell			
	Cricket, Größe 1	1	3187043100	2.090,00 <input type="checkbox"/>
	Cricket, Größe 2	2	3187043200	2.150,00 <input type="checkbox"/>
	Cricket inkl. Lenkstopp, Größe 1	1	3187043100-DL	2.217,00 <input type="checkbox"/>
	Cricket inkl. Lenkstopp, Größe 2	2	3187043200-DL	2.276,00 <input type="checkbox"/>
Grundmodell: Polster				
  	Sitzpolster, mitfaltend*	1	318704311X	138,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzpolster, mitfaltend*	2	318704321X	138,00 <input type="checkbox"/>
 	<i>*Bitte Polsterfarbe auswählen:</i>			
	Blau = 1 <input type="checkbox"/> Rot = 2 <input type="checkbox"/> Grün = 3 <input type="checkbox"/> Grau = 4 <input type="checkbox"/> Pink = 5 <input type="checkbox"/>			
	Seitenabdeckung/geschlossenes Seitenteil	1+2	3187043130	49,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör				
	Armlehne, Paar, Typ 1, niedrig (empf. für Größe 1)	1+2	3187043120-1	204,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehne, Paar, Typ 2, hoch (empf. für Größe 2)	1+2	3187043120-2	204,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte, Sitzbreitenreduzierung	30 mm	3187043130-1	119,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte, Sitzbreitenreduzierung	50 mm	3187043130-2	119,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Seitenabdeckung Art. Nr. 3187043130 wird benötigt!</i>			
	Seitenführungspolster, klein	1+2	3187043140-1	72,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenführungspolster, groß	1+2	3187043140-2	72,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster	1+2	3187043150	156,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverlängerung	1	3187043160-1	114,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverlängerung	2	3187043160-2	114,00 <input type="checkbox"/>
	Therapietisch	1	3187043180-1	246,00 <input type="checkbox"/>
	Therapietisch	2	3187043180-2	246,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Nur in Verbindung mit Armlehnen!</i>			

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Zubehör				
	Haltebügel für Armlehne, gepolstert	1	3187043181-1	119,00 <input type="checkbox"/>
	Haltebügel für Armlehne, gepolstert	2	3187043181-2	119,00 <input type="checkbox"/>
	Haltebügel - Montage am Gestell, ohne Armlehne	1	3187043182-1	132,00 <input type="checkbox"/>
	Haltebügel - Montage am Gestell, ohne Armlehne	2	3187043182-2	132,00 <input type="checkbox"/>
	Wetterschutzdach, Schwarz	1	3187043170	ohne MP <input type="checkbox"/>
	Wetterschutzdach, Schwarz	2	3187043270	ohne MP <input type="checkbox"/>
	Wetterschutzdach, Grau	1	3187043174	ohne MP <input type="checkbox"/>
	Wetterschutzdach, Grau	2	3187043274	ohne MP <input type="checkbox"/>
	Regenschutz, transparent	1	3187467-210	171,00 <input type="checkbox"/>
	Regenschutz, transparent	2	3187467-310	171,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Nur in Verbindung mit Wetterschutzdach nutzbar!</i>			
	Fersenstopp	1+2	3187043185	126,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenband	1	3187043190-10	72,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenband	2	3187043190-20	72,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrettverriegelung	1+2	3187043186	54,00 <input type="checkbox"/>
	Rucksack	1+2	3187043183-1	71,00 <input type="checkbox"/>
	Einkaufskorb	1	3187043184-10	ohne MP <input type="checkbox"/>
	Einkaufskorb	2	3187043184-20	ohne MP <input type="checkbox"/>
	Transportbeschlag (DIN ISO 7178-19)	1+2	3187043188	222,00 <input type="checkbox"/>
	Schlupfsack für Cricket, Schwarz/Farbakzent*	1	31R82-XXXXX	220,00 <input type="checkbox"/>
	Schlupfsack für Cricket, Schwarz/Farbakzent*	2	31R82-XXXXX	220,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Schlupfsack Gr. 1 für Cricket Gr. 1, Schlupfsack Gr. 2 für Cricket Gr. 2!</i>			
*Bitte Dekorstreifen/Farbakzent auswählen:				
Blau <input type="checkbox"/> 607R	Rot <input type="checkbox"/> 609RO	Grau <input type="checkbox"/> 534G	Pink <input type="checkbox"/> 601P	für 1
Blau <input type="checkbox"/> 608R	Rot <input type="checkbox"/> 610RO	Grau <input type="checkbox"/> 535G	Pink <input type="checkbox"/> 602P	für 2

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023			31xxx = Länderkennung	
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Zubehör: Westen und Gurte



Rumpfgurt, Brustumfang 500-700 mm	1	3185480-1	143,00	<input type="checkbox"/>
Rumpfgurt, Brustumfang 600-950 mm	2	3185480-2	143,00	<input type="checkbox"/>

Zubehör: Westen und Gurte – Rumpfunterstützung



Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	271,00	<input type="checkbox"/>
Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	271,00	<input type="checkbox"/>
Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	271,00	<input type="checkbox"/>
Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	271,00	<input type="checkbox"/>
Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	271,00	<input type="checkbox"/>
Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	271,00	<input type="checkbox"/>



H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185428-1	271,00	<input type="checkbox"/>
H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185428-2	271,00	<input type="checkbox"/>
H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	271,00	<input type="checkbox"/>
H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	271,00	<input type="checkbox"/>

Zubehör: Westen und Gurte – Beckenunterstützung



4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	164,00	<input type="checkbox"/>
4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	164,00	<input type="checkbox"/>
4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	164,00	<input type="checkbox"/>
4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	164,00	<input type="checkbox"/>
4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	164,00	<input type="checkbox"/>



2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	135,00	<input type="checkbox"/>
2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	135,00	<input type="checkbox"/>
2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	135,00	<input type="checkbox"/>

Zubehör: Westen und Gurte – Fußunterstützung



Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XS	3185745-XS	202,00	<input type="checkbox"/>
Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	M	3185745-M	202,00	<input type="checkbox"/>
Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XL	3185745-XL	202,00	<input type="checkbox"/>



Fußgurte mit Klappschnallen, Paar	eine Größe	3185096	76,00	<input type="checkbox"/>
Fußgurte mit Klett, Paar	eine Größe	3185102	76,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Ersatzteile				
-------------	--	--	--	--



Wetterschutzdach, Schwarz	1	3187043170	310,00	<input type="checkbox"/>
Wetterschutzdach, Schwarz	2	3187043270	310,00	<input type="checkbox"/>
Wetterschutzdach, Grau	1	3187043174	310,00	<input type="checkbox"/>
Wetterschutzdach, Grau	2	3187043274	310,00	<input type="checkbox"/>



Einkaufskorb	1	3187043184-10	96,00	<input type="checkbox"/>
Einkaufskorb	2	3187043184-20	96,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler