

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 High-Low:xo Frame

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen

Kommission:





## R82 High-Low:xo Frame

### Grundmodell Kombigestell (Outdoor) enthält:

- Schlittenadapter-Unterteil
- Räder mit zentraler Feststellbremse (Fußbedienung)
- Höhenverstellung per Fußpedal
- Auslösung der Neigungsverstellung unter dem Sitz
- Lenkstopp für die Vorderräder
- Schiebebügel, winkelverstellbar, faltbar

Kombigestell (Outdoor)

HMV-Nummer: **26.99.01.1050**

Maße	Breite	Länge	Sitzhöhe	Kantelung	Gewicht	Max. Belastung
High-Low:xo Kombigestell (Outdoor) mit Gasdruckfeder Gr. 1	670 mm	800 mm	300 - 720 mm*	(-10°) - 30°	22,0 kg	70 kg
High-Low:xo Kombigestell (Outdoor) mit Gasdruckfeder Gr. 2	707 mm	810 mm	345 - 720 mm*	(-10°) - 30°	22,0 kg	75 kg
High-Low:xo Kombigestell (Outdoor) elektrisch Gr. 1	670 mm	800 mm	300 - 720 mm*	(-10°) - 30°	25,0 kg	70 kg
High-Low:xo Kombigestell (Outdoor) elektrisch Gr. 2	707 mm	810 mm	345 - 720 mm*	(-10°) - 30°	26,0 kg	75 kg

\*Mit Adapterplatte  
Hinweise zur Verwendung von Fremdschalen und Berechnung der Belastbarkeit finden Sie auf Seite 6!

Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH  
Industriestraße 13  
45699 Herten  
Deutschland  
Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0  
Fax: +49(0)2366 5006-282  
R82@etac.de  
www.etac.de


Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
Bank: Nordea Bank Finland  
BIC/SWIFT: NDEAFIHH  
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
<b>High-Low:xo Frame Kombigestell (Outdoor)</b>				

**Grundmodell**

High-Low:xo Kombigestell (Outdoor) Gr. 1  
High-Low:xo Kombigestell (Outdoor) Gr. 2

	31891 X X X X X		
1	□ □ □ □ □	2.615,00	<input type="checkbox"/>
2		2.720,00	<input type="checkbox"/>

**Farben**

Rahmenfarbe Schwarz  
Rahmenfarbe Weiß

0		ohne MP	<input type="checkbox"/>
1		ohne MP	<input type="checkbox"/>

**Bereifung und Bremsen**

PU-Bereifung 7"/12" mit zentraler Feststellbremse (Fußbedienung)

1		ohne MP	<input type="checkbox"/>
---	--	---------	--------------------------



PU-Bereifung 7"/12" mit zentraler Feststellbremse (Fußbedienung) + zusätzlich mit Handbremse (Fahrbremse)

2		247,00	<input type="checkbox"/>
---	--	--------	--------------------------



Luftbereifung 7"/12" mit zentraler Feststellbremse (Fußbedienung)

3		ohne MP	<input type="checkbox"/>
---	--	---------	--------------------------

Luftbereifung 7"/12" mit zentraler Feststellbremse (Fußbedienung) + zusätzlich mit Handbremse (Fahrbremse)

4		247,00	<input type="checkbox"/>
---	--	--------	--------------------------

**Höhenverstellung**

Gasdruckfeder, Pedal zur Höhenverstellung am Rahmen

1		ohne MP	<input type="checkbox"/>
---	--	---------	--------------------------

Elektroantrieb, elektrische Höhenverstellung, mit Handbedienteil

3		891,00	<input type="checkbox"/>
---	--	--------	--------------------------

**Neigungsverstellung**

Hebel unter dem Sitz

1		ohne MP	<input type="checkbox"/>
---	--	---------	--------------------------

Hebel am Schiebebügel (Handbedienung)

2		37,00	<input type="checkbox"/>
---	--	-------	--------------------------

**Zubehör**

Schlittenadapter-Oberteil für Gr. 1  
Schlittenadapter-Oberteil für Gr. 2









1	3175001	145,00	<input type="checkbox"/>
2	3175002	145,00	<input type="checkbox"/>











Sperre für Höhenverstellung – für Gr. 1+2  
*Nur für Modelle mit Gasdruckfeder!*

eine Größe	31890024	55,00	<input type="checkbox"/>
------------	----------	-------	--------------------------

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 310 x T: 190 mm)	1	3195145-1	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 360 x T: 230 mm)	2	3195145-2	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 410 x T: 240 mm)	3	3195145-3	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 480 x T: 240 mm)	4	3195145-4	356,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln	15,5 cm	318910820-1	128,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln	29 cm	318910820-2	128,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln	35 cm	318910820-3	128,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln, 16 cm Einschub	35 cm	318910821-3	139,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenplatte für Haltestange einzeln	eine Größe	3185131	244,00 <input type="checkbox"/>
	Polsterung für Fußplatte Gr. 1 für Wombat Fußplatte Gr. 1	1	3195145-1PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Polsterung für Fußplatte Gr. 2 für Wombat Fußplatte Gr. 2	2	3195145-2PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Polsterung für Fußplatte Gr. 3 für Wombat Fußplatte Gr. 3	3	3195145-3PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 1 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 1 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett-Polster)	1	3195145-1BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 2 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 2 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	2	3195145-2BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 3 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 3 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	3	3195145-3BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	1-3	3195145-20	98,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (75 x 170 mm)	1-2	3189143-1	491,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (95 x 210 mm)	1-2	3189143-2	491,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (110 x 235 mm)	3-4	3189143-3	491,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	15 cm	318910840-1	168,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	25 cm	318910840-2	168,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	31 cm	318910840-3	168,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt, 16 cm Einschub	31 cm	318910841-3	180,00 <input type="checkbox"/>





Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Multi-einstellbare Fußstütze – für High-Low: xo Gr. 1+2, 18 cm*	1+2	318910851-1	519,00 <input type="checkbox"/>
	Multi-einstellbare Fußstütze – für High-Low: xo Gr. 1+2, 31 cm*	1+2	318910851-2	519,00 <input type="checkbox"/>
	Multi-einstellbare Fußstütze – für High-Low: xo Gr. 1+2, 35 cm* <i>*Kurzer Einschub, Fußplatte: 20 x 12 cm</i>	1+2	318910851-3	519,00 <input type="checkbox"/>
	Multi-einstellbare Fußstütze – für High-Low: xo Gr. 1+2, 35 cm* <i>*Verlängerter Einschub, Fußplatte: 20 x 12 cm</i>	3	318910852-3	531,00 <input type="checkbox"/>
	Adapter zur Breitenverlängerung für multi-einstellbare Fußstütze	eine Größe	318910855	64,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenplatten, einstellbar	eine Größe	3189162	567,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz inkl. Ankipphilfe für High-Low: xo Kombigestell (Outdoor) <i>Für Outdoor-Gestell mit Gasdruckfeder oder elektrisch!</i>	eine Größe	31890008	295,00 <input type="checkbox"/>
	Transportbeschläge <i>Nur für Outdoor-Gestelle!</i>	eine Größe	31890005	272,00 <input type="checkbox"/>
	Halterung für Kommunikationsgerät	eine Größe	318910860	191,00 <input type="checkbox"/>
	Extra Gasdruckfeder, zur Unterstützung der Höhenverstellung <i>Empfohlen bei einer Belastung (Sitz + Nutzer) über 50 kg</i>	eine Größe	31890003	162,00 <input type="checkbox"/>


Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR





#### Nachrüstung und Umrüst-Kits

	Umrüst-Kit für Höhenverstellung am Schiebebügel (nur für Modelle mit Gasdruckfeder)	1+2	3189550-LIFT	90,00 <input type="checkbox"/>
	Umrüst-Kit für Neigungsverstellung am Schiebebügel, Outdoor	1+2	318910550-KIT	80,00 <input type="checkbox"/>
	Hebel zur Höhenverstellung am Rahmen (Gestell mit Gasdruckfeder)	1+2	31890021	86,00 <input type="checkbox"/>
	Umrüst-Kit für Gr. 1, von Gas zu elektrisch, Zimmergestell/Outdoor	1	31890006-1	1.269,00 <input type="checkbox"/>
	Umrüst-Kit für Gr. 2, von Gas zu elektrisch, Zimmergestell/Outdoor	2	31890006-2	1.293,00 <input type="checkbox"/>

#### Ersatzteile

	Schiebebügel, winkelvestellbar, für Outdoor-Gestelle	eine Größe	31890010-04	441,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln - nur vertikale Stange	155 mm	318975260	64,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln - nur vertikale Stange	240 mm	318975261	64,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln - nur vertikale Stange	290 mm	318975262	64,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln - nur vertikale Stange	350 mm	318975263	64,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt - nur vertikale Stange	150 mm	318975285	85,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt - nur vertikale Stange	250 mm	318975287	85,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt - nur vertikale Stange	310 mm	318975288	85,00 <input type="checkbox"/>
	Halterung für Fußstütze inkl. Feststellgriff	80 mm	3189147-80	57,00 <input type="checkbox"/>
	Halterung für Fußstütze inkl. Feststellgriff	150 mm	3189147-150	57,00 <input type="checkbox"/>
	12" Antriebsrad, Luftbereifung	eine Größe	318750120-A	167,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	12" Antriebsrad, PU-Bereifung	eine Größe	318750120-S	167,00 <input type="checkbox"/>
	7" Vorderrad, Luftbereifung	eine Größe	318750140-A	117,00 <input type="checkbox"/>
	7" Vorderrad, PU-Bereifung	eine Größe	318750140-S	117,00 <input type="checkbox"/>
	Gasdruckfeder standard, für High-Low: xo Gr. 1-2	1-2	31890019	164,00 <input type="checkbox"/>
	Gasdruckfeder standard, für High-Low: xo Gr. 3	3	31890020	164,00 <input type="checkbox"/>
	Ladegerät	eine Größe	312222161	172,00 <input type="checkbox"/>
	Batterie inkl. Batteriebox	eine Größe	312222110	295,00 <input type="checkbox"/>
	Batterien (Paar)	eine Größe	312222012	197,00 <input type="checkbox"/>

## Gut zu wissen:

### Empfehlungen für die Wahl des Untergestells:

#### Untergestell Gr. 1:

- x:panda Gr. 1+2
- Fremdsitze, effektive SB/ST/RH max. = 28 / 33 / 42 cm

#### Untergestell Gr. 2:

- x:panda Gr. 3
- Fremdsitze, effektive SB/ST/RH max. = 36 / 39 / 47 cm

#### Untergestell Gr. 3:

- x:panda Gr. 4
- Fremdsitze, effektive SB/ST/RH max. = 46 / 53 / 71 cm

### Die Belastbarkeit des Untergestells berechnen:

Nutzer (Gewicht des Kindes) + Sitz +  
Zubehör = Belastung

#### Beispiel:

Kind	25,0 kg
x:panda Gr. 2	8,5 kg
Zubehör	5,0 kg
<b>Gesamt:</b>	<b>38,5 kg</b>

Keine Haftung für Druckfehler