

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 High-Low:xo Frame

Kunden-Nr:
Firma:
Adresse:
PLZ/Ort:
Ansprechpartner:
E-Mail:
Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:



R82 High-Low:xo Frame

Grundmodell Zimmergestell enthält:

- Schlittenadapter Unterteil (nur für Gr. 1 und 2)
- Feststellbremse an allen Rädern
- Höhenverstellung per Fußauslösung
- Auslösung der Neigungsverstellung unter dem Sitz



Zimmergestell



HMV-Nummer: **26.99.01.0018**

Maße	Länge	Breite	Sitzhöhe	Kantelung	Gewicht	Max. Belastung
High-Low:xo Zimmergestell mit Gasdruckfeder Gr. 1	655 mm	560 mm	170 – 590 mm*	(-10°) – 30°	13,0 kg	70 kg
High-Low:xo Zimmergestell mit Gasdruckfeder Gr. 2	795 mm	620 mm	215 – 590 mm*	(-10°) – 30°	13,0 kg	75 kg
High-Low:xo Zimmergestell elektrisch Gr. 1	660 mm	560 mm	170 – 580 mm*	(-10°) – 30°	16,0 kg	70 kg
High-Low:xo Zimmergestell elektrisch Gr. 2	795 mm	620 mm	210 – 580 mm*	(-10°) – 30°	17,0 kg	75 kg
High-Low:xo Zimmergestell elektrisch Gr. 3	795 mm	620 mm	270 – 530 mm*	(-10°) – 30°	18,0 kg	95 kg
High-Low:xo Zimmergestell hydraulisch Gr. 2	795 mm	620 mm	240 – 600 mm*	(-10°) – 30°	19,0 kg	75 kg
High-Low:xo Zimmergestell hydraulisch Gr. 3	795 mm	620 mm	300 – 540 mm*	(-5°) – 25°	19,0 kg	100 kg

*Mit Adapterplatte

Hinweise zur Verwendung von Fremdschalen und Berechnung der Belastbarkeit finden Sie auf Seite 6!

Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler










Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland
Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0
Fax: +49(0)2366 5006-282
R82@etac.de
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

High-Low:xo Frame Zimmergestell

	Grundmodell		31890 XXXXX		
	High-Low:xo Zimmergestell Gr. 1*	1	<input type="checkbox"/>	1.565,00 <input type="checkbox"/>	
	High-Low:xo Zimmergestell Gr. 2*	2	<input type="checkbox"/>	1.670,00 <input type="checkbox"/>	
	High-Low:xo Zimmergestell Gr. 3#	3	<input type="checkbox"/>	2.090,00 <input type="checkbox"/>	
	*inkl. Schlittenadapter-Unterteil				
	#inkl. Flacher Basis, ohne Schlittenadapter-Unterteil, bei Bedarf unter Zubehör auswählen				
	Farben				
	Rahmenfarbe Schwarz	0	<input type="checkbox"/>	ohne MP <input type="checkbox"/>	
	Rahmenfarbe Weiß*	1	<input type="checkbox"/>	ohne MP <input type="checkbox"/>	
	*Für Gestell mit Gasdruckfeder oder elektrisch!				
	Lenkrollen und Bremsen				
	Lenkrollen 75 mm – nicht für Hydraulik	1	<input type="checkbox"/>	ohne MP <input type="checkbox"/>	
	Lenkrollen 100 mm*	2	<input type="checkbox"/>	100,00 <input type="checkbox"/>	
	Lenkrollen 100 mm + Zentralbremse (Handbedienung)*	3	<input type="checkbox"/>	362,00 <input type="checkbox"/>	
	Lenkrollen 100 mm + Zentralbremse (Fußbedienung) + Ankipphilfe*	4	<input type="checkbox"/>	478,00 <input type="checkbox"/>	
	Lenkrollen 125 mm*	5	<input type="checkbox"/>	131,00 <input type="checkbox"/>	
	*Für alle Verstellvarianten und Größen geeignet!				
	Höhenverstellung				
	Höhenverstellung per Gasdruck, Pedal zur Auslösung am Rahmen Für Gr. 1+2!	1	<input type="checkbox"/>	ohne MP <input type="checkbox"/>	
		Höhenverstellung per Gasdruck, Auslösung am Schiebebügel Für Gr. 1+2! Ohne Schiebebügel, bitte separat unter Zubehör auswählen!	2	<input type="checkbox"/>	50,00 <input type="checkbox"/>
			Elektroantrieb, elektrische Höhenverstellung Für alle Größen erhältlich!	3	<input type="checkbox"/>
		Hydraulische Höhenverstellung Für Gr. 2+3!	4	<input type="checkbox"/>	725,00 <input type="checkbox"/>
	Neigungsverstellung				
	Hebel unter dem Sitz Nicht kombinierbar mit Hebel am Schiebebügel!	1	<input type="checkbox"/>	ohne MP <input type="checkbox"/>	
		Hebel am Schiebebügel Ohne Schiebebügel, bitte separat unter "Zubehör" auswählen!	2	<input type="checkbox"/>	37,00 <input type="checkbox"/>

Zubehör











Schlittenadapter-Oberteil für Gr. 1	1	3175001	145,00 <input type="checkbox"/>
Schlittenadapter-Oberteil für Gr. 2	2	3175002	145,00 <input type="checkbox"/>
Schlittenadapter-Oberteil für Gr. 3	3	3175003	145,00 <input type="checkbox"/>
Schlittenadapter-Unterteil für High-Low:xo Gr. 3	3	318911610-99	226,00 <input type="checkbox"/>
Schlittenadapter für x:panda shape Gr. 3 (High-Low:xo Gr. 3)	3	31905090	260,00 <input type="checkbox"/>












Sperrschraube für Höhenverstellung – für Gr. 1+2 Nur für Modelle mit Fußpedal!	eine Gr.	31890024	55,00 <input type="checkbox"/>
---	----------	----------	--------------------------------

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Schiebebügel, standard <i>Passend für x:panda Gr. 1-4 und Panda Futura Gr. 1-5</i>	eine Größe	31890009-04	174,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, standard <i>Passend für x:panda Gr. 1-3</i>	eine Größe	318910555	283,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, lang <i>Passend für x:panda Gr. 4</i>	eine Größe	318910565	306,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, groß, am Rahmen montiert <i>Für Zimmergestelle, für Outdoor bereits im Grundmodell enthalten!</i>	eine Größe	31890010-04	441,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 310 x T: 190 mm)	1	3195145-1	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 360 x T: 230 mm)	2	3195145-2	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 410 x T: 240 mm)	3	3195145-3	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 480 x T: 240 mm)	4	3195145-4	356,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln	15,5 cm	318910820-1	128,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln	29 cm	318910820-2	128,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln	35 cm	318910820-3	128,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln, 16 cm Einschub	35 cm	318910821-3	139,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenplatte für Haltestange einzeln	eine Größe	3185131	244,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 1 für Wombat Fußplatte Gr. 1	1	3195145-1PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 2 für Wombat Fußplatte Gr. 2	2	3195145-2PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 3 für Wombat Fußplatte Gr. 3	3	3195145-3PAD	191,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Fußkasten Gr. 1 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 1 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	1	3195145-1BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 2 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 2 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	2	3195145-2BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 3 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 3 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	3	3195145-3BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	1-3	3195145-20	98,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (75 x 170 mm)	1-2	3189143-1	491,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (95 x 210 mm)	1-2	3189143-2	491,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar (110 x 235 mm)	3-4	3189143-3	491,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	15 cm	318910840-1	168,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	25 cm	318910840-2	168,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	31 cm	318910840-3	168,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt, erweiterte Halterung 16 cm	31 cm	318910841-3	180,00 <input type="checkbox"/>
	Multiinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 1, 18 cm*	1	318910851-1	519,00 <input type="checkbox"/>
	Multiinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 1, 31 cm*	2	318910851-2	519,00 <input type="checkbox"/>
	Multiinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 1, 35 cm*	3	318910851-3	519,00 <input type="checkbox"/>
	*Fußplatte: 20 x 12 cm			
	Multiinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 2+3, 18 cm*	1	318910852-1	531,00 <input type="checkbox"/>
	Multiinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 2+3, 31 cm*	2	318910852-2	531,00 <input type="checkbox"/>
	Multiinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 2+3, 35 cm*	3	318910852-3	531,00 <input type="checkbox"/>
	*Verlängerte Halterung, Fußplatte: 20 x 12 cm			
	Adapter zur Breitenverlängerung für multiinstellbare Fußstütze	eine Größe	318910855	64,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenplatten, einstellbar Für multiinstellbare Fußstütze!	eine Größe	3189162	567,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low:xo Zimmergestell*	1-3	31890007	157,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low:xo Zimmergestell**	2+3	31890009	174,00 <input type="checkbox"/>
	*Nur mit 75 und 100 mm Lenkrollen! Nicht für Hydraulik!			
	**Nur mit 100 mm Lenkrollen! Nur für Hydraulik!			


Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
	Ankipphilfe (für High-Low:xo mit Gasdruckfeder oder elektrisch)	eine Größe	31890025	93,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe (für High-Low:xo hydraulisch) <i>Bei Grundmodell mit zentraler Fußbremse bereits enthalten</i>	eine Größe	31890026	93,00 <input type="checkbox"/>
	Vorderräder mit Richtungsfeststeller (Lenkstopp), Set (2 Stück) <i>Nur in Verbindung mit 100 mm Lenkrollen!</i>	eine Größe	3189592-KIT	257,00 <input type="checkbox"/>
	Halterung für Kommunikationsgerät	eine Größe	318910860	191,00 <input type="checkbox"/>
	Extra Gasdruckfeder, zur Unterstützung der Höhenverstellung <i>Empfohlen bei einer Belastung (Sitz + Nutzer) über 50 kg</i>	eine Größe	31890003	162,00 <input type="checkbox"/>

Nachrüstung und Umrüst-Kits

	Umrüst-Kit für Höhenverstellung am Schiebebügel (ohne Schiebebügel)	1+2	3189550-LIFT	90,00 <input type="checkbox"/>
	Umrüst-Kit für Neigungsverstellung am Schiebebügel, Zimmergestell	1+2	3189550-TILT	80,00 <input type="checkbox"/>
	Umrüst-Kit für Neigungsverstellung am Schiebebügel, Zimmergestell	3	31890028	115,00 <input type="checkbox"/>
	Hebel zur Höhenverstellung am Rahmen (Gestell mit Gasdruckfeder)	1+2	31890021	86,00 <input type="checkbox"/>
	Umrüst-Kit für Gr. 1, von Gas zu elektrisch, Zimmergestell/Outdoor	1	31890006-1	1.269,00 <input type="checkbox"/>
	Umrüst-Kit für Gr. 2, von Gas zu elektrisch, Zimmergestell/Outdoor	2	31890006-2	1.293,00 <input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 75 mm, Set 4 Stk. (nicht für hydraulisch)	eine Größe	31890016	208,00 <input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 100 mm, Set 4 Stk.	eine Größe	31890017	318,00 <input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 125 mm, Set 4 Stk.	eine Größe	31890018	352,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Handbetrieb (Set) – für Zimmergestell	1	31890011-1	399,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Handbetrieb (Set) – für Zimmergestell <i>Nur für 100 mm Rollen!</i>	2+3	31890011-2	399,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell (Gas, elektrisch)	1	31890012-1	526,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell (Gas, elektrisch)	2+3	31890012-2	526,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell (hydraulisch)	2+3	31890012-3	526,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Nur für 100 mm Rollen, inkl. Ankipphilfe!</i>			

Ersatzteile

	Haltestange einzeln – nur vertikale Stange	155 mm	318975260	64,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln – nur vertikale Stange	240 mm	318975261	64,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln – nur vertikale Stange	290 mm	318975262	64,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln – nur vertikale Stange	350 mm	318975263	64,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt – nur vertikale Stange	150 mm	318975285	85,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt – nur vertikale Stange	250 mm	318975287	85,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt – nur vertikale Stange	310 mm	318975288	85,00 <input type="checkbox"/>
	Halterung für Fußstütze inkl. Feststellgriff	80 mm	3189147-80	57,00 <input type="checkbox"/>
	Halterung für Fußstütze inkl. Feststellgriff	150 mm	3189147-150	57,00 <input type="checkbox"/>
	Gasdruckfeder für High-Low:xo Gr. 1-2	1-2	31890019	164,00 <input type="checkbox"/>
	Gasdruckfeder für High-Low:xo Gr. 3	3	31890020	164,00 <input type="checkbox"/>
	Ladegerät	eine Größe	312222161	172,00 <input type="checkbox"/>
	Batterie inkl. Batteriebox	eine Größe	312222110	295,00 <input type="checkbox"/>
	Batterien (Paar)	eine Größe	312222012	197,00 <input type="checkbox"/>

Gut zu wissen:

Empfehlungen für die Wahl des Untergestells:

Untergestell Gr. 1:

- x:panda Gr. 1+2
- Fremdsitze, effektive SB/ST/RH max. = 28 / 33 / 42 cm

Untergestell Gr. 2:

- x:panda Gr. 3
- Fremdsitze, effektive SB/ST/RH max. = 36 / 39 / 47 cm

Untergestell Gr. 3:

- x:panda Gr. 4
- Fremdsitze, effektive SB/ST/RH max. = 46 / 53 / 71 cm

Die Belastbarkeit des Untergestells berechnen:

Nutzer (Gewicht des Kindes) + Sitz +
Zubehör = Belastung

Beispiel:

Kind	25,0 kg
x:panda Gr. 2	8,5 kg
Zubehör	5,0 kg
Gesamt:	38,5 kg

Keine Haftung für Druckfehler