

DE | Gültig ab: 01.03.2023

## Bestell-/Preisliste R82 Kudu

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen


Kommission:



## R82 Kudu

## Grundmodell enthält:

- Selbstzentrierende und kugelgelagerte Sitzkantelung (max. 45°)
- Rückenneigung stufenlos einstellbar
- Beidseitiger Kippschutz abschwenkbar
- Höhen- und winkelverstellbare Fußstütze zentral
- Schiebegriffe einzeln höheneinstellbar
- Aufnahme für Kopfstütze




260–380mm

220–450mm

370–630mm

max. 60kg

HMV-Nummer: **18.50.03.2002**

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Sitzbreite, maximal (A)	260 mm	300 mm	340 mm	380 mm
Sitzhöhe ab Boden (E)	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Sitztiefe (B)	220–320 mm	270–370 mm	310–410 mm	350–450 mm
Rückenhöhe (C)	370–460 mm	400–520 mm	430–580 mm	430–630 mm
Unterschenkellänge Fußstütze zentral	160–310 mm	160–380 mm	260–450 mm	260–450 mm
Unterschenkellänge Fußstütze geteilt (Option)	N/A	250–350 mm	300–480 mm	300–480 mm
Rückenneigung	-5–30°	-5–30°	-5–30°	-5–30°
Breite (G)	605 mm	645 mm	685 mm	725 mm
Länge (H)	690 mm	690 mm	740 mm	740 mm
Höhe, Faltmaß	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
Gewicht, Grundmodell	19 kg	21 kg	23 kg	25 kg
Nutzergewicht, max.	40 kg	50 kg	60 kg	60 kg
Nutzergewicht, max. bei Transport im Auto	40 kg	50 kg	57 kg	57 kg
Rückenneigung	-3–45°	-3–45°	-3–45°	-3–45°
Wendekreis	823 mm	823 mm	823 mm	823 mm
Radsturz für 20, 22, 24" Zoll Räder	6°	6°	6°	6°
Untergrund, Befahrbarkeit	10°	10°	10°	10°









Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler








Etac GmbH  
 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland  
 Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0  
 Fax: +49(0)2366 5006-282  
 R82@etac.de  
 www.etac.de












Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH  
 IBAN: FI12 1820 3000 058826









DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	<b>Grundmodell</b>		3195XXXXXXXXXX	3.314,00 <input type="checkbox"/>
	Größe 1	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Größe 2	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Größe 3	3		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Größe 4	4		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Größe 1 ohne Sturz, nur für 20" 22", 24" *	6		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Größe 2 ohne Sturz, nur für 20" 22", 24" *	7		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Größe 3 ohne Sturz, nur für 20" 22", 24" *	8		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Größe 4 ohne Sturz, nur für 20" 22", 24" *	9		ohne MP <input type="checkbox"/>
	<i>*Alber E-fix/E-Motion möglich – Anbausatz bitte direkt bei Alber bestellen!</i>			
	Rahmenfarbe Weiß	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Rahmenfarbe Rot	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Rahmenfarbe Anthrazit	3		ohne MP <input type="checkbox"/>
<hr/>				
	Mit Sitz- und Rückenpolster – Aufpreis	1		498,00 <input type="checkbox"/>
	Ohne Sitz- und Rückenpolster	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Anatomisches Sitz- und Rückenpolster – Aufpreis	4		623,00 <input type="checkbox"/>
<i>nur Sitz- oder nur Rückenpolster: siehe Zubehör!</i>				
	Schiebebügel, winkelverstellbar – Aufpreis	1		138,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebegriffe einzeln	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel winkelverstellbar, höhenverstellbar – Aufpreis	7		274,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, zentral, Rückenwinkelverst. unter Sitz	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, geteilt* Rückenwinkelverst. unter Sitz – Aufpreis	2		282,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, zentral, Rückenwinkelverst. am Schiebegriff – Aufpreis	5		113,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, geteilt*, Rückenwinkelverst. am Schiebegriff – Aufpreis	6		393,00 <input type="checkbox"/>
<i>*geteilte Fußstützen nicht für Kudu Gr. 1</i>				
	12½" Hinterrad pannensicher	0		ohne MP <input type="checkbox"/>
	12½" Hinterrad Luftbereifung	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	16" Hinterrad pannensicher	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	16" Hinterrad Luftbereifung	3		ohne MP <input type="checkbox"/>
	20" Hinterrad pannensicher, Steckachse	4		ohne MP <input type="checkbox"/>
	20" Hinterrad Luftbereifung, Steckachse	5		ohne MP <input type="checkbox"/>
	22" Hinterrad pannensicher, Steckachse	6		ohne MP <input type="checkbox"/>
	22" Hinterrad Luftbereifung, Steckachse	7		ohne MP <input type="checkbox"/>
	24" Hinterrad pannensicher, Steckachse	8		ohne MP <input type="checkbox"/>
24" Hinterrad Luftbereifung, Steckachse	9		ohne MP <input type="checkbox"/>	
	Trommelbremse, am Griff feststellbar – Aufpreis	0		449,00 <input type="checkbox"/>
	Feststellbremse (nicht für 12½" / 16") – Aufpreis	1		163,00 <input type="checkbox"/>
	Trommelbremse, Griff selbst einrastend – Aufpreis	2		449,00 <input type="checkbox"/>
	Feststell- und Trommelbremse, Griff selbst einrastend – Aufpreis (nicht für 12½ und 16" Räder)	3		612,00 <input type="checkbox"/>
Feststell- und Trommelbremse, am Griff feststellbar – Aufpreis (nicht für 12½ und 16" Räder)	4		612,00 <input type="checkbox"/>	
	6" Räder vorne, pannensicher	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	7" Räder vorne, pannensicher (nur für 22" und 24")	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	7" Räder vorne, Luftbereifung (nur für 22" und 24")	3		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Speichenschutz Design Kudu (nur für 20", 22", 24")	1		132,00 <input type="checkbox"/>
	Ohne Speichenschutz	2		ohne MP <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler











DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
<b>Zubehör</b>				
	Fußbrett-Polster Gr. 1 für Wombat Fußplatte Gr. 1	1	3195145-1PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 2 für Wombat Fußplatte Gr. 2	2	3195145-2PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 3 für Wombat Fußplatte Gr. 3	3	3195145-3PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 1 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 1 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	1	3195145-1BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 2 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 2 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	2	3195145-2BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 3 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 3 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	3	3195145-3BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	1-3	3195145-20	98,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen mit Seitenplatten, Tischaufnahme, Paar	1+2	3195712-2	465,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen mit Seitenplatten, Tischaufnahme, Paar	3+4	3195712-4	465,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug/Polster für o.g. Armlehne (nicht für winkelverstellbar)	1-4	3195712-PAD	131,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen, zusätzlich winkelverstellbar	1+2	3195712-20	528,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen, zusätzlich winkelverstellbar	3+4	3195712-40	528,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte in Kombination mit Armlehnen	1+2	3195713-10	239,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte in Kombination mit Armlehnen	3+4	3195713-20	239,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Reduzierung der Sitzbreite je nach Distanzstück 2-10 cm</i>			
	Radschutz 20", Paar		auf Anfrage	- <input type="checkbox"/>
	Radschutz 22", Paar		auf Anfrage	- <input type="checkbox"/>
	Radschutz 24", Paar		auf Anfrage	- <input type="checkbox"/>
	Radschutz 22" in Kombination mit 7" Rad, Paar		auf Anfrage	- <input type="checkbox"/>
	Radschutz 24" in Kombination mit 7" Rad, Paar		auf Anfrage	- <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, fest, B: 9 x H: 10 cm	Typ 0	3195401-10	201,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, fest, B: 12 x H: 14 cm	Typ 6	3195401-20	201,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, fest, B: 16 x H: 15 cm	Typ 5	3195401-30	201,00 <input type="checkbox"/>
	<i>nicht in Kombination mit Rückenkissen, anatomisch!</i>			

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
	Schnellverschluss für Seitenpelotten, fest	Typ 0+6	318910702-20	109,00 <input type="checkbox"/>
	Schnellverschluss für Seitenpelotten, fest	Typ 5	318910702-25	109,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, abschwenkbar, gerade, Polster 9 x 19 cm		31831010-160	514,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, abschwenkbar, gerade, Polster 6,5 x 17 cm		31831010-260	514,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, abschwenkbar, 25 mm gekröpft, Polster 9 x 19 cm		31831025-160	514,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, abschwenkbar, 25 mm gekröpft, Polster 6,5 x 17 cm		31831025-260	514,00 <input type="checkbox"/>
	<i>nicht in Kombination mit Rückenkissen, anatomisch!</i>			
	Oberarmstütze separat montierbar, 17 x 12 cm	klein	318910407-10	343,00 <input type="checkbox"/>
	Oberarmstütze separat montierbar, 17 x 129 x 16 cm	groß	318910407-20	369,00 <input type="checkbox"/>
	<i>höhen- und winkelverstellbar</i>			
	Kniepelotten, abschwenkbar	klein	3195860-10	729,00 <input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, abschwenkbar	mittel	3195860-20	729,00 <input type="checkbox"/>
	<i>nur in Verbindung mit Fußstütze zentral</i>			
	Wadenplatte		3185131	244,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenband für geteilte Fußstützen		3185131-10	80,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil, groß		3195430-10	323,00 <input type="checkbox"/>
	Zusatzpolster für Abduktionskeil, groß		3195430-10260	85,00 <input type="checkbox"/>
	Adduktorenführung		3195429-10	213,00 <input type="checkbox"/>
	Therapietisch inkl. Halterungen		319576351	383,00 <input type="checkbox"/>
	<i>nur in Verbindung mit Armlehnen möglich!</i>			
	Aufnahme/Adapterplatte für Kommunikationshilfen		3195429-COM	107,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Passend für: Kudu mit zentraler Fußplatte, nicht gleichzeitig verwendbar mit abklappbaren Kniepelotten!</i>			
<b>Sitz- und Rückenkissen – bereits im Grundmodell enthalten – bitte hier nur auswählen, wenn zusätzlich bzw. einzeln gewünscht!</b>				
	Rückenkissen anatomisch, mit Seitenführung	1	3195751-1SET	425,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen anatomisch, mit Seitenführung	2	3195751-2SET	425,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen anatomisch, mit Seitenführung	3	3195751-3SET	425,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen anatomisch, mit Seitenführung	4	3195751-4SET	425,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen anatomisch, mit Memoryschaum	1	3195752-160	252,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen anatomisch, mit Memoryschaum	2	3195752-260	252,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen anatomisch, mit Memoryschaum	3	3195752-360	252,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen anatomisch, mit Memoryschaum	4	3195752-460	252,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen standard, Modell "Kudu"	1	3195741-1SET	355,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen standard, Modell "Kudu"	2	3195741-2SET	355,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen standard, Modell "Kudu"	3	3195741-3SET	355,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen standard, Modell "Kudu"	4	3195741-4SET	355,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen standard, Modell "Kudu"	1	3195742-160	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen standard, Modell "Kudu"	2	3195742-260	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen standard, Modell "Kudu"	3	3195742-360	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen standard, Modell "Kudu"	4	3195742-460	202,00 <input type="checkbox"/>
	<i>alle Sitz- und Rückenkissen inkl. Bezug, abnehmbar</i>			
				Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Rückenverlängerung (+ 5 cm) Rückenverlängerung (+ 10 cm) Gr. 1: X=1 <input type="checkbox"/> Gr. 2: X=2 <input type="checkbox"/> Gr. 3: X=3 <input type="checkbox"/> Gr. 4: X=4 <input type="checkbox"/>		3195743-x05 3195743-x10	94,00 <input type="checkbox"/> 94,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverlängerung/Kopfstütze flach, 23 x 10 cm Rückenverlängerung/Kopfstütze flach, 28 x 10 cm Rückenverlängerung/Kopfstütze flach, 33 x 10 cm <i>inkl. Bezug und Klappschnallen, an Turtlehalterung</i>	1-4 1-4 1-4	319981091-60 319982091-60 319983091-60	541,00 <input type="checkbox"/> 541,00 <input type="checkbox"/> 541,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenführungspolster, klettbar, 15 cm, Set Seitenführungspolster, klettbar, 30 cm, Set <i>nur für Rückenkissen standard!</i>		31E63012-60 31E63013-60	51,00 <input type="checkbox"/> 51,00 <input type="checkbox"/>
	Schutzdach für Kudu, schwarz Schutzdach für Kudu, schwarz Montageset für Wetterschutzdach (wird zwingend benötigt!)	1+2 3+4	318740110 318740120 319589100	297,00 <input type="checkbox"/> 297,00 <input type="checkbox"/> 64,00 <input type="checkbox"/>
	Aufnahme für Zusatzgeräte <i>nicht für Kudu Gr. 1</i>	2+3+4	3195281-10	400,00 <input type="checkbox"/>
	Halterung für Sauerstoffflasche	eine Größe	319576295	212,00 <input type="checkbox"/>
	Beschlag für Autotransport <i>zur Aufnahme von Rollstuhlrückhaltesystemen AMF Kraftknoten bitte beim Hersteller bestellen</i>	eine Größe	3195900-16	246,00 <input type="checkbox"/>
	Rucksack/Tasche für Kudu-Rücken Rucksack/Tasche für Kudu-Rücken	1+2 3+4	3194480-1 3194480-2	107,00 <input type="checkbox"/> 107,00 <input type="checkbox"/>
	Schlupfsack für Kudu, Schwarz/Farbakzent* Schlupfsack für Kudu, Schwarz/Farbakzent* <i>Schlupfsack Gr. 1 für Kudu 1+2, Schlupfsack Gr. 2 für Kudu 3+4!</i>	1 2	31R82-XXXXX 31R82-XXXXX	220,00 <input type="checkbox"/> 220,00 <input type="checkbox"/>
	*Bitte Dekorstreifen/Farbakzent auswählen: Blau <input type="checkbox"/> 607R Rot <input type="checkbox"/> 609R0 Grau <input type="checkbox"/> 534G Pink <input type="checkbox"/> 601P für 1 Blau <input type="checkbox"/> 608R Rot <input type="checkbox"/> 610R0 Grau <input type="checkbox"/> 535G Pink <input type="checkbox"/> 602P für 2			

Keine Haftung für Druckfehler





DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Zubehör: Kopfstützen</b>				
	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals		319901223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Turtle		319901293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 1		319901-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Schwanenhals		9903223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Turtle		9903293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 2		9903-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Schwanenhals		319905223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Turtle		319905293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 3		319905-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Schwanenhals		319906223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Turtle		319906293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 4		319906-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319914023-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Turtle, inkl. Bezug		319914093-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319923423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319923493-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319945423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319945493-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319967423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Turtle, inkl. Bezug		319967493-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Stirnband-System nur für anatomische Kopfstützen		3199500	285,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfst. einstellbar 4-L mit Bezug, ohne Dynamik, Turtle		319975793-85	605,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfst. einstellbar 4-L mit Bezug, mit Dynamik, Turtle		319975693-85	605,00 <input type="checkbox"/>

Weitere Varianten finden Sie auf unseren Preislisten "Kopfstützen" und "Kopfstützen multi-einstellbar"!

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR



#### Zubehör: Westen und Gurte – Rumpfunterstützung

	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185428-1	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185428-2	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	271,00	<input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185430-0	271,00	<input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185430-1	271,00	<input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185430-2	271,00	<input type="checkbox"/>




#### Zubehör: Westen und Gurte – Beckenunterstützung

	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	164,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	164,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	164,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	164,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	164,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	271,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	271,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	271,00	<input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	135,00	<input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	135,00	<input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	135,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	XS	3189108-1	310,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	S	3189108-2	310,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	M	3189108-3	310,00 <input type="checkbox"/>
	Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3189114-127	310,00 <input type="checkbox"/>
	Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3189114-227	310,00 <input type="checkbox"/>

#### Zubehör: Westen und Gurte – Fußunterstützung

	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XS	3185745-XS	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	M	3185745-M	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XL	3185745-XL	202,00 <input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klappschnallen, Paar	eine Größe	3185096	76,00 <input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klett, Paar	eine Größe	3185102	76,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück	S	3185425-1	80,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück	M	3185425-2	80,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück	L	3185425-3	80,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück	XL	3185425-4	80,00 <input type="checkbox"/>










Wählen Sie die Seite:  links  rechts

#### Ersatzteile

Schaumstoff Innenkissen standard Sitz Kudu	1	315800901	51,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen standard Sitz Kudu	2	315800902	51,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen standard Sitz Kudu	3	315800903	51,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen standard Sitz Kudu	4	315800904	51,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen standard Rücken Kudu	1	315800910	51,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen standard Rücken Kudu	2	315800911	51,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen standard Rücken Kudu	3	315800912	51,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen standard Rücken Kudu	4	315800913	51,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen Sitz anatomisch Kudu	1	31119918	75,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen Sitz anatomisch Kudu	2	31119925	75,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen Sitz anatomisch Kudu	3	31119932	75,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen Sitz anatomisch Kudu	4	31119939	75,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen Rücken anatomisch Kudu	1	31119893	101,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen Rücken anatomisch Kudu	2	31119899	101,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen Rücken anatomisch Kudu	3	31119905	101,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen Rücken anatomisch Kudu	4	31119911	101,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler



DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
<b>Ersatzteile</b>				
	Sitzbezug standard Kudu	1	3195762-160	187,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbezug standard Kudu	2	3195762-260	187,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbezug standard Kudu	3	3195762-360	187,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbezug standard Kudu	4	3195762-460	187,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenbezug standard Kudu	1	3195761-160	187,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenbezug standard Kudu	2	3195761-260	187,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenbezug standard Kudu	3	3195761-360	187,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenbezug standard Kudu	4	3195761-460	187,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbezug anatomisch Kudu	1	3195762-160	187,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbezug anatomisch Kudu	2	3195762-260	187,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbezug anatomisch Kudu	3	3195762-360	187,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbezug anatomisch Kudu	4	3195762-460	187,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenbezug anatomisch Kudu	1	3195771-160	225,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenbezug anatomisch Kudu	2	3195771-260	225,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenbezug anatomisch Kudu	3	3195771-360	225,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenbezug anatomisch Kudu	4	3195771-460	225,00 <input type="checkbox"/>
	Sitz und Rückenüberwurf Kudu anatomisch Gr. 1	1	3195744-060	157,00 <input type="checkbox"/>
	Sitz und Rückenüberwurf Kudu standard Gr. 1, anatomisch Gr. 2	1	3195744-160	157,00 <input type="checkbox"/>
	Sitz und Rückenüberwurf Kudu standard Gr. 2, anatomisch Gr. 3	2	3195744-260	157,00 <input type="checkbox"/>
	Sitz und Rückenüberwurf Kudu standard Gr. 3, anatomisch Gr. 4	3	3195744-360	157,00 <input type="checkbox"/>
	Sitz und Rückenüberwurf Kudu standard Gr. 4	4	3195744-460	157,00 <input type="checkbox"/>
	Umrüstkit, Rückenwinkelverstellung am Schiebegriff	1	3195164-1	231,00 <input type="checkbox"/>
	Umrüstkit, Rückenwinkelverstellung am Schiebegriff	2	3195164-2	231,00 <input type="checkbox"/>
	Umrüstkit, Rückenwinkelverstellung am Schiebegriff	3+4	3195164-3	231,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, zentral montiert, inkl. Sitzplatte, Aufnahme/Halterung	1	3195152-160	403,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, zentral montiert, inkl. Sitzplatte, Aufnahme/Halterung	2	3195152-260	403,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, zentral montiert, inkl. Sitzplatte, Aufnahme/Halterung	3	3195152-360	403,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, zentral montiert, inkl. Sitzplatte, Aufnahme/Halterung	4	3195152-460	403,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, geteilt (min. 183 mm, max. 290 mm)	2	3195151-260	601,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, geteilt (min. 267 mm, max. 446 mm)	3	3195151-360	601,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, geteilt (min. 267 mm, max. 446 mm)	4	3195151-460	601,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel (B: 330 mm x T: 275 mm)	1	3195629-1	244,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel (B: 370 mm x T: 275 mm)	2	3195629-2	244,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Ersatzteile</b>				
	Umbausatz, Schiebebügel zusätzlich höhenverstellbar	1-4	3195630-10	261,00 <input type="checkbox"/>
	Nachrüstsatz Schiebegriffe einzeln, komplett		3195370-10	217,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler