

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Panda Futura 5

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen



Kommission:



R82 Panda Futura 5

Grundmodell enthält:

- Kunststoffkorpus
- Adapter-Oberteil
- Beschläge



HMV-Nummer: **keine HMV-Nr.**

Maße	Panda Futura Gr. 5 Active	Panda Futura Gr. 5 Standard
Sitzbreite maximal (A)	350 mm	350 mm
Sitztiefe (B)	430 mm	430 mm
Rückenhöhe (C)	590 mm	590 mm
Breite der Rückenlehne, oben (F)	350 mm	380 mm
Breite Rückenlehne unten (F2)	320 mm	270 mm
Armlehnenhöhe (von Sitzfläche gemessen)	210-300	210-300
Länge Armlehne	480 mm	480 mm
Breite (G)	560 mm	560 mm
Gesamtlänge (H)	560 mm	560 mm
Gesamthöhe (I)	670 mm	670 mm
Massengerät	15 kg	15 kg
Benutzergewicht, maximal	85 kg	85 kg
Max. Benutzergewicht beim Transport	85 kg	85 kg
Max. Nennlast	102 kg	102 kg
Neigung Rückenlehne	-5° - 30°	-5° - 30°

Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland
Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0
Fax: +49(0)2366 5006-282
R82@etac.de
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR



Panda Futura standard, inkl. Polster & Bezug
Panda Futura standard, ohne Polster

5 31890253-85 2.913,00
5 31890253-00 2.031,00



Panda Futura active, inkl. Polster & Bezug
Panda Futura active, ohne Polster

5 31890153-85 2.913,00
5 31890153-00 2.031,00

Zubehör für Panda Futura 5



Rückenverlängerung, mit Polster und Bezug

5 3189658-585 288,00

Rückenverlängerung ohne Polster

5 3189658-00 164,00



Sitztiefenadapter mit Bezug

5 3189642-585 322,00

Sitztiefenadapter ohne Bezug

5 3189642-UB 198,00



Armlehnen, Paar

5 3189619-4 476,00



Tisch, beidseitig einsteckbar

5 318910725-5 348,00



Abduktionskeil

5 3189130-20 308,00



Feste Seitenpelotten, Paar

Typ 4 318910401-4 152,00

Feste Seitenpelotten, Paar

Typ 5 318910401-5 152,00

Weiteres Zubehör finden Sie in den Preislisten: Kopfstützen,
Westen und Gurte unter "Zubehör"!

Keine Haftung für Druckfehler


DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Gestelle	High-Low:xo Frame Zimmergestell			

**Grundmodell**

High-Low:xo Zimmergestell Gr. 3 für Panda Futura 5*
* inkl. Flacher Basis, ohne Schlittenadapter-Unterteil, bei Bedarf unter Zubehör auswählen

31890 X X X X X

 3 _____ 2.090,00

**Farben**

Rahmenfarbe Schwarz
Rahmenfarbe Weiß*
*Für Gestell mit Gasdruckfeder oder elektrisch!

0 _____ ohne MP
 1 _____ ohne MP

**Lenkrollen und Bremsen**

Lenkrollen 75 mm – nicht für Hydraulik
Lenkrollen 100 mm

1 _____ ohne MP
 2 _____ 100,00

**Höhenverstellung**

Elektroantrieb, elektrische Höhenverstellung
Hydraulische Höhenverstellung

3 _____ 891,00
 4 _____ 725,00

**Neigungsverstellung**

Hebel unter dem Sitz
Nicht kombinierbar mit Hebel am Schiebebügel!
Hebel am Schiebebügel
Ohne Schiebebügel, bitte separat unter "Zubehör" auswählen!

1 _____ ohne MP
 2 _____ 37,00

Zubehör für High-Low:xo

Kippschutz für High-Low:xo Zimmergestell
Nur mit 75 und 100 mm Lenkrollen!

eine Größe 31890007 157,00



Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell elektrisch
Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell hydraulisch
Nur für 100 mm Rollen, inkl. Ankipphilfe!













3 31890012-2 526,00
 3 31890012-3 526,00



Schiebebügel, standard

eine Größe 31890009-04 174,00

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Multi-einstellbare Fußstütze – für High-Low: xo Gr. 1, 35 cm* *Fußplatte: 20 x 12 cm	3	318910851-3	519,00 <input type="checkbox"/>
	Multi-einstellbare Fußstütze – für High-Low: xo Gr. 2+3, 35 cm* *Verlängerte Halterung, Fußplatte: 20 x 12 cm	3	318910852-3	531,00 <input type="checkbox"/>
	Adapter zur Breitenverlängerung für multi-einstellbare Fußstütze	eine Größe	318910855	64,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenplatten, einstellbar Für multi-einstellbare Fußstütze!	eine Größe	3189162	567,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar, 11 x 23,5 cm	3-4	3189143-3	491,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt Haltestange doppelt, erweiterte Halterung 16 cm	31 cm 31 cm	318910840-3 318910841-3	168,00 <input type="checkbox"/> 180,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte (B: 410 mm x T: 240 mm) Durchgehende Fußplatte (B: 480 mm x T: 240 mm)	3 4	3195145-3 3195145-4	356,00 <input type="checkbox"/> 356,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln Haltestange einzeln, 16 cm Einschub	35 cm 35 cm	318910820-3 318910821-3	128,00 <input type="checkbox"/> 139,00 <input type="checkbox"/>
	Polsterung für Fußplatte Gr. 3 für Wombat Fußplatte Gr. 3	3	3195145-3PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 3 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 3 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	3	3195145-3BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	3	3195145-20	98,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe für High-Low: xo elektrisch Ankipphilfe für High-Low: xo hydraulisch Bei Grundmodell mit zentraler Fußbremse bereits enthalten	eine Größe eine Größe	31890025 31890026	93,00 <input type="checkbox"/> 93,00 <input type="checkbox"/>
	Vorderräder mit Richtungsfeststeller (Lenkstopp), Set (2 Stück) Nur in Verbindung mit 100 mm Lenkrollen!	eine Größe	3189592-KIT	257,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler