

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Stingray

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen

Kommission:



## R82 Stingray

### Grundmodell enthält:

- Sitzneigung bis 45° einstellbar
- Sitz um 180° drehbar
- Wahlweise pannensichere Bereifung oder Luftbereifung
- Lenkstop bei 7" Rädern
- Feststellbremse, einzeln
- Winkel- und höhenverstellbare Fußstütze
- Schiebebügel, höheneinstellbar
- Sitzpolster (bei gleichzeitiger Bestellung von Sitzeinheit und Untergestell)
- Wetterschutzdach, Einkaufskorb (bei gleichzeitiger Bestellung von Sitzeinheit und Untergestell)



180–310 mm





180–300 mm



410–650 mm



max. 40 kg

HMV-Nummer: **18.99.01.2077**

### Maße

Maße	Größe 1	Größe 2
Sitzbreite maximal (A)	300 mm	350 mm
Sitztiefe (B)	180–300 mm	250–400 mm
Höhe Rückenlehne gesamt (C1)	410–550 mm	500–650 mm
Sitzbreite mit Beckenpelotte 87202x (optional)	180, 220, 260 mm	230, 270, 310 mm
Sitzbreite zwischen Adduktoren-Führung	280 mm	330 mm
Rückenneigung	170°	170°
Unterschenkellänge (D)	140–450 mm	140–450 mm
Fußstützenwinkel	-30–30°	-30–30°
Breite des Gestells, total (G)	590 mm	590 mm
Rahmenlänge mit drehbaren Vorderrädern (H1)	740 mm	740 mm
Rahmenlänge mit großen Vorderrädern	840 mm	840 mm
Höhe Schiebebügel 15° (I)	1000, 1030, 1060 mm	1000, 1030, 1060 mm
Sitzhöhe, ab Boden (E)	520 mm	520 mm
Wendekreis	1020 mm	1020 mm
Rahmenlänge gefaltet	900 mm	900 mm
Höhe, Faltmaß	490 mm	490 mm
Gewicht, Sitzeinheit	5,5 kg	6,5 kg
Gewicht Rahmen	13,5 kg	13,5 kg
Nutzergewicht, max. (auch bei Transport)	40 kg	40 kg






Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH  
 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland  
 Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0  
 Fax: +49(0)2366 5006-282  
 R82@etac.de  
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH  
 IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	<b>Grundmodell Stingray Outdoor-Gestell</b>		31872XXXX □□□□	2.114,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Bitte Ausführung auswählen:</i>			
	12½" Vorderräder starr – ohne Aufpreis	1	   	ohne MP <input type="checkbox"/>
	7" Vorderräder schwenkbar – Standard	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	7" Vorderräder schwenkbar (Version mit Handbremse)	4		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Luftbereifung – ohne Aufpreis pannensichere Bereifung – Standard	1 2	 	ohne MP <input type="checkbox"/> ohne MP <input type="checkbox"/>
	Feststellbremse, einzeln – Standard Feststellbremse, zentral – Aufpreis	1 2		ohne MP <input type="checkbox"/> 123,00 <input type="checkbox"/>
	Handbremse am Schiebebügel – Aufpreis ohne Handbremse – Standard	1 2	 	306,00 <input type="checkbox"/> ohne MP <input type="checkbox"/>
	Stingray Buggy-Untergestell für x:panda Gr. 1+2 (klein & mittel) inkl. Adapter für x:panda <i>nicht für x:panda Größe 2 groß, Größe 3+4!</i>			318702212-XP
	Schlittenadapter-Oberteil für Fremdschalen auf Stingray	1	3175001	145,00 <input type="checkbox"/>
	High-Low:xo Zimmergestell (für Stingray Sitzeinheit)*  <i>*Konfiguration High-Low:xo Zimmergestell siehe Seite 6!</i>			

### Stingray Sitzeinheiten



Stingray Sitzereinheit Größe 1  
mit Fußstütze – kurze Ausführung 180 mm









1 318711120 1.011,00

Stingray Sitzereinheit Größe 2  
mit Fußstütze – lange Ausführung 350 mm












2 318712220 1.011,00

*x:panda Sitzereinheit für Stingray Untergestelle finden Sie in der Preisliste x:panda!*

Keine Haftung für Druckfehler





DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
	Sitzpolster für Sitzeinheit Größe 1	1	31875051x	ohne MP* <input type="checkbox"/>
	Sitzpolster für Sitzeinheit Größe 2	2	31875052x	ohne MP* <input type="checkbox"/>
	<i>*bei gleichzeitiger Bestellung der Sitzeinheit und des Gestells</i>			
	Bitte Polsterfarbe auswählen:			
	Blau = 1 <input type="checkbox"/> Rot = 2 <input type="checkbox"/> Grün = 3 <input type="checkbox"/> Grau = 4 <input type="checkbox"/> Pink = 5 <input type="checkbox"/>			
	Zusätzliche Schaumstoff-Platte für Rücken	1	318776325	31,00 <input type="checkbox"/>
	Zusätzliche Schaumstoff-Platte für Rücken	2	318776326	31,00 <input type="checkbox"/>
<b>Zubehör</b>				
	Wetterschutzdach für Sitzeinheit Größe 1, Schwarz	1	318740110	ohne MP* <input type="checkbox"/>
	Wetterschutzdach für Sitzeinheit Größe 2, Schwarz	2	318740120	ohne MP* <input type="checkbox"/>
	<i>*gültig bei gleichzeitiger Bestellung von Sitz und Untergestell</i>			
	Regenschutz transparent/grau	1	318720141	73,00 <input type="checkbox"/>
	Regenschutz transparent/grau <i>nur in Verbindung mit Wetterschutzdach!</i>	2	318720142	73,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte (Reduzierung der Sitzbreite) Set, Schwarz	1	318740230	172,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte (Reduzierung der Sitzbreite) Set, Schwarz	2	318740240	172,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte, multi-einstellbar, Set, Schwarz	1	318740250	304,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte, multi-einstellbar, Set, Schwarz	2	318740260	304,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, Set, H: 100 mm x T: 100 mm, Schwarz	1	318720301	245,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, Set, H: 125 mm x T: 135 mm, Schwarz	2	318720302	245,00 <input type="checkbox"/>
	Polster/Abdeckung für Schnellverschluss, Schwarz	eine Größe	318720360	31,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil, B: 40 mm x T: 70 mm	1+2	318720501	123,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil, B: 90 mm x T: 90 mm	1+2	318720502	123,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil, B: 90 mm x T: 120 mm	1+2	318720503	123,00 <input type="checkbox"/>
	Therapeutisch, Kunststoff, Grau (440 mm x 340 mm)	eine Größe	318776350	245,00 <input type="checkbox"/>
	Haltebügel, gepolstert, Schwarz	1	318720401	119,00 <input type="checkbox"/>
	Haltebügel gepolstert, Schwarz	2	318720402	119,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR	
	Kopfstütze einstellbar in der Breite, zweigeteilt für Stingray	eine Größe	318720870	270,00 <input type="checkbox"/>	
	Kopfpolster Stingray, Schwarz	1	318740810	159,00 <input type="checkbox"/>	
	Kopfpolster Stingray, Schwarz	2	318740820	159,00 <input type="checkbox"/>	
	Kopfstütze Stingray anatomisch, Schwarz	mittel	318720862	237,00 <input type="checkbox"/>	
	Kopfstütze Stingray anatomisch, Schwarz	groß	318720863	237,00 <input type="checkbox"/>	
	Nackenpolster anatomisch, Schwarz	klein	318720831	185,00 <input type="checkbox"/>	
	Nackenpolster anatomisch, Schwarz	groß	318720832	185,00 <input type="checkbox"/>	
	Halterung für Kopfstütze aus R82 Programm		318720850	62,00 <input type="checkbox"/>	
	<i>Weitere R82 Kopfstützen – siehe Preisliste "Kopfstützen"</i>				
	Einkaufskorb	eine Größe	318720600	ohne MP* <input type="checkbox"/>	
	<i>*gültig bei gleichzeitiger Bestellung von Sitz und Untergestell</i>				
	Rucksack, klein	1+2	3187043183-1	71,00 <input type="checkbox"/>	
	Rucksack, groß	2	3187043183-2	71,00 <input type="checkbox"/>	
	Beschlag für Autotransport, Set zur Aufnahme von Rollstuhlrückhaltesystemen	eine Größe	318720902	240,00 <input type="checkbox"/>	
	Aufnahme für Zusatzgeräte/Geräteplattform nur in Verbindung mit Zentralbremse möglich		318776290	330,00 <input type="checkbox"/>	
	Halterung für Sauerstoffflasche nur in Verbindung mit Art. 8720902		318776295	222,00 <input type="checkbox"/>	
	Schlupfsack für Stingray, Schwarz/Farbakzent*	1	31R82-XXXXX	220,00 <input type="checkbox"/>	
	Schlupfsack für Stingray, Schwarz/Farbakzent*	2	31R82-XXXXX	220,00 <input type="checkbox"/>	
	<i>Schlupfsack Gr. 1 für Stingray Gr. 1, Schlupfsack Gr. 2 für Stingray Gr. 2!</i>				
	*Bitte Dekorstreifen/Farbakzent auswählen:				
	Blau <input type="checkbox"/> 607R	Rot <input type="checkbox"/> 609RO	Grau <input type="checkbox"/> 534G	Pink <input type="checkbox"/> 601P	für 1
	Blau <input type="checkbox"/> 608R	Rot <input type="checkbox"/> 610RO	Grau <input type="checkbox"/> 535G	Pink <input type="checkbox"/> 602P	für 2
	Keine Haftung für Druckfehler				

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR

**Westen und Gurte – weitere Westen und Gurte siehe separate Preisliste “R82 Westen und Gurte”**
**Rumpfunterstützung**

	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185428-1	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185428-2	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	271,00	<input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185430-0	271,00	<input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185430-1	271,00	<input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185430-2	271,00	<input type="checkbox"/>

**Beckenunterstützung**

	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	164,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	164,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	164,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	164,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	164,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	271,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	271,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	271,00	<input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	135,00	<input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	135,00	<input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	135,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	XS	3189108-1	310,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	S	3189108-2	310,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	M	3189108-3	310,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR



Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz  
Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz

S 3189114-127 310,00   
M 3189114-227 310,00

### Fußunterstützung



Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar  
Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar  
Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar

XS 3185745-XS 202,00   
M 3185745-M 202,00   
XL 3185745-XL 202,00



Fußgurte mit Klappschnallen, Paar  
Fußgurte mit Klett, Paar

eine Größe 3185096 76,00   
eine Größe 3185102 76,00



Neopren Sandalen, klein, Paar (120 x 60 mm)

eine Größe 3185696-1 132,00

### Gestelle

High-Low:xo Zimmergestell


#### Grundmodell



High-Low:xo Zimmergestell Gr. 1 für Stingray Gr. 1\*  
High-Low:xo Zimmergestell Gr. 2 für Stingray Gr. 2\*  
*\*inkl. Schlittenadapter-Unterteil*

31890 X X X X X  
4 1.565,00   
5 1.670,00

#### Farben



Rahmenfarbe Schwarz  
Rahmenfarbe Weiß\*

*\*Für Gestell mit Gasdruckfeder oder elektrisch!*

0 ohne MP   
1 ohne MP

#### Lenkrollen und Bremsen



Lenkrollen 75 mm - nicht für Hydraulik  
Lenkrollen 100 mm\*

*\*Für alle Verstellvarianten und Größen geeignet!*

1 ohne MP   
2 100,00

#### Höhenverstellung



Höhenverstellung per Gasdruck, Pedal zur Auslösung am Rahmen

1 ohne MP



Höhenverstellung per Gasdruck, Auslösung am Schiebebügel  
*Ohne Schiebebügel, bitte separat unter Zubehör auswählen!*

2 50,00



Elektroantrieb, elektrische Höhenverstellung  
*Für alle Größen erhältlich!*

3 891,00



#### Neigungsverstellung

Hebel unter dem Sitz  
*Nicht kombinierbar mit Hebel am Schiebebügel!*










1 ohne MP



Hebel am Schiebebügel  
*Ohne Schiebebügel, bitte separat unter "Zubehör" auswählen!*

2 37,00


Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Zubehör für High-Low:xo</b>				
	Kippschutz für High-Low:xo Zimmergestell <i>Nur mit 75 und 100 mm Lenkrollen!</i>	eine Größe	31890007	157,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Handbetrieb (Set) – für Zimmergestell	1	31890011-1	399,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Handbetrieb (Set) – für Zimmergestell <i>Nur für 100 mm Rollen!</i>	2	31890011-2	399,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell (Gas, elektrisch)	1	31890012-1	526,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell (Gas, elektrisch) <i>Nur für 100 mm Rollen, inkl. Ankipphilfe!</i>	2	31890012-2	526,00 <input type="checkbox"/>
	Extra Gasdruckfeder, zur Unterstützung der Höhenverstellung <i>Empfohlen bei einer Belastung (Sitz + Nutzer) über 50 kg</i>	eine Größe	31890003	162,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, standard <i>Passend für Stingray Gr. 1+2</i>	eine Größe	31890009-04	174,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, standard <i>Passend für Stingray Gr. 1+2</i>	eine Größe	318910555	283,00 <input type="checkbox"/>
	Adapter zur Breitenverlängerung für multieinstellbare Fußstütze	eine Größe	318910855	64,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe (für High-Low:xo mit Gasdruckfeder oder elektrisch)	eine Größe	31890025	93,00 <input type="checkbox"/>
	Vorderräder mit Richtungsfeststeller (Lenkstopp), Set (2 Stück) <i>Nur in Verbindung mit 100 mm Lenkrollen!</i>	eine Größe	3189592-KIT	257,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

## Ersatzteile


	Wetterschutzdach für Sitzeinheit Größe 1, Schwarz	1	318740110	297,00 <input type="checkbox"/>
	Wetterschutzdach für Sitzeinheit Größe 2, Schwarz	2	318740120	297,00 <input type="checkbox"/>


	Einkaufskorb	eine Größe	318720600	86,00 <input type="checkbox"/>
---	--------------	------------	-----------	--------------------------------

	Sitzpolster für Sitzeinheit Größe 1	1	31875051X	250,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzpolster für Sitzeinheit Größe 2	2	31875052X	250,00 <input type="checkbox"/>

Bitte Polsterfarbe auswählen:

Blau = 1  Rot = 2  Grün = 3  Grau = 4  Pink = 5 

	Polsterungen für Adduktoren, Schwarz, Set	1	318750410	75,00 <input type="checkbox"/>
	Polsterungen für Adduktoren, Schwarz, Set	2	318750420	75,00 <input type="checkbox"/>

	Polsterungen für Rückseiten, Schwarz, Set	1	318750210	107,00 <input type="checkbox"/>
	Polsterungen für Rückseiten, Schwarz, Set	2	318750220	107,00 <input type="checkbox"/>

	12" Hinterrad, Luftbereifung, Stück		318750120-A	167,00 <input type="checkbox"/>
	12" Hinterrad, pannensichere Bereifung, Stück		318750120-S	167,00 <input type="checkbox"/>

	12"-Hinterrad, Scheibenbremse, Luftbereifung, links		318740130-AL	352,00 <input type="checkbox"/>
	12"-Hinterrad, Scheibenbremse, Luftbereifung, rechts		318740130-AR	352,00 <input type="checkbox"/>

	12"-Hinterrad, Scheibenbremse, pannensicher, links		318740130-SL	352,00 <input type="checkbox"/>
	12"-Hinterrad, Scheibenbremse, pannensicher, rechts		318740130-SR	352,00 <input type="checkbox"/>

	7" Vorderrad, Luftbereifung, Stück		318750140-A	117,00 <input type="checkbox"/>
	7" Vorderrad, pannensichere Bereifung, Stück		318750140-S	117,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler