

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Strong Base

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen


Kommission:



## R82 Strong Base

### Grundmodell enthält:

- Schwenkbare 125 mm Räder
- Radbremse an allen Räder
- Richtungsfesteller an allen Rädern
- Neigungseinstellung




600 mm


700 mm

300-550 mm

max. 120 kg



G











H

HMV-Nummer: **26.99.01.0037**

### Maße

	Strong Base, Manuell	Strong Base, Spindel
Breite des Gestells, total (G)	600 mm	600 mm
Länge (H)	700 mm	700 mm
Länge mit Druckstange	830 mm	830 mm
Höhe (I)	300-550 mm	300-510 mm
Gesamthöhe zum Schieben der Schiene	795-1045 mm	795-1005 mm
Sitzhöhe mit x:panda 4	420-670 mm	420-630 mm
Sitzhöhe mit Panda 5	450-700 mm	450-660 mm
Fußplatte bis Adapterplatte (Abstand)	160-350 mm	160-350 mm
Rückenneigung	-10° -25°	-10° -25°
Nutzergewicht, max.	120 kg	120 kg
Gewicht, Grundmodell	14 kg	15,5 kg

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Strong Base* mit manueller Höheneinstellung		3189508-1M	1.676,00 <input type="checkbox"/>
	Strong Base* mit Spindel für Höheneinstellung		3189508-1S	2.068,00 <input type="checkbox"/>
	<i>*Schiebebügel muss dazu bestellt werden, bitte auswählen:</i>			
	Schiebebügel, starr		31890009-04	174,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, lang, winkelverstellbar, Schwarz		318910565	306,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör				
	Schlittenadapter für x:panda 4 & Panda Futura 5* Schlittenadapter für x:panda shape Gr. 3 <i>*Alternativ kann die Sitzeinheit x:panda 4 &amp; Panda 5 auf der Grundplatte verschraubt werden</i>		318911610-99L 31905090	226,00 <input type="checkbox"/> 260,00 <input type="checkbox"/>
	Schlittenadapter-Oberteil zur Montage an Fremdschalen für Schlittenadapter 8911610-99! <i>Alternativ kann die Sitzeinheit auf der Grundplatte verschraubt werden</i>		3175003	145,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln, 350 mm, Tiefe 160 mm		318910821-3	128,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln, 350 mm, Tiefe 100 mm <i>wird für durchgehende Fußplatte benötigt!</i>		318910820-3	145,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 410 x T: 240 mm)	3	3195145-3	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 480 x T: 240 mm)	4	3195145-4	356,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 3 für Wombat Fußplatte Gr. 3 <i>nicht für Fußplatte Gr. 4!</i>	3	3195145-3PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 3 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 3 <i>(seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett) – nicht für Fußplatte Gr. 4!</i>	3	3195145-3BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	1-3	3195145-20	98,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen einzeln verstellbar, Paar	3	3189143-3	491,00 <input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze	3	318910851-3	519,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt, 350 mm <i>wird für Fußschalen einzeln benötigt!</i>	3	318910841-3	180,00 <input type="checkbox"/>
Keine Haftung für Druckfehler				