

DE | Gültig ab: 01.04.2023

Bestell-/Preisliste R82 Wombat Living

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen


Kommission:



R82 Wombat Living

Grundmodell enthält:

- Feststellbremse an allen 4 Rädern
- Fußstütze in der Höhe und Neigung einstellbar
- Armlehnen, höhen-/breiten-/winkelverstellbar
- Schiebebügel, winkelverstellbar





300-420 mm

180-500 mm

280-550 mm

max. 70 kg

HMV-Nummer: **in Beantragung**

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Sitzbreite (A)	300 mm	370 mm	420 mm
Sitztiefe (B)	180-310 mm	250-380 mm	320-500 mm
Höhe der Rückenlehne (C)	280-340 mm	310-380 mm	390-475 mm
Höhe der Rückenlehne (langer Rücken)	360-430 mm	395-460 mm	460-550 mm
Höhe der Sitzfläche an der vorderen Kante* (E)	230-610 mm	230-610 mm	330/390-630 mm
Max. Belastbarkeit	45 kg	45 kg	70 kg
Rückenlehnenwinkel (a1)	0° -28°	0° -28°	0° -33°
Sitzkantelung (a2)	-10° - +30°	-10° - +30°	-10° - +22°
Länge (H)	650 mm	650 mm	650/750 mm
Gesamtbreite (G)	550 mm	550 mm	550/610 mm
Gewicht, Grundmodell	18 kg	18,5 kg	23,5/26,2 kg

*Gemessen mit 75 mm Rollen für die Gas-/Elektroversion und 100 mm Rollen für die Hydraulikversion mit dem Rahmen in der einfachsten Konfiguration. Weitere Maße finden Sie auf unserer Website.

Version: 20230401

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland
 Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0
 Fax: +49(0)2366 5006-282
 R82@etac.de
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE | Gültig ab: 01.04.2023

R82 Wombat Living

Konfigurationen mit **schneller Verfügbarkeit**. Bitte lassen Sie sich Ihr **Angebot** erstellen.

Hauptprodukt:	Zubehör:
Höhenverstellung	Rückenkissen, standard, grau
Rahmenfarbe Anthrazit	Armlehnen, Paar
Rollen und Bremsen	Tisch mit Kante
	Beckenpelotten seitlich, Paar
	4-Punkt-Beckengurt
	Sitzkissen, anatomisch, grau

Das dargestellte Zubehör kann von der Standard-Konfiguration abweichen. Eine detaillierte Auflistung finden Sie unterhalb.



Hauptprodukt					
Artikelnummer	Größe	Rahmenfarbe	Rollen und Bremsen	Höhenverstellung	
31950121121-00	1	Anthrazit	75 mm Rollen	per Gasdruckfeder: Höhenverstellung am Rahmen, Neigungsverstellung am Schiebebügel	<input type="checkbox"/>
31950221121-00	2	Anthrazit	75 mm Rollen	per Gasdruckfeder: Höhenverstellung am Rahmen, Neigungsverstellung am Schiebebügel	<input type="checkbox"/>
31950223121-00	2	Anthrazit	100 mm Rollen mit Zentralbremse	per Gasdruckfeder: Höhenverstellung am Rahmen, Neigungsverstellung am Schiebebügel	<input type="checkbox"/>
31950301121-00	3	Schwarz	75 mm Rollen	per Gasdruckfeder: Höhenverstellung am Rahmen, Neigungsverstellung am Schiebebügel	<input type="checkbox"/>


Zubehör					
Typ	Für Größe 1	Für Größe 2	Für Größe 3		
Sitz	Sitzkissen, anatomisch, inkl. Bezug (31955021-238)	Sitzkissen, anatomisch, inkl. Bezug (31955022-238)	Sitzkissen, anatomisch, inkl. Bezug (31955023-238)	<input type="checkbox"/>	
Rücken	Rückenkissen, standard, inkl. Bezug (31955031-228)	Rückenkissen, standard, inkl. Bezug (31955032-228)	Rückenkissen, standard, inkl. Bezug (31955033-228)	<input type="checkbox"/>	
Beckengurt	4-Punkt-Beckengurt, Gr. S (3185725-S)	4-Punkt-Beckengurt, Gr. M (3185725-M)	4-Punkt-Beckengurt, Gr. L (3185725-L)	<input type="checkbox"/>	
Armlehnen	Armlehnen, kurz, Paar, Gr. 1+2 (3195112-1)	Armlehnen, kurz, Paar, Gr. 1+2 (3195112-1)	Armlehnen, langes Polster, Paar, Gr. 3 (3195115)	<input type="checkbox"/>	
Tisch	Tisch mit Kante, Form 5 Doppelstange, ABS (318910725-1)	Tisch mit Kante, Form 5 Doppelstange, ABS (318910725-1)	Tisch mit Kante, Form 6 Doppelstange, ABS (318910725-2)	<input type="checkbox"/>	
Beckenpelotten	Beckenpelotte seitlich, Paar, Gr. 1 (3195110-1)	Beckenpelotte seitlich, Paar, Gr. 1 (3195110-1)	Beckenpelotte seitlich, Paar, Gr. 2+3 (3195111-1)	<input type="checkbox"/>	

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland
 Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0
Fax: +49(0)2366 5006-282
 R82@etac.de
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 01.04.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Grundmodell		31950XXXXX1-00	
	Wombat Living, Größe 1	1		2.312,00 <input type="checkbox"/>
	Wombat Living, Größe 2	2		2.312,00 <input type="checkbox"/>
	Wombat Living, Größe 3	3		2.660,00 <input type="checkbox"/>
	Wombat Living, Größe 1, langes Rückenrohr	5		2.312,00 <input type="checkbox"/>
	Wombat Living, Größe 2, langes Rückenrohr	6		2.312,00 <input type="checkbox"/>
	Wombat Living, Größe 3, langes Rückenrohr	7		2.660,00 <input type="checkbox"/>
	Rahmenfarben			
	Schwarz	0		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Weiß*	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Anthrazit**	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	<i>*nur für Variante mit Gasdruckfeder oder elektrisch!</i>			
	<i>**nur für Gr. 1-2 mit Gasdruckfeder oder elektrisch!</i>			
	Rollen und Bremsen			
	Lenkrollen 75 mm – nicht für Hydraulik!	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 100 mm	2		100,00 <input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 100 mm + Zentralbremse (Handbedienung)	3		362,00 <input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 100 mm + Zentralbremse (Fußbedienung)	4		478,00 <input type="checkbox"/>
	Lenkrollen 125 mm	5		131,00 <input type="checkbox"/>
	Höhenverstellung			
	Höhenverstellung per Gasdruck, Pedal zur Auslösung am Rahmen	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Höhenverstellung per Gasdruck, Auslösung am Schiebebügel	3		50,00 <input type="checkbox"/>
	Elektroantrieb, elektrische Höhenverstellung	4		891,00 <input type="checkbox"/>
	Hydraulische Höhenverstellung	5		725,00 <input type="checkbox"/>
	Neigungsverstellung			
	Neigungsverstellung per Hebel unter dem Sitz	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Neigungsverstellung per Hebel am Schiebebügel	2		37,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel	1		ohne MP <input checked="" type="checkbox"/>
	Im Grundmodell enthalten! Wenn benötigt, bitte auswählen:			
	Armlehnen, einstellbar, kurz	1-2	3195112-1	ohne MP <input type="checkbox"/>
	Armlehnen, einstellbar, lange Stange und Polster	1-2	3195113-1	ohne MP <input type="checkbox"/>
	Armlehnen, einstellbar, Doppelstange, kurzes Polster	3	3195114	ohne MP <input type="checkbox"/>
	Armlehnen, einstellbar, Doppelstange, langes Polster*	3	3195115	ohne MP <input type="checkbox"/>
	<i>*empfohlen bei Größe 3!</i>			
Zubehör				
	Armlehnen, zusätzlich abklappbar <i>Nur für 95112-1/ 95113-1!</i>	1+2	3195112-SW	206,00 <input type="checkbox"/>
		Halterung für Bedienteil (elektro) zur Montage an der vorderen Sitzkante		3195541
Keine Haftung für Druckfehler				

DE Gültig ab: 01.04.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
Zubehör: Sitz- und Rückenpolster				
	Rückenkissen, standard, inkl. Bezug*	1	31955031-228	249,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen, standard, inkl. Bezug*	2	31955032-228	249,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen, standard, inkl. Bezug*	3	31955033-228	249,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Bitte Polsterfarbe auswählen:</i>			
	Rot=24 <input type="checkbox"/>	Petrol = 25 <input type="checkbox"/>	Grau = 28 <input type="checkbox"/>	
	Sitzkissen, standard, inkl. Bezug*	1	31955021-228	249,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen, standard, inkl. Bezug*	2	31955022-228	249,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen, standard, inkl. Bezug*	3	31955023-228	249,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Bitte Polsterfarbe auswählen:</i>			
	Rot=24 <input type="checkbox"/>	Petrol = 25 <input type="checkbox"/>	Grau = 28 <input type="checkbox"/>	
	Rückenkissen, anatomisch, Seitenführung, inkl. Bezug	1	31955031-238	319,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen, anatomisch, Seitenführung, inkl. Bezug	2	31955032-238	319,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen, anatomisch, Seitenführung, inkl. Bezug <i>(nur in Grau erhältlich!)</i>	3	31955033-238	345,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen, anatomisch, inkl. Bezug	1	31955021-238	319,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen, anatomisch, inkl. Bezug	2	31955022-238	319,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen, anatomisch, inkl. Bezug <i>(nur in Grau erhältlich!)</i>	3	31955023-238	345,00 <input type="checkbox"/>
	Inkontinenzbezug für Sitzkissen standard und anatomisch	1	31955621-282	145,00 <input type="checkbox"/>
	Inkontinenzbezug für Sitzkissen standard und anatomisch	2	31955622-282	145,00 <input type="checkbox"/>
	Inkontinenzbezug für Sitzkissen standard und anatomisch	3	31955623-282	145,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör: Fußbrett				
	Fußbrett-Polster Gr. 1 für Wombat Fußplatte Gr. 1	1	3195145-1PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 2 für Wombat Fußplatte Gr. 2	2	3195145-2PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 3 für Wombat Fußplatte Gr. 3	3	3195145-3PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 1 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 1 <i>(seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett-Polster)</i>	1	3195145-1BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 2 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 2 <i>(seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)</i>	2	3195145-2BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 3 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 3 <i>(seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)</i>	3	3195145-3BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	1-3	3195145-20	98,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Gurt, zum hochklappen des Fußbretts durch Nutzer	eine Größe	3195145-STRAP	35,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.04.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Zubehör: Sonstiges				
	Oberschenkelführung, Beckenpelotte seitlich, Paar	1	3195110-1	204,00 <input type="checkbox"/>
	Oberschenkelführung, Beckenpelotte seitlich, Paar	2+3	3195111-1	228,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbreitenadapter für Beckenpelotte	1	3195110-SM	66,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Beckenpelotten	1	3195110-60	28,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Beckenpelotten	2	3195111-60	41,00 <input type="checkbox"/>
	Gesäßpelotte/Beckenpelotte hinten, B: 24 cm, H: 9 cm	1+2	3195140-61	226,00 <input type="checkbox"/>
	Gesäßpelotte/Beckenpelotte hinten, B: 29 cm, H: 9 cm	3	3195140-63	246,00 <input type="checkbox"/>
	Gesäß/Beckenpelotte hinten, mit Seitenführung, B: 17 - 24 cm, H: 9 cm	1+2	3195140-64	393,00 <input type="checkbox"/>
	Gesäß/Beckenpelotte hinten, mit Seitenführung, B: 23 - 30 cm, H: 9 cm	1+2	3195140-65	393,00 <input type="checkbox"/>
	Gesäß/Beckenpelotte hinten, mit Seitenführung, B: 29 - 36 cm, H: 9 cm	3	3195140-66	417,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil, abnehmbar, tiefenverstellbar	eine Größe	3195230-10	262,00 <input type="checkbox"/>
	Extra-Polsterung/Bezug für Abduktionskeil	eine Größe	3195430-10260	85,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Abduktionskeil abklappbar, höhenverstellbar auf Anfrage erhältlich!</i>			
	Tisch, Kunststoff, Grau, mit Rand 440 x 340 mm	nur 1	318976350	274,00 <input type="checkbox"/>
	Therapietisch, transparent, ohne Rand	1+2	3195125	373,00 <input type="checkbox"/>
	Therapietisch, transparent, ohne Rand	3	3195126	373,00 <input type="checkbox"/>
	Untere Rückenverlängerung	3	3195140-60	349,00 <input type="checkbox"/>
	Lordoseanstützung	1	31955030-1	29,00 <input type="checkbox"/>
	Lordoseanstützung	2	31955030-2	29,00 <input type="checkbox"/>
	Lordoseanstützung	3	31955030-3	29,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Seitenpelotten, Beschlag gerade <i>Stange gerade, Polster gebogen, klein, Set</i>		3183410-260	514,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Seitenpelotten, Beschlag gerade <i>Stange 25 mm gekröpft, Polster gebogen, klein, Set</i>		3183425-260	514,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Seitenpelotten, Beschlag gekröpft <i>Stange gerade, Polster gebogen, groß, Set</i>		3183610-160	514,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Seitenpelotten, Beschlag gekröpft <i>Stange 25 mm gekröpft, Polster gebogen, groß, Set</i>		3183625-160	514,00 <input type="checkbox"/>
	Schnellverschluss für abklappbare Seitenpelotten		3189102-30	109,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotten, Paar	1-2	3195121	138,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.04.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Kippschutz – für 75 und 100 mm Lenkrollen (nicht für Hydraulik)	eine Größe	31890007	157,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz – für 125 mm Lenkrollen (nicht für Hydraulik)	eine Größe	31890007-1	218,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe – für High-Low:xo mit Gasdruckfeder oder elektrisch	eine Größe	31890025	93,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe – für High-Low:xo hydraulisch	eine Größe	31890026	93,00 <input type="checkbox"/>
	Sperrschraube für Höhenverstellung – für Gr. 1+2 <i>Nur für Modelle mit Fußpedal!</i>	eine Größe	31890024	55,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Kniestützen, Set	1-2	3195116	643,00 <input type="checkbox"/>

Kopfstützen

	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals		319901223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Turtle		319901293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 1		319901-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Schwanenhals		319903223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Turtle		319903293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 2		319903-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Schwanenhals		319905223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Turtle		319905293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 3		319905-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Schwanenhals		319906223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Turtle		319906293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 4		319906-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319914023-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Turtle, inkl. Bezug		319914093-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319923423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319923493-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319945423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319945493-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319967423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Turtle, inkl. Bezug		319967493-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Stirnband-System, nur für anatomische Kopfstützen		3199500	285,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze einstellbar 4-L mit Bezug, ohne Dynamik, Turtle		319975793-85	605,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze einstellbar 4-L mit Bezug, mit Dynamik, Turtle		319975693-85	605,00 <input type="checkbox"/>

Abb.: Turtlehalterung



Abb.: Schwanenhals



Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.04.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	4 zusätzliche Klappschnallen für Westen und Gurte (inkl. Halterung für Sitz) <i>Am Wombat Living sind Gewindepunkte zur Montage der Klappschnallen bereits vorhanden!</i>	1+2	3195710	84,00 <input type="checkbox"/>

Westen und Gurte

Rumpfunterstützung

	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste mit Reißverschluss, Stoff Schwarz	0	3189111-060	271,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste mit Reißverschluss, Stoff Schwarz	1	3189111-160	271,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste mit Reißverschluss, Stoff Schwarz	2	3189111-260	271,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste mit Reißverschluss, Stoff Schwarz	3	3189111-360	271,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste mit Reißverschluss, Stoff Schwarz	4	3189111-460	271,00 <input type="checkbox"/>

Alle detaillierten Informationen zu Maßen finden sie auf unserer Preisliste Westen und Gurte!

Beckenunterstützung

	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	164,00 <input type="checkbox"/>
 25 mm 40 mm	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	M	3185427-240	182,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	L	3185427-340	182,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz <i>Mit 40mm/25mm Gurtband!</i>	XL	3185427-440	182,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	135,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.04.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Westen und Gurte

Beckenunterstützung

	Beckengurt gepolstert mit 25 mm Gurtband, Stoff Schwarz	1	3185424-1	135,00	<input type="checkbox"/>
	Beckengurt gepolstert mit 40 mm Gurtband, Stoff Schwarz	2	3185424-2	135,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	271,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	271,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	271,00	<input type="checkbox"/>

Alle detaillierten Informationen zu Maßen finden sie auf unserer Preisliste Westen und Gurte!

Fußunterstützung

	Sprunggelenkgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XS	3185745-XS	202,00	<input type="checkbox"/>
	Sprunggelenkgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	M	3185745-M	202,00	<input type="checkbox"/>
	Sprunggelenkgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XL	3185745-XL	202,00	<input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klappschnallen, Paar	eine Größe	3185096	76,00	<input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klett, Paar	eine Größe	3185102	76,00	<input type="checkbox"/>

Alle detaillierten Informationen zu Maßen finden sie auf unserer Preisliste Westen und Gurte!

Keine Haftung für Druckfehler