

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Wombat Solo

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen



Kommission:



R82 Wombat Solo

Grundmodell enthält:

- Feststellbremse an allen 4 Rädern
- 75 mm Räder
- Armlehnen, höhen-/breiten-/winkelverstellbar
- Schiebegriffe am Rücken, abklappbar

HMV-Nummer: **26.11.05.0009**

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Höhe Rückenlehne gesamt (A)	280-340 mm	310-380 mm	390-500 mm
Rückenhöhe (langer Rücken) (A)	360-430 mm	395-460 mm	460-550 mm
Sitztiefe (B)	180-310 mm	250-380 mm	320-500 mm
Rückenbreite, Standard (C)	250 mm	300 mm	350 mm
Unterschenkellänge, Höhe von Fußplatte bis Sitzfläche (D)	170 mm	230 mm	270 mm
Sitzbreite maximal (E)	300 mm	370 mm	420 mm
Neigung Rückenlehne (F)	0-28°	0-28°	0-33°
Sitzneigung (G)	-10-15°	-10-15°	-10-10°
Fußstützenwinkel	-30-30°	-30-30°	-30-30°
Länge (I)	645 mm	645 mm	645 mm
Abstand von der Fußstütze zum Sitz, Sitz montiert (J)**	85-185 mm	85-285 mm	85-375 mm
Abstand zwischen Fußstütze und Sitz, Rahmen montiert (J) **	95-320 mm	95-320 mm	245-395 mm
Sitzhöhe, ab Boden (K) *	310-430 mm	310-430 mm	375-491 mm
Sitzflächenhöhe an der Vorderkante mit Kissen	375-495 mm	375-495 mm	440-556 mm
Breite (L)	560 mm	560 mm	560 mm
Nutzergewicht, max.	45 kg	45 kg	70 kg
Gewicht, Grundmodell	12,5 kg	13 kg	16 kg

* weitere Details finden Sie auf unserer Messanleitung am Ende dieser Preisliste! ** Gemessen ohne Kissen






Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler















Etac GmbH
 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland
 Geschäftsführer: Jon Preater












Tel.: +49(0)2366 5006-0
 Fax: +49(0)2366 5006-282
 R82@etac.de
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH
 IBAN: FI12 1820 3000 058826



DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR	
			3 1 9 5 X X X X X - 0 0		
	<p>Neue Konfiguration: Sitzkissen bitte separat unter Zubehör auswählen!</p> <p>Grundmodell</p> <p>Wombat Solo, Größe 1</p> <p>Wombat Solo, Größe 2</p> <p>Wombat Solo, Größe 3</p> <p>Wombat Solo, Größe 1, mit langem Rücken</p> <p>Wombat Solo, Größe 2, mit langem Rücken</p> <p>Wombat Solo, Größe 3, mit langem Rücken</p>	1 2 3 5 6 7		1.502,00 1.617,00 1.791,00 1.502,00 1.617,00 1.791,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Rahmenfarbe Anthrazit	1		ohne MP	<input type="checkbox"/>
	Rollen, 75 mm	1		ohne MP	<input type="checkbox"/>
	Rollen 100 mm – Aufpreis	2		87,00	<input type="checkbox"/>
	Rollen 100 mm, Zentralbremse – Aufpreis	3		304,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzverstellungen Bedienoptionen				
	Sitzhöhe und Sitzneigung unter dem Sitz Aufpreis	1		ohne MP	<input type="checkbox"/>
	Sitzhöhe per Fußpedal, Sitzneigung unter dem Sitz Aufpreis	2		174,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzhöhe und Sitzneigung per Fußpedal Aufpreis	3		208,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzhöhe per Fußpedal, Sitzneigung am Schiebegriff* (winkelverstellbar, groß)	4		451,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzhöhe und Sitzneigung am Schiebegriff* (winkelverstellbar, groß)	5		451,00	<input type="checkbox"/>
	<i>*Schiebegriffe abklappbar, klein am Rücken im Grundmodell enthalten; groß unter Sitz bei dieser Option inkludiert für alle anderen Varianten kann der Schiebegriff als Zubehör bestellt werden (siehe Seite 3)</i>				
	Optionen Fußbrett				
	Kein Fußbrett	0		ohne MP	<input type="checkbox"/>
	Fußbrett Wombat, montiert am Sitz (mitdrehend) – Aufpreis	1		174,00	<input type="checkbox"/>
	Fußbrett Wombat, montiert am Rahmen, feststehend (empfohlen bei Drehfunktion)	2		231,00	<input type="checkbox"/>
	Drehfunktion				
	Keine Drehfunktion	0		ohne MP	<input type="checkbox"/>
	90° Drehfunktion bds., Verstellung unter dem Sitz – Aufpreis	1		336,00	<input type="checkbox"/>
	<i>Achtung: der Auslösehebel befindet sich bei Gr. 1+2 auf der linken Seite, bei Gr. 3 auf der rechten! Änderung der Auslöseseite auf Anfrage!</i>				
	Im Grundmodell enthalten, wenn benötigt, bitte auswählen:				
	Armlehnen, breiten- höhen- winkelverstellbar, kurz H: 60-180 x L: 260 mm	1-2	3195112-1	ohne MP	<input type="checkbox"/>
	Armlehnen, wie oben, lange Stange und Polster, H: 120-210 x L: 290 mm	1-2	3195113-1	ohne MP	<input type="checkbox"/>
	Armlehnen, breiten- höhen- winkelverstellbar, doppelte Haltestange, kurzes Polster, H: 60-180 x L: 260 mm	3	3195114	ohne MP	<input type="checkbox"/>
	Armlehnen, wie oben, doppelte Haltestange, langes Polster, H:60-180xL:370mm*	3	3195115	ohne MP	<input type="checkbox"/>
	<i>*empfohlen bei Größe 3!</i>				

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
	Armlehnen, zusätzlich abklappbar <i>nur für 95112-1/95113-1!</i>	1-2	3195112-SW	206,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen, standard, inkl. Bezug*	1	31955031-228	249,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen, standard, inkl. Bezug*	2	31955032-228	249,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen, standard, inkl. Bezug*	3	31955033-228	249,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Bitte Polsterfarbe auswählen:</i>			
	Rot=24 <input type="checkbox"/>	Petrol = 25 <input type="checkbox"/>	Grau = 28 <input type="checkbox"/>	
	Sitzkissen, standard, inkl. Bezug*	1	31955021-228	249,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen, standard, inkl. Bezug*	2	31955022-228	249,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen, standard, inkl. Bezug*	3	31955023-228	249,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Bitte Polsterfarbe auswählen:</i>			
	Rot=24 <input type="checkbox"/>	Petrol = 25 <input type="checkbox"/>	Grau = 28 <input type="checkbox"/>	
	Rückenkissen, anatom., Seitenführung, inkl. Bezug*	1	31955031-238	319,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen, anatom., Seitenführung, inkl. Bezug*	2	31955032-238	319,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen, anatom., Seitenführung, inkl. Bezug*	3	31955033-238	345,00 <input type="checkbox"/>
	<i>(nur in Grau erhältlich!)</i>			
	Sitzkissen, anatomisch, inkl. Bezug	1	31955021-238	319,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen, anatomisch, inkl. Bezug	2	31955022-238	319,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen, anatomisch, inkl. Bezug	3	31955023-238	345,00 <input type="checkbox"/>
	<i>(nur in Grau erhältlich!)</i>			
	Inkontinenzbezug für Sitzkissen standard u. anatomisch	1	31955621-282	145,00 <input type="checkbox"/>
	Inkontinenzbezug für Sitzkissen standard u. anatomisch	2	31955622-282	145,00 <input type="checkbox"/>
	Inkontinenzbezug für Sitzkissen standard u. anatomisch	3	31955623-282	145,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör				
	Fußbrett-Polster Gr. 1 für Wombat Fußplatte Gr. 1	1	3195145-1PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 2 für Wombat Fußplatte Gr. 2	2	3195145-2PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 3 für Wombat Fußplatte Gr. 3	3	3195145-3PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 1 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 1 <i>(Polster für Haltestange, Fußbrett und seitliche/hintere Führung)</i>	1	3195145-1BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 2 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 2 <i>(Polster für Haltestange, Fußbrett und seitliche/hintere Führung)</i>	2	3195145-2BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 3 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 3 <i>(Polster für Haltestange, Fußbrett und seitliche/hintere Führung)</i>	3	3195145-3BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	1-3	3195145-20	98,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Gurt, zum hochklappen des Fußbretts durch Nutzer	eine Größe	3195145-STRAP	35,00 <input type="checkbox"/>
Keine Haftung für Druckfehler				

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Schiebebügel groß, winkelverstellbar, Montage unter Sitz	1+2	3195148-1	262,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel groß, winkelverstellbar, Montage unter Sitz <i>bei Sitz- u. Höhenauslösung am Schiebebügel bereits im Grundmodell enthalten!</i>	3	3195148-3	262,00 <input type="checkbox"/>
<hr/>				
	Oberschenkelführung, Beckenpelotte seitlich, Paar	1	3195110-1	204,00 <input type="checkbox"/>
	Oberschenkelführung, Beckenpelotte seitlich, Paar	2+3	3195111-1	228,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbreitenadapter für Beckenpelotte Größe 1	1	3195110-SM	66,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Beckenpelotten	1	3195110-60	28,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Beckenpelotten	2+3	3195111-60	41,00 <input type="checkbox"/>
	Gesäßpelotte/Beckenpelotte hinten	1+2	3195140-61	226,00 <input type="checkbox"/>
	Gesäßpelotte/Beckenpelotte hinten	3	3195140-63	246,00 <input type="checkbox"/>
	Gesäß/Beckenpelotte hinten, mit Seitenführung	1	3195140-64	393,00 <input type="checkbox"/>
	Gesäß/Beckenpelotte hinten, mit Seitenführung	2	3195140-65	393,00 <input type="checkbox"/>
	Gesäß/Beckenpelotte hinten, mit Seitenführung	3	3195140-66	417,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil, abnehmbar, tiefenverstellbar	eine Größe	3195230-10	262,00 <input type="checkbox"/>
	Zusatzpolster/Bezug für Abduktionskeil	eine Größe	3195430-10260	85,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Abduktionskeil abklappbar, höhenverstellbar auf Anfrage erhältlich!</i>			
<hr/>				
	Tisch, Kunststoff, Grau, mit Rand (440 x 340 mm)	nur 1	318976350	274,00 <input type="checkbox"/>
	Therapietisch, transparent, ohne Rand	1+2	3195125	373,00 <input type="checkbox"/>
	Therapietisch, transparent, ohne Rand	3	3195126	373,00 <input type="checkbox"/>
<hr/>				
	Untere Rückenverlängerung	3	3195140-60	349,00 <input type="checkbox"/>
<hr/>				
	Lordoseanstützung	1	31955030-1	29,00 <input type="checkbox"/>
	Lordoseanstützung	2	31955030-2	29,00 <input type="checkbox"/>
	Lordoseanstützung	3	31955030-3	29,00 <input type="checkbox"/>
<hr/>				
	Abklappbare Seitenpelotten, Beschlag gerade <i>Stange gerade, Polster gebogen, klein, Set</i>		3183410-260	514,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Seitenpelotten, Beschlag gerade <i>Stange 25 mm gekröpft, Polster gebogen, klein, Set</i>		3183425-260	514,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Seitenpelotten, Beschlag gekröpft <i>Stange gerade, Polster gebogen, groß, Set</i>		3183610-160	514,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Seitenpelotten, Beschlag gekröpft <i>Stange 25 mm gekröpft, Polster gebogen, groß, Set</i>		3183625-160	514,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Schnellverschluss für abklappbare Seitenpelotten	eine Größe	3189102-30	109,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotten, Paar	1-2	3195121	138,00 <input type="checkbox"/>
	Wegklappbare Kniestützen, Set	1-2	3195116	643,00 <input type="checkbox"/>

Zubehör: Kopfstützen



Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals
Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Turtle
Bezug für KS Nr. 1

319901223-00 412,00
319901293-00 412,00
319901-83 114,00



Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Schwanenhals
Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Turtle
Bezug für KS Nr. 2

319903223-00 412,00
319903293-00 412,00
319903-83 114,00



Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Schwanenhals
Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Turtle
Bezug für KS Nr. 3

319905223-00 412,00
319905293-00 412,00
319905-83 114,00



Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Schwanenhals
Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Turtle
Bezug für KS Nr. 4

319906223-00 412,00
319906293-00 412,00
319906-83 114,00



Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug
Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Turtle, inkl. Bezug

319914023-83 525,00
319914093-83 525,00



Kopfstütze Anatomisch, klein, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug
Kopfstütze Anatomisch, klein, Halterung Turtle, inkl. Bezug

319923423-83 525,00
319923493-83 525,00



Kopfstütze Anatomisch, mittel, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug
Kopfstütze Anatomisch, mittel, Halterung Turtle, inkl. Bezug

319945423-83 525,00
319945493-83 525,00



Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug
Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Turtle, inkl. Bezug

319967423-83 525,00
319967493-83 525,00

Keine Haftung für Druckfehler



DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Stirnband-System (nur für anatomische Kopfstützen)		3199500	285,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze einstellbar 4-L mit Bezug, ohne Dynamik, Turtle		319975793-85	605,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze einstellbar 4-L mit Bezug, mit Dynamik, Turtle		319975693-85	605,00 <input type="checkbox"/>

Abb.: Turtlehalterung



Abb.: Schwanenhals



Weitere Varianten finden Sie auf unseren Preislisten "Kopfstützen" und "Kopfstützen multi-einstellbar" im Bereich Zubehör!

Zubehör: Westen und Gurte – Rumpfunterstützung

	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste mit Reißverschluss, Stoff Schwarz	0	3189111-060	271,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste mit Reißverschluss, Stoff Schwarz	1	3189111-160	271,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste mit Reißverschluss, Stoff Schwarz	2	3189111-260	271,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste mit Reißverschluss, Stoff Schwarz	3	3189111-360	271,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste mit Reißverschluss, Stoff Schwarz	4	3189111-460	271,00 <input type="checkbox"/>

Zubehör: Westen und Gurte – Beckenunterstützung



	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	164,00 <input type="checkbox"/>
 25 mm 40 mm	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	M	3185427-240	182,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	L	3185427-340	182,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	XL	3185427-440	182,00 <input type="checkbox"/>

Mit 40 mm/25 mm Gurtband!





Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	135,00 <input type="checkbox"/>
	Beckengurt gepolstert mit 25 mm Gurtband, Stoff Schwarz	1	3185424-1	135,00 <input type="checkbox"/>
	Beckengurt gepolstert mit 40 mm Gurtband, Stoff Schwarz	2	3185424-2	135,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	271,00 <input type="checkbox"/>

Zubehör: Westen und Gurte – Fußunterstützung

	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XS	3185745-XS	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	M	3185745-M	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XL	3185745-XL	202,00 <input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klappschnallen, Paar	eine Größe	3185096	76,00 <input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klett, Paar	eine Größe	3185102	76,00 <input type="checkbox"/>

Zubehör: Bezüge

	Bezug für Rückenkissen, standard	1	31955611-2XX	129,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Rückenkissen, standard	2	31955612-2XX	129,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Rückenkissen, standard	3	31955613-2XX	129,00 <input type="checkbox"/>
	*Bitte Polsterfarbe auswählen: XX =			
	Rot= -24 <input type="checkbox"/>	Petrol = -25 <input type="checkbox"/>	Grau = -28 <input type="checkbox"/>	
	Bezug für Rückenkissen, anatomisch, Grau	1	31955611-238	153,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Rückenkissen, anatomisch, Grau	2	31955612-238	153,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Rückenkissen, anatomisch, Grau	3	31955613-238	153,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Sitzkissen, standard	1	31955621-2XX	129,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Sitzkissen, standard	2	31955622-2XX	129,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Sitzkissen, standard	3	31955623-2XX	129,00 <input type="checkbox"/>
	*Bitte Polsterfarbe auswählen: XX =			
	Rot= -24 <input type="checkbox"/>	Petrol = -25 <input type="checkbox"/>	Grau = -28 <input type="checkbox"/>	

Zubehör: Ersatzteile

Bezug für Seitenpelotten, fest	1+2	3195121-60	75,00 <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----	------------	--------------------------------

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Zubehör: Ersatzteile


Fußplatte, am Rahmen montiert, komplett	1	3195956-1	591,00	<input type="checkbox"/>
Fußplatte, am Rahmen montiert, komplett	2	3195956-2	591,00	<input type="checkbox"/>
Fußplatte, am Rahmen montiert, komplett	3	3195956-3	591,00	<input type="checkbox"/>



Fußplatte, am Sitz montiert, komplett	1	3195955-1	437,00	<input type="checkbox"/>
Fußplatte, am Sitz montiert, komplett	2	3195955-2	437,00	<input type="checkbox"/>
Fußplatte, am Sitz montiert, komplett	3	3195955-3	437,00	<input type="checkbox"/>



Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 310 x T: 190 mm)	1	3195145-1	356,00	<input type="checkbox"/>
Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 360 x T: 230 mm)	2	3195145-2	356,00	<input type="checkbox"/>
Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 410 x T: 240 mm)	3	3195145-3	356,00	<input type="checkbox"/>

Zentralbremse, Nachrüst-Kit	1+2	3195954	545,00	<input type="checkbox"/>
Zentralbremse, Nachrüst-Kit	3	3195959	545,00	<input type="checkbox"/>

nur für 100 mm Lenkrollen!

Lenkrollen mit Richtungsfeststeller, 2 Stück für vorn		3189592-KIT	257,00	<input type="checkbox"/>
---	--	-------------	--------	--------------------------

Achtung: bei 75 mm Rollen müssen 2 zusätzliche Hinterräder bestellt werden!

Keine Haftung für Druckfehler