

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 x:panda

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen



Kommission:



R82 x:panda

Grundmodell enthält:

- Dynamische Rückenlehne
- Stufenlos mitwachsend in Sitztiefe, Sitzbreite, Rückenhöhe
- Physiologischer Hüftdrehpunkt
- Kopfstützenaufnahme, Schlittenadapter-Oberteil
- Einzeln verstellbare Abduktionsführungen
- Adduktionsführungen
- Verstellbare Beckenpelotten

HMV-Nummer: **26.11.04.0016**

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Sitzbreite, maximal (A)	160-240 mm	200-280 mm	260-360 mm	340-460 mm
Breite, Oberschenkel (A1)	70, 90, 110 mm	100, 120, 140 mm	120, 145, 170 mm	130, 190, 250 mm
Sitztiefe (B)	160-260 mm	220-330 mm	260-390 mm	380-530 mm
Rückenhöhe (C)	270-370 mm	320-420 mm	350-470 mm	500-710 mm
Breite der Rückenlehne, oben (F)	230 mm	280 mm	330 mm	350 +50 mm
Armlehnenhöhe (von Sitzfläche gemessen)	100-165 mm	100-165 mm	100-165 mm	100-165 mm
Länge Armlehne	140 mm	140 mm	180 mm	350 mm
Neigung der Rückenlehne (a)	-5° - +30°	-5° - +30°	-5° - +30°	-5° - +30°
Abduktionswinkel, jedes Bein (a1)	0° - 15°	0° - 15°	0° - 15°	0° - 15°
Nutzergewicht, max.	30 kg	30 kg	60 kg	80 kg
Nutzergewicht, max. bei Transport im Auto	30 kg	30 kg	60 kg	75 kg
Gewicht, Grundmodell	6,5 kg	8,5 kg	11 kg	13 kg
Körpergröße Nutzer min. (ca.)	650 mm	850 mm	1000 mm	1390 mm
Körpergröße Nutzer max. (ca.)	1050 mm	1280 mm	1430 mm	1800 mm

Version: 20230301


Keine Haftung für Druckfehler



Etac GmbH
 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland
 Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0
 Fax: +49(0)2366 5006-282
 R82@etac.de
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH
 IBAN: FI12 1820 3000 058826

Maße: High-Low:xo	Länge	Breite	Sitzhöhe	Kantelung	Gewicht	Max. Belastbarkeit
High-Low:xo Zimmergestell, Gr. 1	655 mm	560 mm	170 – 590 mm	-10° – +30°	13,0 kg	70 kg
High-Low:xo Zimmergestell, Gr. 2	795 mm	620 mm	215 – 590 mm	-10° – +30°	13,0 kg	75 kg
High-Low:xo Zimmergestell, elektro, Gr. 3	795 mm	620 mm	270 – 530 mm	-10° – +30°	18,0 kg	95 kg
High-Low:xo Kombigestell (Outdoor), Gr. 1	670 mm	800 mm	300 – 720 mm	-10° – +30°	25,0 kg	70 kg
High-Low:xo Kombigestell (Outdoor), Gr. 2	707 mm	810 mm	345 – 720 mm	-10° – +30°	26,0 kg	75 kg

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	x:panda Sitz und Rücken Größe 1	1	3189101XX0-02 □ □	2.137,00 <input type="checkbox"/>
	x:panda Sitz und Rücken Größe 2	2		2.253,00 <input type="checkbox"/>
	x:panda Sitz und Rücken Größe 3	3		2.379,00 <input type="checkbox"/>
	x:panda Sitz und Rücken Größe 4	4		2.495,00 <input type="checkbox"/>
	x:panda Sitz Größe 1, Rücken Größe 2	5		2.137,00 <input type="checkbox"/>
	x:panda Sitz Größe 2, Rücken Größe 3	6		2.253,00 <input type="checkbox"/>
	x:panda Sitz Größe 3, Rücken Größe 4	7		2.379,00 <input type="checkbox"/>
	x:panda Sitz Größe 2, Rücken Größe 1	8		2.253,00 <input type="checkbox"/>
	x:panda Sitz Größe 3, Rücken Größe 2	9		2.379,00 <input type="checkbox"/>
	x:panda Sitz Größe 4, Rücken Größe 3	0		2.495,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbreite Voreinstellung, klein	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Sitzbreite Voreinstellung, medium	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Sitzbreite Voreinstellung, groß	3		ohne MP <input type="checkbox"/>

Rückenpolster mit Bezügen				
	Bitte Farbe auswählen:			
	60 = Schwarz <input type="checkbox"/>	65 = Rot <input type="checkbox"/>	66 = Blau <input type="checkbox"/>	
	Rückenpolster mit Bezug, klein (160 mm)	1	318912211-XX	227,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenpolster mit Bezug, mittel (200 mm)	1	318912212-XX	227,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenpolster mit Bezug, groß (240 mm)	1	318912213-XX	227,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenpolster mit Bezug, klein (200 mm)	2	318912221-XX	227,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenpolster mit Bezug, mittel (240 mm)	2	318912222-XX	227,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenpolster mit Bezug, groß (280 mm)	2	318912223-XX	227,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenpolster mit Bezug, klein (260 mm)	3	318912231-XX	227,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenpolster mit Bezug, mittel (310 mm)	3	318912232-XX	227,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenpolster mit Bezug, groß (360 mm)	3	318912233-XX	227,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenpolster mit Bezug, klein (340 mm)	4	318912241-XX	248,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenpolster mit Bezug, mittel (400 mm)	4	318912242-XX	248,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenpolster mit Bezug, groß (460 mm)	4	318912243-XX	248,00 <input type="checkbox"/>
	Inkontinenzbezug für Rücken, Dekutex Schwarz	1-4	3189124XX-82	153,00 <input type="checkbox"/>
<i>Achtung: Rückenpolster wird benötigt!</i>				
<input type="checkbox"/> Gr. 1 <input type="checkbox"/> Gr. 2 <input type="checkbox"/> Gr. 3 <input type="checkbox"/> Gr. 4 → <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L				
Keine Haftung für Druckfehler				

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Sitzpolster mit Bezügen



Bitte Farbe auswählen:

60 = Schwarz 65 = Rot 66 = Blau



Sitzpolster mit Bezug, klein (160 mm)	1	318911211-XX	227,00	<input type="checkbox"/>
Sitzpolster mit Bezug, mittel (200 mm)	1	318911212-XX	227,00	<input type="checkbox"/>
Sitzpolster mit Bezug, groß (240 mm)	1	318911213-XX	227,00	<input type="checkbox"/>

Sitzpolster mit Bezug, klein (200 mm)	2	318911212-XX	227,00	<input type="checkbox"/>
Sitzpolster mit Bezug, mittel (240 mm)	2	318911222-XX	227,00	<input type="checkbox"/>
Sitzpolster mit Bezug, groß (280 mm)	2	318911223-XX	227,00	<input type="checkbox"/>

Sitzpolster mit Bezug, klein (260 mm)	3	318911231-XX	227,00	<input type="checkbox"/>
Sitzpolster mit Bezug, mittel (300 mm)	3	318911232-XX	227,00	<input type="checkbox"/>
Sitzpolster mit Bezug, groß (360 mm)	3	318911233-XX	227,00	<input type="checkbox"/>

Sitzpolster mit Bezug, klein (340 mm)	4	318911241-XX	248,00	<input type="checkbox"/>
Sitzpolster mit Bezug, mittel (400 mm)	4	318911242-XX	248,00	<input type="checkbox"/>
Sitzpolster mit Bezug, groß (460 mm)	4	318911243-XX	248,00	<input type="checkbox"/>



Inkontinenzbezug für Sitz, Dekutex Schwarz	1-4	3189114XX-82	140,00	<input type="checkbox"/>
--	-----	--------------	--------	--------------------------

Achtung: Sitzpolster wird benötigt!

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 → S M L



Extra Polsterungen für Bein- und Beckenführungen	1	318910404-PAD1	176,00	<input type="checkbox"/>
Extra Polsterungen für Bein- und Beckenführungen	2	318910404-PAD2	176,00	<input type="checkbox"/>
Extra Polsterungen für Bein- und Beckenführungen	3	318910404-PAD3	176,00	<input type="checkbox"/>
Extra Polsterungen für Bein- und Beckenführungen	4	318910404-PAD4	176,00	<input type="checkbox"/>

Set für Becken, Abduktion, Adduktionsführung



Gasfeder ohne Dynamik für Rücken	1+2	318911001	179,00	<input type="checkbox"/>
Gasfeder ohne Dynamik für Rücken	3	318911002	179,00	<input type="checkbox"/>



Gurtaufnahmen, Schulterführung, Set	1-3	318910260	82,00	<input type="checkbox"/>
Gurtaufnahmen, Schulterführung, Set	4	318910260-4	82,00	<input type="checkbox"/>

Zubehör















Rückenverlängerung mit Bezug, Schwarz (B: 230 x H: 100 mm)	1-4	318910655-160	366,00	<input type="checkbox"/>
Rückenverlängerung mit Bezug, Schwarz (B: 280 x H: 100 mm)	1-4	318910655-260	366,00	<input type="checkbox"/>
Rückenverlängerung mit Bezug, Schwarz (B: 330 x H: 100 mm)	1-4	318910655-360	366,00	<input type="checkbox"/>









Kopfstützenhalterung für I2I Kopfstütze		3187590	73,00	<input type="checkbox"/>
---	--	---------	-------	--------------------------









Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Kopfstützen				
	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals		319901223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Turtle		319901293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 1		319901-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Schwanenhals		319903223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Turtle		319903293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 2		319903-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Schwanenhals		319905223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Turtle		319905293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 3		319905-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Schwanenhals		319906223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Turtle		319906293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 4		319906-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319914023-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Turtle, inkl. Bezug		319914093-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319923423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319923493-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319945423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319945493-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319967423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Turtle, inkl. Bezug		319967493-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Stirnband-System, nur für anatomische Kopfstützen		3199500	285,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze einstellbar 4-L mit Bezug, ohne Dynamik, Turtle		319975793-85	605,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze einstellbar 4-L mit Bezug, mit Dynamik, Turtle		319975693-85	605,00 <input type="checkbox"/>
<i>Weitere Varianten finden Sie auf unseren Preislisten "Kopfstützen" und "Kopfstützen multi-einstellbar" im Bereich Zubehör!</i>				
	Armlehnen, Set, Auflage (B: 75 x L: 260 x H: 65-135 mm)	1	318910615-1	504,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen, Set, Auflage (B: 75 x L: 260 x H: 75-155 mm)	2	318910616-1	504,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen, Set, Auflage (B: 75 x L: 310 x H: 80-195 mm)	3	318910617-1	504,00 <input type="checkbox"/>
	<i>nicht für Sitz Größe 4 geeignet!</i>			
	Bezug/Weichpolsterung für Armlehne Art. 8910615-1/8910616-1	1+2	318910615-20	131,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug/Weichpolsterung für Armlehne Art. 8910617-1	3	318910616-20	131,00 <input type="checkbox"/>








Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Armlehnen, mit Doppelstange, 340 mm Höhe	4	318910618	504,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen, mit Doppelstange, 440 mm Höhe*	4	318910618-L	504,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen Typ "Cougar", Set <i>nur für x:panda Größe 4!</i>	4	318910619	504,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil, abnehmbar (L: 170 x B: 70 x H: 170 mm)	3+4	318910408-10	295,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil, abnehmbar (L: 240 x B: 90 x H: 220 mm) <i>für Sitz Größe 1 + 2, sowie "abklappbar" auf Anfrage erhältlich!</i>	3+4	318910408-20	295,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten x:panda 4 für Armlehne Nr. 8910618, Set	4	318910404-44	479,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten x:panda 4 für Armlehne Nr. 8910619, Set	4	318910404-45	479,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Seitenpelotten <i>Stange gerade, Polster gebogen, klein, Set</i>		3183910-260	514,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Seitenpelotten <i>Stange 25 mm gekröpft, Polster gebogen, klein, Set</i>		3183925-260	514,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Seitenpelotten <i>Stange gerade, Polster gebogen, groß, Set</i>		3183910-160	514,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Seitenpelotten <i>Stange 25 mm gekröpft, Polster gebogen, groß, Set</i>		3183925-160	514,00 <input type="checkbox"/>
<i>Eine detaillierte Beschreibung unserer Pelotten finden Sie im Katalog für Fachhändler und online auf www.etac.de</i>				
	Feste Seitenpelotte Typ 1, mit Bezug, Paar	110 x 70 mm	318910301-1	132,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 1, mit Bezug, nur linke Seite	110 x 70 mm	318910301-1L	108,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 1, mit Bezug, nur rechte Seite	110 x 70 mm	318910301-1R	108,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 2, mit Bezug, Paar	100 x 100 mm	318910301-2	132,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 2, mit Bezug, nur linke Seite	100 x 100 mm	318910301-2L	108,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 2, mit Bezug, nur rechte Seite	100 x 100 mm	318910301-2R	108,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 3, mit Bezug, Paar	120 x 140 mm	318910301-3	145,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 3, mit Bezug, nur linke Seite	120 x 140 mm	318910301-3L	119,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 3, mit Bezug, nur rechte Seite <i>25 mm Kröpfung (= max. Verstellmöglichkeit zur Rückenbreite)</i>	120 x 140 mm	318910301-3R	119,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 4, mit Bezug, Paar	160 x 90 mm	318910301-4	145,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 4, mit Bezug, nur linke Seite	160 x 90 mm	318910301-4L	119,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 4, mit Bezug, nur rechte Seite <i>25 mm Kröpfung (= max. Verstellmöglichkeit zur Rückenbreite)</i>	160 x 90 mm	318910301-4R	119,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Feste Seitenpelotte Typ 5, mit Bezug, Paar	160 x 150 mm	318910301-5	145,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 5, mit Bezug, nur linke Seite	160 x 150 mm	318910301-5L	119,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 5, mit Bezug, nur rechte Seite	160 x 150 mm	318910301-5R	119,00 <input type="checkbox"/>
	<i>50 mm Kröpfung (= max. Verstellmöglichkeit zur Rückenbreite)</i>			
	Feste Seitenpelotte Typ 6, mit Bezug, Paar	120 x 140 mm	318910301-6	145,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 6, mit Bezug, nur linke Seite	120 x 140 mm	318910301-6L	119,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotte Typ 6, mit Bezug, nur rechte Seite	120 x 140 mm	318910301-6R	119,00 <input type="checkbox"/>
	<i>50 mm Kröpfung (= max. Verstellmöglichkeit zur Rückenbreite)</i>			
	Feste Seitenpelotte Typ 0, mit Bezug, Paar	90 x 100 mm	318910301-0	145,00 <input type="checkbox"/>
<i>50 mm Kröpfung (= max. Verstellmöglichkeit zur Rückenbreite)</i>				
	Feste Seitenpelotten, wie Typ 3, extra Weichpolsterung	120 x 140 mm	318910401-3P	218,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotten, wie Typ 5, extra Weichpolsterung	160 x 150 mm	318910401-5P	218,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotten, wie Typ 6, extra Weichpolsterung	120 x 140 mm	318910401-6P	218,00 <input type="checkbox"/>
	Schnellverschluss für feste Seitenpelotten, Typ 1-4 + 6 (Breitenverstellung)		318910702-30	145,00 <input type="checkbox"/>
	Schnellverschluss für feste Seitenpelotten, Typ 5 (Breitenverstellung)		318910702-40	145,00 <input type="checkbox"/>
	Oberarmstütze für feste Seitenpelotten, Paar, (B: 100 x H: 130 mm)	klein	318910407-11	132,00 <input type="checkbox"/>
	Oberarmstütze für feste Seitenpelotten, Paar, (B: 120 x H: 190 mm)	groß	318910407-22	132,00 <input type="checkbox"/>
	Oberarmstütze separat montierbar (170 x 120 mm)	klein	318910407-10	343,00 <input type="checkbox"/>
	Oberarmstütze separat montierbar (170 x 290 x 160 mm)	groß	318910407-20	369,00 <input type="checkbox"/>
<i>Höhen- und winkelverstellbar!</i>				
	Tisch abklappbar, Grau (B: 600 mm x T: 520 mm)	1	318910720-1	321,00 <input type="checkbox"/>
	Therapietischpolster, Polsterung rundum, für Tisch Gr. 1	1	318910725-10	477,00 <input type="checkbox"/>
	Therapietischpolster, Polsterung nur oben, für Tisch Gr. 1	1	318910725-10T	317,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch abklappbar, Grau (B: 610 mm x T: 560 mm)	2+3	318910720-2	321,00 <input type="checkbox"/>
	Therapietischpolster, Polsterung rundum, für Tisch Gr. 2+3	2+3	318910725-20	477,00 <input type="checkbox"/>
	Therapietischpolster, Polsterung nur oben, für Tisch Gr. 2+3	2+3	318910725-20T	317,00 <input type="checkbox"/>
<i>nicht für x:panda Gr. 4!</i>				
	Tisch, beidseitig einsteckbar (B: 600 mm x T: 520 mm)	1	318910725-1	321,00 <input type="checkbox"/>
	Therapietischpolster, Polsterung rundum, für Tisch Gr. 1	1	318910725-10	477,00 <input type="checkbox"/>
	Therapietischpolster, Polsterung nur oben, für Tisch Gr. 1	1	318910725-10T	317,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, beidseitig einsteckbar (B: 610 mm x T: 560 mm)	2+3	318910725-2	321,00 <input type="checkbox"/>
	Therapietischpolster, Polsterung rundum, für Tisch Gr. 2+3	2+3	318910725-20	477,00 <input type="checkbox"/>
	Therapietischpolster, Polsterung nur oben, für Tisch Gr. 2+3	2+3	318910725-20T	317,00 <input type="checkbox"/>
<i>nicht für x:panda Gr. 4!</i>				
	Armauflagen gepolstert für Tisch, Paar	1-3	318910730	252,00 <input type="checkbox"/>
	Therapiebügel für Tisch	1-3	318910740	212,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Haltegriff für Tisch	1-3	318910750	398,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, beidseitig einsteckbar (B: 650 mm x T: 590 mm) <i>nur für x:panda Gr. 4!</i>	4	318910725-3	618,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch klein, einsteckbar (B: 440 mm x T: 340 mm) <i>nur für Größe 1 klein, mittel, breit und Größe 2 klein!</i>	1	318976350	274,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverbreiterung, +50 mm <i>nur für x:panda Größe 4!</i>	4	318910409-45	179,00 <input type="checkbox"/>
	Zwischenpolster Rücken für Rücken Gr. 1 Zwischenpolster Rücken für Rücken Gr. 2 Zwischenpolster Rücken für Rücken Gr. 3 Zwischenpolster Rücken für Rücken Gr. 4	1 2 3 4	318910406-1 318910406-2 318910406-3 318910406-4	42,00 <input type="checkbox"/> 42,00 <input type="checkbox"/> 42,00 <input type="checkbox"/> 132,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkeile, geschraubt, für Größe 1, Set Sitzkeile, geschraubt, für Größe 1+2, Set Sitzkeile, geschraubt, für Größe 1+2+3, Set Sitzkeile, geschraubt, für Größe 2+3, Set Sitzkeile, geschraubt, für Größe 3+4, Set Sitzkeile, geschraubt, für Größe 4, Set Sitzkeile, geschraubt, für Größe 4, Set Sitzkeile, geschraubt, für Größe 4, Set	60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 130 mm 160 mm 190 mm	318910400-1 318910400-2 318910400-3 318910400-4 318910400-5 318910400-11 318910400-12 318910400-13	63,00 <input type="checkbox"/> 63,00 <input type="checkbox"/> 63,00 <input type="checkbox"/> 63,00 <input type="checkbox"/> 63,00 <input type="checkbox"/> 63,00 <input type="checkbox"/> 63,00 <input type="checkbox"/> 63,00 <input type="checkbox"/>
	Wetterschutzdach für x:panda, Schwarz Wetterschutzdach für x:panda, Schwarz Montageset für Wetterschutzdach (wird zwingend benötigt!) <i>Nicht in Kombination mit Oberarmstützen einsetzbar!</i>	1+2 3+4	318740110 318740120 319589100	297,00 <input type="checkbox"/> 297,00 <input type="checkbox"/> 64,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR

Untergestelle	High-Low:xo Zimmergestell
----------------------	---------------------------



Grundmodell

High-Low:xo Zimmergestell Gr. 1 für x:panda Gr. 1+2*


High-Low:xo Zimmergestell Gr. 2 für x:panda Gr. 3*

High-Low:xo Zimmergestell Gr. 3 für x:panda Gr. 4#

*inkl. Schlittenadapter-Unterteil

#inkl. Flacher Basis, ohne Schlittenadapter-Unterteil, bei Bedarf unter Zubehör auswählen

Farben



Rahmenfarbe Schwarz

Rahmenfarbe Weiß*

*Für Gestell mit Gasdruckfeder oder elektrisch!

Lenkrollen und Bremsen



Lenkrollen 75 mm – nicht für Hydraulik

Lenkrollen 100 mm*

Lenkrollen 100 mm + Zentralbremse (Handbedienung)*

Lenkrollen 100 mm + Zentralbremse (Fußbedienung) + Ankipphilfe*

Lenkrollen 125 mm*

*Für alle Verstellvarianten und Größen geeignet!

Höhenverstellung



Höhenverstellung per Gasdruck, Pedal zur Auslösung am Rahmen

Für High-Low:xo Gr. 1+2 (x:panda Gr. 1-3)



Höhenverstellung per Gasdruck, Auslösung am Schiebebügel

Für High-Low:xo Gr. 1+2 (x:panda Gr. 1-3), ohne Schiebebügel, bitte separat unter Zubehör auswählen!



Elektroantrieb, elektrische Höhenverstellung

Für alle High-Low:xo und x:panda Größen erhältlich!

Hydraulische Höhenverstellung

Für High-Low:xo Gr. 2+3 (x:panda Gr. 3+4)

Neigungsverstellung



Hebel unter dem Sitz

Nicht kombinierbar mit Hebel am Schiebebügel!



Hebel am Schiebebügel




















Ohne Schiebebügel, bitte separat unter "Zubehör" auswählen!

31890 X X X X X			
1		1.565,00	<input type="checkbox"/>
2		1.670,00	<input type="checkbox"/>
3		2.090,00	<input type="checkbox"/>
0		ohne MP	<input type="checkbox"/>
1		ohne MP	<input type="checkbox"/>
1		ohne MP	<input type="checkbox"/>
2		100,00	<input type="checkbox"/>
3		362,00	<input type="checkbox"/>
4		478,00	<input type="checkbox"/>
5		131,00	<input type="checkbox"/>
1		ohne MP	<input type="checkbox"/>
2		50,00	<input type="checkbox"/>
3		891,00	<input type="checkbox"/>
4		725,00	<input type="checkbox"/>
1		ohne MP	<input type="checkbox"/>
2		37,00	<input type="checkbox"/>



Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR










Untergestelle	High-Low:xo Kombigestell (Outdoor)
----------------------	------------------------------------










		31891 X X X X X		
		□ □ □ □ □		
	Grundmodell			
	High-Low:xo Kombigestell (Outdoor) Gr. 1 für x:panda Gr. 1+2	1		2.615,00 <input type="checkbox"/>
	High-Low:xo Kombigestell (Outdoor) Gr. 2 für x:panda Gr. 3 <i>nicht für x:panda Gr. 4 geeignet!</i>	2		2.720,00 <input type="checkbox"/>
 	Farben			
	Rahmenfarbe Schwarz	0		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Rahmenfarbe Weiß	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Bereifung und Bremsen			
	PU-Bereifung 7"/12" mit zentraler Feststellbremse (Fußbedienung)	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	PU-Bereifung 7"/12" mit zentraler Feststellbremse (Fußbedienung) + zusätzlich mit Handbremse (Fahrbremse)	2		247,00 <input type="checkbox"/>
	Luftbereifung 7"/12" mit zentraler Feststellbremse (Fußbedienung)	3		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Luftbereifung 7"/12" mit zentraler Feststellbremse (Fußbedienung) + zusätzlich mit Handbremse (Fahrbremse)	4		247,00 <input type="checkbox"/>
	Höhenverstellung			
	Gasdruckfeder, Pedal zur Höhenverstellung am Rahmen	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Elektroantrieb, elektrische Höhenverstellung, mit Handbedienteil	3		891,00 <input type="checkbox"/>
	Neigungsverstellung			
	Hebel unter dem Sitz	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Hebel am Schiebebügel (Handbedienung)	2		37,00 <input type="checkbox"/>

Zubehör für High-Low:xo

	Schlittenadapter-Oberteil für Gr. 1	1	3175001	145,00 <input type="checkbox"/>
	Schlittenadapter-Oberteil für Gr. 2	2	3175002	145,00 <input type="checkbox"/>
	Schlittenadapter-Oberteil für Gr. 3	3	3175003	145,00 <input type="checkbox"/>
	Schlittenadapter-Unterteil für High-Low:xo Gr. 3	3	318911610-99	226,00 <input type="checkbox"/>
	Sperrschraube für Höhenverstellung – für alle Untergestelle mit Fußpedal <i>Nur für Modelle mit Fußpedal!</i>	eine Größe	31890024	55,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Zubehör für High-Low:xo				
	Schiebebügel, standard <i>Passend für x:panda Gr. 1-4 und Panda Futura Gr. 1-5</i>	eine Größe	31890009-04	174,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, standard <i>Passend für x:panda Gr. 1-3</i>	eine Größe	318910555	283,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, lang <i>Passend für x:panda Gr. 4</i>	eine Größe	318910565	306,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar, groß, am Rahmen montiert <i>Für Zimmergestelle, für Outdoor bereits im Grundmodell enthalten!</i>	eine Größe	31890010-04	485,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 310 x T: 190 mm)	1	3195145-1	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 360 x T: 230 mm)	2	3195145-2	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 410 x T: 240 mm)	3	3195145-3	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 480 x T: 240 mm)	4	3195145-4	356,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln	15,5 cm	318910820-1	128,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln	29 cm	318910820-2	128,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln	35 cm	318910820-3	128,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln, 16 cm Einschub	35 cm	318910821-3	139,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenplatte für Haltestange einzeln	eine Größe	3185131	244,00 <input type="checkbox"/>
	Polsterung für Fußplatte Gr. 1 für Wombat Fußplatte Gr. 1	1	3195145-1PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Polsterung für Fußplatte Gr. 2 für Wombat Fußplatte Gr. 2	2	3195145-2PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Polsterung für Fußplatte Gr. 3 für Wombat Fußplatte Gr. 3	3	3195145-3PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 1 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 1 <i>(Polster für Haltestange, Fußbrett und seitliche/hintere Führung)</i>	1	3195145-1BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 2 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 2 <i>(Polster für Haltestange, Fußbrett und seitliche/hintere Führung)</i>	2	3195145-2BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 3 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 3 <i>(Polster für Haltestange, Fußbrett und seitliche/hintere Führung)</i>	3	3195145-3BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
Keine Haftung für Druckfehler				

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Zubehör für High-Low:xo				
	Gurt für Fußkasten (vorn)	1-3	3195145-20	98,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar, 7,5 x 17 cm	1-2	3189143-1	491,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar, 9,5 x 21 cm	1-2	3189143-2	491,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar, 11 x 23,5 cm	3-4	3189143-3	491,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	15 cm	318910840-1	168,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	25 cm	318910840-2	168,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	31 cm	318910840-3	168,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt, erweiterte Halterung 16 cm	31 cm	318910841-3	180,00 <input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 1, 18 cm*	1	318910851-1	519,00 <input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 1, 31 cm*	2	318910851-2	519,00 <input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 1, 35 cm*	3	318910851-3	519,00 <input type="checkbox"/>
	<i>*Fußplatte: 20 x 12 cm</i>			
	Multieinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 2+3, 18 cm*	1	318910852-1	531,00 <input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 2+3, 31 cm*	2	318910852-2	531,00 <input type="checkbox"/>
	Multieinstellbare Fußstütze – für High-Low:xo Gr. 2+3, 35 cm*	3	318910852-3	531,00 <input type="checkbox"/>
	<i>*Verlängerte Halterung, Fußplatte: 20 x 12 cm</i>			
	Adapter zur Breitenverlängerung für multieinstellbare Fußstütze	eine Größe	318910855	64,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low:xo Zimmergestell <i>Nur mit 75 und 100 mm Lenkrollen!</i>	eine Größe	31890007	157,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low:xo Kombigestell (Outdoor)	eine Größe	31890008	295,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe (für High-Low:xo mit Gasdruckfeder oder elektrisch)	eine Größe	31890025	93,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe (für High-Low:xo hydraulisch)	eine Größe	31890026	93,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Bei Grundmodell mit zentraler Fußbremse bereits enthalten</i>			

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Zubehör für High-Low:xo


Vorderräder mit Richtungsfeststeller (Lenkstopp), Set (2 Stück)
Nur in Verbindung mit 100 mm Lenkrollen!

eine Größe 3189592-KIT 257,00



Halterung für Kommunikationsgerät

eine Größe 318910860 191,00



Extra Gasdruckfeder, zur Unterstützung der Höhenverstellung
Empfohlen bei einer Belastung (Sitz + Nutzer) über 50 kg

eine Größe 31890003 162,00

Untergestelle
Strong Base und Stingray für x:panda


Strong Base Zimmergestell für x:panda Gr. 3+4
mit manueller Höheneinstellung

3189508-1M 1.676,00

Strong Base Zimmergestell für x:panda Gr. 3+4
mit Spindel für Höheneinstellung

3189508-1S 2.068,00



Adapter für x:panda Gr. 3+4 auf Strong Base
x:panda Gr. 4 kann auch direkt auf der Basisplatte verschraubt werden!

318911610-99L 226,00



Schlittenadapter-Oberteil für Fremdschalen auf Strong Base

3 3175003 145,00



Schiebebügel, lang, für Strong Base
Schiebebügel winkelverstellbar, lang, für Strong Base

31890009-04 174,00

318910565 306,00



Stingray Buggy-Untergestell für x:panda Gr. 1+2 (klein & mittel)
inkl. Adapter für x:panda
nicht für x:panda Größe 2 groß, Größe 3+4!

318702212-XP 2.136,00











Schlittenadapter-Oberteil für Fremdschalen auf Stingray

1 3175001 145,00

Weitere Untergestelle siehe Multi Frame und Combi Frame:x




Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
Westen und Gurte				
Rumpfunterstützung				
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185428-1	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185428-2	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185430-0	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185430-1	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185430-2	271,00 <input type="checkbox"/>
Beckenunterstützung				
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	164,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	271,00 <input type="checkbox"/>
 25mm  40mm	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	135,00 <input type="checkbox"/>





Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Beckenunterstützung

	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	M	3185427-240	182,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	L	3185427-340	182,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz Mit 40mm/25mm Gurtband! 40mm Klappschnallen können am x:panda montiert werden!	XL	3185427-440	182,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	XS	3189108-1	310,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	S	3189108-2	310,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	M	3189108-3	310,00	<input type="checkbox"/>
	Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3189114-127	310,00	<input type="checkbox"/>
	Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3189114-227	310,00	<input type="checkbox"/>

Fußunterstützung

	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XS	3185745-XS	202,00	<input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	M	3185745-M	202,00	<input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XL	3185745-XL	202,00	<input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück	S	3185425-1	80,00	<input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück	M	3185425-2	80,00	<input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück	L	3185425-3	80,00	<input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück	XL	3185425-4	80,00	<input type="checkbox"/>
Wählen Sie die Seite: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts					
	Fußgurte mit Klappschnallen, Paar	eine Größe	3185096	76,00	<input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klett, Paar	eine Größe	3185102	76,00	<input type="checkbox"/>
	Neopren Sandalen, klein, Paar (120 x 60 mm)	eine Größe	3185696-1	132,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler