

DE | Gültig ab: 01.02.2024

Bestell-/Preisliste R82 x:panda shape

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen

Kommission:


 Simple Seating

 Advanced Seating

## R82 x:panda shape Gr. 1-3

### Grundmodell enthält:

- Sitzeinheit, mitwachsend in:  
Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe
- Schnellverschluss für oberen Rücken (abnehmbar)
- Kopfstützenaufnahme
- Advanced Seating zusätzlich einstellbar:  
Abduktion, Windschlag und Beinlängendifferenz

**Ohne Untergestell, muss separat bestellt werden!**



220-500 mm




120-550 mm



270-690 mm



max. 90 kg



HMV-Nummer: **26.11.04.0016**

### Maße

### Größe 1

### Größe 2

### Größe 3

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Sitzbreite, mit Beckenpelotten, min./max. (A)	120-180/160-220/200-260 mm	180-240/220-280/260-320/300-360 mm	280-340/320-380/360-420/400-460 mm
Sitztiefe (B)	160-320 mm	240-420 mm	350-550 mm
Gesamtbreite (G)	300/400/500 mm	350/460/560/660 mm	600/700/740/780 mm
Rückenhöhe (C)	280-370/320-420/360-470 mm	340-440/380-490/430-560 mm	420-530/470-600/540-690 mm
Rückenwinkel (a)	-10° - 30°	-10° - 30°	-10° - 30°
Rückenbreite, Oberseite der Rückenlehne	180/220/260/300/340 mm	180/220/260/300/340/380 mm	220/260/300/340/380/420 mm
Abduktionswinkel, jedes Bein	10° / 20-30°	15° / 30°	25° / 30°
Adduktionswinkel, jedes Bein	10° / 20° - 30°	15° / 30°	25° / 30°
Breite, Oberschenkel	70/92/115 mm	85/108/130/152 mm	100/122/145/168/190 mm
Effektive Sitzbreite, ohne Beckenpelotten	220/260/300 mm	280/320/360/400 mm	380/420/460/500 mm
Effektive Sitztiefe	160-320 mm	240-420 mm	350-550 mm
Länge der Armlehnen	230 mm	290 mm	360-420 mm
Max. Nutzergewicht beim Transport	35 kg	65 kg	90 kg
Max. Nutzergewicht	35 kg	65 kg	90 kg
Gewicht, Grundmodell	6,5 kg	11 kg	14 kg

\*Die Messungen wurden mit beiden Beinen in maximaler Abduktion durchgeführt. Die Maße für die Größen 1-3 beziehen sich auf die Sitzposition Advanced. Weitere Maße finden Sie auf unserer Website.









Version: 20240201



















Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH  
Industriestraße 13  
45699 Herten  
Deutschland  
Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0  
Fax: +49(0)2366 5006-282  
R82@etac.de  
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
Bank: Nordea Bank Finnland  
BIC/SWIFT: NDEAFIHH  
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE   Gültig ab: 01.02.2024		31XXX = Länderkennung																														
Produkt	Beschreibung	Code	Art.-Nr.	EUR																												
			319XXX0000XX1XX																													
	<b>Sitzbasis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: yellow;">■</span> Größe 1, Sitztiefe: 160–260 mm</li> <li><span style="color: green;">■</span> Größe 2, Sitztiefe: 240–360 mm</li> <li><span style="color: red;">■</span> Größe 3, Sitztiefe: 350–490 mm</li> </ul>	2 4 6		1.060,00 <input type="checkbox"/> 1.225,00 <input type="checkbox"/> 1.360,00 <input type="checkbox"/>																												
	<b>Sitzplatte für x:panda shape Simple Seating (für symmetrische Sitzversorgungen)</b> Ohne Sitzplatte <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: yellow;">■</span> Größe 1, Sitz B: 300 mm, unterer Rücken B: 300 mm</li> <li><span style="color: green;">■</span> Größe 2, Sitz B: 320 mm, unterer Rücken B: 320 mm</li> <li><span style="color: green;">■</span> Größe 2, Sitz B: 400 mm, unterer Rücken B: 400 mm</li> <li><span style="color: red;">■</span> Größe 3, Sitz B: 420 mm, unterer Rücken B: 420 mm</li> <li><span style="color: red;">■</span> Größe 3, Sitz B: 500 mm, unterer Rücken B: 500 mm</li> </ul>	00 04 06 08 10 12		ohne MP <input type="checkbox"/> 150,00 <input type="checkbox"/> 190,00 <input type="checkbox"/> 205,00 <input type="checkbox"/> 285,00 <input type="checkbox"/> 310,00 <input type="checkbox"/>																												
	<b>Sitzplatte für x:panda shape Advanced Seating (für asymmetrische Sitzversorgungen)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: yellow;">■</span> Größe 1, Sitz B: 260 mm, unterer Rücken B: 260 mm</li> <li><span style="color: green;">■</span> Größe 2, Sitz B: 320 mm, unterer Rücken B: 320 mm</li> <li><span style="color: red;">■</span> Größe 3, Sitz B: 420 mm, unterer Rücken B: 420 mm</li> </ul>	14 17 21		170,00 <input type="checkbox"/> 190,00 <input type="checkbox"/> 210,00 <input type="checkbox"/>																												
	<b>Rückenwinkelverstellung</b> Rückenwinkel in 5 Schritten einstellbar, fixiert Stufenlos einst. Rücken, werkzeuglos verstellbar Dynamische Rückenlehne mit dyn. Feder u. stufenlos einstell. Rückenwinkel, fixierbar Dynamische Rückenlehne mit einstellbarer Vorspannung/Federweg, fixierbar	01 02 07 11		ohne MP <input type="checkbox"/> 25,00 <input type="checkbox"/> 320,00 <input type="checkbox"/> 450,00 <input type="checkbox"/>																												
	<b>Schnellverschluss für oberen Rücken</b> Mit Schnellverschluss (Abnahme des oberen Rückens)	1		ohne MP <input checked="" type="checkbox"/>																												
	<i>Oberer Rücken bitte auswählen!</i>																															
	<b>Oberer Rücken abnehmbar (Schnellverschluss)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: yellow;">■</span> Oberer Rücken, H: 140 mm</li> <li><span style="color: green;">■</span> Oberer Rücken, H: 180 mm</li> <li><span style="color: green;">■</span> Oberer Rücken, H: 220 mm</li> <li><span style="color: red;">■</span> Oberer Rücken, H: 270 mm</li> <li><span style="color: red;">■</span> Oberer Rücken, H: 340 mm</li> </ul>	<b>Ergibt Gesamtrückenhöhe:</b> <table border="0"> <tr> <td><b>Gr. 1</b></td> <td><b>Gr. 2</b></td> <td><b>Gr. 3</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>270–360 mm</td> <td>310–410 mm</td> <td>330–440 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>350–470 mm</td> <td>380–500 mm</td> <td>410–530 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>430–550 mm</td> <td>460–580 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>530–680 mm</td> </tr> </table>	<b>Gr. 1</b>	<b>Gr. 2</b>	<b>Gr. 3</b>		270–360 mm	310–410 mm	330–440 mm			350–470 mm	380–500 mm	410–530 mm			430–550 mm	460–580 mm				530–680 mm	01 04 07 11 15	260,00 <input type="checkbox"/> 275,00 <input type="checkbox"/> 325,00 <input type="checkbox"/> 385,00 <input type="checkbox"/> 460,00 <input type="checkbox"/>								
<b>Gr. 1</b>	<b>Gr. 2</b>	<b>Gr. 3</b>																														
270–360 mm	310–410 mm	330–440 mm																														
	350–470 mm	380–500 mm	410–530 mm																													
		430–550 mm	460–580 mm																													
			530–680 mm																													
	<i>Die Breite kann eingestellt werden, bitte passendes Polster (B x H) wählen!</i>																															
	<b>Schiebegriffe für oberen Rücken</b> Schiebegriffe, montiert an Rückenlehne (H: 140, 180 mm) Schiebegriffe, montiert an Rückenlehne (H: 220, 270, 340 mm)	1 2+3	31905070 31905071	170,00 <input type="checkbox"/> 170,00 <input type="checkbox"/>																												
	<b>Oberes Rückenpolster</b> <table border="0"> <tr> <td>Oberes Rückenpolster, B: 180 x H: 140 mm</td> <td rowspan="2">für XX = 01</td> <td rowspan="2">01</td> <td rowspan="2">125,00 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Oberes Rückenpolster, B: 220 x H: 140 mm</td> </tr> <tr> <td>Oberes Rückenpolster, B: 180 x H: 180 mm</td> <td rowspan="4">für XX = 04</td> <td>03</td> <td>140,00 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Oberes Rückenpolster, B: 220 x H: 180 mm</td> <td>04</td> <td>140,00 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Oberes Rückenpolster, B: 260 x H: 180 mm</td> <td>05</td> <td>140,00 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Oberes Rückenpolster, B: 220 x H: 220 mm</td> <td>06</td> <td>160,00 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Oberes Rückenpolster, B: 260 x H: 220 mm</td> <td rowspan="3">für XX = 07</td> <td>07</td> <td>160,00 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Oberes Rückenpolster, B: 300 x H: 220 mm</td> <td>08</td> <td>160,00 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Oberes Rückenpolster, B: 340 x H: 220 mm</td> <td>09</td> <td>160,00 <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Oberes Rückenpolster, B: 180 x H: 140 mm	für XX = 01	01	125,00 <input type="checkbox"/>	Oberes Rückenpolster, B: 220 x H: 140 mm	Oberes Rückenpolster, B: 180 x H: 180 mm	für XX = 04	03	140,00 <input type="checkbox"/>	Oberes Rückenpolster, B: 220 x H: 180 mm	04	140,00 <input type="checkbox"/>	Oberes Rückenpolster, B: 260 x H: 180 mm	05	140,00 <input type="checkbox"/>	Oberes Rückenpolster, B: 220 x H: 220 mm	06	160,00 <input type="checkbox"/>	Oberes Rückenpolster, B: 260 x H: 220 mm	für XX = 07	07	160,00 <input type="checkbox"/>	Oberes Rückenpolster, B: 300 x H: 220 mm	08	160,00 <input type="checkbox"/>	Oberes Rückenpolster, B: 340 x H: 220 mm	09	160,00 <input type="checkbox"/>		319021XX-XX	
Oberes Rückenpolster, B: 180 x H: 140 mm	für XX = 01	01				125,00 <input type="checkbox"/>																										
Oberes Rückenpolster, B: 220 x H: 140 mm																																
Oberes Rückenpolster, B: 180 x H: 180 mm	für XX = 04	03	140,00 <input type="checkbox"/>																													
Oberes Rückenpolster, B: 220 x H: 180 mm		04	140,00 <input type="checkbox"/>																													
Oberes Rückenpolster, B: 260 x H: 180 mm		05	140,00 <input type="checkbox"/>																													
Oberes Rückenpolster, B: 220 x H: 220 mm		06	160,00 <input type="checkbox"/>																													
Oberes Rückenpolster, B: 260 x H: 220 mm	für XX = 07	07	160,00 <input type="checkbox"/>																													
Oberes Rückenpolster, B: 300 x H: 220 mm		08	160,00 <input type="checkbox"/>																													
Oberes Rückenpolster, B: 340 x H: 220 mm		09	160,00 <input type="checkbox"/>																													
	<i>Auswahl des oberen Rückenpolsters, Bezug und Farbe geht auf der nächsten Seite weiter!</i>																															
Keine Haftung für Druckfehler																																




DE   Gültig ab: 01.02.2024		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR	
	Oberes Rückenpolster, B: 260 x H: 270 mm	für XX = 11	10	190,00 <input type="checkbox"/>	
	Oberes Rückenpolster, B: 300 x H: 270 mm		11	190,00 <input type="checkbox"/>	
	Oberes Rückenpolster, B: 340 x H: 270 mm		12	190,00 <input type="checkbox"/>	
	Oberes Rückenpolster, B: 380 x H: 270 mm		13	190,00 <input type="checkbox"/>	
	Oberes Rückenpolster, B: 300 x H: 340 mm		für XX = 15	14	230,00 <input type="checkbox"/>
	Oberes Rückenpolster, B: 340 x H: 340 mm	15		230,00 <input type="checkbox"/>	
	Oberes Rückenpolster, B: 380 x H: 340 mm	16		230,00 <input type="checkbox"/>	
	Oberes Rückenpolster, B: 420 x H: 340 mm	17		230,00 <input type="checkbox"/>	
		Rot		50	ohne MP <input type="checkbox"/>
		Grau		60	ohne MP <input type="checkbox"/>
		Schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>		70	90,00 <input type="checkbox"/>
		<b>Unteres Rückenpolster</b>			
		Unteres Rückenpolster für Größe 1, B: 220 x H: 120 mm		20	100,00 <input type="checkbox"/>
		Unteres Rückenpolster für Größe 1, B: 260 x H: 120 mm		21	100,00 <input type="checkbox"/>
		Unteres Rückenpolster für Größe 1, B: 300 x H: 120 mm		22	100,00 <input type="checkbox"/>
		Unteres Rückenpolster für Größe 2, B: 280 x H: 140 mm		23	125,00 <input type="checkbox"/>
Unteres Rückenpolster für Größe 2, B: 320 x H: 140 mm		24		125,00 <input type="checkbox"/>	
Unteres Rückenpolster für Größe 2, B: 360 x H: 140 mm		25		125,00 <input type="checkbox"/>	
Unteres Rückenpolster für Größe 2, B: 400 x H: 140 mm		26		125,00 <input type="checkbox"/>	
Unteres Rückenpolster für Größe 3, B: 380 x H: 170 mm		27		150,00 <input type="checkbox"/>	
Unteres Rückenpolster für Größe 3, B: 420 x H: 170 mm		28		150,00 <input type="checkbox"/>	
Unteres Rückenpolster für Größe 3, B: 460 x H: 170 mm		29		150,00 <input type="checkbox"/>	
Unteres Rückenpolster für Größe 3, B: 500 x H: 170 mm		30		150,00 <input type="checkbox"/>	
	Rot		50	ohne MP <input type="checkbox"/>	
	Grau		60	ohne MP <input type="checkbox"/>	
	Schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>		70	45,00 <input type="checkbox"/>	
	<b>Sitzpolster für x:panda shape Simple Seating</b>				
	 Sitzpolster für Größe 1, B: 250 x L: 500 mm		01	160,00 <input type="checkbox"/>	
	 Sitzpolster für Größe 1, B: 300 x L: 500 mm		03	160,00 <input type="checkbox"/>	
	 Sitzpolster für Größe 2, B: 320 x L: 650 mm		05	270,00 <input type="checkbox"/>	
	 Sitzpolster für Größe 2, B: 400 x L: 650 mm		07	270,00 <input type="checkbox"/>	
	 Sitzpolster für Größe 3, B: 420 x L: 800 mm		09	400,00 <input type="checkbox"/>	
	 Sitzpolster für Größe 3, B: 500 x L: 800 mm		11	400,00 <input type="checkbox"/>	
	Rot		50	ohne MP <input type="checkbox"/>	
	Grau		60	ohne MP <input type="checkbox"/>	
	Schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>		70	125,00 <input type="checkbox"/>	

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.02.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR



#### Sitzpolster für x:panda shape Advanced Seating/Abduktionskeil

	Sitzpolster für Größe 1, B: 220 x L: 500 mm	13	319011XX-XX	160,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzpolster für Größe 1, B: 260 x L: 500 mm	14		160,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzpolster für Größe 1, B: 300 x L: 500 mm	15		160,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzpolster für Größe 2, B: 280 x L: 650 mm	16		270,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzpolster für Größe 2, B: 320 x L: 650 mm	17		270,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzpolster für Größe 2, B: 360 x L: 650 mm	18		270,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzpolster für Größe 2, B: 400 x L: 650 mm	19		270,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzpolster für Größe 3, B: 380 x L: 800 mm	20		400,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzpolster für Größe 3, B: 420 x L: 800 mm	21		400,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzpolster für Größe 3, B: 460 x L: 800 mm	22		400,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzpolster für Größe 3, B: 500 x L: 800 mm	23		400,00	<input type="checkbox"/>

#### Bezug und Farbe



	Rot	50		ohne MP	<input type="checkbox"/>
	Grau	60		ohne MP	<input type="checkbox"/>
	Schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>	70		125,00	<input type="checkbox"/>

Zubehör:  für Simple Seating  für Advanced Seating  für alle Modelle

#### Zubehör: Rückenlehne



#### Distanzstück-Halterung, Polster unten auswählen/Maße: 55 mm Höhe

Distanzstück-Halterung für Rückenbreite: 180, 220, 260 mm	1	31903100-1	135,00	<input type="checkbox"/>
Distanzstück-Halterung für Rückenbreite: 220, 260, 300, 340 mm	2	31903100-2	135,00	<input type="checkbox"/>
Distanzstück-Halterung für Rückenbreite: 300, 340, 380, 420 mm	3	31903100-3	135,00	<input type="checkbox"/>



#### Polster inkl. Bezug für Distanzstück

Polster inkl. Bezug für Distanzstück (B: 180 x H: 55 mm)	1	31903011-XX	105,00	<input type="checkbox"/>
Polster inkl. Bezug für Distanzstück (B: 220 x H: 55 mm)	2	31903012-XX	105,00	<input type="checkbox"/>
Polster inkl. Bezug für Distanzstück (B: 260 x H: 55 mm)	3	31903013-XX	105,00	<input type="checkbox"/>
Polster inkl. Bezug für Distanzstück (B: 300 x H: 55 mm)	4	31903014-XX	105,00	<input type="checkbox"/>
Polster inkl. Bezug für Distanzstück (B: 340 x H: 55 mm)	5	31903015-XX	105,00	<input type="checkbox"/>
Polster inkl. Bezug für Distanzstück (B: 380 x H: 55 mm)	6	31903016-XX	105,00	<input type="checkbox"/>
Polster inkl. Bezug für Distanzstück (B: 420 x H: 55 mm)	7	31903017-XX	105,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schwarz = 80	80		ohne MP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>	70		19,00	<input type="checkbox"/>



Therapie-Kit für Distanzstück  
Erforderlich bei Nutzung ohne oberen Rücken!

eine Gr. 31905059 95,00

#### Zubehör: Advanced Seating









#### Tuberkante (Sitzmulde) tiefenverstellbar (nur für Advanced Seating)

Tuberkante für Gr. 1, kurz (B: 115, L: 70–110, H: 20 mm)	1	31905052	110,00	<input type="checkbox"/>
Tuberkante für Gr. 1, mittel (B: 135, L: 110–175, H: 30 mm)	1	31905053	110,00	<input type="checkbox"/>
Tuberkante für Gr. 1, lang (B: 135, L: 120–200, H: 45)	1	31905054	135,00	<input type="checkbox"/>
Tuberkante für Gr. 2, mittel* (B: 150, L: 130–220, H: 35 mm)	2	31905055	135,00	<input type="checkbox"/>
Tuberkante für Gr. 2, lang* (B: 150, L: 140–240, H: 50 mm)	2	31905056	150,00	<input type="checkbox"/>
Tuberkante für Gr. 3, mittel** (B: 200, L: 150–260, H: 40 mm)	3	31905057	150,00	<input type="checkbox"/>
Tuberkante für Gr. 3, lang** (B: 200, L: 170–300, H: 55 mm)	3	31905058	165,00	<input type="checkbox"/>

\*auch für Sitzplatten Advanced der Gr. 1 verwendbar, Breite 300 mm

\*\*auch für Sitzplatten Advanced der Gr. 2 verwendbar, Breite 400 mm

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.02.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	<b>Innere Kniepelotten für x:panda shape Advanced Seating</b>			
	Innere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 1 und 2 (Set)	1	31905001-xx	220,00 <input type="checkbox"/>
	Innere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 2 (Set)	2	31905002-xx	220,00 <input type="checkbox"/>
	Innere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 3 (Set)	3	31905003-xx	240,00 <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Schwarz = 80	80		ohne MP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>	70		40,00 <input type="checkbox"/>	
	<b>Äußere Kniepelotten für x:panda shape Advanced Seating</b>			
	Äußere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 1 und 2 (Set)	1	31905008-xx	220,00 <input type="checkbox"/>
	Äußere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 2 und 3 (Set)	2	31905009-xx	240,00 <input type="checkbox"/>
	Äußere Kniepelotten, klappbar, inkl. Bezug für Gr. 2 (Set)	2	31905010-xx	580,00 <input type="checkbox"/>
	Äußere Kniepelotten, klappbar, inkl. Bezug für Gr. 3 (Set)	3	31905011-xx	600,00 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schwarz = 80	80		ohne MP <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>	70		40,00 <input type="checkbox"/>	
<b>Zubehör: Abduktion und Adduktion – Simple/Advanced Seating</b>				
	<b>Abduktionskeil mit Quick Release, tiefenverstellbar und abnehmbar</b>			
	Abduktionskeil inkl. Bezug für Gr. 1 (B: 60 H: 190 L: 160 mm)	1	31905077-xx	260,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil inkl. Bezug für Gr. 2 (B: 60 H: 190 L: 160 mm)	2	31905082-xx	260,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil inkl. Bezug für Gr. 2 (B: 80 H: 230 L: 190 mm)	2	31905078-xx	310,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil inkl. Bezug für Gr. 3 (B: 80 H: 230 L: 190 mm)	3	31905079-xx	310,00 <input type="checkbox"/>
<i>Hinweis: Wenn der Keil für Simple Seating gewählt wird, muss das Sitzkissen für Advanced Seating gewählt werden!</i>				
<input type="checkbox"/> Schwarz = 80	80		ohne MP <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>	70		25,00 <input type="checkbox"/>	
<b>Zubehör: Abduktion und Adduktion – Simple Seating</b>				
	<b>Äußere Beinführungen für x:panda shape Simple Seating</b>			
	Äußere Beinführungen inkl. Bezug für Gr. 1 (Set)	1	31905005-XX	220,00 <input type="checkbox"/>
	Äußere Beinführungen inkl. Bezug für Gr. 2 (Set)	2	31905006-XX	220,00 <input type="checkbox"/>
	Äußere Beinführungen inkl. Bezug für Gr. 3 (Set)	3	31905007-XX	290,00 <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Schwarz = 80	80		ohne MP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>	70		40,00 <input type="checkbox"/>	
<b>Zubehör: Armlehnen</b>				
	Armlehnen, Set, für Gr. 1 – B: 75 x L: 260 mm	1	318910615-1	504,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen, Set, für Gr. 2 – B: 75 x L: 260 mm	2	318910616-1	504,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen, Set, für Gr. 3 – B: 75 x L: 310 mm	3	318910617-1	504,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen, Set, für Gr. 4 – B: 75 x L: 380 mm	4	31905016-00	504,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnenpolster inkl. Bezug (B: 75 x L: 260 mm) für Gr. 1	1	31905113-xx	120,00 <input type="checkbox"/>
Armlehnenpolster inkl. Bezug (B: 75 x L: 310 mm) für Gr. 2	2	31905115-xx	120,00 <input type="checkbox"/>	
Armlehnenpolster inkl. Bezug (B: 100 x L: 380 mm) für Gr. 3	3	31905116-xx	130,00 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Schwarz = 80	80		ohne MP <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>	70		30,00 <input type="checkbox"/>	
	<b>Halterung für Kommunikationshilfe, an der Armlehne montiert</b>			
	Halterung für Kommunikationshilfe – für Armlehnen Gr. 1		31905033-1	99,00 <input type="checkbox"/>
	Halterung für Kommunikationshilfe – für Armlehnen Gr. 2		31905033-2	99,00 <input type="checkbox"/>
	Halterung für Kommunikationshilfe – für Armlehnen Gr. 3		31905033-3	99,00 <input type="checkbox"/>
Keine Haftung für Druckfehler				

DE   Gültig ab: 01.02.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR



**Halterung für Handbedienteil zur elektrischen Höhenverstellung**

Halterung für Handbedienteil - für Armlehnen Gr. 1	31905030-1	79,00	<input type="checkbox"/>
Halterung für Handbedienteil - für Armlehnen Gr. 2	31905030-2	79,00	<input type="checkbox"/>
Halterung für Handbedienteil - für Armlehnen Gr. 3	31905030-3	79,00	<input type="checkbox"/>



Feste Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) - L: 140, H: 180 mm	1-3	31905017-xx	290,00	<input type="checkbox"/>
Feste Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) - L: 190, H: 270 mm	2+3	31905018-xx	380,00	<input type="checkbox"/>
Einstellbare Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) - L: 140, H: 180 mm	1-3	31905019-xx	450,00	<input type="checkbox"/>
Einstellbare Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) - L: 190, H: 270 mm	2+3	31905020-xx	535,00	<input type="checkbox"/>

- Schwarz = 80 80 ohne MP
- Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) - **Aufpreis!** 70 70,00

**Zubehör: Becken- und Hüftpelotten**



**Breitenverstellbare Beckenpelotten inkl. Bezug, hinten montiert**

Breitenverstellbare Beckenpelotten für Gr. 1, 2, 3 (L: 100, H: 110 mm)	31905041-xx	340,00	<input type="checkbox"/>
Breitenverstellbare Beckenpelotten für Gr. 2+3 (L: 140, H: 130 mm)	31905042-xx	340,00	<input type="checkbox"/>
Breitenverstellbare Beckenpelotten für Gr. 2+3 (L: 180, H: 150 mm)	31905043-xx	420,00	<input type="checkbox"/>

- Schwarz = 80 80 ohne MP
- Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) - **Aufpreis!** 70 30,00



**Breitenverstellbare Hüftpelotten inkl. Bezug, seitlich montiert**

Breitenverstellbare Hüftpelotten für Gr. 1 (L: 100, H: 110 mm)	1	31905044-xx	310,00	<input type="checkbox"/>
Breitenverstellbare Hüftpelotten für Gr. 2 (L: 140, H: 130 mm)	2	31905045-xx	310,00	<input type="checkbox"/>
Breitenverstellbare Hüftpelotten für Gr. 3 (L: 180, H: 150 mm)	3	31905046-xx	390,00	<input type="checkbox"/>

- Schwarz = 80 80 ohne MP
- Schwarz, abwischbar = 70 (Inkontinenzbezug) - **Aufpreis!** 70 30,00

Detallierte Informationen zu erreichbaren Brust-/Beckenbreiten finden Sie auf S. 10

**Zubehör: Seitenpelotten (Rückenbreite kann bis zu 50 mm verringert werden)**



- Typ**
- Fest
  - Abschwenkbar
  - Abschwenk-/Winkelverstellbar 3D



- Form**
- Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 110 x H: 80 mm)
  - Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 150 x H: 90 mm)
  - Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 190 x H: 90 mm)
  - Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 110 x H: 100 mm)
  - Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 130 x H: 130 mm)
  - Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 150 x H: 160 mm)
  - Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 170 x H: 200 mm)



- Bezug und Farbe**
- Schwarz
  - Schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) - **Aufpreis!**

		3183XXXX-XX	
01	—	—	210,00 <input type="checkbox"/>
02	—	—	370,00 <input type="checkbox"/>
03	—	—	450,00 <input type="checkbox"/>
01	—	—	ohne MP <input type="checkbox"/>
02	—	—	ohne MP <input type="checkbox"/>
03	—	—	60,00 <input type="checkbox"/>
04	—	—	ohne MP <input type="checkbox"/>
05	—	—	ohne MP <input type="checkbox"/>
06	—	—	70,00 <input type="checkbox"/>
07	—	—	80,00 <input type="checkbox"/>
80	—	—	ohne MP <input type="checkbox"/>
70	—	—	30,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.02.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

**Zubehör: Kopfstützen – alle inkl. Horizontalverstellung und Bezug**

**Typ**



- Kopfstütze, gebogen (B: 180, H: 130 mm)
- Kopfstütze, gebogen (B: 260, H: 260 mm)
- Kopfstütze, anatomisch, klein
- Kopfstütze, anatomisch, mittel
- Kopfstütze, anatomisch, groß

Größe	Art.-Nr.	EUR	
21	3199XX0XX-XX	325,00	<input type="checkbox"/>
22	3199XX0XX-XX	325,00	<input type="checkbox"/>
23	3199XX0XX-XX	355,00	<input type="checkbox"/>
45	3199XX0XX-XX	355,00	<input type="checkbox"/>
67	3199XX0XX-XX	355,00	<input type="checkbox"/>

**Turtle-Halterung**



- Standard (zwei Gelenke)
- Erweitert (drei Gelenke, erweiterte Tiefenverstellung)
- Standard mit 3D-Verstellung
- Erweitert mit 3D-Verstellung

1		ohne MP	<input type="checkbox"/>
2		35,00	<input type="checkbox"/>
3		160,00	<input type="checkbox"/>
4		195,00	<input type="checkbox"/>

**Haltestange**

- Haltestange, kurz, Höhenverstellbarkeit: 80 mm
- Haltestange, mittel, Höhenverstellbarkeit: 120 mm
- Haltestange, lang, Höhenverstellbarkeit: 160 mm

1		ohne MP	<input type="checkbox"/>
2		ohne MP	<input type="checkbox"/>
3		ohne MP	<input type="checkbox"/>

**Bezug und Farbe**



- Schwarz
- Schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

80		ohne MP	<input type="checkbox"/>
70		30,00	<input type="checkbox"/>

**Handsrauben (Schnellverstellung) für Kopfstütze**



- Handsrauben für die Höhenverstellung
- Handsrauben für die Neigungsverstellung, standard (2 stk.)
- Handsrauben für die Neigungsverstellung, erweitert (3 stk.)

eine Gr.	31905037	23,00	<input type="checkbox"/>
eine Gr.	31905034	46,00	<input type="checkbox"/>
eine Gr.	31905035	60,00	<input type="checkbox"/>



Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug	319914023-83	525,00	<input type="checkbox"/>
Kopfstütze Anatomisch, klein, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug	319923423-83	525,00	<input type="checkbox"/>
Kopfstütze Anatomisch, mittel, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug	319945423-83	525,00	<input type="checkbox"/>
Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug	319967423-83	525,00	<input type="checkbox"/>
Stirnband-System, nur für anatomische Kopfstützen	3199500	285,00	<input type="checkbox"/>

**Zubehör: Tische und Aktivitätszentren**












**Tisch mit Kante, Form 5, für Gr. 1**

- Tisch mit Kante, Form 5, einzelne Haltestange, ABS grau
- Tisch mit Kante, Form 5, doppelte Haltestange, ABS grau\*
- \*auch für Größe 2 mit den Breiten: 280, 320 und 360 mm








1	318910720-1	321,00	<input type="checkbox"/>
1+2	318910725-1	477,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.02.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	<b>Tisch mit Kante, Form 6, für Gr. 2+3</b>			
	Tisch mit Kante, Form 6, einzelne Haltestange, ABS grau	2	318910720-2	321,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch mit Kante, Form 6, doppelte Haltestange, ABS grau*	2+3	318910725-2	477,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch mit Kante, Form 6, doppelte Haltestange, ABS grau	3	31905080	288,00 <input type="checkbox"/>
	<i>*auch für Größe 3 mit den Breiten: 380 und 420 mm</i>			
	<b>Tisch mit Kante, Form 8, für Gr. 1</b>			
	Tisch mit Kante, Form 8	eine Gr.	318976350	274,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Polsterungen für Tische</b>			
	Polsterung für Tisch, Form 5, oben und unten – für Tisch Gr. 1		318910725-10	477,00 <input type="checkbox"/>
	Polsterung für Tisch, Form 5, unten – für Tisch Gr. 1		318910725-10B	180,00 <input type="checkbox"/>
	Polsterung für Tisch, Form 5, oben – für Tisch Gr. 1		318910725-10T	317,00 <input type="checkbox"/>
	Polsterung für Tisch, Form 6, oben und unten – für Tisch Gr. 2		318910725-20	477,00 <input type="checkbox"/>
	Polsterung für Tisch, Form 6, unten – für Tisch Gr. 2		318910725-20B	184,00 <input type="checkbox"/>
	Polsterung für Tisch, Form 6, oben – für Tisch Gr. 2		318910725-20T	317,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Therapiebügel</b>			
	Therapiebügel für Tisch, Form 5 und 6	eine Gr.	318910740	212,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Haltegriff für Tische</b>			
	Haltegriff für Tisch, Form 5 und 6	eine Gr.	318910750	398,00 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>Zubehör: Westen und Gurte</b>				
	<b>Fix-Lock-Schnallen, hoch, Set</b>			
	Fix-Lock-Schnallen, hoch, Befestigung von Gurten, höher als Rückenkante	eine Gr.	318910260	82,00 <input type="checkbox"/>
<b>Rumpfunterstützung</b>				
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185428-1	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185428-2	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	271,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler



DE   Gültig ab: 01.02.2024		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185430-0	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185430-1	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185430-2	271,00 <input type="checkbox"/>
<b>Beckenunterstützung</b>				
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	164,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	135,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	M	3185427-240	182,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	L	3185427-340	182,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz <i>Mit 40mm/25mm Gurtband!</i>	XL	3185427-440	182,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	XS	3189108-1	310,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	S	3189108-2	310,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	M	3189108-3	310,00 <input type="checkbox"/>
	Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3189114-127	310,00 <input type="checkbox"/>
	Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3189114-227	310,00 <input type="checkbox"/>

### Kombinationsübersicht: Untergestelle

Das x:panda shape Sitzsystem lässt sich mit einer Reihe an R82 Untergestellen aus unserem Produktportfolio kombinieren. Eine vollständige Übersicht zu den Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf [www.etac.de](http://www.etac.de), unter Service: Sonstige Dokumente oder klicken Sie einfach [hier](#)

#### Untergestelle (Sitzsystem ohne Untergestell, muss separat bestellt werden)



R82 High-Low:xo  
Zimmergestell



R82 High-Low:xo  
Kombigestell (Outdoor)



R82 Combi Frame:x



R82 Multi Frame



R82 Stingray Frame



R82 Strong Base

Keine Haftung für Druckfehler

## Informationen zu erreichbaren Brust-/Beckenbreiten

### Seitenpelotten (alle)

Rückenbreite	Brustbreite mit Seitenpelotten	
	fest	abklappbar
180 mm	130–180 mm	80–280 mm
220 mm	170–220 mm	120–320 mm
260 mm	210–260 mm	160–360 mm
300 mm	250–300 mm	200–400 mm
340 mm	290–340 mm	240–440 mm
380 mm	330–380 mm	280–480 mm
420 mm	370–420 mm	320–520 mm

### Beckenpelotten

Größe	Sitzplatte		Basis/unterer Rücken	Effektive Sitzbreite
	Simple Seating	Advanced Seating		
1	B: 250 mm	für Gr. 1	220 mm	120–180 mm
	B: 300 mm		260 mm	160–220 mm
			300 mm	200–260 mm
2	B: 320 mm	für Gr. 2	280 mm	180–240 mm
			320 mm	220–280 mm
	B: 400 mm		360 mm	260–320 mm
			400 mm	300–360 mm
3	B: 420 mm	für Gr. 3	380 mm	280–340 mm
			420 mm	320–380 mm
	B: 500 mm		460 mm	360–420 mm
			500 mm	400–460 mm

Keine Haftung für Druckfehler