

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Gazelle PS

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:



R82 Gazelle PS

Grundmodell enthält:

- Fußschalen
- Kniepelotten
- Gesäßpelotte
- Rumpfgurt
- 100 mm Rollen, alle mit Bremse



90° - -15°



0° - 30°





760-990 mm



max. 80 kg



480-650 mm



HMV-Nummern: Gr. 1: 28.29.02.1023

Gr. 2: 28.29.02.1024

Gr. 3: 28.29.02.1025

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Gesamtbreite (GB)	480 mm	580 mm	650 mm
Gesamtlänge (LT)	760 mm	880 mm	990 mm
Länge, Fuß-Achsel (L)	450-950 mm	600-1050 mm	700-1250 mm
Schrittlänge	200-420 mm	220-520 mm	250-620 mm
Höhe, ab Fußplatte	450-950 mm	600-1050 mm	700-1250 mm
Höhe, horizontal (H)	760 mm	800 mm	900 mm
Höhe, Faltmaß	285 mm	295 mm	295 mm
Länge, Faltmaß	950 mm	1130 mm	1300 mm
Neigung (N)	90 - -15°	90 - -15°	90 - -15°
Gewicht, Grundmodell	20 kg	22 kg	24 kg
Max. Belastbarkeit/Gewicht des Nutzers	40 kg	60 kg	80 kg
Max. Körpergröße	1200 mm	1350 mm	1500 mm













Version: 20230301












Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland
 Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0
 Fax: +49(0)2366 5006-282
 R82@etac.de
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH
 IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
	Grundmodell: Gazelle PS – für Bauch- und Rückenlage			
	Gazelle PS, Gelb	1	3188010-1	4.099,00 <input type="checkbox"/>
	Gazelle PS, Grün	2	3188010-2	4.146,00 <input type="checkbox"/>
	Gazelle PS, Blau	3	3188010-3	4.206,00 <input type="checkbox"/>
				
Zubehör				
	Zwischenpolster	1	3188106-1	433,00 <input type="checkbox"/>
	Zwischenpolster	2	3188106-2	433,00 <input type="checkbox"/>
	Zwischenpolster	3	3188106-3	433,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfplatte mit Gesichtsaussparung, PU	1	3188117-1	613,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfplatte mit Gesichtsaussparung, PU	2	3188117-2	613,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfplatte mit Gesichtsaussparung, PU	3	3188117-3	613,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfplatte, anatomisch, gepolstert	1	3188119-1	613,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfplatte, anatomisch, gepolstert	2	3188119-2	613,00 <input type="checkbox"/>
Seitenpelotten				
	Beschlag gerade, Polster: 120 x 120 mm, Set		3188055-1	433,00 <input type="checkbox"/>
	Beschlag gerade, Polster: 130 x 180 mm, Set		3188055-2	433,00 <input type="checkbox"/>
	Beschlag außen verlängert, Polster: 120 x 120 mm, Set		3188065-1	433,00 <input type="checkbox"/>
	Beschlag außen verlängert, Polster: 130 x 180 mm, Set		3188065-2	433,00 <input type="checkbox"/>
	Beschlag innen gekröpft, Polster: 120 x 120 mm, Set		3188075-1	433,00 <input type="checkbox"/>
	Beschlag innen gekröpft, Polster: 130 x 180 mm, Set		3188075-2	433,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Seitenpelotten	1	3188250-1	151,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Seitenpelotten	2	3188250-2	151,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Seitenpelotten	3	3188250-3	151,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch mit Becken und Abdeckung, Kunststoff	1	3188108-0	659,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch mit Becken und Abdeckung, Kunststoff	2+3	3188108-1	659,00 <input type="checkbox"/>
	Tischpolster inkl. Dartexbezug, Bauchlage, eckiger Ausschnitt, 40 cm breit		31862135-0	315,00 <input type="checkbox"/>
	Tischpolster inkl. Dartexbezug, Rückenlage, kleiner runder Ausschnitt, 25 cm breit		31862135-1	315,00 <input type="checkbox"/>
	Tischpolster inkl. Dartexbezug, Rückenlage, großer runder Ausschnitt, 35 cm breit		31862135-2	315,00 <input type="checkbox"/>
	Armauflage für Tisch, Kunststoff	1-3	31861131	160,00 <input type="checkbox"/>
Keine Haftung für Druckfehler				

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR	
	Spielzeughalter für Tisch, Kunststoff	1-3	318910740	212,00	<input type="checkbox"/>
	Haltebügel für Tisch	1-3	318910750	398,00	<input type="checkbox"/>
Kopfstützen					
	Kopfstützenhalter für Bauchlage für Gazelle Gr. 1*	1	3188124-10	340,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstützenhalter für Bauchlage für Gazelle Gr. 2*	2	3188124-20	340,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstützenhalter für Bauchlage für Gazelle Gr. 3*	3	3188124-30	340,00	<input type="checkbox"/>
	*für vorhandene Kopfstütze oder Auswahl unten!				
	Kopfstützenhalter für Rückenlage Gazelle*	1-3	3188130	233,00	<input type="checkbox"/>
	*für vorhandene Kopfstütze oder Auswahl unten!				
	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals		319901223-00	412,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Turtle		319901293-00	412,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 1		319901-83	114,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Schwanenhals		319903223-00	412,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Turtle		319903293-00	412,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 2		319903-83	114,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Schwanenhals		319905223-00	412,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Turtle		319905293-00	412,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 3		319905-83	114,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Schwanenhals		319906223-00	412,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Turtle		319906293-00	412,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 4		319906-83	114,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319914023-83	525,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Turtle, inkl. Bezug		319914093-83	525,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319923423-83	525,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319923493-83	525,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319945423-83	525,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319945493-83	525,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319967423-83	525,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Turtle, inkl. Bezug		319967493-83	525,00	<input type="checkbox"/>

Weitere Varianten finden Sie auf unseren Preislisten "Kopfstützen" und "Kopfstützen multi-einstellbar" im Bereich Zubehör!

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Zusätzliche Kniewinkelverstellung, Set	1	3188165-1	673,00 <input type="checkbox"/>
	Zusätzliche Kniewinkelverstellung, Set	2	3188165-2	673,00 <input type="checkbox"/>
	Zusätzliche Kniewinkelverstellung, Set	3	3188165-3	673,00 <input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klappschnallen, Paar	eine Größe	3185096	76,00 <input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klett, Paar	eine Größe	3185102	76,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler