

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Rabbit Up

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:



R82 Rabbit Up

Grundmodell enthält:

- Rahmen mit 5" Lenkrädern
- Zentrale Mittelsäule
- Antriebsräder mit zentraler Feststellbremse
- Speichenschutz
- Neigungsverstellung Mittelsäule (geschraubt)



0-30°





max. 70 kg



700-926 mm



515-600 mm

HMV-Nummer: **28.29.01.3005**

Maße	Größe 1 26" Räder	Größe 2 32" Räder	Größe 3 32" Räder	Größe 4 36" Räder
Gesamtbreite mit Antriebsrädern	635 mm	680 mm	730 mm	720 mm
Breite (G)*	515 mm	550 mm	600 mm	600 mm
Breite, innen (G1)	325 mm	425 mm	425 mm	425 mm
Länge mit Antriebsrädern	620 mm	750 mm	800 mm	900 mm
Länge (H)*	700 mm	796 mm	796 mm	926 mm
Gesamthöhe (I)	670-1000 mm	850-1180 mm	990-1310 mm	1200-1530 mm
Pelottenhöhe, Fuß bis Achsel	550-740 mm	750-1080 mm	830-1190 mm	960-1420 mm
Länge, Mittelsäule	500 mm	700 mm	800 mm	1000 mm
Neigung der Mittelsäule (a1)	0-30°	0-30°	0-30°	0-30°
Neigung der Fußplatte (a2)	15- -10°	15- -10°	15- -10°	15- -10°
Boden bis Fußplatte	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Wendekreis	850 mm	950 mm	980	1085 mm
Radsturz, im Rahmen, fix	8°	6°	6°	4°
Gewicht, Grundmodell mit Antriebsrädern	13,5 kg	15,5 kg	16 kg	18,5 kg
Gewicht, ohne Räder	9 kg	10,5 kg	11 kg	13,5 kg
Max. Belastbarkeit (Nutzer und Zubehör)	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Untergrund, Befahrbarkeit	10°	10°	10°	10°

*gemessen mit Säule in senkrechter Position und Fußbrett in unterster Position. Für kleiner Kinder ist es möglich, die Fußplatte höher zu montieren!









Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler


Etac GmbH
 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland
 Geschäftsführer: Jon Preater











Tel.: +49(0)2366 5006-0
 Fax: +49(0)2366 5006-282
 R82@etac.de
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI12 1820 3000 058826







DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
	Grundmodell		31862XXXX - XX	
	Rabbit Up, Mobiler Stehfahrer, Gelb, Größe 1	1		1.201,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit Up, Mobiler Stehfahrer Blau, Größe 2	2		1.311,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit Up, Mobiler Stehfahrer Anthrazit, Größe 3	3		1.375,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit Up, Mobiler Stehfahrer Silber, Größe 4	4		1.432,00 <input type="checkbox"/>
	Ohne Bremse an den 5" Lenkrädern <i>Nutzung nur mit montierten Antriebsädern!</i>	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	4-fach gebremste 5" Lenkräder <i>Nutzung auch ohne montierte Antriebsräder möglich!</i>	2		237,00 <input type="checkbox"/>
	Neigungsverstellung - schrittweise, geschraubt	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Neigungsverstellung - stufenlos, Spindel (verstellbar mit Nutzer im Rabbit Up)	2		239,00 <input type="checkbox"/>
	Antriebsräder 22" nur für Gr. 1 Antriebsräder 24" nur für Gr. 1 Antriebsräder 26" für Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3 Antriebsräder 29" für Gr. 2 und Gr. 3 Antriebsräder 32" für Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4 Antriebsräder 36" nur für Gr. 4 <i>inkl. Zentrale Feststellbremse (Trommelbremse) Steckachse und Speichenschutz!</i> ACHTUNG! Nicht jede Kombination Radsturz mit jedem Antriebsrad kombinierbar, bitte beachten Sie die Kombinationstabelle auf S. 6/7!	2 3 4 5 6 7		976,00 <input type="checkbox"/> 976,00 <input type="checkbox"/> 976,00 <input type="checkbox"/> 1.617,00 <input type="checkbox"/> 1.617,00 <input type="checkbox"/> 1.617,00 <input type="checkbox"/>
	Greifreifen standard* Greifreifen Ergogrip* (geschlossen, gummiert) <i>* inkl. Speichenschutz, Achtung: nur als Komplett-Rad erhältlich!</i>	1 2		ohne MP <input type="checkbox"/> 215,00 <input type="checkbox"/>
	Radsturz standard (fest, im Rahmen) Radsturz verstellbar, standard +3° Radsturz verstellbar, standard +6° Radsturz, verstellbar, standard -3° Radsturz verstellbar, standard -6° ACHTUNG! Nicht jede Kombination Radsturz mit jedem Antriebsrad kombinierbar, bitte beachten Sie die Kombinationstabelle auf S. 6/7!	1 2 3 4 5		ohne MP <input type="checkbox"/> ohne MP <input type="checkbox"/> ohne MP <input type="checkbox"/> ohne MP <input type="checkbox"/> ohne MP <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler




DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
1) Brust/Thorax				
	Brustpolster mit Gurt, geteilt	1	31861704	345,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster mit Gurt, geteilt	2+3	31861702	345,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster mit Gurt, geteilt	4	31861703	345,00 <input type="checkbox"/>
	Zwischenpolster für Brustpolster, geteilt, 25 mm breit	2+3+4	31861421	97,00 <input type="checkbox"/>
	Zwischenpolster für Brustpolster, geteilt, 50 mm breit	2+3+4	31861422	97,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster/Körperführung umgreifend, Modell "Mustang" klein	1	31861810	465,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster/Körperführung umgreifend, Modell "Mustang" mittel	2+3	31861820	504,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster/Körperführung umgreifend, Modell "Mustang" groß	4	31861830	531,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug/Zusatzpolster für Brustpolster Modell "Mustang" klein		31869810-160	132,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug/Zusatzpolster für Brustpolster Modell "Mustang" mittel		31869820-260	132,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug/Zusatzpolster für Brustpolster Modell "Mustang" groß		31869820-360	132,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster, weicher Rand, Modell "Pony" klein	1	31861801	457,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster, weicher Rand Modell "Pony" mittel	2+3	31861802	457,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster, weicher Rand Modell "Pony" klein	4	31861803	457,00 <input type="checkbox"/>
2) Tische/Verlängerung Grundsäule				
	Tisch mit Becken	eine Größe	31862501	530,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch (440 mm x 340 mm)	eine Größe	31862515	491,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch mit Quick-Release inkl. Becken/Abdeckung	eine Größe	31862525	650,00 <input type="checkbox"/>
	Kit für niedrige Aufnahme zur Montage des Tisches	eine Größe	31862525-KIT	106,00 <input type="checkbox"/>
	Verlängerung Mittelsäule, 80 mm	eine Größe	31861480	97,00 <input type="checkbox"/>
3a) Rumpf- Becken- und Gesäßpelotten				
	Rumpfpolster, Abdomenpolster, flach, vorne	eine Größe	31861411	244,00 <input type="checkbox"/>





Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Beckenpelotten, vorne, durchgehend	1	31861601	354,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, vorne, geteilt	2+3	31861602	354,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, vorne, geteilt	4	31861603	379,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, vorne, mit Rotation/tiefenverstellung, durchgehend	1	31861611	515,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, vorne, mit Rotation/tiefenverstellung, geteilt	2+3	31861612	515,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, vorne, mit Rotation/tiefenverstellung, geteilt	4	31861613	544,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, hinten, durchgehend	1	31861501	545,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, hinten, geteilt	2+3	31861502	545,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, hinten, geteilt	4	31861503	545,00 <input type="checkbox"/>
	<i>nicht in Verbindung mit Rückenpelotte 861401 einsetzbar!</i>			
	Zwischenpolster für alle Beckenpelotten, geteilt, 50 mm breit	2+3+4	31861421	97,00 <input type="checkbox"/>
	Zwischenpolster für alle Beckenpelotten, geteilt, 25 mm breit	2+3+4	31861422	97,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenführung umgreifend "Mustang" 470–640 mm, H: 85 mm	1	31861610	545,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenführung umgreifend "mustang" 670–780 mm, H: 110 mm	2+3	31861620	545,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenführung umgreifend "Mustang" 870–1140 mm, H: 140 mm <i>inkl. Tiefenverstellung</i>	4	31861630	545,00 <input type="checkbox"/>
	Gesäßpelotte, flach, hinten, inkl. Aufnahme <i>nicht in Verbindung mit Beckenpelotten hinten 86150x einsetzbar!</i>	eine Größe	31861401	517,00 <input type="checkbox"/>



3b) Kopfstützen

	Halterung für Kopfstütze	1+2	31861424-3	256,00 <input type="checkbox"/>
	Halterung für Kopfstütze <i>nur in Verbindung mit Pelotten 861401 und 86150x einsetzbar!</i>	3+4	31861424-4	268,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals		319901223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Turtle		319901293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 1		319901-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Schwanenhals		319903223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Turtle		319903293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 2		319903-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Schwanenhals		319905223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Turtle		319905293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 3		319905-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Schwanenhals		319906223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Turtle		319906293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 4		319906-83	114,00 <input type="checkbox"/>






Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319914023-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Turtle, inkl. Bezug		319914093-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319923423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319923493-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319945423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319945493-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319967423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Turtle, inkl. Bezug		319967493-83	525,00 <input type="checkbox"/>

4) Knieelotten

	Knieelotten, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	1	31861301	398,00 <input type="checkbox"/>
	Knieelotten, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	2+3	31861302	530,00 <input type="checkbox"/>
	Knieelotten, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	4	31861303	530,00 <input type="checkbox"/>
	Knieelotten, aufklappbar, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	1	31861311	544,00 <input type="checkbox"/>
	Knieelotten, aufklappbar, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	2+3	31861312	544,00 <input type="checkbox"/>
	Bezüge/Extra Weichpolsterung für Knieelotten auf Anfrage erhältlich!			<input type="checkbox"/>

5) Fußplatten/Fußschalen

	Fußplatte, hochklappbar für Rahmen Gr. 1 (+2)*	1+2	31861211	299,00 <input type="checkbox"/>
	Fußplatte, hochklappbar, für Rahmen Gr. 3+4 (+2)*	3+4	31861212	299,00 <input type="checkbox"/>
	<i>*für Rahmen Gr. 2 können beide Fußplatten genutzt werden, die kleine Platte ermöglicht volle Neigungsverstellung und hochklappen, die große mehr Adbuktion bei eingeschränkter Neigungsverstellung, dann kein hochklappen möglich!</i>			
	Fersenstütze für Fußplatte, Paar	eine Größe	31861251	96,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen für Fußplatte	1+2	3186147	207,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen für Fußplatte	3+4	3186148	207,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	klein	31869490-RT	287,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	mittel	31869491-RT	287,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	groß	31869492-RT	287,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen aufklappbar, mit Riemen (für Fußplatte)	1	31861221	299,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen aufklappbar, mit Riemen (für Fußplatte)	2+3	31861222	299,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen aufklappbar, mit Riemen (für Fußplatte)	4	31861223	299,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR



Fußstützen,einzeln multiverstellbar, mit aufklappbaren Fußschalen
Fußstützen,einzeln multiverstellbar, mit aufklappbaren Fußschalen
nicht für Größe 4, nicht in Verbindung mit Fußplatte!

1	31861201	538,00	<input type="checkbox"/>
2+3	31861202	538,00	<input type="checkbox"/>

6) Antriebsräder/Sturzeinstellung (Ersatzteile, Nachrüstung)



Spindel, Nachrüstsatz für Rabbit mit geschraubter Winkelverstellung
ist bei Bestellung des Hauptprodukts Teil der Grundkonfiguration, siehe Seite 2!

31134203	277,00	<input type="checkbox"/>
----------	--------	--------------------------

Radsturz-Kit Rabbit Up, Nachrüstung für vorh. Rabbit Up 0°

31134200	114,00	<input type="checkbox"/>
----------	--------	--------------------------

Radsturz-Kit Rabbit Up, Nachrüstung für vorh. Rabbit Up +3/-3°

31134201	114,00	<input type="checkbox"/>
----------	--------	--------------------------

Radsturz-Kit Rabbit Up, Nachrüstung für vorh. Rabbit Up +6/-6°

31134202	114,00	<input type="checkbox"/>
----------	--------	--------------------------

Bei Bestellung Hauptprodukt Teil der Grundkonfiguration, siehe Seite 2 – nicht für alte Modelle "Rabbit" zugelassen!

nur zur Umrüstung /Wachstumsanpassung für vorh. Rabbit Up:

Achtung, ohne Steckachsen!



Antriebsräder 22" – nur für Gr. 1, Greifreifen offen (Stck.)

22"	31134204	491,00	<input type="checkbox"/>
-----	----------	--------	--------------------------

Antriebsräder 24" – nur für Gr. 1, Greifreifen offen (Stck.)

24"	31134205	491,00	<input type="checkbox"/>
-----	----------	--------	--------------------------

Antriebsräder 26" – für Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3 Greifreifen offen (Stck.)

26"	31134206	491,00	<input type="checkbox"/>
-----	----------	--------	--------------------------

Antriebsräder 29" – für Gr. 2 und Gr. 3, Greifreifen offen (Stck.)

29"	31134219	809,00	<input type="checkbox"/>
-----	----------	--------	--------------------------

Antriebsräder 32" – für Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4, Greifreifen offen (Stck.)

32"	31134207	809,00	<input type="checkbox"/>
-----	----------	--------	--------------------------

Antriebsräder 36" – nur für Gr. 4, Greifreifen offen (Stck.)

36"	31134208	809,00	<input type="checkbox"/>
-----	----------	--------	--------------------------



Antriebsräder 22" – nur für Gr. 1, Greifreifen Ergogrip (Stck.)

22"	31134209	596,00	<input type="checkbox"/>
-----	----------	--------	--------------------------

Antriebsräder 24" – nur für Gr. 1, Greifreifen Ergogrip (Stck.)

24"	31134210	596,00	<input type="checkbox"/>
-----	----------	--------	--------------------------

Antriebsräder 26" – für Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3, Greifreifen Ergogrip (Stck.)

26"	31134211	596,00	<input type="checkbox"/>
-----	----------	--------	--------------------------

Antriebsräder 29" – für Gr. 2 und Gr. 3, Greifreifen Ergogrip (Stck.)

29"	31134212	913,00	<input type="checkbox"/>
-----	----------	--------	--------------------------

Antriebsräder 32" – für Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4, Greifreifen Ergogrip (Stck.)

32"	31134213	913,00	<input type="checkbox"/>
-----	----------	--------	--------------------------

Antriebsräder 36" – nur für Gr. 4, Greifreifen Ergogrip (Stck.)

36"	31134214	913,00	<input type="checkbox"/>
-----	----------	--------	--------------------------

Bei Bestellung Hauptprodukt Teil der Grundkonfiguration, siehe Seite 2 alle Modelle inklusive Speichenschutz!


Optional: Steckachse (Stck.)

312983057	69,00	<input type="checkbox"/>
-----------	-------	--------------------------

Detaillierte Messanleitung Antriebsräder

1) Wählen Sie die Größe der Antriebsräder Wir empfehlen, das größtmögliche Antriebsrad zu wählen und die Größenanpassung über die Höheneinstellung der Fußplatte vorzunehmen. Die niedrigste Einstiegshöhe (Fußplatte min. über Boden) kann ggf. nur mit einem kleineren Antriebsrad erreicht werden. **2)** Wählen Sie den Radsturz (Winkel) wir empfehlen, den Sturzwinkel auszuwählen, der der Hüftbreite des Kindes am Nächsten kommt. (Hüftbreite + 100mm < A) Addieren Sie jedoch stets 100 mm zur Hüftbreite hinzu, um sämtliches Zubehör montieren und Wachstum gewährleisten zu können. **3)** Berücksichtigen Sie den Einsatzort. Die Gesamtbreite des Produktes ändert sich durch die Auswahl des Sturzes, dies kann z.B. bei Türmaßen relevant sein!


Größe	Standard		Sturzwinkel 1°		Sturzwinkel 2°	
	A	B	A	B	A	B
22"	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
24"	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
26"	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
29"	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
32"	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
36"	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5



Keine Haftung für Druckfehler

DE | Gültig ab: 01.03.2023

		Standard									
		Y: +6°		Y: +3°		Y: 0°		Y: -3°		Y: -6°	
Size	X	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A
1	22"	N/A	14°	N/A	11°	1	8°	1	5°	2	2°
	24"	3		4		5		6		7	
	26"	8		9		10		11		12	
2	26"	N/A	12°	N/A	9°	N/A	6°	1	3°	2	0°
	29"	6		8		9		10		11	
	32"	13		15		16		17		18	
3	26"	N/A	12°	N/A	9°	N/A	6°	1	3°	2	0°
	29"	6		8		9		10		11	
	32"	13		15		16		17		18	
4	32"	5	10°	7	7°	8	4°	8	1°	N/A	N/A
	36"	14		16		17		18		N/A	



Keine Haftung für Druckfehler