

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Stingray Swing-out

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:



R82 Stingray Swing-out

Grundmodell enthält:

- Grundrahmen mit Dreh- und Ausschwenkfunktion
- Sitz mit stufenlos einstellbarer Kantelung 10–30°
- Easyfit-Befestigungssystem für Isofix-Halterungen
- Kopfstütze mit Seitenaufpallschutz
- Gurtführung für 3-Punkt-Gurt


Abgekündigt zum 31.08.2024



200–380 mm



170–360 mm



350–580 mm



9–36 kg



HMV-Nummer: **keine HMV-Nr.**

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Sitzbreite (A)	200–280 mm*	200–280 mm*	260–380 mm*	260–380 mm*
Sitztiefe (B)	170–240 mm	210–280 mm	270–340 mm	290–360 mm
Höhe Rückenlehne an den Schultern	350–450 mm	380–480 mm	430–530 mm	480–580 mm
Sitzkantelung	10-30°	10-30°	10-30°	10-30°
Sitzhöhe, über Sitzpolster Fahrzeug	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Rahmenbreite (G)	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Gewicht	21 kg	22 kg	23 kg	24 kg
Nutzergewicht min.	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Nutzergewicht max.	36 kg	36 kg	36 kg	36 kg

WICHTIGE HINWEISE!

Bitte beachten Sie, dass das in der Preisliste aufgeführte Zubehör durch das ECE R44/04-Zertifikat abgedeckt ist und als zusätzliche Unterstützung verwendet werden kann. Andere Befestigungen, Zubehör oder Modifikationen sind von diesem Zertifikat nicht abgedeckt und wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, solche nicht zu verwenden. Sollten Sonderzurüstungen zwingend erforderlich sein, muss hierfür ein "Antrag auf Befreiung von der Pflicht zur Verwendung einer genehmigten Kinderrückhalteeinrichtung" beim Straßenverkehrsamt des zuständigen Landkreises gestellt werden. Die Notwendigkeit der Verwendung einer besonderen Rückhalteeinrichtung muss ärztlich bescheinigt sein. Diese Bescheinigung darf nicht älter als 4 Jahre sein und muss mitgeführt werden. Wenden Sie nur die notwendigsten Fixierungen und Unterstützungen an, damit die Ersthelfer das Kind nach einem eventuellen Unfall schnell aus dem Autositz befreien können. Das Kind muss stets mit dem 3-Punkt-Sicherheitsgurt des Fahrzeugs im Stingray Swing-out gesichert werden, unabhängig von ggf. zusätzlich verwendeten Gurten! Sichern Sie den Stingray Swing-out stets mit dem 3-Punkt-Sicherheitsgurt des Fahrzeugs, auch wenn gerade kein Kind transportiert wird!

Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland
Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0
Fax: +49(0)2366 5006-282
R82@etac.de
www.etac.de

Amtsgericht: Gelsenkirchen, HRB 5801
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR


Rechts ausschwenkend, Gurtführung oben rechts

Stingray Swing-out Größe 1, rechts, inkl. Kopfstütze*	1	3192001-R	5.650,00	<input type="checkbox"/>
Stingray Swing-out Größe 2, rechts, inkl. Kopfstütze	2	3192002-R	5.650,00	<input type="checkbox"/>
Stingray Swing-out Größe 3, rechts, inkl. Kopfstütze	3	3192003-R	5.650,00	<input type="checkbox"/>
Stingray Swing-out Größe 4, rechts, inkl. Kopfstütze	4	3192004-R	5.650,00	<input type="checkbox"/>
Alternativ: Gurtführung oben links, rechts ausschwenkend	1-4	31NLPE038	ohne MP	<input type="checkbox"/>

Links ausschwenkend, Gurtführung oben links

Stingray Swing-out Größe 1, links, inkl. Kopfstütze	1	3192001-L	5.650,00	<input type="checkbox"/>
Stingray Swing-out Größe 2, links, inkl. Kopfstütze	2	3192002-L	5.650,00	<input type="checkbox"/>
Stingray Swing-out Größe 3, links, inkl. Kopfstütze	3	3192003-L	5.650,00	<input type="checkbox"/>
Stingray Swing-out Größe 4, links, inkl. Kopfstütze	4	3192004-L	5.650,00	<input type="checkbox"/>
Alternativ: Gurtführung oben rechts, links ausschwenkend	1-4	31NLPE037	ohne MP	<input type="checkbox"/>

*bei Größe 1 muss der 5-Punkt-Gurt mitbestellt werden, bitte auswählen:



5-Punkt-Gurt mit zentraler Spannvorrichtung	1	31NLPE047	426,00	<input type="checkbox"/>
---	---	-----------	--------	--------------------------

Zwingend notwendiges Zubehör, bitte auswählen:


Kissenset, Sitz- und Rückenpolster, Seitenführungen*	1-2	31875051	250,00	<input type="checkbox"/>
Kissenset, Sitz- und Rückenpolster, Seitenführungen*	3-4	31875052	250,00	<input type="checkbox"/>



*Bitte Farbe des Sitz-Rückenkissens auswählen, Seitenführungen immer schwarz:

Blau = 1 Rot = 2 Grün = 3 Grau = 4 Pink = 5

Notwendig für Fahrzeuge mit ISOFIX:

Easyfit Befestigungssystem	31NLPE-EASYFIT	inkl.	<input type="checkbox"/>
----------------------------	----------------	-------	--------------------------

Notwendig für Fahrzeuge ohne ISOFIX:

Evo Befestigungssystem mit Gurthaken und	31NLPE-EASYSPAN	inkl.	<input type="checkbox"/>
Evo Spanngurt	31NLSW003	inkl.	<input type="checkbox"/>

Achtung: wir empfehlen ausdrücklich die Montage des Evo Befestigungssystems über eine KFZFachwerkstatt! Es ist ein Eingriff in das Haltesystem des Fahrzeugs notwendig.

Optionales Zubehör, Crash-getestet



5-Punkt-Gurt mit Bauchpolster und zentr. Spannvorrichtung	1-2	31NLPE047	426,00	<input type="checkbox"/>
5-Punkt-Gurt mit Bauchpolster und zentr. Spannvorrichtung	3-4	31NLPE048	426,00	<input type="checkbox"/>

Das Kind muss immer zusätzlich mit dem 3-Punkt Gurt des Fahrzeugs im Autositz gesichert werden!

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Nackenkissen, anatomisch <i>kann zusätzlich zur integrierten Kopfstütze verwendet werden!</i>	1-4	318720831	185,00 <input type="checkbox"/>
	Laterale Knieführungen inkl. Polster <i>nur für Sitz Größe 3 + 4 geeignet!</i>	3-4	31NLPE044	75,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, höhen-/breitenverstellbar (H: 110 x D: 80 x 45 mm)	klein	31NLPE040	377,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, höhen-/breitenverstellbar (H: 120 x D: 100 x 45 mm)	groß	31NLPE041	377,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, breiten-/tiefeinstellbar, klein	1-2	318740230	172,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, breiten-/tiefeinstellbar, groß	3-4	318740240	172,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, multiverstellbar, klein	1-2	318740250	304,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, multiverstellbar, groß	3-4	318740260	304,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte	1-4	3195145-0	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, B: 310 mm x T: 190 mm	1-4	3195145-1	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, B: 360 mm x T: 230 mm	1-4	3195145-2	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, B: 410 mm x T: 240 mm	1-4	3195145-3	356,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange für Fußbrett (wird benötigt!)	1-4	31NLPE046-1	75,00 <input type="checkbox"/>

Sonstiges Zubehör

	Easyfit Schutzkissen		31NLSW071	41,00 <input type="checkbox"/>
	Easyspan Schutzkissen		31NLSW070	41,00 <input type="checkbox"/>
	<i>schützen empfindliche Autobezüge, wie z.B. Leder oder Alcantara vor Kratzern/Beschädigung!</i>			
	Trespa Schutzplatte (430 x 140 mm)		31NLPE011	77,00 <input type="checkbox"/>
	<i>schützt die seitlichen Kanten von stark konturierten Polstern wie z.B. Sportsitzen vor Beschädigung!</i>			

Keine Haftung für Druckfehler