

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Heron

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen


Kommission:



R82 Heron

Grundmodell enthält:

- Untergestell hydraulisch höhenverstellbar
- Sitzneigung einstellbar
- Rückenneigung einstellbar
- Feststellbremse an allen Rädern
- Schiebegriff
- Silikonspritzschutz unter dem Sitz
- Klappschnallen und Gurtschlitze zur Montage von Westen und Gurten





350–490 mm

400–450 mm

550–620 mm

max. 130 kg

HMV-Nummer: **33.40.04.1011**

Maße

	Heron hydraulisch*	Heron elektrisch*
Breite (G)	670 mm	670 mm
Länge (H)	710 mm	710 mm
Höhe (I)	1080–1350 mm	1130–1350 mm
Sitzbreite maximal (A)	550 mm	550 mm
Sitzbreite mit Beckenpelotten (Zubehör)	350–490 mm	350–490 mm
Sitztiefe (B)/ mit Reduzierung	450 mm/40 mm	450 mm/40 mm
Breite der Rückenlehne, oben (F)	290 mm	290 mm
Rückenhöhe (C)	555–620 mm	550–620 mm
Sitzhöhe, ab Boden (E)	510–780 mm	560–780 mm
Sitzneigung	-5–25°	-5–25°
Neigung Rückenlehne	0–30°	0–30°
Unterschenkelänge	400–560 mm	400–560 mm
Wendekreis	570	570 mm
Gewicht, Grundmodell	28 kg	31 kg
Max. Belastbarkeit	100 kg	130 kg

*Maße sind teilweise mit optionalem Zubehör angegeben!

Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland
 Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0
 Fax: +49(0)2366 5006-282
 R82@etac.de
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH
 IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Heron mit hydraulischer Höhenverstellung; Sitzkantelung und Rückenwinkelverstellung per Gasdruckfeder


	Heron, hydraulisch, Grundmodell*	eine Größe	31880505-01	3.709,00	<input type="checkbox"/>
	Heron, hydraulisch, Grundmodell mit Armlehnen*	eine Größe	31880505-11	4.217,00	<input type="checkbox"/>

Heron mit elektrischer Höhenverstellung und Sitzkantelung; Rückenwinkelverstellung per Gasdruckfeder


	Heron, elektrisch, Grundmodell*	eine Größe	31880505-01EL	4.794,00	<input type="checkbox"/>
	Heron, elektrisch, Grundmodell mit Armlehnen*	eine Größe	31880505-11EL	5.302,00	<input type="checkbox"/>



muss bei Elektro-Variante zwingend mitbestellt werden:

Ladegerät, Wandhalterung	31880510-01	ohne MP	<input type="checkbox"/>
Ladekabel, Heron elektro (EU-Version)	31880510-EU	ohne MP	<input type="checkbox"/>

Die Fußstützen müssen dazu bestellt werden, bitte passende Größe auswählen:


Fußstütze Kniewinkel 90°, Set Unterschenkellänge 40–56 cm	eine Größe	31880506-01	521,00	<input type="checkbox"/>
--	------------	-------------	--------	--------------------------

Fußstütze Kniewinkel 90° für kurze Unterschenkellängen, Set Unterschenkellänge 30–38 cm	eine Größe	31880506-03	521,00	<input type="checkbox"/>
--	------------	-------------	--------	--------------------------



Fußstütze offener Kniewinkel, Set Unterschenkellänge 40–56 cm	eine Größe	31880506-02	521,00	<input type="checkbox"/>
--	------------	-------------	--------	--------------------------



Kniefolster für Fußstütze, Set	eine Größe	31880506-12	69,00	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	------------	-------------	-------	--------------------------



<i>Durchgehende Fußplatte auf Anfrage erhältlich!</i>	eine Größe	-	-	<input type="checkbox"/>
---	------------	---	---	--------------------------

Zubehör


Armlehnen, Set <i>nur für Grundmodell 880505-01 und 88050-01EL! bereits im Grundmodell 880505-11 enthalten!</i>	eine Größe	31880508-03	509,00	<input type="checkbox"/>
--	------------	-------------	--------	--------------------------



Tisch bzw. Armauflage, gepolstert <i>nur in Verbindung mit Armlehnen 880508-03!</i>	eine Größe	31880508-04	451,00	<input type="checkbox"/>
--	------------	-------------	--------	--------------------------



Abklapp. Seitenpelotten, gerade, großes polster, Set	3183016-162	514,00	<input type="checkbox"/>
Abklapp. Seitenpelotten, gerade, kleines polster, Set <i>in Kombination mit 880508-01 nur eingeschränkt einsetzbar!</i>	3183016-262	514,00	<input type="checkbox"/>












Abklapp. Seitenpelotten, 25 mm gekröpft, großes Polster	3183018-162	514,00	<input type="checkbox"/>
---	-------------	--------	--------------------------

Abklapp. Seitenpelotten, 25 mm gekröpft, kleines Polster	3183018-262	514,00	<input type="checkbox"/>
--	-------------	--------	--------------------------



Feste Seitenpelotten, Set, 150 x 150 mm	31880508-09	242,00	<input type="checkbox"/>
---	-------------	--------	--------------------------

Keine Haftung für Druckfehler




DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Schulterauflage, Seitenführung, Set		31880508-01	324,00 <input type="checkbox"/>
	Polster für Schulterauflage, Seitenführung, Set		31880507-04	128,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionsführung <i>mit integriertem Spritzschutz!</i>	eine Größe	31880508-05	134,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionsführung, flach	eine Größe	31880508-07	134,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte, Set <i>Reduzierung der Sitzbreite!</i>		31880508-02	324,00 <input type="checkbox"/>
	Sitztiefenreduzierung durch Distanzstücke <i>Reduzierung der Sitztiefe um 50 mm!</i>		31880508-06	175,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, Nr. 3, mit Standardhalterung, 230 mm		319905148-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, Nr. 3, mit Standardhalterung, 370 mm		319905147-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, Nr. 4, mit Standardhalterung, 230 mm		319906148-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, Nr. 4, mit Standardhalterung, 370 mm		319906147-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3, mit Schwanenhalshalterung, 230 mm		319905165-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3, mit Schwanenhalshalterung, 340 mm		319905167-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4, mit Schwanenhalshalterung, 230 mm		319906165-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4, mit Schwanenhalshalterung, 340 mm		319906167-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Polster, nur für Rücken	eine Größe	31101204	272,00 <input type="checkbox"/>
	Polster, nur für Sitz	eine Größe	31117005	272,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Spritzschutz hoch oder flach wird zwingend benötigt!</i>			
	Polsterset, für Sitz & Rücken	eine Größe	31880507-01	544,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Spritzschutz hoch oder flach wird zwingend benötigt!</i>			
	<i>Lochabdeckung auf Anfrage erhältlich!</i>			<input type="checkbox"/>
	<i>Nur in Kombination mit Sitzpolster und Abduktionskeil hoch oder flach möglich!</i>			
	Wadenband	eine Größe	31880509-01	77,00 <input type="checkbox"/>
	Fersenstop, Set	eine Größe	31880509-02	134,00 <input type="checkbox"/>
	Topf		31880130	96,00 <input type="checkbox"/>
	Deckel für Topf		31880130-L	94,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler



DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Westen und Gurte

Rumpfunterstützung

	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	271,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	XS	3189625-040	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	S	3189625-140	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	M	3189625-240	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	L	3189625-340	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	XL	3189625-440	271,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	XS	3189111-040	271,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	S	3189111-07540	271,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	M	3189111-140	271,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	L	3189111-240	271,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	XL	3189111-340	271,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	XXL	3189111-440	271,00	<input type="checkbox"/>

Beckenunterstützung

	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	164,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	164,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	164,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	164,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	164,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	271,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	271,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	271,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Westen und Gurte

Beckenunterstützung

	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	135,00	<input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	135,00	<input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	135,00	<input type="checkbox"/>

Fußunterstützung



Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XS	3185745-XS	202,00	<input type="checkbox"/>
Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	M	3185745-M	202,00	<input type="checkbox"/>
Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XL	3185745-XL	202,00	<input type="checkbox"/>



Fußgurte mit Klappschnallen, Paar	eine Größe	3185096	76,00	<input type="checkbox"/>
Fußgurte mit Klett, Paar	eine Größe	3185102	76,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler