

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Manatee

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen


Kommission:



R82 Manatee

Grundmodell enthält:

- Beckengurt
- Kopfstütze
- Sitztiefe einstellbar
- Bezug abnehmbar




330-400 mm

430-640 mm

220-470 mm

max. 75 kg

HMV-Nummer: **04.40.04.0002**

Maße	Größe 0	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Sitzbreite maximal (A)	330 mm	330 mm	330 mm	400 mm
Sitztiefe (B)	220-250 mm	300-370 mm	390-460 mm	400-470 mm
Rückenhöhe (C)	430 mm	430 mm	580 mm	640 mm
Unterschenkellänge*(D)	280 mm	280 mm	350 mm	350 mm
Sitzhöhe über Boden, Vorderkante/hinten	140-430 mm	140-430 mm	140-430 mm	140-430 mm
Gesamtbreite	420 mm	420 mm	435 mm	490 mm
Länge, faltmaß	1030-1100 mm	1100-1170 mm	1360-1430 mm	1440-1510 mm
Höhe, faltmaß	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Gewicht	5,5 kg	5,5 kg	6 kg	7 kg
Max. Belastbarkeit/Gewicht des Nutzers	50 kg	50 kg	75 kg	75 kg
Untergestell für Manatee, alle Größen	-	-	-	-
Breite des Gestells	590 mm	-	435 mm	-
Länge des Gestells	980 mm	-	990-1110 mm	-










Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland
 Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0
 Fax: +49(0)2366 5006-282
 R82@etac.de
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH
 IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Grundmodell			
	Manatee Größe 0, nur in blau	0	31882005	1.208,00 <input type="checkbox"/>
	Manatee Größe 1	1	3188201x	1.208,00 <input type="checkbox"/>
	Manatee Größe 2	2	3188202x	1.234,00 <input type="checkbox"/>
	Manatee Größe 3	3	3188203x	1.234,00 <input type="checkbox"/>
	*Bitte Farbe auswählen X =			
	Rot = 4 <input type="checkbox"/>		Blau = 5 <input type="checkbox"/>	
Zubehör				
	Kopf-/ Seitenstütze*	0-2	3188301x	310,00 <input type="checkbox"/>
	Kopf-/ Seitenstütze*	3	3188306x	310,00 <input type="checkbox"/>
	*Bitte Farbe auswählen X =			
	Rot = 4 <input type="checkbox"/>		Blau = 5 <input type="checkbox"/>	
	Rumpfgurt*	0-2	3188302x	134,00 <input type="checkbox"/>
	Rumpfgurt*	3	3188307x	134,00 <input type="checkbox"/>
	*Bitte Farbe auswählen X =			
	Rot = 4 <input type="checkbox"/>		Blau = 5 <input type="checkbox"/>	
	Abduktionsgurt*	0-2	3188304x	179,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionsgurt*	3	3188309x	179,00 <input type="checkbox"/>
	*Bitte Farbe auswählen X =			
	Rot = 4 <input type="checkbox"/>		Blau = 5 <input type="checkbox"/>	
	Beinschlaufen*	0-2	3188305x	134,00 <input type="checkbox"/>
	Beinschlaufen*	3	3188310x	134,00 <input type="checkbox"/>
	*Bitte Farbe auswählen X =			
	Rot = 4 <input type="checkbox"/>		Blau = 5 <input type="checkbox"/>	
	Duschgestell für Manatee, höhenverstellbar	eine Größe	31882100	1.307,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Mit Feststellbremse an allen Rädern, einstellbar auf Höhen von 380, 440 oder 480 mm</i>			
Mit Feststellbremse an allen Rädern, einstellbar auf Höhen von 380, 440 oder 480 mm				
	Wandhalterung	eine Größe	31882110	161,00 <input type="checkbox"/>
	Ablagenetz für Duschgestell*	eine Größe	3188210x	75,00 <input type="checkbox"/>
	*Bitte Farbe auswählen X =			
	Rot = 4 <input type="checkbox"/>		Blau = 5 <input type="checkbox"/>	
	Duschgestell für Manatee, Basic Version	eine Größe	31882101	344,00 <input type="checkbox"/>
<i>Höhe 270 mm, Breite 435 mm, Länge je nach Größe einstellbar!</i>				
Keine Haftung für Druckfehler				

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR	
	Ersatzbezug Manatee, blau	0	31882205	359,00	<input type="checkbox"/>
	Ersatzbezug Manatee*	1	3188221x	359,00	<input type="checkbox"/>
	Ersatzbezug Manatee*	2	3188222x	359,00	<input type="checkbox"/>
	Ersatzbezug Manatee*	3	3188223x	359,00	<input type="checkbox"/>

*Bitte Farbe auswählen X =

Rot = 4

Blau = 5

Keine Haftung für Druckfehler