

DE | Gültig ab: 01.02.2023

Bestell-/Preisliste R82 Swan Curo

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen


Kommission:



R82 Swan Curo

Grundmodell enthält:

- Sitzneigungsverstellung mit Gasdruckfeder
- 75 mm Lenkrollen, 4-fach gebremst
- Schiebegriff
- Kopfstützenaufnahme




220–410 mm

380–600 mm

265–450 mm

max. 110 kg

HMV-Nummer: **33.40.04.1016**

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
	mit 75 mm Rollen	mit 75 mm Rollen	mit 75 mm Rollen	mit 75 mm Rollen
Sitzbreite (A)	220 mm	260 mm	320 mm	410 mm
Sitztiefe (B)	265 mm	310 mm	400 mm	450 mm
Rückenhöhe (C)	380 mm	470 mm	525 mm	600 mm
Sitzneigung (Kantelung)	0° – 20°	0° – 20°	0° – 20°	0° – 18,5°
Gesamtlänge (D)	495 mm	625 mm	680 mm	680 mm
Gesamtbreite (E)	500 mm	530 mm	580 mm	655 mm
Gesamthöhe (F)	760–920 mm	960–1120 mm	990–1150 mm	1060–1220 mm
Gewicht	8,50 kg	10,50 kg	11,75 kg	12,75 kg
Nutzergewicht, max.	35 kg	60 kg	85 kg	110 kg

Eine praktische Messanleitung zur Ermittlung der Nutzermaße, Maße des Badezimmers und der Toilettenschüssel, finden Sie auf S. 6

Version: 20230201

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland
 Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0
 Fax: +49(0)2366 5006-282
 R82@etac.de
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH
 IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 01.02.2023		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

Grundmodell

Swan Curo Dusch- und Toilettenstuhl	1	3187061	2.290,00	<input type="checkbox"/>
Swan Curo Dusch- und Toilettenstuhl	2	3187062	2.340,00	<input type="checkbox"/>
Swan Curo Dusch- und Toilettenstuhl	3	3187063	2.390,00	<input type="checkbox"/>
Swan Curo Dusch- und Toilettenstuhl	4	3187064	2.440,00	<input type="checkbox"/>

Standbeine anstelle Lenkrollen auf Anfrage erhältlich (nur für Gr. 1)



100 mm Lenkrollen	100 mm	31880100-S	263,00	<input type="checkbox"/>
125 mm Lenkrollen	125 mm	31880100-125	263,00	<input type="checkbox"/>



Schiebegriff (bei Bestellung des Grundmodells inklusive!)	1-4	31880110	ohne MP	<input type="checkbox"/>
---	-----	----------	---------	--------------------------

Zubehör**Polster**

Sitz- und Rückenpolster, Set	1	3187061-61	440,00	<input type="checkbox"/>
Sitz- und Rückenpolster, Set	2	3187062-61	440,00	<input type="checkbox"/>
Sitz- und Rückenpolster, Set	3	3187063-61	495,00	<input type="checkbox"/>
Sitz- und Rückenpolster, Set	4	3187064-61	495,00	<input type="checkbox"/>



Rückenpolster, blau	1	3187065-61	220,00	<input type="checkbox"/>
Rückenpolster, blau	2	3187066-61	220,00	<input type="checkbox"/>
Rückenpolster, blau	3	3187067-61	250,00	<input type="checkbox"/>
Rückenpolster, blau	4	3187068-61	250,00	<input type="checkbox"/>



Sitzpolster, blau	1	3187069-61	220,00	<input type="checkbox"/>
Sitzpolster, blau	2	3187070-61	220,00	<input type="checkbox"/>
Sitzpolster, blau	3	3187071-61	250,00	<input type="checkbox"/>
Sitzpolster, blau	4	3187072-61	250,00	<input type="checkbox"/>



Lochabdeckung (für Hygieneausschnitt)	1	3187073-61	110,00	<input type="checkbox"/>
Lochabdeckung (für Hygieneausschnitt)	2	3187074-61	110,00	<input type="checkbox"/>
Lochabdeckung (für Hygieneausschnitt)	3	3187075-61	110,00	<input type="checkbox"/>
Lochabdeckung (für Hygieneausschnitt)	4	3187076-61	110,00	<input type="checkbox"/>




Kopfstützen

Kopfstütze Nr. 1 blau, mit Standardhalterung, 230 mm	319901448-00	412,00	<input type="checkbox"/>
Kopfstütze Nr. 1 blau, Schwanenhalsaufnahme	319901465-00	412,00	<input type="checkbox"/>
Kopfstütze Nr. 1 blau, Turtleaufnahme lang	319901446-00	412,00	<input type="checkbox"/>




Kopfstütze Nr. 2 blau, Standardhalterung, 230 mm	319903448-00	412,00	<input type="checkbox"/>
Kopfstütze Nr. 2 blau, Schwanenhalsaufnahme	319903465-00	412,00	<input type="checkbox"/>
Kopfstütze Nr. 2 blau, Turtleaufnahme lang	319903446-00	412,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.02.2023		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
3 	Kopfstütze Nr. 3 blau, Standardhalterung, 230 mm		319905448-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 blau, Schwanenhalsaufnahme		319905465-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 blau, Turtleaufnahme lang		319905446-00	412,00 <input type="checkbox"/>
4 	Kopfstütze, Nr. 4 blau, Standardhalterung, 230 mm		319906448-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 blau, Schwanenhalsaufnahme		319906465-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 blau, Turtleaufnahme lang		319906446-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Handschraube/Schnellverstellung für Kopfstützenhalterung	eine Größe	3187042	15,00 <input type="checkbox"/>

Armauflagen und Tische



	Armauflage, zweigeteilt, abschwenkbar/abnehmbar	1	31870131-61	480,00 <input type="checkbox"/>
	Armauflage, zweigeteilt, abschwenkbar/abnehmbar	2	31870132-61	480,00 <input type="checkbox"/>
	Armauflage, zweigeteilt, abschwenkbar/abnehmbar	3	31870133-61	480,00 <input type="checkbox"/>
	Armauflage, zweigeteilt, abschwenkbar/abnehmbar	4	31870134-61	480,00 <input type="checkbox"/>

Weitere Tischvarianten auf Anfrage!


Fußplatten

	Durchgehende Fußplatte, B: 310 mm x T: 190 mm	1	3187145-1	323,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, B: 360 mm x T: 230 mm	2	3187145-2	323,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, B: 410 mm x T: 240 mm	3	3187145-3	323,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange für Fußplatte mit Kniewinkelverstellung	250 mm	3187023	135,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange für Fußplatte mit Kniewinkelverstellung	350 mm	3187024	135,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange für Fußplatte mit Kniewinkelverstellung	500 mm	3187025	135,00 <input type="checkbox"/>

Zubehör für die Toilette





	Toilettentopf für Gr. 1+2	1+2	31870800	87,00 <input type="checkbox"/>
	Toilettentopf für Gr. 3	3	31870801	87,00 <input type="checkbox"/>
	Toilettentopf für Gr. 4	4	31870802	87,00 <input type="checkbox"/>
	Deckel für Toilettentopf, für Gr. 1+2	1+2	31870800-L	85,00 <input type="checkbox"/>
	Deckel für Toilettentopf, für Gr. 3	3	31870801-L	85,00 <input type="checkbox"/>
	Deckel für Toilettentopf, für Gr. 4	4	31870802-L	85,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler










DE Gültig ab: 01.02.2023		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Silikonspritzschutz für Gr. 1+2	1+2	31870805	110,00 <input type="checkbox"/>
	Silikonspritzschutz für Gr. 3	3	31870806	110,00 <input type="checkbox"/>
	Silikonspritzschutz für Gr. 4	4	31870807	110,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil/Spritzschutz, flach	eine Größe	31880508-0861	121,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil/Spritzschutz, hoch	eine Größe	31880508-0561	121,00 <input type="checkbox"/>

Westen und Gurte

Rumpfunterstützung

	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	XS	3189625-040	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	S	3189625-140	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	M	3189625-240	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	L	3189625-340	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	XL	3189625-440	271,00 <input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	XS	3189111-040	271,00 <input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	S	3189111-07540	271,00 <input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	M	3189111-140	271,00 <input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	L	3189111-240	271,00 <input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	XL	3189111-340	271,00 <input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	XXL	3189111-440	271,00 <input type="checkbox"/>


Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.02.2023		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Beckenunterstützung				
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	164,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Nur für die Größen 2-4!</i>			
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	135,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	271,00 <input type="checkbox"/>
Fußunterstützung				
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XS	3185745-XS	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	M	3185745-M	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XL	3185745-XL	202,00 <input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klappschnallen, Paar	eine Größe	3185096	76,00 <input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klett, Paar	eine Größe	3185102	76,00 <input type="checkbox"/>
	Neopren Sandalen, klein, Paar (120 x 60 mm)	eine Größe	3185696-1	132,00 <input type="checkbox"/>
Nachrüstung/Ersatzteile				
	75 mm Lenkrollen	75 mm	3187100-20	301,00 <input type="checkbox"/>
	100 mm Lenkrollen	100 mm	31880100-S	263,00 <input type="checkbox"/>
	125 mm Lenkrollen	125 mm	31880100-125	263,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebegriff	1-4	31880110	147,00 <input type="checkbox"/>
	Gasdruckfeder für Gr. 1	1	3187049	348,00 <input type="checkbox"/>
	Gasdruckfeder für Gr. 2	2	3187050	348,00 <input type="checkbox"/>
	Gasdruckfeder für Gr. 3	3	3187051	348,00 <input type="checkbox"/>
	Gasdruckfeder für Gr. 4	4	3187052	348,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

R82 Swan Curo Messanleitung

Mit dieser einfachen Anleitung finden Sie schnell die passende Swan Curo Größe.




Bei der Größenauswahl sollten Sie zuerst die Nutzermaße ermitteln, jedoch auch die Gegebenheiten des Bades und der Toilettenschüssel berücksichtigen. Gleichen Sie im Anschluss die Maße des R82 Swan Curo mit Ihren ermittelten Maßen ab. Wir werden Sie durch die einzelnen Schritte leiten.

Ermitteln Sie die Nutzermaße

Nr.	Beschreibung	Maße
1	Rückenhöhe	
2	Ellenbogenhöhe	
3	Unterschenkelänge	
4	Sitztiefe	
5	Brustbreite	
6	Sitzbreite	
7	Kopfhöhe	
8	Schulterbreite	
9	Körpergröße	
10	Gewicht	

Ermitteln Sie die Maße des Badezimmers und der Toilettenschüssel.



Ermitteln Sie die Raummaße

Nr.	Beschreibung	Maße
1	Höhe des Toilettensbeckens (Porzellan)	
2	Tiefe des Toilettensbeckens	
3	Breite des Toilettensbeckens	
4	Stellbreite neben dem Toilettens Becken	
5	Türbreite	
6	Duschtrasse Breite x Tiefe	

Keine Haftung für Druckfehler