

## Etac Übersicht Wartungsintervall und Lebenszyklus

Manuelle Rollstühle, Hilfen für Bad und WC, Alltagshilfen, Rampen, Transferhilfen elektrisch, Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen

| Kategorie   | Marke       | Produktbereich                       | Produkte   | Wartungsintervall | Lebenszyklus  |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------|
| <b>Etac</b> | <b>Etac</b> | <b>Manuelle Rollstühle</b>           |  |                   |               |
| Etac        | Etac        | Manuelle Rollstühle                  | Cross, Crissy, Prio  | keine Angaben     | 10 Jahre      |
| <b>Etac</b> | <b>Etac</b> | <b>Hilfen für Bad &amp; Toilette</b> |  |                   |               |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Relax Duschklapsitz  | keine Angaben     | 10 Jahre      |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Flex Haltegriffe   | keine Angaben     | 5 Jahre       |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Edge Duschkocker   | vor Wiedereinsatz | 10 Jahre      |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Smart Duschkocker  | vor Wiedereinsatz | 10 Jahre      |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Easy Duschkocker   | vor Wiedereinsatz | 10 Jahre      |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Swift Duschstuhl   | vor Wiedereinsatz | 10 Jahre      |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Fresh Badewannenbrett                                      | keine Angaben     | 10 Jahre      |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Handy Haltegriffe  | keine Angaben     | keine Angaben |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Stapel Tritt- und Aufstiegshilfe                           | keine Angaben     | 10 Jahre      |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Clean Dusch-Toilettenrollstuhl                             | vor Wiedereinsatz | 7 Jahre       |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Swift Mobil-2  | vor Wiedereinsatz | 7 Jahre       |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | My-Loo fest Toilettensitzerhöhung mit/ohne Armlehnen       | keine Angaben     | 5 Jahre       |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | My-Loo mit Klammern, Toilettensitzerhöhung                 | keine Angaben     | 5 Jahre       |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Cloo Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen, höhenverstellbar | keine Angaben     | 10 Jahre      |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Hi-Loo fest, Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen           | keine Angaben     | 10 Jahre      |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Hi-Loo mit Klammern, Toilettensitzerhöhung                 | keine Angaben     | 10 Jahre      |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Supporter II, Toilettensitz mit Armlehnen                  | keine Angaben     | 10 Jahre      |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Swift Toilettenstuhl                                       | vor Wiedereinsatz | 10 Jahre      |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Swift Toilettenstützgestell                                | vor Wiedereinsatz | 10 Jahre      |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Rex Stützklappgriff  | keine Angaben     | 10 Jahre      |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Optimal Stützklappgriff                                    | keine Angaben     | 10 Jahre      |
| Etac        | Etac        | Hilfen für Bad & Toilette            | Torkel Toilettenpapierzange                                | keine Angaben     | keine Angaben |

## Etac Übersicht Wartungsintervall und Lebenszyklus

Manuelle Rollstühle, Hilfen für Bad und WC, Alltagshilfen, Rampen, Transferhilfen elektrisch, Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen

| Kategorie   | Marke         | Produktbereich                    | Produkte                            | Wartungsintervall   | Lebenszyklus  |
|-------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| <b>Etac</b> | <b>Etac</b>   | <b>Alltagshilfen</b>              |                                     |   |               |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Socky Strumpfanzieher               | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Relieve Messer                      | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Fix Fixierbrett                     | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Cut Schneidehilfe                   | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Light Besteck                       | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Tasty Trinkglas                     | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Tasty Teller                        | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Tasty Trinkbecher                   | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Feed Essbesteck                     | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Feed Schnabelbecher                 | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Feed Löffel                         | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Beauty Set                          | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Aktiv Greifzangen                   | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Biene Greifzange                    | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Grip Greifzange                     | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Butler Knopfschließer               | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Contour Rheumatikerstift            | keine Angaben   | keine Angaben |
| Etac        | Etac          | Alltagshilfen                     | Uni Universalgriff                  | keine Angaben   | keine Angaben |
| <b>Etac</b> | <b>Etac</b>   | <b>Rampen</b>                     |                                     |   |               |
| Etac        | Feal          | Rampen                            | alle Produkte                       | keine Angaben   | 5 Jahre       |
| Etac        | Enable        | Rampen                            | alle Produkte                       | keine Angaben   | 5 Jahre       |
| Etac        | SecuCare      | Rampen                            | Modulares Türschwellsystem, Zubehör | keine Angaben   | 5 Jahre       |
| Etac        | F&F           | Rampen                            | Türschwellenrampen, -Brücken        | keine Angaben   | 5 Jahre       |
| <b>Etac</b> | <b>Star</b>   | <b>Anti-Dekubitus Hilfsmittel</b> |                                     |   |               |
| Etac        | Star          | Anti-Dekubitus Hilfsmittel        | StarLock, Stabil Air, Standard Air  | keine Angaben   | 5 Jahre       |
| <b>Etac</b> | <b>Molift</b> | <b>Transferhilfen elektrisch</b>  |                                     |   |               |
| Etac        | Molift        | Deckenlifter                      | Air-Serie/Nomad                     | jährliche Inspektion (Sicherheitsüberprüfung) und nach Wartungsintervallanzeige | 10 Jahre      |
| Etac        | Molift        | Aufstehlifter                     | Quick Raiser-Serie                  | jährliche Inspektion (Sicherheitsüberprüfung) und nach Wartungsintervallanzeige | 10 Jahre      |
| Etac        | Molift        | Mobile Lifter                     | Smart 150, Mover-Serie, Partner 255 | jährliche Inspektion (Sicherheitsüberprüfung) und nach Wartungsintervallanzeige | 10 Jahre      |

## Etac Übersicht Wartungsintervall und Lebenszyklus

Manuelle Rollstühle, Hilfen für Bad und WC, Alltagshilfen, Rampen, Transferhilfen elektrisch, Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen

| Kategorie   | Marke          | Produktbereich                                  | Produkte  | Wartungsintervall | Lebenszyklus  |
|-------------|----------------|---|---|-------------------|---|
| <b>Etac</b> | <b>Immedia</b> | <b>Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen</b> |   |                   |   |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | Turner Pro  | vor Wiedereinsatz | 5 Jahre oder 15.000 Drehzyklen                              |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | Raiser Pro  | vor Wiedereinsatz | 5 Jahre oder 15.000 Transportzyklen                         |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | Easy Turn Drehscheibe                                   | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | 4WayGlide Gleitmatte                                    | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | TwinSheet4Glide Gleitmatte                              | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | 2Move Transferbrett                                     | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | 3B-Board Rutschbrett                                    | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | Dolphin Rutschbrett für die Toilette                    | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | SatinSheet Sets   | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | MultiGlide Gleitmatte                                   | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | MultiGlide Gloves Gleithandschuhe                       | keine Angaben     | keine Angaben   |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | MultiGlide Single Patient Use                           | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | OneWayGlide Gleit-Stuhlaufgaben                         | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | Rescue Evakuierungs-Gleitsystem                         | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | Non-Slip Anti-Rutsch-Unterlage                          | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | CloverFoot Schemel                                      | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | MiniBoard Minitrage                                     | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | SlingOn Positionierungshilfe                            | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | OneManSling Schlaufenband zur Positionierung            | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | GlideCushion gepolstertes Gleitkissen                   | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | TurningMattress gepolsterte Wendeaufgabe                | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | PediTurn Drehscheibe                                    | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | E-Board Transferbrett                                   | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | Swan Gleitmatte   | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | TransferMattress Gleitauflage für horizontale Transfers | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | Sling Schlaufenband                                     | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | SmartMove Hebegurt                                      | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac        | Immedia        | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen        | BedString Bettleiter mit Handgriffen                    | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |

## Etac Übersicht Wartungsintervall und Lebenszyklus

Manuelle Rollstühle, Hilfen für Bad und WC, Alltagshilfen, Rampen,  
Transferhilfen elektrisch, Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen

| Kategorie | Marke   | Produktbereich                           | Produkte  | Wartungsintervall | Lebenszyklus  |
|-----------|---------|--|---|-------------------|---|
| Etac      | Immedia | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen | In2Sheet Inkontinenz-Unterlage mit Satin zur Positionierung | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac      | Immedia | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen | Butterfly Rutschbrett mit Gleitflügel                       | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac      | Immedia | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen | AutoTurn Drehscheibe fürs Auto                              | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |
| Etac      | Immedia | Manuelle Transfer- und Umlagerungshilfen | Positioning Wedge Lagerungs- und Stützkeil                  | keine Angaben     | 1-2 Jahre, je nach Gebrauchs-/Reinigungs-Art u. -Häufigkeit |