

# Wombat Solo Höhenverstellung

Die Mittelsäule kann in 6 unterschiedlichen Starthöhen (-1,0, +1, +2, +3, +4) eingestellt werden, von der aus jeweils 12 cm Sitzhöhenverstellung möglich sind. Die Angaben zur Sitzhöhe sind gemessen von Boden bis Oberkante Sitzplatte. Wombat-Sitzkissen = + 65mm.



-1	Größe 1-2	Größe 3
Ø75	310-430 mm	375-491 mm
Ø100	332-452 mm	397-513 mm



0	Größe 1-2	Größe 3
Ø75	332-452 mm	397-513 mm
Ø100	354-474 mm	419-535 mm



+1	Größe 1-2	Größe 3
Ø75	354-474 mm	419-535 mm
Ø100	376-496 mm	441-557 mm



+2	Größe 1-2	Größe 3
Ø75	376-496 mm	441-557 mm
Ø100	398-518 mm	463-579 mm



+3	Größe 1-2	Größe 3
Ø75	398-518 mm	463-579 mm
Ø100	420-540 mm	482-601 mm



+4	Größe 1-2	Größe 3
Ø75	420-540 mm	485-601 mm
Ø100	442-562 mm	507-623 mm