

Produkt	Aufgabe							Einzigartigkeit							SWL	Ebenen der Mobilität							
	Umdrehen im Bett	Umlagerung im Liegen	Transfer zwischen zwei horizontalen Flächen	Sitzposition	Transfer zwischen zwei sitzenden Positionen	Ein- und Aussteigen aus dem Auto	Unterstützung beim Aufstehen/Hinsetzen	Unterstützung beim Transfer im Stehen	Einhändige Pflege	Zum Umdrehen von Benutzern mit einem Lifter	Frührehabilitation	Single Patient Use (SPU)	Minimierung der Reibung unter Druckpunkten	Bleibt unter dem Benutzer		Für Benutzer mit Inkontinenz	Anwendung von Schlaufen und Gurten	Anziehhilfe	Sichere Arbeitslast (KG)	A - Unabhängig	B - In einigen Situationen abhängig	C - In vielen Situationen abhängig	D - In den meisten Situationen abhängig
Horizontale Positionierung - Systeme und Lösungen für die horizontale Positionierung, Drehung und Bewegung nach oben im Bett																							
SatinSheet BaseSheet (without drawsheet)	•	•							•		•		•	•				200	•	•			
SatinSheet BaseSheet with 2Direction/4Direction DrawSheet	•	•							•	•	•		•	•				200		•	•	•	•
SatinSheet BaseSheet with In2Sheet 4Direction	•	•							•	•	•		•	•	•			200		•	•	•	•
4WayGlide System	•	•							•	•	•		•	•				200/300		•	•	•	•
TwinSheet4Glide System	•	•							•	•	•		•	•	•			200		•	•	•	•
MultiGlide	•	•		•					•	•	•	•	•		•	•		300	•	•	•	•	•
In2Sheet	•	•							•	•	•		•	•	•			200		•	•	•	•
GlideCushion	•	•			•				•	•	•		•	•				200	•	•	•	•	•
TurningMattress	•	•	•						•	•	•		•	•				200		•	•	•	•
Positionierung Sitzen - Lösungen zur Positionierung beim Sitzen																							
AutoTurn				•		•							•	•				150	•	•	•		
EasyTurn				•		•							•	•				150	•	•	•		
OneWayGlide				•					•				•	•				150		•	•	•	•
Transfer Sitzen - Lösungen für sitzende Transfers zwischen Bett, Rollstuhl, Stuhl, Toilette usw.																							
PediTurn hard and soft					•								•					150		•	•	•	•
E-Boards and 3B-Board, Butterfly, Dolphin					•		•						•					150/250	•	•	•	•	•
E-board Oval			•	•									•			•		150		•	•	•	•
Swan	•	•		•	•	•							•					150			•	•	•
Horizontaler Transfer - Lösungen für den horizontalen Transfer zwischen Betten, Bett zu Duschwagen usw.																							
2Move			•								•		•					150-300			•	•	•
TransferMattress	•	•	•										•					200			•	•	•
Unterstützung - Lösungen für Unterstützung, Mobilisierung und Transfer																							
SupportBelt					•		•						•					150			•	•	•
Sling /SmartMove		•		•	•	•							•					150			•	•	•
BedString		•											•					150			•	•	•
Speziallösungen - Lösungen für Unterstützung, Mobilisierung und Transfer																							
SlingOn													•			•		300				•	•
MiniBoard			•										•					300			•	•	•
OneManSling		•											•					150		•	•	•	•
LeanOnMe/Wedge		•		•									•	•				200	•	•	•	•	•
MultiGlide Glove	•	•		•									•			•		200		•	•	•	•
Vom Sitzen zum Stehen																							
Etac Turner Pro				•	•		•						•					200			•	•	•
Molift Raiser Pro				•	•		•	•					•					170			•	•	•

Vor der Verwendung eines Etac Produkts sollte eine individuelle Risikobewertung durchgeführt werden