

DE | Gültig ab: 01.08.2022

Bestell-/Preisliste R82 Caribou

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen



Kommission:



R82 Caribou

Grundmodell enthält:

- Fußplatten geteilt, separat winkel- und höhenverstellbar
- Neigungsfunktion mit Fußpedalauslösung, beide Seiten
- Feststellbremse an allen Rollen, 100 mm
- Grundpolster mit Brustpolster (Option) in verschiedenen Größen kombinierbar



HMV-Nummer: **keine HMV-Nr.**

MIP-Interimsnummer: **28.29.02.1999**

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Rahmenbreite (G)	510 mm	570 mm	650 mm	750 mm
Länge (H)	750 mm	920 mm	1110 mm	1110 mm
Höhe, vertikal (I)	460-570 mm	530-640 mm	680-790 mm	880-990 mm
Höhe, horizontal	700 mm	700 mm	800 mm	800 mm
Neigungswinkel	0-87°	0-87°	0-87°	0-87°
Gewicht, manuelle Version	20,5 kg	24 kg	30,5 kg	35 kg
Gewicht, elektrische Version	22,5 kg	25,5kg	32,5 kg	37 kg
Max. Belastbarkeit/Gewicht des Nutzers	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg
Körpergröße, Nutzer (ca.)	850-1120 mm	980-1290 mm	1250-1560 mm	1530-1840 mm
Grundpolster Breite, oben-unten (J+J1)	250-320 mm	300-380 mm	350-460 mm	400-550 mm
Höhe, Boden Gestell unten (I2)	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Grundpolster Höhe (K)	430 mm	500 mm	650 mm	850 mm
Fußplatte Neigung	-10-10°	-10-10°	-10-10°	-10-10°


Version: 20220801

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland
Geschäftsführer: Marcus Jändrosch

Tel.: +49(0)2366 5006-0
Fax: +49(0)2366 5006-282
R82@etac.de
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 01.08.2022		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Caribou Grundmodell, Gelb	1	31860101	1.573,00 <input type="checkbox"/>
	Caribou Grundmodell, Rot	2	31860102	1.749,00 <input type="checkbox"/>
	Caribou Grundmodell, Blau	3	31860113	2.365,00 <input type="checkbox"/>
	Caribou Grundmodell, Anthrazit	4	31860114	2.585,00 <input type="checkbox"/>
	Caribou Grundmodell mit elektrischer Neigungsfunktion	3	31860103-EL	3.685,00 <input type="checkbox"/>
	Caribou Grundmodell mit elektrischer Neigungsfunktion	4	31860104-EL	4.015,00 <input type="checkbox"/>

Zubehör

Brustpolster wird benötigt, bitte Größe auswählen:




Brustpolster klein (B1: 150 mm B2: 180 mm H: 200 mm)	klein	31861101-1	479,00 <input type="checkbox"/>
Brustpolster mittel (B1: 190 mm B2: 230 mm H: 250 mm)	mittel	31861101-2	479,00 <input type="checkbox"/>
Brustpolster groß (B1: 220 mm B2: 270 mm H: 350 mm)	groß	31861101-3	504,00 <input type="checkbox"/>
Brustpolster XL (B1: 250 mm B2: 310 mm H: 400 mm)	XL	31861101-4	504,00 <input type="checkbox"/>

Kreuzgurt und/oder Brustgurt wird benötigt, bitte Größe auswählen:



Kreuzgurt	1	31862102-1	228,00 <input type="checkbox"/>
Kreuzgurt	2	31862102-2	228,00 <input type="checkbox"/>
Kreuzgurt	3	31862102-3	228,00 <input type="checkbox"/>
Kreuzgurt	4	31862102-4	228,00 <input type="checkbox"/>



Brustgurt	1+2	31862101-2	135,00 <input type="checkbox"/>
Brustgurt	3	31862101-3	135,00 <input type="checkbox"/>
Brustgurt	4	31862101-4	135,00 <input type="checkbox"/>



Armauflage klein, höhen-/winkelverstellbar (B: 125 mm H: 430 mm)		31861109-10	436,00 <input type="checkbox"/>
Armauflage groß, höhen-/winkelverstellbar (B: 165 mm H: 520 mm)		31861109-20	461,00 <input type="checkbox"/>



Schulterauflage klein, Set (B: 75 mm H: 190 mm) – Paar	1	31861126-1	268,00 <input type="checkbox"/>
Schulterauflage mittel, Set (B: 85 mm H: 240 mm) – Paar	2	31861126-2	268,00 <input type="checkbox"/>
Schulterauflage groß, Set (B: 100 mm H: 315 mm) – Paar	3	31861126-3	268,00 <input type="checkbox"/>
Schulterauflage XL, Set (B: 110 mm H: 390 mm) – Paar	4	31861126-4	268,00 <input type="checkbox"/>

nur in Verbindung mit Brustpolster in der selben Größe!



Keil zur Anformung des Grundpolsters, Set	klein	31861107-1	26,00 <input type="checkbox"/>
Keil zur Anformung des Grundpolsters, Set	mittel	31861107-2	26,00 <input type="checkbox"/>
Keil zur Anformung des Grundpolsters, Set	groß	31861107-3	26,00 <input type="checkbox"/>















Kopfpolster, klein	1+2	31861116-1	479,00 <input type="checkbox"/>
Kopfpolster, groß	3+4	31861116-2	504,00 <input type="checkbox"/>
Kopfstütze aus R82 Programm (siehe gesondertes Bestellformular)			<input type="checkbox"/>

Weitere Varianten finden Sie auf unseren Preislisten "Kopfstützen" und "Kopfstützen multi-einstellbar" im Bereich Zubehör!


Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.08.2022		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Verlängerungspolster klein (B: 250 mm H: 80 mm)	alle Größen	31861106-1	305,00 <input type="checkbox"/>
	Verlängerungspolster mittel (B: 300 mm H: 100 mm)	alle Größen	31861106-2	305,00 <input type="checkbox"/>
	Verlängerungspolster groß (B: 350 mm H: 100 mm)	alle Größen	31861106-3	305,00 <input type="checkbox"/>
	Verlängerungspolster XL (B: 400 mm H: 100 mm)	alle Größen	31861106-4	305,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, Kunststoff, mit Becken und Abdeckung	1+2	31862130-2	734,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, Kunststoff, mit Becken und Abdeckung	3+4	31862130-3	734,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, aber für tiefere Position	1	31862131-1	734,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, aber für tiefere Position (nicht für Größe 4)	2+3	31862131-2	734,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Tisch ist für Bauch- und Rückenlage geeignet!</i>			
	Armauflage für Tisch, Kunststoff	1 - 3	31861131	145,00 <input type="checkbox"/>
	Tischpolster inkl. Dartexbezug, Bauchlage, eckiger Ausschnitt, 40 cm breit		31862135-0	286,00 <input type="checkbox"/>
	Tischpolster inkl. Dartexbezug, Rückenlage, kleiner runder Ausschnitt, 25 cm breit		31862135-1	286,00 <input type="checkbox"/>
	Tischpolster inkl. Dartexbezug, Rückenlage, großer runder Ausschnitt, 35 cm breit		31862135-2	286,00 <input type="checkbox"/>
	Spielzeughalter für Tisch, Kunststoff	1 - 3	318910740	192,00 <input type="checkbox"/>
	Haltebügel für Tisch	1 - 3	318910750	361,00 <input type="checkbox"/>
	Haltegriff/Schiebegriff für Begleitperson		31861108-U	125,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten klein (T: 110 x H: 120 mm)	alle Größen	31861102-10	245,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten groß (T: 160 x H: 150 mm)	alle Größen	31861102-20	245,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Achtung: Verstellbereich limitiert, auf korrekte Größenauswahl des Brustpolsters achten!</i>			
	Adapterplatte für Seitenpelotten		31861102-PL	141,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Ermöglicht die Kombination von Seitenpelotten mit 861102-10 und 861102-20</i>			
	Beckenpelotten klein (H: 145 mm T: 95 mm)	alle Größen	31861102-1	342,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten mittel (H: 180 mm T: 130 mm)	alle Größen	31861102-2	342,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten groß, wie M, mit langer Haltestange	alle Größen	31861102-3	342,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Seiten- und Beckenpelotten	klein	31862103-1	51,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Seiten- und Beckenpelotten	mittel	31862103-2	51,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Seiten- und Beckenpelotten	groß	31862103-3	51,00 <input type="checkbox"/>
	Rücken-/Gesäßpelotte	1+2	31861115-2	378,00 <input type="checkbox"/>
	Rücken-/Gesäßpelotte	3+4	31861115-3	378,00 <input type="checkbox"/>
	<i>nicht in Verbindung mit Abduktionskeil!</i>			
	Abduktionskeil klein (B1: 50 mm B2: 70 mm H: 150 mm T: 170 mm)	alle Größen	31861103-1	215,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil groß (B1: 150 mm B2: 70 mm H: 150 mm T: 90 mm)	alle Größen	31861103-2	215,00 <input type="checkbox"/>
	<i>nicht in Verbindung mit Rücken-/Gesäßpelotten!</i>			

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.08.2022		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Gurt für Abduktionskeil, klein	alle Größen	31862104-1	189,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Abduktionskeil, groß	alle Größen	31862104-2	189,00 <input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, einzeln/starr, klein	1+2	31861144-2	606,00 <input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, einzeln/starr, groß	3+4	31861144-3	606,00 <input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, einzeln abschwinkbar, klein	1+2	31861154-2	756,00 <input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, einzeln abschwinkbar, groß	3+4	31861154-3	756,00 <input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, aufklappbar/starr, klein	1+2	31861144-20	630,00 <input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, aufklappbar/starr, groß	3+4	31861144-30	630,00 <input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, aufklappbar/abschwinkbar, klein	1+2	31861154-20	807,00 <input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, aufklappbar/abschwinkbar, groß	3+4	31861154-30	807,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, tiefenverstellbar, Set	1+2	3186147	188,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, tiefenverstellbar, Set	3+4	3186148	188,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	klein	31869490-RT	261,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	mittel	31869491-RT	261,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	groß	31869492-RT	261,00 <input type="checkbox"/>
	Fersenstütze, klein, Set	1+2	31861251	87,00 <input type="checkbox"/>
	Fersenstütze, groß, Set	3+4	31861252	87,00 <input type="checkbox"/>
	Klappschnallen mit Montage-Gleitstücken, Set (6 Stück) <i>zur Befestigung von diversen Gurten an Caribou Montagestangen!</i>	alle Größen	31862109-35	34,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	246,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	246,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	246,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	246,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	246,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, Schwarz	0	3189111-060	246,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, Schwarz	1	3189111-160	246,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, Schwarz	2	3189111-260	246,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, Schwarz	3	3189111-360	246,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, Schwarz	4	3189111-460	246,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185428-1	246,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185428-2	246,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	246,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	246,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.08.2022		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185430-0	246,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185430-1	246,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185430-2	246,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler