

DE | Gültig ab: 01.08.2022

Bestell-/Preisliste R82 Westen und Gurte

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen


Kommission:



## R82 Westen und Gurte

### Unsere Westen und Gurte:

- Umfangreiche Modell- und Größenauswahl
- Leicht zu montieren und einzustellen
- Getestet nach aktuellen MDR-Vorgaben
- Universell zugelassen für alle Medizinprodukte
- Reinigung und Desinfektion – waschbar bis 60 Grad
- Kombination aus Neopren und Komfortgewebe, was sie robust und dynamisch macht



Wenn die Verwendung von Westen und Gurten für einen Nutzer mit Bewegungseinschränkungen in Erwägung gezogen wird, ist es wichtig, die richtige Größe zu wählen, um die richtige Positionierung und Passform zu gewährleisten. Verwenden Sie zum Ausmessen der Größe stets **ein weiches Maßband**, um den Körperkonturen des Nutzers zu folgen!

- Für die Größenermittlung der R82 Rumpfunterstützung sollte die Messung vom breitesten Teil des Schulterknochens (S) bis zur gegenüberliegenden Seite des Beckenknochens (P) vorgenommen werden.
- Für die Größenbestimmung der R82 Beckenunterstützung sollte die Messung von Hüftknochen (H) zu Hüftknochen (H) vorgenommen werden.
- Bei den Sprunggelenksgurten wird die Messung am Umfang (C) des Fußgelenks direkt oberhalb des Knöchels vorgenommen.

|                     | XS           | S            | M            | L            | XL           | XXL          |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Brust-Schulter-Gurt | 200 - 270 mm | 270 - 320 mm | 320 - 405 mm | 405 - 470 mm | 470 - 520 mm | 520 - 600 mm |
| Kreuzweste          | 200 - 315 mm | 260 - 345 mm | 345 - 450 mm | 450 - 530 mm | 530 - 620 mm | -            |
| 4-Punkt-Beckengurt  | 170 - 320 mm | 210 - 350 mm | 250 - 410 mm | 320 - 440 mm | 410 - 520 mm | -            |
| T-Sitzhose          | 160 - 200 mm | 200 - 240 mm | 240 - 280 mm | -            | -            | -            |
| Sprunggelenksgurte  | 160 - 230 mm | -            | 230 - 310 mm | -            | 290 - 380 mm | -            |

Version: 20220801

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH  
 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland  
 Geschäftsführer: Marcus Jändrosch

Tel.: +49(0)2366 5006-0  
 Fax: +49(0)2366 5006-282  
 R82@etac.de  
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finland  
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH  
 IBAN: FI12 1820 3000 058826

| DE Gültig ab: 01.08.2022 |              |       | 31xxx = Länderkennung |     |
|--------------------------|--------------|-------|-----------------------|-----|
| Produkt                  | Beschreibung | Größe | Art.-Nr.              | EUR |



| Rumpfunterstützung |   |            |     |             |                                 |
|--------------------|---|------------|-----|-------------|---------------------------------|
|                    | Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz |            | XS  | 3185705-XS  | 246,00 <input type="checkbox"/> |
|                    | Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz |            | S   | 3185705-S   | 246,00 <input type="checkbox"/> |
|                    | Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz | <b>NEU</b> | M   | 3185705-M   | 246,00 <input type="checkbox"/> |
|                    | Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz |            | L   | 3185705-L   | 246,00 <input type="checkbox"/> |
|                    | Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz |            | XL  | 3185705-XL  | 246,00 <input type="checkbox"/> |
|                    | Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz |            | XXL | 3185705-XXL | 246,00 <input type="checkbox"/> |



|  |  |            |    |            |                                 |
|--|--|------------|----|------------|---------------------------------|
|  | Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz |            | XS | 3185720-XS | 246,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz |            | S  | 3185720-S  | 246,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz | <b>NEU</b> | M  | 3185720-M  | 246,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz |            | L  | 3185720-L  | 246,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz |            | XL | 3185720-XL | 246,00 <input type="checkbox"/> |

Universell zugelassen für alle Medizinprodukte aus den Bereichen: Sitzhilfen, Stehhilfen, Bad und Toilette!

### Beckenunterstützung



|  |  |            |    |            |                                 |
|--|--|------------|----|------------|---------------------------------|
|  | 4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz |            | XS | 3185725-XS | 149,00 <input type="checkbox"/> |
|  | 4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz |            | S  | 3185725-S  | 149,00 <input type="checkbox"/> |
|  | 4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz | <b>NEU</b> | M  | 3185725-M  | 149,00 <input type="checkbox"/> |
|  | 4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz |            | L  | 3185725-L  | 149,00 <input type="checkbox"/> |
|  | 4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz |            | XL | 3185725-XL | 149,00 <input type="checkbox"/> |



|  |  |            |    |            |                                 |
|--|--|------------|----|------------|---------------------------------|
|  | T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz |            | XS | 3185735-XS | 246,00 <input type="checkbox"/> |
|  | T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz | <b>NEU</b> | S  | 3185735-S  | 246,00 <input type="checkbox"/> |
|  | T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz |            | M  | 3185735-M  | 246,00 <input type="checkbox"/> |

Universell zugelassen für alle Medizinprodukte aus den Bereichen: Sitzhilfen, Stehhilfen, Bad und Toilette!









### Fußunterstützung



|  |  |            |    |            |                                 |
|--|--|------------|----|------------|---------------------------------|
|  | Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar |            | XS | 3185745-XS | 183,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar | <b>NEU</b> | M  | 3185745-M  | 183,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar |            | XL | 3185745-XL | 183,00 <input type="checkbox"/> |

Universell zugelassen für alle Medizinprodukte aus den Bereichen: Sitzhilfen, Stehhilfen, Bad und Toilette!




Keine Haftung für Druckfehler


| DE Gültig ab: 01.08.2022  |   | 31xxx = Länderkennung |          |            |          |               |        |                          |
|---|---|-----------------------|----------|------------|----------|---------------|--------|--------------------------|
| Produkt   | Beschreibung                                      | Größe                 | Art.-Nr. | EUR        |          |               |        |                          |
| <b>A: Rumpf-, Brust- und Schultergurte</b>  |   |                       |          |            |          |               |        |                          |
| <b>Rumpfweste</b>   | <b>Maße</b>                                       | <b>A</b>              | <b>B</b> | <b>C</b>   | <b>D</b> | <b>E</b>      |        |                          |
|    | Größe XS  | 35 mm                 | 65 mm    | 140 mm     | 90 mm    | 280 mm        |        |                          |
|   | Größe S   | 40 mm                 | 65 mm    | 145 mm     | 110 mm   | 310 mm        |        |                          |
|   | Größe M   | 60 mm                 | 65 mm    | 180 mm     | 130 mm   | 340 mm        |        |                          |
|   | Größe L   | 65 mm                 | 90 mm    | 240 mm     | 140 mm   | 400 mm        |        |                          |
|   | Größe XL  | 70 mm                 | 120 mm   | 280 mm     | 150 mm   | 460 mm        |        |                          |
|   | Größe XXL   | 70 mm                 | 170 mm   | 350 mm     | 190 mm   | 490 mm        |        |                          |
|    | Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß |                       |          |            | XS       | 3189111-040   | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
|   | Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß |                       |          |            | S        | 3189111-07540 | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
|   | Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß |                       |          |            | M        | 3189111-140   | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
|   | Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß |                       |          |            | L        | 3189111-240   | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
|   | Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß |                       |          |            | XL       | 3189111-340   | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
|   | Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß |                       |          |            | XXL      | 3189111-440   | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kreuzweste</b>   | <b>Maße</b>                                       | <b>A</b>              | <b>B</b> | <b>C</b>   |          |               |        |                          |
|   | Größe XS  | 110 mm                | 15 mm    | 280 mm     |          |               |        |                          |
|   | Größe S   | 130 mm                | 15 mm    | 310 mm     |          |               |        |                          |
|   | Größe M   | 140 mm                | 15 mm    | 330 mm     |          |               |        |                          |
|   | Größe L   | 160 mm                | 120 mm   | 390 mm     |          |               |        |                          |
|   | Größe XL  | 190 mm                | 170 mm   | 470 mm     |          |               |        |                          |
|  | Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß |                       |          |            | XS       | 3189625-040   | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
|   | Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß |                       |          |            | S        | 3189625-140   | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
|   | Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß |                       |          |            | M        | 3189625-240   | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
|   | Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß |                       |          |            | L        | 3189625-340   | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
|   | Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß |                       |          |            | XL       | 3189625-440   | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
| <b>H-Gurt, gepolstert</b>   | <b>Maße</b>                                       | <b>A</b>              | <b>B</b> | <b>C</b>   |          |               |        |                          |
|  | Größe S   | 290 mm                | 190 mm   | 240–310 mm |          |               |        |                          |
|   | Größe M   | 360 mm                | 360 mm   | 260–330 mm |          |               |        |                          |
|   | Größe L   | 420 mm                | 320 mm   | 260–330 mm |          |               |        |                          |
|   | Größe XL  | 520 mm                | 410 mm   | 290–370 mm |          |               |        |                          |
|  | H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz                 |                       |          |            | S        | 3185428-1     | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
|   | H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz                 |                       |          |            | M        | 3185428-2     | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
|   | H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz                 |                       |          |            | L        | 3185428-3     | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
|   | H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz                 |                       |          |            | XL       | 3185428-4     | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sternum-Gurt</b>   | <b>Maße</b>                                       | <b>A</b>              | <b>B</b> | <b>C</b>   |          |               |        |                          |
|  | Größe S   | 240 mm                | 170 mm   | 70 mm      |          |               |        |                          |
|   | Größe M   | 360 mm                | 55 mm    | 60 mm      |          |               |        |                          |
|   | Größe L   | 460 mm                | 60 mm    | 65 mm      |          |               |        |                          |
|  | Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz          |                       |          |            | S        | 3185430-0     | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
|   | Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz          |                       |          |            | M        | 3185430-1     | 246,00 | <input type="checkbox"/> |
|   | Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz          |                       |          |            | L        | 3185430-2     | 246,00 | <input type="checkbox"/> |



Keine Haftung für Druckfehler

| DE Gültig ab: 01.08.2022            |              | 31xxx = Länderkennung |          |     |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|----------|-----|
| Produkt                             | Beschreibung | Größe                 | Art.-Nr. | EUR |
| <b>B: Beckengurte und Sitzhosen</b> |              |                       |          |     |

| 2-Punkt-Beckengurt   | Maße                                 | L          |   |           |                                 |
|--|--------------------------------------|------------|---|-----------|---------------------------------|
| <b>Neopren</b><br><br> | Größe S                              | 270-370 mm |   |           |                                 |
|  | Größe M                              | 310-420 mm |   |           |                                 |
|  | Größe L                              | 450-550 mm |   |           |                                 |
|  | 2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz |            | S | 3185423-1 | 122,00 <input type="checkbox"/> |
|  | 2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz |            | M | 3185423-2 | 122,00 <input type="checkbox"/> |
|  | 2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz |            | L | 3185423-3 | 122,00 <input type="checkbox"/> |

| 4-Punkt Beckengurt mit Metallschloss   | Maße  | A          | B      | C      | L          |             |        |                          |
|--|---|------------|--------|--------|------------|-------------|--------|--------------------------|
| <br><br> | Größe XS  | 230-260 mm | 550 mm | -      | 230-260 mm |             |        |                          |
|  | Größe S   | 260-290 mm | 550 mm | -      | 260-290 mm |             |        |                          |
|  | Größe M   | 310-350 mm | 550 mm | 500 mm | 310-350 mm |             |        |                          |
|  | Größe L   | 460-400 mm | 550 mm | 500 mm | 460-400 mm |             |        |                          |
|  | Größe XL  | 460-520 mm | 550 mm | 500 mm | 460-520 mm |             |        |                          |
|  | 4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz |            |        |        | M          | 3185427-240 | 165,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | 4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz |            |        |        | L          | 3185427-340 | 165,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | 4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz |            |        |        | XL         | 3185427-440 | 165,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | <i>Mit 40mm/25mm Gurtband!</i>                                  |            |        |        |            |             |        |                          |

| Sitzhose, Abduktionsgurt   | Maße   | A      | B      |    |           |        |                          |
|--|--|--------|--------|----|-----------|--------|--------------------------|
| <br> | Größe XS   | 220 mm | 420 mm |    |           |        |                          |
|  | Größe S  | 270 mm | 430 mm |    |           |        |                          |
|  | Größe M  | 340 mm | 520 mm |    |           |        |                          |
|  | Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz |        |        | XS | 3189108-1 | 281,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz |        |        | S  | 3189108-2 | 281,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz |        |        | M  | 3189108-3 | 281,00 | <input type="checkbox"/> |

| Kombi-Sitzhose mit Beckengurt, T-Form  | Maße  | A      | B      | C      | D     |   |             |                                 |
|--|---|--------|--------|--------|-------|---|-------------|---------------------------------|
| <br> | Größe S   | 170 mm | 270 mm | 250 mm | 50 mm |   |             |                                 |
|  | Größe M   | 200 mm | 340 mm | 300 mm | 50 mm |   |             |                                 |
|  | Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz |        |        |        |       | S | 3189114-127 | 281,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz |        |        |        |       | M | 3189114-227 | 281,00 <input type="checkbox"/> |





Keine Haftung für Druckfehler

| DE Gültig ab: 01.08.2022     |              | 31xxx = Länderkennung |          |     |
|------------------------------|--------------|-----------------------|----------|-----|
| Produkt                      | Beschreibung | Größe                 | Art.-Nr. | EUR |
| <b>C: Hand- und Fußgurte</b> |              |                       |          |     |

| Handgelenkgurte   | Maße                  | A                              |                                 |    |           |                                |
|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|-----------|--------------------------------|
|  | Größe S               | 120 mm                         | Umfang innen                    |    |           |                                |
|   | Größe M               | 170 mm                         | Umfang innen                    |    |           |                                |
|   | Größe L               | 210 mm                         | Umfang innen                    |    |           |                                |
|   | Größe XL              | 250 mm                         | Umfang innen                    |    |           |                                |
|  | Handgelenkgurt, Stück |                                |                                 | S  | 3185425-1 | 72,00 <input type="checkbox"/> |
|   | Handgelenkgurt, Stück |                                |                                 | M  | 3185425-2 | 72,00 <input type="checkbox"/> |
|   | Handgelenkgurt, Stück |                                |                                 | L  | 3185425-3 | 72,00 <input type="checkbox"/> |
|   | Handgelenkgurt, Stück |                                |                                 | XL | 3185425-4 | 72,00 <input type="checkbox"/> |
| Wählen Sie die Seite:   |                       | <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts |    |           |                                |

| Fußgurte  | Maße  | A              | B           |            |           |                                 |
|---|---|----------------|-------------|------------|-----------|---------------------------------|
|    | eine Größe                                  | 590 mm         | 540 mm      |            |           |                                 |
|   |   | (mit Schnalle) | (mit Klett) |            |           |                                 |
|   | Fußgurte mit Klappschnallen, Paar           |                |             | eine Größe | 3185096   | 69,00 <input type="checkbox"/>  |
|   | Fußgurte mit Klett, Paar                    |                |             | eine Größe | 3185102   | 69,00 <input type="checkbox"/>  |
|  | Neopren Sandalen, klein, Paar (120 x 60 mm) |                |             | eine Größe | 3185696-1 | 120,00 <input type="checkbox"/> |

### Für die Nutzung an unseren Convoid-Produkten

|   |   |  |  |            |            |                                 |
|---|---|--|--|------------|------------|---------------------------------|
|  | 3-Punkt-Gurt                                |  |  | eine Größe | 31C904017  | 90,00 <input type="checkbox"/>  |
|  | H-Gurt<br><i>3-Punkt-Gurt erforderlich!</i> |  |  | eine Größe | 31C903988  | 191,00 <input type="checkbox"/> |
|  | Torso Stützweste                            |  |  | XS         | 31C903330  | 452,00 <input type="checkbox"/> |
|   | Torso Stützweste                            |  |  | S          | 31C902861  | 452,00 <input type="checkbox"/> |
|   | Torso Stützweste                            |  |  | M          | 31C900680  | 452,00 <input type="checkbox"/> |
|   | Torso Stützweste                            |  |  | L          | 31C900339  | 452,00 <input type="checkbox"/> |
|   | Torso Stützweste                            |  |  | XL         | 31C902616  | 452,00 <input type="checkbox"/> |
|   | <i>3-Punkt-Gurt erforderlich!</i>           |  |  |            |            |                                 |
|  | Sprunggelenkgurte, Schwarz, Paar            |  |  | XS         | 3185745-XS | 183,00 <input type="checkbox"/> |
|   | Sprunggelenkgurte, Schwarz, Paar            |  |  | M          | 3185745-M  | 183,00 <input type="checkbox"/> |
|   | Sprunggelenkgurte, Schwarz, Paar            |  |  | XL         | 3185745-XL | 183,00 <input type="checkbox"/> |

Keine Haftung für Druckfehler