

Dati anagrafici e misure antropometriche utente

Cliente:

Indirizzo:

Città:


Telefono:

Lunghezza femore (4):

Larghezza bacino (6):

Altezza spalle (1):

Larghezza torace (5):



Versione Supina





Versione Prona

Caratteristiche

Disponibile in 2 misure,
Utilizzabile in versione supina o versione prona
Si adatta alle singole esigenze attraverso i numero accessori
Segue la crescita
Movimentazione del basculamento elettrica o tramite pistone a gas

Configurazione base

Telaio con 4 ruote piroettanti con freno da 100mm
Montante centrale a colonna
Basculamento 90° con blocco di sicurezza
Abduzione di 30°, graduale ed indipendente per ogni emilato



Dimensioni

Telaio Addax

	Misura 1	Misura 2
Larghezza totale	54 - 103 cm	62 - 114 cm
Lunghezza totale	106 - 149 cm	120 - 162 cm
Altezza totale orizzontale	110 - 148 cm	123 - 161 cm
Altezza totale verticale	76 cm	84 cm
Altezza pedana - tavolino (supino)	17 - 72 cm	17 - 98 cm
Altezza pedana - tavolino (prono)	29 - 80 cm	29 - 107 cm
Altezza pedana - ascella	37 - 80 cm	37 - 106 cm
Altezza utente	70 - 105 cm	93 - 128 cm
Portata massima	30 kg	45kg
Basculamento	0 - 90 °	0 - 90 °



Angolo di abduzione per singolo arto

0 - 30 °

0 - 30 °

Peso totale

21 kg

23 kg

Crea il tuo Addax

Adattalo alle tue esigenze

Scegli la configurazione del tuo Addax a seconda delle tue esigenze.
Per renderti il tutto il più semplice possibile, ti guideremo attraverso le opzioni
passo dopo passo.

1

Scegli il telaio

☐ Telaio mis 1

Misura

1

Codice

912001000

Prezzo

1.560

☐ Telaio mis 2

2

912002000

1.625

☐ Supporti ginocchia 3D, grigio

Circonf. 180 - 250 mm

Mis Unica

912170-60

533,00

2

Scegli l'unità di postura per arto inferiore

☐ Unità posturale arto inferiore 3D, nero *

2

912182

462,00

☐ Unità posturale arto inferiore 3D, nero *

3

912183

475,00

*ricordati di ordinare cinturini fermapiEDE

☐ Unità posturale arto inferiore, nero

Small

912181

450,00

☐ Sandali fermapiEDI regolabili, nero *

Small

869490

100,00

☐ Sandali fermapiEDI regolabili, nero *

Medium

869491

105,00

*ricordati di ordinare cinturini fermapiEDE

☐ Cinturini fermapiEDE con velcro, nero

Medium

869497

30,00

☐ Cinturini fermapiEDE con velcro, nero

Large

869498

30,00

3

Scegli l'unità di postura bacino

☐ Supporto bacino, grigio

Large

912140-60

126,00

☐ Supporti laterali con sistema di derotazione, grigio *

Small

912111-60

225,00

☐ Supporti laterali con sistema di derotazione, grigio *

Medium

912112-60

230,00

* Necessario per allineare e contenere il bacino,
da abbinare al supporto bacino.☐ Supporto Extra per supp. bacino, grigio *

Large

912141-60

106,00

* Necessario per ampliare la superficie d'appoggio,
da abbinare al supporto bacino, puoi montarlo sia sopra che sotto !



4

Scegli l'unità di postura tronco


☐ Supporto toracale, grigio

Large

912142-60

175,00


☐ Supporti laterali , grigio *

Small

912101-60

130,00

* Necessario per allineare e contenere il tronco,
da abbinare al supporto toracale.


☐ Supporti laterali swing away, grigio *

Small

912121-60

215,00

☐ Supporti laterali swing away, grigio *

Medium

912122-60

220,00

* Necessario per allineare e contenere il tronco,
da abbinare al supporto toracale.


☐ Supporto Extra per supp.toracale, grigio *

Large

912143-60

120,00

* Necessario per ampliare la superficie d'appoggio,
da abbinare al supporto toracale, puoi montarlo sopra !


☐ Supporti sacrale , grigio *

Small

912160-60

300,00

* Solo per uso prono !!!

5

Scegli tavolino e accessori


☐ Tavolino per uso supino

Small

912151

510,00


☐ Tavolino per uso prono

Small

912150

370,00


☐ Supporto toracico per tavolino, SOLO per uso prono

Small

912155-60

125,00

* Necessario per allineare e contenere il tronco,
da abbinare al tavolino per uso prono !


☐ Vaschetta per tavolino

Mis Unica

912154

20,00


☐ Appoggia braccia per tavolino

Mis Unica

912153

90,00


☐ Barra gioco per tavolino

Mis Unica

8910740

155,00


☐ Barra di presa per tavolino

Mis Unica

8910750

290,00


☐ Contenimento per arto superiore , grigio

Small

912131-60

160,00

* Necessario per ampliare la superficie d'appoggio,
da abbinare a supporto Extra per supp. toracale

☐ Contenimento per arto superiore , grigio

Medium

912132-60

200,00

* Necessario per ampliare la superficie d'appoggio,
da abbinare a supporto Extra per supp. toracale


☐ Maniglione di spinta, nero

Mis Unica

912165

100,00

* Necessario per rendere più facile la variazione d'inclinazione ,
da abbinare all'unità postura capo, per uso supino !



6

Scegli l'unità di postura per il capo



- ☐ Poggiatesta anatomico, asta lunga con 3 nodi
- ☐ Poggiatesta anatomico, asta lunga con 3 nodi
- ☐ Poggiatesta anatomico, asta lunga con 3 nodi

Small	9923043-80	276,00
Medium	9945043-80	276,00
Large	9967043-80	276,00



- ☐ Poggiatesta Curved, asta lunga *
- ☐ Poggiatesta Curved, asta lunga*

Small	9921021-80	208,00
Large	9922021-80	208,00

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine

7

Scegli la pettorina



- ☐ Pettorina a farfalla
- ☐ Pettorina a farfalla
- ☐ Pettorina a farfalla

Small	85705-S	152,00
Medium	85705-M	152,00
Large	85705-L	152,00

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine