

N°reg. Ministero: 2679019

Aggiornato al 10/09/2024

Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			






Dati Tecnici



Larghezza massima telaio	64 cm
Lunghezza massima telaio	98 cm
Larghezza seduta	50 cm
Larghezza tra i braccioli	42-48-54 cm
Altezza seduta	50-93 cm
Altezza schienale	54 cm
Distanza poplite-tallone	34-46,5 cm
Peso	40 Kg
Portata massima	160 Kg

Descrizione prodotto

Alto è un sistema di seduta per le funzioni igieniche regolabile in altezza e basculazione elettronicamente. La seduta, disponibile in un'unica misura, può essere basculata da -5° a +30° in modo da facilitare le manovre di nursing. La regolazione d'altezza va da 50 cm a 93 cm. È dotata di poggiatesta, di schienale tensionabile traspirante, di braccioli ribaltabili, regolabili in altezza e larghezza, di pedane divise estraibili e regolabili in altezza, di 4 ruote piroettanti con freno indipendente. La seduta ha un'apertura centrale e posteriore. Alto può essere completata con una vasta gamma di accessori: cintura, imbottiture schienale, sedile e braccioli, padella con coperchio.

Alto	Codice	Prezzo Pubblico i.e.
Alto, sedia doccia/WC regolabile elettronicamente in altezza e basculamento con schienale tensionabile e attacchi padella inclusi	80229600	4.290 <input type="checkbox"/>
Alto, sedia doccia/WC regolabile elettronicamente in altezza e basculamento con schienale planare e attacchi padella inclusi	80229605	4.290 <input type="checkbox"/>
Alto, sedia doccia/WC regolabile elettronicamente in altezza e basculamento con schienale "verticale" planare, poggiatesta con staffa di supporto "verticale" e attacchi padella inclusi	80229608	4.350 <input type="checkbox"/>

Accessori		Codice	Prezzo Pubblico i.e.
Blocco braccioli, set		80209445	45 <input type="checkbox"/>
Bracciolo per emiplegico		80209035	168 <input type="checkbox"/>
Supporti laterali tronco		80209509	85 <input type="checkbox"/>
Barra di sostegno anteriore		80303034	60 <input type="checkbox"/>
Cintura pelvica		80209440	35 <input type="checkbox"/>
Cintura per il tronco		80209442	35 <input type="checkbox"/>
Cintura tronco/bacino		80209524	68 <input type="checkbox"/>
Imbottitura Soft Comfort con apertura posteriore, colore grigio			
4 cm		80209519	180 <input type="checkbox"/>
2 cm		80209518	100 <input type="checkbox"/>
Imbottitura , colore nero			
4 cm, larghezza foro 18 cm		80209506	130 <input type="checkbox"/>
4 cm, larghezza foro 15 cm		80209507	130 <input type="checkbox"/>
2 cm, larghezza foro 18 cm		80209306	105 <input type="checkbox"/>
Imbottitura senza foro, 2 cm, colore nero		80209434	115 <input type="checkbox"/>
Poggiatesta "verticale"		80209533	138 <input type="checkbox"/>
Schienale planare		80209530	37 <input type="checkbox"/>

Comfort completo di schienale e braccioli		80209455	115 <input type="checkbox"/>
Comfort imbottitura braccioli		80209508	75 <input type="checkbox"/>
Comfort Kit completo di schienale con braccioli e sedile imbottito nere		80209457	260 <input type="checkbox"/>
Pedane regolabili in altezza con poggiatesta ribaltabili, e regolabile in flessione estensione complete di fermatallon		80209446	140 <input type="checkbox"/>

Pedana poggiatesta elevabile, 1 pezzo	80209443	115 <input type="checkbox"/>
Poggiatesta regolabile in altezza, 1 pezzo	80209437	335 <input type="checkbox"/>

N.B. per avere 1 pedana elevabile completa è necessario ordinare 80209443 + 80209437; se sono necessarie entrambe le pedane elevabili, ordinare 2 pezzi di ciascun articolo.

Pedane ridotte regolabili da 24 a 36,5 cm		80209520	100 <input type="checkbox"/>
Distanziatori per pedane, larghezza +12 cm		80209525	10 <input type="checkbox"/>
Padella con coperchio e maniglia		80209255	25 <input type="checkbox"/>
Dispositivi di agnaccio per padella		80209257	10 <input type="checkbox"/>
Dispositivi di agnaccio per padella montaggio ribassato 6cm		80209259	10 <input type="checkbox"/>
Vaschetta portasapone		80209266	15 <input type="checkbox"/>
Staffa per superamento ostacoli		80209449	55 <input type="checkbox"/>
Paraspruzzi		80209430	25 <input type="checkbox"/>
Ruota con blocco direzionale, 1pz		80209534	107 <input type="checkbox"/>