

		N°reg. Ministero: 2416369	
		Aggiornato al 01/05/2025	
Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città			
Tel.:			
Contatto		N° d'ordine	
		Riferimento	

**Dati Tecnici :**

Larghezza massima telaio	50 cm
Larghezza seduta	48 cm
H braccioli dalla seduta	22 cm
Peso	14 Kg
Portata massima	130 Kg

Descrizione prodotto

Clean è un ausilio per le funzioni igieniche. Il suo telaio è costituito da un tubo unico piegato senza saldature ed è disponibile nella versione regolabile in altezza, con base fissa o con ruote ad autospinta da 24". Dotata di pedana unica regolabile in altezza, braccioli estraibili e 4 ruote piroettanti con freno indipendente, ha la seduta con apertura centrale e posteriore per facilitarne in nursing. Clean può essere completata con una vasta gamma di accessori.

Clean configurazioni particolari	Codice	Prezzo Pubblico i.e.	
Altezza seduta regolabile da 47,5 a 60 cm, 4 ruote frenabili, colore bianco	80229208	620	☐
Altezza seduta 44 cm, 4 ruote frenabili, colore verde acqua	80229209	549	☐
Altezza seduta 44 cm, 4 ruote frenabili, colore bianco	80229269	549	☐
Altezza seduta 60 cm, con distanziatori, 2 ruote frenabili, colore verde acqua	80229215	549	☐
Altezza seduta 60 cm, con distanziatori, 2 ruote frenabili, colore bianco	80229275	549	☐
Altezza seduta 55 cm, autospinta 24", colore verde acqua	80229216	949	☐




Altezza seduta 55 cm, autospinta 24", colore
bianco

80229276

949

☐

Clean	Codice	Prezzo Pubblico i.e.	
Altezza seduta 49 cm, 4 ruote frenabili, colore verde acqua	80229210	529	☐
Altezza seduta 49 cm, 2 ruote frenabili, colore verde acqua	80229213	500	☐
Altezza seduta 49 cm, 4 ruote frenabili, colore verde acqua, conf. 2 pezzi	80229220	1.000	☐
Altezza seduta 49 cm, 2 ruote frenabili, colore verde acqua, conf. 2 pezzi	80229223	950	☐
Altezza seduta 49 cm, 4 ruote frenabili, colore bianco	80229270	529	☐
Altezza seduta 49 cm, 2 ruote frenabili, colore bianco	80229273	500	☐
Altezza seduta 49 cm, 4 ruote frenabili, colore bianco, conf. 2 pezzi	80229304	1.000	☐
Altezza seduta 49 cm, 2 ruote frenabili, colore bianco, conf. 2 pezzi	80229283	950	☐
Altezza seduta 55 cm, 4 ruote frenabili, colore verde acqua	80229211	529	☐
Altezza seduta 55 cm, 2 ruote frenabili, colore verde acqua	80229214	500	☐
Altezza seduta 55 cm, 4 ruote frenabili, colore verde acqua, conf. 2 pezzi	80229221	1.000	☐
Altezza seduta 55 cm, 2 ruote frenabili, colore verde acqua, conf. 2 pezzi	80229224	950	☐
Altezza seduta 55 cm, 4 ruote frenabili, colore bianco	80229271	529	☐
Altezza seduta 55 cm, 2 ruote frenabili, colore bianco	80229274	500	☐
Altezza seduta 55 cm, 4 ruote frenabili, colore bianco, conf. 2 pezzi	80229281	1.000	☐
Altezza seduta 55 cm, 2 ruote frenabili, colore bianco, conf. 2 pezzi	80229284	950	☐

Clean apertura anteriore		Codice	Prezzo Pubblico i.e.	
Altezza seduta 49 cm, 4 ruote frenabili, colore verde acqua, apertura anteriore		80229325	529	☐
Altezza seduta 55 cm, 4 ruote frenabili, colore verde acqua, apertura anteriore		80229321	529	☐
Altezza seduta 55 cm, autospinta 24", colore verde acqua, apertura anteriore		80229327	970	☐
Imbottitura sedile Soft Comfort, 2 cm, apertura anteriore , colore grigio		80209527	90	☐
Accessori		Codice	Prezzo Pubblico i.e.	
Schienale tensionabile		80209225	56	☐
Supporti laterali tronco		80209509	85	☐
Barra sostegno anteriore		80209246	25	☐
Cintura pelvica		80209440	35	☐
Cintura per il tronco		80209442	35	☐
Cintura tronco/bacino		80209524	68	☐
Imbottitura sedile Comfort, larghezza foro 17 cm, colore grigio		80209260	75	☐
Imbottitura schienale Comfort, colore grigio		80209261	40	☐
Imbottitura Soft Comfort senza foro, grigia		80209528	105	☐

Imbottitura seduta, 2 cm, larghezza foro 18 cm, colore nero



80209517

78



Imbottitura seduta, 4 cm, larghezza foro 15 cm, colore nero

80209301

105



Imbottitura seduta, 4 cm, larghezza foro 18 cm, colore nero



80209227

94



Imbottitura seduta senza foro, nera *



80209247

90



*** non adatta a Clean con apertura anteriore**

Imbottitura Comfort braccioli



80209226

74



Imbottitura Comfort schienale con braccioli




80209228

115



Imb. Comfort Kit completo di schienale con braccioli e sedile imbottito nero



80209237

225



Padella con coperchio e maniglia con dispositivi di aggancio



80209255

25



80209257

10

Dispositivi di aggancio per padella montaggio ribass. 6cr

80209259

10



Vaschetta portasapone



80209266

15



Paraspruzzi

80209430

25



Pedane ribaltabili per Clean regolabile in altezza, paio



80209250

385



Kit Ruote posteriori da autospinta solo per Clean altezza 55cm



80209305

647



Kit rialzo ruote bianco



80209511

295



Kit rialzo ruote verde acqua

80209512

301



Ricambi	Codice	Prezzo Pubblico i.e.	
Ruote anteriori 125 mm con freno, colore verde acqua, paio	84006133	80	☐
Ruote posteriori 125 mm con freno, colore verde acqua, paio	84006134	80	☐
Ruote anteriori 125 mm con freno, colore bianco, paio	84006137	80	☐
Ruote posteriori 125 mm con freno, colore bianco, paio	84006138	80	☐