

		Aggiornato al 01/02/2024	
<b>Ordinante</b>		<b>Consegnare a:</b>	
<b>Azienda</b>		<b>Indirizzo</b>	
<b>Indirizzo</b>		<b>Codice Postale</b>	
<b>Codice Postale</b>		<b>Città</b>	
<b>Città</b>		<b>N° d'ordine</b>	
<b>Tel.:</b>		<b>Riferimento</b>	
<b>Contatto</b>			



### Dati Tecnici :

<b>Larghezza massima telaio</b>	<b>50 cm</b>
<b>Larghezza seduta</b>	<b>48 cm</b>
<b>H braccioli dalla seduta</b>	<b>22 cm</b>
<b>Peso</b>	<b>14 Kg</b>
<b>Portata massima</b>	<b>130 Kg</b>

### Descrizione prodotto










Clean è un ausilio per le funzioni igieniche. Il suo telaio è costituito da un tubo unico piegato senza saldature ed è disponibile nella versione regolabile in altezza, con base fissa o con ruote ad autospinta da 24". Dotata di pedana unica regolabile in altezza, braccioli estraibili e 4 ruote piroettanti con freno indipendente, ha la seduta con apertura centrale e posteriore per facilitarne in nursing. Clean può essere completata con una vasta gamma di accessori .











Clean configurazioni particolari	Codice	Prezzo Pubblico i.e.	
Altezza seduta regolabile da 47,5 a 60 cm, 4 ruote frenabili, colore bianco	80229208	620	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 40 cm, 4 ruote frenabili, colore verde acqua	80229209	549	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 44 cm, 4 ruote frenabili, colore bianco	80229269	549	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 60 cm, con distanziatori, 2 ruote frenabili, colore verde acqua	80229215	549	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 60 cm, con distanziatori, 2 ruote frenabili, colore bianco	80229275	549	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 55 cm, autospinta 24", colore verde acqua	80229216	949	<input type="checkbox"/>

Altezza seduta 55 cm, autospinta 24", colore bianco 80229276 949

Clean	Codice	Prezzo Pubblico i.e.	
Altezza seduta 49 cm, 4 ruote frenabili, colore verde acqua	80229210	529	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 49 cm, 2 ruote frenabili, colore verde acqua	80229213	500	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 49 cm, 4 ruote frenabili, colore verde acqua, conf. 2 pezzi	80229220	1.000	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 49 cm, 2 ruote frenabili, colore verde acqua, conf. 2 pezzi	80229223	950	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 49 cm, 4 ruote frenabili, colore bianco	80229270	529	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 49 cm, 2 ruote frenabili, colore bianco	80229273	500	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 49 cm, 4 ruote frenabili, colore bianco, conf. 2 pezzi	80229304	1.000	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 49 cm, 2 ruote frenabili, colore bianco, conf. 2 pezzi	80229283	950	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 55 cm, 4 ruote frenabili, colore verde acqua	80229211	529	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 55 cm, 2 ruote frenabili, colore verde acqua	80229214	500	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 55 cm, 4 ruote frenabili, colore verde acqua, conf. 2 pezzi	80229221	1.000	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 55 cm, 2 ruote frenabili, colore verde acqua, conf. 2 pezzi	80229224	950	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 55 cm, 4 ruote frenabili, colore bianco	80229271	529	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 55 cm, 2 ruote frenabili, colore bianco	80229274	500	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 55 cm, 4 ruote frenabili, colore bianco, conf. 2 pezzi	80229281	1.000	<input type="checkbox"/>
Altezza seduta 55 cm, 2 ruote frenabili, colore bianco, conf. 2 pezzi	80229284	950	<input type="checkbox"/>

Clean apertura anteriore	Codice	Prezzo Pubblico i.e.
Altezza seduta 49 cm, 4 ruote frenabili, colore verde acqua, apertura anteriore	80229325	529 <input type="checkbox"/>
Altezza seduta 55 cm, 4 ruote frenabili, colore verde acqua, apertura anteriore	80229321	529 <input type="checkbox"/>
Altezza seduta 55 cm, autospinta 24", colore verde acqua, apertura anteriore	80229327	970 <input type="checkbox"/>
Imbottitura sedile Soft Comfort, 2 cm, apertura anteriore , colore grigio	80209527	90 <input type="checkbox"/>

Accessori	Codice	Prezzo Pubblico i.e.
Schienale tensionabile 	80209225	56 <input type="checkbox"/>
Supporti laterali tronco 	80209509	85 <input type="checkbox"/>
Barra sostegno anteriore 	80209246	25 <input type="checkbox"/>
Cintura pelvica 	80209440	35 <input type="checkbox"/>
Cintura per il tronco 	80209442	35 <input type="checkbox"/>
Cintura tronco/bacino 	80209524	68 <input type="checkbox"/>
Imbottitura sedile Comfort, larghezza foro 17 cm, colore grigio 	80209260	75 <input type="checkbox"/>
Imbottitura schienale Comfort, colore grigio 	80209261	40 <input type="checkbox"/>
Imbottitura Soft Comfort senza foro, grigia 	80209528	105 <input type="checkbox"/>

<b>Imbottitura seduta, 2 cm, larghezza foro 18 cm, colore nero</b>		<b>80209517</b>	<b>78</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Imbottitura seduta, 4 cm, larghezza foro 15 cm, colore nero</b>		<b>80209301</b>	<b>105</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Imbottitura seduta, 4 cm, larghezza foro 18 cm, colore nero</b>		<b>80209227</b>	<b>94</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Imbottitura seduta senza foro, nera *</b> * non adatta a Clean con apertura anteriore		<b>80209247</b>	<b>90</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Imbottitura Comfort braccioli</b>		<b>80209226</b>	<b>74</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Imbottitura Comfort schienale con braccioli</b>		<b>80209228</b>	<b>115</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Imb. Comfort Kit completo di schienale con braccioli e sedile imbottito nero</b>		<b>80209237</b>	<b>225</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Padella con coperchio e maniglia con dispositivi di aggancio</b>		<b>80209255</b>	<b>25</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>80209257</b>	<b>10</b>	
<b>Dispositivi di aggancio per padella montaggio ribass. 6cm</b>		<b>80209259</b>	<b>10</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Vaschetta portasapone</b>		<b>80209266</b>	<b>15</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Paraspruzzi</b>		<b>80209430</b>	<b>25</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Kit Ruote posteriori da autospinta solo per Clean altezza 55cm</b>		<b>80209305</b>	<b>647</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Kit rialzo ruote bianco</b>		<b>80209511</b>	<b>295</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Kit rialzo ruote verde acqua</b>		<b>80209512</b>	<b>301</b>	<input type="checkbox"/>

<b>Ricambi</b>	<b>Codice</b>	<b>Prezzo Pubblico i.e.</b>
<b>Ruote anteriori 125 mm con freno, colore verde acqua, paio</b>	<b>84006133</b>	<b>80</b> <input type="checkbox"/>

<b>Ruote posteriori 125 mm con freno, colore verde acqua, paio</b>	<b>84006134</b>	<b>80</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Ruote anteriori 125 mm con freno, colore bianco, paio</b>	<b>84006137</b>	<b>80</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Ruote posteriori 125 mm con freno, colore bianco, paio</b>	<b>84006138</b>	<b>80</b>	<input type="checkbox"/>