




Modulo d'ordine

 Aggiornato al **4 giugno 2024**

Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città			
Tel.:		N° d'ordine	
Contatto		Riferimento	

Dimensioni


A (Altezza totale)	_____
B (Altezza spalle)	_____
C (Altezza torace)	_____
D (Profondità seduta)	_____
D1 (Altezza all'inguine)	_____
D2 (Altezza sotto ginocchio)	_____
E (Larghezza torace)	_____
F (Larghezza spalle)	_____
G (Larghezza bacino)	_____
Età	_____
Peso	_____

Caribou	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
	cm	cm	cm	cm
Larghezza (G)	51	57	65	75
Lunghezza (H)	75	92	111	111
Distanza telaio da terra (I2)	13	13	13	13
Larghezza del piano base, superiore-inferiore (J-J1)	25-32	30-38	35-46	40-55
Altezza piano base (K)	43	50	65	85
Inclinazione	0-87°	0-87°	0-87°	0-87°
Inclinazione pedana	-10° +10°	-10° +10°	-10° +10°	-10 +10°
Peso	20.5 kg	24 kg	30.5 kg	35 kg
Peso, versione elettrica	22.5 kg	25.5 kg	32.5 kg	37 kg
Portata massima	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg

Guida alle misure Prono e Supino


^ Piano base
^^ Piano base, 2 imbottiture extra



* Piano base, imbottitura extra e poggiatesta planare
** Piano base e poggiatesta planare
*** Piano base, piano superiore, 2 imbottiture extra e poggiatesta planare

Caribou	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
	cm	cm	cm	cm
Altezza minima utente da supino	71*	80*	88**	108**
Altezza max utente da supino***	115	129	156	184
Altezza minima utente da prono ^	74	81	106	126
Altezza max utente da prono ^^	125	137	169	185

Descrizione prodotto

Caribou è uno stabilizzatore per la postura prona e/o supina, che può essere utilizzato, con inclinazioni graduali, dalla posizione orizzontale alla verticale. La base ha quattro ruote piroettanti con freno e blocco direzionale ed è munita di pedale, con blocco di sicurezza, per regolare l'inclinazione. La struttura di base si completa con numerosi accessori che, inserendosi sul montante centrale, facilitano le regolazioni con il bambino posizionato sull'ausilio. Disponibile in quattro misure e una vasta gamma di accessori: poggiatesta, pelotte toracali, fascia toracale, supporto per le spalle, cunei laterali, contenimenti braccio, divaricatore, supporto ginocchia e fermapièdi, tavolino con vaschetta e piano d'appoggio.

Note *Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino*

Caribou	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo pubblico	
	Caribou con pedane separate, giallo	mis 1	860101	1.650,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou elettrico con pedane separate, giallo	mis 1	860101-EL	2.518,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou con pedane separate, rosso	mis 2	860102	1.700,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou elettrico con pedane separate, rosso	mis 2	860102-EL	2.665,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou con pedane separate e tubo telescopico, blu	mis 3	860113	2.000,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou elettrico con pedane separate e tubo telescopico, blu	mis 3	860103-EL	2.772,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou con pedane separate e tubo telescopico, antracite	mis 4	860114	2.150,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou elettrico con pedane separate e tubo telescopico, antracite	mis 4	860104-EL	2.951,00	<input type="checkbox"/>
	Piastra superiore, W1:15 W2:18 H:20 cm	mis 1	861101-1	340,00	<input type="checkbox"/>
	Piastra superiore, W1:19 W2:23 H:25 cm	mis 2	861101-2	350,00	<input type="checkbox"/>
	Piastra superiore, W1:22 W2:27 H:32 cm	mis 3	861101-3	385,00	<input type="checkbox"/>
	Piastra superiore, W1:25 W2:31 H:40 cm	mis 4	861101-4	410,00	<input type="checkbox"/>

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo pubblico	
	Poggiatesta planare, mis 1, L1:15 L2:18 H:20 cm	mis 1-2	861116-1	362,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta planare, mis 2, L1:19 L2:23 H:25 cm	mis 3-4	861116-2	372,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	small	9923493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	medium	9945493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	large	9967493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo</i>					
	Fascia toracale, L:42-63 cm	mis 1-2	862101-2	85,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia toracale, L:48-77 cm	mis 3	862101-3	87,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia toracale, L:58-96 cm	mis 4	862101-4	87,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia a incrocio, L:38-49 cm	mis 1	862102-1	15,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia a incrocio, L:43-55 cm	mis 2	862102-2	150,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia a incrocio, L:53-70 cm	mis 3	862102-3	160,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia a incrocio, L:63-86 cm	mis 4	862102-4	160,00	<input type="checkbox"/>
	Pelotte, fisse, tipo 7, imbottitura: 11 x 12 cm	mis 1-2	861102-10	117,00	<input type="checkbox"/>
	Pelotte, fisse, tipo 5, imbottitura: 16 x 15 cm	mis 3-4	861102-20	117,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti per le spalle, W:7.5 H:19 D:5 cm	mis 1	861126-1	176,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti per le spalle, W:8.5 H:24 D:5 cm	mis 2	861126-2	186,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti per le spalle, W:10 H:31.5 D:5 cm	mis 3	861126-3	201,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti per le spalle, W:11 H:39 D:5 cm	mis 4	861126-4	215,00	<input type="checkbox"/>
N.B. Per montare le pelotte fisse acquistare il cod. 861102-PL!					
	Kit montaggio pelotte fisse	mis unica	861102-PL	82,00	<input type="checkbox"/>
	Contenimenti fissi braccio, small, L:12.5 H:34 cm	mis 1-2	861109-10	340,00	<input type="checkbox"/>
	Contenimenti fissi braccio, large, L:16.5 H:52 cm	mis 3-4	861109-20	370,00	<input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

	Cunei laterali, H: 100, L:40, D:25-2.5 mm	mis 1	861107-1	14,00	<input type="checkbox"/>
	Cunei laterali, H: 100, W:37, D:40-2.5 mm	mis 2	861107-2	14,00	<input type="checkbox"/>
	Cunei laterali, H: 100, W:59, D:25-2.5 mm	mis 3	861107-3	14,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura extra, L:25 H:8 cm	mis unica	861106-1	177,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura extra, L:30 H:10 cm	mis unica	861106-2	177,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura extra, L:35 H:10 cm	mis unica	861106-3	177,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura extra, L:40 H:10 cm	mis unica	861106-4	177,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti laterali, set, mis 1	mis unica	861102-1	300,00	<input type="checkbox"/>
	Asta, L:14.5 cm, imbottitura, W:14.5 H:9.5 cm				
	Supporti laterali, set, mis 2	mis unica	861102-2	300,00	<input type="checkbox"/>
	Asta, L:17 cm, imbottitura, W:18 H:13 cm				
	Supporti laterali, set, mis 3	mis unica	861102-3	310,00	<input type="checkbox"/>
	Asta, L:20 cm, imbottitura: W:18 H:13 cm				
N.B. Per montare i supporti laterali su imbottiture extra acquistare il codice 861106-KIT					
	Kit montaggio supporti laterali su imbottitura extra	for all sizes	861106-KIT	56,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia supporti laterali mis 1, L:26-32 cm	mis 1	862103-1	29,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia supporti laterali mis 2, L:31-41 cm	mis 2	862103-2	29,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia supporti laterali mis 3, L:34-50 cm	mis 3	862103-3	29,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia supporti laterali mis 3, L:45-60 cm	mis 4	862103-4	29,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino posteriore, L1:19 L2:16 H:13 cm, regol. in altezza	mis 1-2	861115-2	270,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino posteriore, L1:30 L2:25 H:20 cm, regol. in altezza	mis 3-4	861115-3	270,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore, mis 1, L1:5 L2:7 H:15 D:9	mis unica	861103-1	110,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore, mis 2, L1:15 L2:7 H:15 D:17	mis unica	861103-2	120,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia per divaricatore, mis 1, lunghezza: 25-30 cm	mis unica	862104-1	141,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia per divaricatore, mis 2, lunghezza 27-47 cm	mis unica	862104-2	141,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia	mis 1-2	861144-2	390,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia	mis 3-4	861144-3	400,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia, swing away	mis 1-2	861154-2	530,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia, swing away	mis 3-4	861154-3	540,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia regolabile	mis 1-2	861144-20	600,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia regolabile	mis 3-4	861144-30	620,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia regolabile, swing away	mis 1-2	861154-20	750,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia regolabile, swing away	mis 3-4	861154-30	760,00	<input type="checkbox"/>
	Sandali fermapiedi, lungh. 17,5 cm, set	mis 0	86149	124,00	<input type="checkbox"/>
	Sandali fermapiedi, lungh. 21,5 cm, set	mis 1-2	86147	124,00	<input type="checkbox"/>
	Sandali fermapiedi, lungh. 24 cm, set	mis 3-4	86148	124,00	<input type="checkbox"/>
	Ferma talloni per pedana separata, set	mis 1-2	861251	37,00	<input type="checkbox"/>
	Ferma talloni per pedana separata, set	mis 3-4	861252	37,00	<input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine



Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio	mis 1-2	862130-2	570,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio	mis 3-4	862130-3	580,00	<input type="checkbox"/>

Entrambi per uso prono e supino

Kit per montaggio basso del tavolino	mis unica	862131-KIT	228,00	<input type="checkbox"/>
Kit per montaggio alto del tavolino	mis unica	862131-KITUP	298,00	<input type="checkbox"/>



Imbottitura tavolino uso prono, profilo quadrato	mis unica	862135-0	204,00	<input type="checkbox"/>
Imbottitura tavolino uso supino, profilo tondo piccolo	mis unica	862135-1	204,00	<input type="checkbox"/>
Imbottitura tavolino uso supino, profilo tondo grande	mis unica	862135-2	204,00	<input type="checkbox"/>



Appoggia braccia per tavolino	mis unica	861131	130,00	<input type="checkbox"/>
Barra gioco per tavolino	mis unica	861135	140,00	<input type="checkbox"/>
Barra poggiamani	mis 1-3	8910750	239,00	<input type="checkbox"/>
Maniglia	mis unica	861108-U	90,00	<input type="checkbox"/>