


Aggiornato al **11 luglio 2024**

Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			

Dimensioni


A (Altezza schiena)	_____
B (Altezza bracciolo)	_____
C (Distanza poplite tallone)	_____
D (Profondità seduta)	_____
E (Larghezza torace)	_____
F (Larghezza seduta)	_____
G (Altezza seduta capo)	_____
H (Larghezza spalle)	_____
Età	_____
Peso	_____

Cruiser	CX 12	CX 14	CX 16	CX 18
	cm	cm	cm	cm
Larghezza seduta	30	35	40	45
Profondità seduta	20 - 33	25 - 38	28 - 41	36 - 53
Altezza schienale	56	64	69	64
Distanza poplite-tallone	13 - 63	10 - 56	10 - 57	20 - 58
Altezza seduta da terra	63	53	58	66
Reclinazione schienale	85°/90°/95°	85°/90°/95°	85°/90°/95°	85°/90°/95°
Basculamento	30°	30°	30°	30°
Larghezza	60	65	70	72
Lunghezza	112	124	132	140
Altezza totale	97	94	102	97
Larghezza da chiuso	38	41	41	38
Lunghezza da chiuso	122	119	135	127
Altezza da chiuso	43	43	43	43
Estensione schienale	20	20	20	25
Regolazione altezza schienale	30 - 51	38 - 58	43 - 63	41 - 56
Regolazione maniglione di spinta*	74 - 117	74 - 117	78 - 122	N/A**
Peso senza accessori	12 kg	13 kg	14 kg	14 kg
Portata massima	34 kg	46 kg	77 kg	114 kg
Portata massima omologata per il trasporto**	30 kg	46 kg	77 kg	77 kg

* maniglione di spinta regolabile non disponibile nel modello CX18

** durante il trasporto usare sempre estensione schienale, pettorina, cintura pelvica e pedana

Descrizione prodotto

Il Cruiser è un passeggino chiudibile ad ombrello omologato per il trasporto in auto. La base ha quattro ruote di cui due posteriori ad estrazione rapida e due anteriori piroettanti. La seduta basculata di 30° è regolabile in profondità, lo schienale è reclinabile da 85° a 95°. Si completa con un'imbottitura colarata facilmente lavabile e disponibile in 4 colori. Le pedane regolabili in altezza e profondità sono ribaltabili e rimovibili. Disponibile in cinque misure può essere completato con vari accessori: poggiatesta, pettorine e cinture, cappottina parasole, copertura antipioggia, tavolino e cestino portaoggetti.

Convoid Cruiser	Descrizione		Codice	Prezzo Pubblico
	Cruiser, CX12		C905202	1.590,00 <input type="checkbox"/>
	Cruiser, CX14		C905203	1.590,00 <input type="checkbox"/>
	Cruiser, CX16		C905204	1.690,00 <input type="checkbox"/>
	Cruiser, CX18		C905205	1.750,00 <input type="checkbox"/>
Scegli il colore: Blu reale = 01 <input type="checkbox"/> Rosso ciliegia = 02 <input type="checkbox"/> Rosa = 04 <input type="checkbox"/>				
	Imbottitura	CX12	C904499-xx	529,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura	CX14	C904500-xx	529,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura	CX16	C904501-xx	559,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura	CX18	C904502-xx	559,00 <input type="checkbox"/>

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
Scegli il colore: Blu reale = 01 <input type="checkbox"/> Rosso ciliegia = 02 <input type="checkbox"/>				
	Prolunga schienale	CX12	C902863-xx	103,00 <input type="checkbox"/>
	Prolunga schienale	CX14	C900484-xx	103,00 <input type="checkbox"/>
	Prolunga schienale	CX16	C900138-xx	103,00 <input type="checkbox"/>
	Prolunga schienale	CX18	C902619-xx	103,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino poggiatesta, nero	CX12	C902862	140,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino poggiatesta, nero	CX14	C900681	140,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino poggiatesta, nero	CX16	C900142	140,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino poggiatesta, nero	CX18	C902618	140,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina ad H, imbottita (è richiesta la Cintura a 3 punti)	mis unica	C903988	103,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura a 3 punti, con regolazione profondità	mis unica	C904017	50,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto polpacci	CX12-18	C904580	55,00 <input type="checkbox"/>
	Cinghia fissaggio pedana	CX12-CX18	C903584	33,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino	CX12	C903385	198,00 <input type="checkbox"/>
			C903353	98,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino	CX14	C903386	198,00 <input type="checkbox"/>
			C903354	98,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino	CX16	C903387	248,00 <input type="checkbox"/>
			C903355	98,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino	CX18	C903388	248,00 <input type="checkbox"/>
			C903356	98,00 <input type="checkbox"/>



Cappottina parasole, nera	CX12	C902867-03	162,00	<input type="checkbox"/>
Cappottina parasole, nera	CX14	C900162-03	162,00	<input type="checkbox"/>
Cappottina parasole, nera	CX16	C900184-03	170,00	<input type="checkbox"/>
Cappottina parasole, nera	CX18	C902623-03	196,00	<input type="checkbox"/>



Copertura anti pioggia*	CX12-CX14	C904939	157,00	<input type="checkbox"/>
Copertura anti pioggia*	CX16-CX18	C904940	157,00	<input type="checkbox"/>

**solo in abbinamento con la cappottina*



Dispositivi di fissaggio per il trasporto	CX12-CX16	C997125	106,00	<input type="checkbox"/>
Dispositivi di fissaggio per il trasporto	CX18	C997141	106,00	<input type="checkbox"/>



Dispositivo per superamento gradini *	CX12-CX16	C904128	88,00	<input type="checkbox"/>
Dispositivo per superamento gradini *	CX18	C903916	108,00	<input type="checkbox"/>

** Non compatibile con antiribaltamento.*



Cestino portaoggetti	CX12	C904046	71,00	<input type="checkbox"/>
Cestino portaoggetti	CX14-CX16	C904047	77,00	<input type="checkbox"/>
Cestino portaoggetti	CX18	C904048	77,00	<input type="checkbox"/>