


Aggiornato al **01 Aprile 2020**

Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			

Dimensioni



A (Altezza schiena)	_____
B (Altezza bracciolo)	_____
C (Distanza poplite tallone)	_____
D (Profondità seduta)	_____
E (Larghezza torace)	_____
F (Larghezza seduta)	_____
G (Altezza seduta capo)	_____
H (Larghezza spalle)	_____
Età	_____
Peso	_____


Cruiser	CX 10	CX 12	CX 14	CX 16	CX 18
	cm	cm	cm	cm	cm
Larghezza seduta	25	30	35	40	45
Profondità seduta	15 - 28	20 - 33	25 - 38	28 - 41	36 - 53
Altezza schienale	53	56	64	69	64
Distanza poplite-tallone	13 - 53	13 - 63	10 - 56	10 - 57	20 - 58
Altezza seduta da terra	58	63	53	58	66
Reclinazione schienale	85°/90°/95°	85°/90°/95°	85°/90°/95°	85°/90°/95°	85°/90°/95°
Basculamento	30°	30°	30°	30°	30°
Larghezza	56	60	65	70	72
Lunghezza	122	112	124	132	140
Altezza totale	94	97	94	102	97
Larghezza da chiuso	38	38	41	41	38
Lunghezza da chiuso	119	122	119	135	127
Altezza da chiuso	43	43	43	43	43
Estensione schienale	15	20	20	20	25
Regolazione altezza schienale	28 - 48	30 - 51	38 - 58	43 - 63	41 - 56
Regolazione maniglione di spinta*	71 - 109	74 - 117	74 - 117	78 - 122	N/A**
Peso senza accessori	12 kg	12 kg	13 kg	14 kg	14 kg
Portata massima	34 kg	34 kg	46 kg	77 kg	114 kg
Portata massima omologata per il trasporto**	30 kg	30 kg	46 kg	77 kg	77 kg










* maniglione di spinta regolabile non disponibile nel modello CX18

** durante il trasporto usare sempre estensione schienale, pettorina, cintura pelvica e pedana

Descrizione prodotto

Il Cruiser è un passeggino chiudibile ad ombrello omologato per il trasporto in auto. La base ha quattro ruote di cui due posteriori ad estrazione rapida e due anteriori piroettanti. La seduta basculata di 30° è regolabile in profondità, lo schienale è reclinabile da 85° a 95°. Si completa con un'imbottitura colorata facilmente lavabile e disponibile in 4 colori. Le pedane regolabili in altezza e profondità sono ribaltabili e rimovibili. Disponibile in cinque misure può essere completato con vari accessori: poggiatesta, pettorine e cinture, cappottina parasole, copertura antipioggia, tavolino e cestino portaoggetti.

Convaid Cruiser	Descrizione	Codice	Prezzo Pubblico
	Convaid Cruiser prezzo base, CX10-14		1.496,00 <input type="checkbox"/>
	Convaid Cruiser prezzo base, CX16-18		1.650,00 <input type="checkbox"/>
	Cruiser, CX10	C10 <input type="checkbox"/> x xx	
	Cruiser, CX12	0	--- <input type="checkbox"/>
	Cruiser, CX14	1	--- <input type="checkbox"/>
	Cruiser, CX16	2	--- <input type="checkbox"/>
	Cruiser, CX18	3	--- <input type="checkbox"/>
		4	--- <input type="checkbox"/>
		C10 x <input type="checkbox"/> xx	
	Blu Reale	1	--- <input type="checkbox"/>
	Rosso Ciliegia	2	--- <input type="checkbox"/>
	Nero Pantera	3	--- <input type="checkbox"/>
	Rosa	4	--- <input type="checkbox"/>
	Freni di stazionamento a pedale	C10 xx <input type="checkbox"/> x	
	Freni per accompagnatore (non disponibili per CX18)	0	--- <input type="checkbox"/>
	2	236,00 <input type="checkbox"/>	
Antiforo	C10 xx x <input type="checkbox"/>		
	0	--- <input type="checkbox"/>	

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
Scegli il colore: Blu reale = 01 <input type="checkbox"/> Rosso ciliegia = 02 <input type="checkbox"/> Nero pantera = 03 <input type="checkbox"/> Rosa = 04 <input type="checkbox"/>				
	Prolunga schienale	CX10	C903332-xx	103,00 <input type="checkbox"/>
	Prolunga schienale	CX12	C902863-xx	103,00 <input type="checkbox"/>
	Prolunga schienale	CX14	C900484-xx	103,00 <input type="checkbox"/>
	Prolunga schienale	CX16	C900138-xx	103,00 <input type="checkbox"/>
	Prolunga schienale	CX18	C902619-xx	103,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino poggiatesta, nero	CX10	C903331	140,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino poggiatesta, nero	CX12	C902862	140,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino poggiatesta, nero	CX14	C900681	140,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino poggiatesta, nero	CX16	C900142	140,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino poggiatesta, nero	CX18	C902618	140,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta "Sculpted"	mis unica	C904779	221,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina ad H, imbottita (è richiesta la Cintura a 3 punti)	mis unica	C903988	103,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura a 3 punti, con regolazione profondità	mis unica	C904017	50,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto polpacci	CX10-18	C904580	55,00 <input type="checkbox"/>
	Cinghia fissaggio pedana	CX10-CX18	C903584	33,00 <input type="checkbox"/>
	Cinturini per il bloccaggio del piede - 18-25 cm	small	C903415	156,00 <input type="checkbox"/>
	Cinturini per il bloccaggio del piede - 20-28 cm	medium	C903416	156,00 <input type="checkbox"/>
	Cinturini per il bloccaggio del piede - 23-30 cm	large	C903417	156,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino	CX10	C903078	276,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino	CX12	C903385	276,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino	CX14	C903386	276,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino	CX16	C903387	276,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino	CX18	C903388	276,00 <input type="checkbox"/>

Scegli il colore: **Blu reale = 01** **Rosso ciliegia = 02**
Nero pantera = 03 **Rosa = 04**



Cappottina parasole con apertura laterale	CX10	C904736-xx	186,00	<input type="checkbox"/>
Cappottina parasole con apertura laterale	CX12	C904737-xx	186,00	<input type="checkbox"/>
Cappottina parasole con apertura laterale	CX14	C904738-xx	186,00	<input type="checkbox"/>
Cappottina parasole con apertura laterale	CX16	C904739-xx	186,00	<input type="checkbox"/>
Cappottina parasole con apertura laterale	CX18	C904740-xx	186,00	<input type="checkbox"/>

**Compatibili con estensione schienale*



Cappottina parasole	CX10	C903336-xx	155,00	<input type="checkbox"/>
Cappottina parasole	CX12	C902867-xx	155,00	<input type="checkbox"/>
Cappottina parasole	CX14	C900162-xx	155,00	<input type="checkbox"/>
Cappottina parasole	CX16	C900184-xx	155,00	<input type="checkbox"/>
Cappottina parasole	CX18	C902623-xx	155,00	<input type="checkbox"/>



Copertura anti pioggia*	CX10-CX14	C904939	157,00	<input type="checkbox"/>
Copertura anti pioggia*	CX16-CX18	C904940	157,00	<input type="checkbox"/>

**solo in abbinamento con la cappottina*



Dispositivi di fissaggio per il trasporto	CX10-CX16	C997125	106,00	<input type="checkbox"/>
Dispositivi di fissaggio per il trasporto	CX18	C997141	106,00	<input type="checkbox"/>



Antiribaltamento *	CX10-CX12	C904520	162,00	<input type="checkbox"/>
Antiribaltamento *	CX14-CX16	C904540	162,00	<input type="checkbox"/>

**Non compatibile con dispositivo per superamento gradini*



Dispositivo per superamento gradini *	CX10-CX16	C904128	108,00	<input type="checkbox"/>
Dispositivo per superamento gradini *	CX18	C903916	108,00	<input type="checkbox"/>

** Non compatibile con antiribaltamento.*



Cestino portaoggetti	CX10-CX12	C904046	65,00	<input type="checkbox"/>
Cestino portaoggetti	CX14-CX16	C904047	65,00	<input type="checkbox"/>
Cestino portaoggetti	CX18	C904048	65,00	<input type="checkbox"/>



Borsa portaoggetti	CX14-CX18	C904531	48,00	<input type="checkbox"/>
--------------------	-----------	---------	-------	--------------------------

Sacca per il trasporto	CX14-CX18	C902022	186,00	<input type="checkbox"/>
------------------------	-----------	---------	--------	--------------------------

Borsa laterale	CX10-CX18	C904094	118,00	<input type="checkbox"/>
----------------	-----------	---------	--------	--------------------------