

Convaid Rodeo

N° reg. Ministero: 2683337

Modulo d'ordine Pagina 1 di 3

		Aggiornato al	11 luglio 2024
Ordinante	Consegnare a:		
Azienda			
Indirizzo	Indirizzo		
Codice Postale	Codice Postale		
Città	Città		
Tel.:			
Contatto	N° d'ordine		
	Riferimento		

Dimensioni







A (Altezza schiena)

B (Altezza bracciolo)

C (Distanza poplite tallone)

D (Profondità seduta)

E (Larghezza torace)

F (Larghezza seduta)

G (Altezza seduta capo)

H (Larghezza spalle)

Età

Peso

	RD 12	RD 14	RD 16
	cm	cm	cm
Larghezza seduta	30	35	40
Profondità seduta	23 - 36	28 - 41	33 - 46
Altezza schienale	56	61	63
Distanza poplite-tallone	23 - 36	28 - 41	30 - 46
Altezza seduta da terra	53	56	56
Reclinazione schienale	90°/110°	90°/110°	90°/110°
Basculamento	5° - 45°	5° - 45°	5° - 45°
Larghezza	58	63	68
Lunghezza	89	89	91
Altezza totale	109	112	114
arghezza da chiuso	58	63	68
Lunghezza da chiuso	86	86	101
Altezza da chiuso	43	46	46
Estensione schienale	20	20	20
Regolazione altezza schienale	38 - 53	41 - 56	46 - 61
nclinazione pedana	+/- 20°	+/- 20°	+/ - 20°
Peso senza accessori	15 kg	17 kg	18 kg
Portata massima	34 kg	46 kg	77 kg
Portata massima omologata per il trasporto	30 kg	46 kg	64 kg

Descrizione prodotto

Il Rodeo è un sistema di seduta su base da esterno abbattibile con il telaio in alluminio omologato per il trasporto in auto. La base ha quattro ruote di cui due posteriori ad estrazione rapida e due anteriori piroettanti con blocco direzionale. La seduta bascula da 0° a 40° ed è regolabile in profondità e larghezza, lo schienale è reclinabile da 90° a 110°. Si completa con un'imbottitura lavabile e disponibile in 4 colori. La pedana è regolabile in altezza ed elevabile. Ha un maniglione unico e regolabile in inclinazione. Disponibile in tre misure, può essere completato con vari accessori: poggiatesta, pettorine e cinture, pelotte toracali, cappottina, tavolino e cestino portaoggetti.



Modulo d'ordine

Convaid Rodeo

N° reg. Ministero: 2683337

Pagina 2 di 3

Prezzo Pubblico **Convaid Rodeo** Descrizione Codice 2.199,00 Rodeo, RD12 C905220 Rodeo, RD14 C905221 2.399,00 Rodeo, RD16 2.499,00 C905222 Blu reale= 01 Rosso ciliegia = 02 R Scegli il colore: Rosa = 04 Imbottitura RD12 249,00 C993160-xx Imbottitura RD14 C993260-xx 399,00 Imbottitura RD16 C993360-xx 399,00 Accessori Prezzo Pubblico Descrizione Misura Codice Scegli il colore: Blu reale= 01 Rosso ciliegia = 02 R Rosa = 04 Prolunga schienale RD12 C902863-xx 103.00 C900484-xx 103,00 Prolunga schienale RD14 RD16 C900138-xx 103,00 Prolunga schienal Cuscino poggiatesta, nero RD12 C902673 140,00 140,00 RD14 C902653 Cuscino poggiatesta, nero RD16 C903147 140,00 □ Cuscino poggiatesta, nero Pettorina ad H, imbottita (richiesta la Cintura a 3 punti) C903988 103,00 mis unica 50,00 Cintura a 3 punti, con regolazione profondità mis unica C904017 Pelotte swing away avvolgenti, 7 x 9.5 cm, set xsmall C902980 392,00 Pelotte swing away avvolgenti, 7.5 x 12.75 cm, set C902981 392,00 small Pelotte swing away avvolgenti, 9.5 x 14 cm, set medium C902982 392,00 Pelotte swing away avvolgenti, 12 x 15.25 cm, set C902983 392,00 large Supporto polpacci RD12-RD16 C904361 55,00 Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza mis unica C904346 151,00 Contenimenti laterali RD12 C902672 120,00 Contenimenti laterali RD14 C902652 120,00 Contenimenti laterali RD16 C903145 120,00



Modulo d'ordine

Convaid Rodeo

N° reg. Ministero: 2683337

Pagina 3 di 3

Tavolino* RD12 C903405 198,00 C903369 78,00 Tavolino* RD14 C903401 198,00 C903369 78,00 Tavolino* RD16 C903402 198,00 C903369 78,00 * Da montare con braccioli Cappottina parasole, nera RD12 C902679-03 167,00 RD14 C902659-03 167,00 Cappottina parasole, nera Cappottina parasole, nera C903152-03 167,00 RD16 Copertura antipioggia* RD12-RD14 C904939 157,00 Copertura antipioggia* C904940 RD16 157,00 *solo in abbinamento con la cappottina Dispositivi di fissaggio per il trasporto * mis unica C997134 106,00 * durante il trasporto usare sempre estensione schienale, pettorina, cintura, pedana RD12 C904476 376,00 Supporto per respiratore Supporto per respiratore RD14-RD16 C904477 376,00 Cestino portaoggetti RD12 C904529 116,00 Cestino portaoggetti RD14-RD16 C904530 116,00

IV Pole Convaid - Asta porta flebo

173,00

C904566

mis unica