


Aggiornato al 01 Aprile 2020

Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città			
Tel.:			
Contatto		N° d'ordine	
		Riferimento	

Dimensioni












A (Altezza schiena)	_____
B (Altezza bracciolo)	_____
C (Distanza poplite tallone)	_____
D (Profondità seduta)	_____
E (Larghezza torace)	_____
F (Larghezza seduta)	_____
G (Altezza seduta capo)	_____
H (Larghezza spalle)	_____
Età	_____
Peso	_____

	RD 12	RD 14	RD 16
	cm	cm	cm
Larghezza seduta	30	35	40
Profondità seduta	23 - 36	28 - 41	33 - 46
Altezza schienale	56	61	63
Distanza poplite-tallone	23 - 36	28 - 41	30 - 46
Altezza seduta da terra	53	56	56
Reclinazione schienale	90°/110°	90°/110°	90°/110°
Basculamento	5° - 45°	5° - 45°	5° - 45°
Larghezza	58	63	68
Lunghezza	89	89	91
Altezza totale	109	112	114
Larghezza da chiuso	58	63	68
Lunghezza da chiuso	86	86	101
Altezza da chiuso	43	46	46
Estensione schienale	20	20	20
Regolazione altezza schienale	38 - 53	41 - 56	46 - 61
Inclinazione pedana	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
Peso senza accessori	15 kg	17 kg	18 kg
Portata massima	34 kg	46 kg	77 kg
Portata massima omologata per il trasporto	30 kg	46 kg	64 kg

Descrizione prodotto




Il Rodeo è un sistema di seduta su base da esterno abbattibile con il telaio in alluminio omologato per il trasporto in auto. La base ha quattro ruote di cui due posteriori ad estrazione rapida e due anteriori piroettanti con blocco direzionale. La seduta bascula da 0° a 40° ed è regolabile in profondità e larghezza, lo schienale è reclinabile da 90° a 110°. Si completa con un'imbottitura lavabile e disponibile in 4 colori. La pedana è regolabile in altezza ed elevabile. Ha un maniglione unico e regolabile in inclinazione. Disponibile in tre misure, può essere completato con vari accessori: poggiatesta, pettorine e cinture, pelotte toracali, cappottina, tavolino e cestino

Convaid Rodeo	Descrizione	Codice	Prezzo Pubblico	
	Convaid Rodeo prezzo base		2.262,00 <input type="checkbox"/>	
		C30 <input type="checkbox"/> x xx		
	Rodeo, RD12	1	--- <input type="checkbox"/>	
	Rodeo, RD14	2	--- <input type="checkbox"/>	
	Rodeo, RD16	3	--- <input type="checkbox"/>	
		C30 x <input type="checkbox"/> xx		
	Blu Reale	1	--- <input type="checkbox"/>	
	Rosso Ciliegia	2	--- <input type="checkbox"/>	
	Nero Pantera	3	--- <input type="checkbox"/>	
	Rosa	4	--- <input type="checkbox"/>	
	Freno unico centrale	C30 xx <input type="checkbox"/> x	1	--- <input type="checkbox"/>
	Freni per accompagnatore	2	236,00 <input type="checkbox"/>	
Antiforo	C30 xx x <input type="checkbox"/>	0	--- <input type="checkbox"/>	

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
Scegli il colore: Blu reale = 01 <input type="checkbox"/> Rosso ciliegia = 02 <input type="checkbox"/> Nero pantera = 03 <input type="checkbox"/> Rosa = 04 <input type="checkbox"/>				
	Prolunga schienale	RD12	C902863-xx	103,00 <input type="checkbox"/>
	Prolunga schienale	RD14	C900484-xx	103,00 <input type="checkbox"/>
	Prolunga schienale	RD16	C900138-xx	103,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino poggiatesta, nero	RD12	C902673	140,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino poggiatesta, nero	RD14	C902653	140,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino poggiatesta, nero	RD16	C903147	140,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta Sculpted	mis unica	C905271	221,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina ad H, imbottita (richiesta la Cintura a 3 punti)	mis unica	C903988	103,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura a 3 punti, con regolazione profondità	mis unica	C904017	50,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte swing away avvolgenti, 7 x 9.5 cm, set	xsmall	C902980	362,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte swing away avvolgenti, 7.5 x 12.75 cm, set	small	C902981	362,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte swing away avvolgenti, 9.5 x 14 cm, set	medium	C902982	362,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte swing away avvolgenti, 12 x 15.25 cm, set	large	C902983	362,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto polpacci	RD12-RD16	C904361	55,00 <input type="checkbox"/>
	Cinturini per il bloccaggio del piede, 18-25 cm	small	C903415	156,00 <input type="checkbox"/>
	Cinturini per il bloccaggio del piede, 20-28 cm	medium	C903416	156,00 <input type="checkbox"/>
	Cinturini per il bloccaggio del piede, 23-30 cm	large	C903417	156,00 <input type="checkbox"/>
	Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza	mis unica	C904346	151,00 <input type="checkbox"/>
	Contenimenti laterali	RD12	C902672	120,00 <input type="checkbox"/>
	Contenimenti laterali	RD14	C902652	120,00 <input type="checkbox"/>
	Contenimenti laterali	RD16	C903145	120,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

Pagina 3 di 3

	Contenimenti laterali in tessuto a rete	RD12	C902680	106,00	<input type="checkbox"/>
	Contenimenti laterali in tessuto a rete	RD14	C902681	106,00	<input type="checkbox"/>
	Contenimenti laterali in tessuto a rete	RD16	C903146	106,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino*	RD12	C903405	276,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino*	RD14	C903401	276,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino*	RD16	C903402	276,00	<input type="checkbox"/>
	<i>* Da montare con braccioli</i>				
	Tavolino**	RD12	C903669	215,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino**	RD14-RD16	C903670	215,00	<input type="checkbox"/>
<i>** Tavolino in schiuma con cover in vinile. Da montare con i braccioli.</i>					
<p>Scegli il colore: Blu reale = 01 <input type="checkbox"/> Rosso ciliegia = 02 <input type="checkbox"/> Nero pantera = 03 <input type="checkbox"/> Rosa = 04 <input type="checkbox"/></p>					
	Cappottina parasole con apertura laterale	RD12	C904745-xx	186,00	<input type="checkbox"/>
	Cappottina parasole con apertura laterale	RD14	C904746-xx	186,00	<input type="checkbox"/>
	Cappottina parasole con apertura laterale	RD16	C904747-xx	186,00	<input type="checkbox"/>
	Cappottina parasole	RD12	C902679-xx	155,00	<input type="checkbox"/>
	Cappottina parasole	RD14	C902659-xx	155,00	<input type="checkbox"/>
	Cappottina parasole	RD16	C903152-xx	155,00	<input type="checkbox"/>
	Copertura anti pioggia*	RD12-RD14	C904939	157,00	<input type="checkbox"/>
	Copertura anti pioggia*	RD16	C904940	157,00	<input type="checkbox"/>
<i>*solo in abbinamento con la cappottina</i>					
	Antiribaltamento, set	mis unica	C904649	149,00	<input type="checkbox"/>
	Dispositivi di fissaggio per il trasporto *	mis unica	C997134	106,00	<input type="checkbox"/>
	<i>* durante il trasporto usare sempre estensione schienale, pettorina, cintura, pedana</i>				
	Kit freno accompagnatore	RD14	C993279	719,00	<input type="checkbox"/>
	Kit freno accompagnatore	RD16	C993779	719,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto per respiratore	RD12	C904476	376,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto per respiratore	RD14-RD16	C904477	376,00	<input type="checkbox"/>
	Cestino portaoggetti	RD12	C904529	98,00	<input type="checkbox"/>
	Cestino portaoggetti	RD14-RD16	C904530	98,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bombola ossigeno	mis unica	C902870	171,00	<input type="checkbox"/>
	Borsa portaoggetti	mis unica	C904531	48,00	<input type="checkbox"/>