


Modulo d'ordine

 Aggiornato al **01 Marzo 2021**

Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			

Dimensioni



A (Altezza schienale) _____
 B (Altezza bracciolo) _____
 C (Distanza poplite tallone) _____
 D (Profondità seduta) _____
 E (Larghezza torace) _____
 F (Larghezza seduta) _____
 G (Altezza seduta capo) _____
 H (Larghezza spalle) _____
 Età _____
 Peso _____


Cricket	mis 1	mis 2
	cm	cm
Larghezza seduta (A)	34	40
Profondità seduta (B)	21-31	31-43
Altezza schienale (C1)	50	57
Altezza seduta da terra (E)	50-53	54-58
Distanza poplite tallone (D)	18-36	23-37
Larghezza esterna schienale (F1)	34	40
Larghezza interna schienale (F)	27	33
Larghezza totale (G)	53	58
Lunghezza totale (H)	75	75
Altezza totale (I)	100	105
Larghezza, da chiuso	36	36
Altezza, da chiuso	49	49
Lunghezza, da chiuso	76	76
Reclinazione schienale	110°-125°	110°-125°
Ingomobro di rotazione minimo	73	76
Peso	12.5 kg	13.5 kg
Portata massima	35 kg	50 kg
Portata massima omologata per il trasporto	27 kg	43 kg
Ingombro massimo di sterzata a 90°	82	82












Note di sicurezza	mis 1	mis 2
Stabilità statica in discesa	10°	10°
Stabilità statica in salita	10°	10°
Stabilità statica laterale	10°	10°

Descrizione prodotto















Cricket è un passeggino pieghevole e omologato per il trasporto in auto. Il telaio in alluminio e le quattro ruote, di cui quelle posteriori fisse e quelle anteriori piroettanti, rendono Cricket leggero e facile da manovrare. La seduta ha un basculamento fisso di 20°, è regolabile in profondità e in larghezza, mentre lo schienale è reclinabile di 15°. Si completa con un'imbottitura disponibile in sette colori, facilmente rimovibile e lavabile. La pedana è regolabile in altezza ed inclinazione. Disponibile in due misure, Cricket può essere completato con una vasta gamma di accessori: poggiatesta, cunei, cinture e bretellaggi, cappottina parasole, copertura antipioggia, braccioli, barra di appoggio anteriore, tavolino e cestino portaoggetti.

Modulo d'ordine

Cricket	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Cricket	mis 1	87043100	1.503,00 <input type="checkbox"/>
	Cricket, con blocco direzionale ruote anteriori	mis 1	87043100-DL	1.637,00 <input type="checkbox"/>
	Cricket	mis 2	87043200	1.503,00 <input type="checkbox"/>
	Cricket, con blocco direzionale ruote anteriori	mis 2	87043200-DL	1.637,00 <input type="checkbox"/>

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico	
          	Scegli il colore: Blu = 1 <input type="checkbox"/> Rosso = 2 <input type="checkbox"/> Verde = 3 <input type="checkbox"/> Grigio = 4 <input type="checkbox"/> Rosa = 5 <input type="checkbox"/> Arancione = 6 <input type="checkbox"/> Giallo = 7 <input type="checkbox"/>				
	Imbottiture	mis 1	8704311x	83,00 <input type="checkbox"/>	
	Imbottiture	mis 2	8704321x	100,00 <input type="checkbox"/>	
	Kit per ridurre la larghezza seduta, cunei	3 cm	87043130-1 87043130	70,00 <input type="checkbox"/>	
	Kit per ridurre la larghezza seduta, cunei	5 cm	87043130-2 87043130	70,00 <input type="checkbox"/>	
	Prolunga schienale	mis 1	87043160-1	40,00 <input type="checkbox"/>	
	Prolunga schienale	mis 2	87043160-2	40,00 <input type="checkbox"/>	
	Cuscino poggiatesta, nero	mis unica	87043150	40,00 <input type="checkbox"/>	
	Poggiatesta "Sculpted", nero	mis unica	87043151	100,00 <input type="checkbox"/>	
	Pettorina Cross	XS	85720-XS	131,00 <input type="checkbox"/>	
	Pettorina Cross	S	85720-S	131,00 <input type="checkbox"/>	
	Pettorina Cross	M	85720-M	131,00 <input type="checkbox"/>	
	<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo</i>				
	Pettorina a farfalla	XS	85705-XS	152,00 <input type="checkbox"/>	
	Pettorina a farfalla	S	85705-S	152,00 <input type="checkbox"/>	
	Pettorina a farfalla	M	85705-M	152,00 <input type="checkbox"/>	
	<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo</i>				
	Cintura toracale	mis 1	85480-1	79,00 <input type="checkbox"/>	
Cintura toracale	mis 2	85480-2	79,00 <input type="checkbox"/>		
Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, 25 mm	mis 1	85423-1	80,00 <input type="checkbox"/>		
Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, 25 mm	mis 2	85423-2	80,00 <input type="checkbox"/>		
Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, 25 mm	mis 3	85423-3	80,00 <input type="checkbox"/>		
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo</i>					
Cintura pelvica a 4 punti	XS	85725-XS	83,00 <input type="checkbox"/>		
Cintura pelvica a 4 punti	S	85725-S	83,00 <input type="checkbox"/>		
Cintura pelvica a 4 punti	M	85725-M	83,00 <input type="checkbox"/>		
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo</i>					
Braccioli	mis 1	87043120-1	83,00 <input type="checkbox"/>		
Braccioli	mis 2	87043120-2	83,00 <input type="checkbox"/>		

Modulo d'ordine

	Cunei, per schienale	tipo 1	87043140-1	40,00	<input type="checkbox"/>
	Cunei, per schienale	tipo 2	87043140-2	40,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto polpacci con velcro regolabile	mis 1	87043190-10	43,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto polpacci con velcro regolabile	mis 2	87043190-20	43,00	<input type="checkbox"/>
	Ferma talloni	mis unica	87043185	35,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino	mis 1	87043180-1	163,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino	mis 2	87043180-2	163,00	<input type="checkbox"/>
	Barra di appoggio anteriore, montata sui braccioli	mis 1	87043181-1	96,00	<input type="checkbox"/>
	Barra di appoggio anteriore, montata sui braccioli	mis 2	87043181-2	96,00	<input type="checkbox"/>
	Barra di appoggio anteriore, montata sul telaio	mis 1	87043182-1	96,00	<input type="checkbox"/>
	Barra di appoggio anteriore, montata sul telaio	mis 2	87043182-2	96,00	<input type="checkbox"/>
	Cappottina parasole, nera	mis 1	87043170	244,00	<input type="checkbox"/>
	Cappottina parasole, nera	mis 2	87043270	244,00	<input type="checkbox"/>
	Cappottina parasole, grigia	mis 1	87043174	244,00	<input type="checkbox"/>
	Cappottina parasole, grigia	mis 2	87043274	244,00	<input type="checkbox"/>
	Mantellina con cappuccio Lung. totale: 104 cm, Lung. corpo: 76 cm	mis 1	87465-410	124,00	<input type="checkbox"/>
	Mantellina con cappuccio (L: 117 cm) Lung. totale: 117 cm, Lung. corpo: 88 cm	mis 2	87465-510	124,00	<input type="checkbox"/>
	Copertura anti pioggia*	mis 1	87467-210	105,00	<input type="checkbox"/>
	Copertura anti pioggia* <i>*Necessita di cappottina parasole 87043x7x</i>	mis 2	87467-310	105,00	<input type="checkbox"/>
	Blocco pedana	mis unica	87043186	30,00	<input type="checkbox"/>
	Dispositivo di fissaggio per il trasporto	mis unica	87043188	83,00	<input type="checkbox"/>
	Zaino	mis unica	87043183-1	42,00	<input type="checkbox"/>
	Cestino porta oggetti	mis 1	87043184-10	58,00	<input type="checkbox"/>
	Cestino porta oggetti	mis 2	87043184-20	58,00	<input type="checkbox"/>
	Cinghia per il bloccaggio da chiuso	mis unica	85100	17,00	<input type="checkbox"/>