

R82 Crocodile & Crocodile AT

Dati anagrafici e misure antropometriche utente

Cliente:

Indirizzo:

Città:


Telefono:

Lunghezza femore (4):

Larghezza bacino (6):


Altezza spalle (1):

Larghezza torace (5):




Dimensioni

Crocodile



	Misura 0	Misura 1	Misura 2	Misura 3
Distanza tra le impugnature	17-47 cm	27-55 cm	32-60 cm	35-69 cm
Altezza impugnature da terra	30-62 cm	42-71,5 cm	55-84 cm	69- 104,5 cm
Larghezza	58 cm	62 cm	69 cm	69 cm
Lunghezza	64 cm	72 cm	84 cm	87 cm
Lunghezza da chiuso	65 cm	72 cm	86 cm	100 cm
Altezza da chiuso	30 cm	31 cm	27 cm	29 cm
Altezza massima utente	105 cm	115 cm	150 cm	180 cm
Ingombro in rotazione	144 cm	160 cm	190 cm	200 cm
Peso	6 kg	7 kg	7 kg	12 kg
Portata massima	30 kg	30 kg	45 kg	80 kg

Crocodile AT



	Misura 1	Misura 2	Misura 3
Distanza tra le impugnature			
Altezza impugnature da terra	19 - 35 cm	24 - 42 cm	33 - 48 cm
Larghezza	46 - 75 cm	60 - 89 cm	78 - 106,5 cm
Lunghezza	66 cm	70 cm	72 cm
Lunghezza da chiuso	78 cm	90 cm	93 cm
Altezza da chiuso	75 cm	89 cm	103 cm
Altezza massima utente	34,5 cm	31 cm	33 cm
Ingombro in rotazione	119 cm	154 cm	184
Peso	8 kg	8,4 kg	12,8 kg
Portata massima	30 kg	45 kg	80 kg

Caratteristiche

Disponibile in 7 misure

Telaio in alluminio pieghevole, regolabile in altezza con 4 ruote

Impugnature multiregolabili

Ruote posteriori frizionabili con dispositivo antiarretramento

Ruote anteriori con blocco direzionale

Sospensioni e gancio rapido delle ruote posteriori , solo per Crocodile ATFreni a decelerazione , solo per Crocodile AT

Crea il tuo Crocodile



Adattalo alle tue esigenze

Scegli la configurazione del tuo Crocodile a seconda delle tue esigenze.
Per renderti il tutto il più semplice possibile, ti guideremo attraverso le opzioni
passo dopo passo.

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino****1****Scegli la misura del telaio**

	☐ Crocodile ,bianco	Misura 0	86800	620,00 €
	☐ Crocodile, bianco con antiribaltamento swing away	Misura 0	86800-ATS	780,00 €
	☐ Crocodile, bianco con antiribaltamento fisso	Misura 0	86800-ATF	720,00 €
	☐ Crocodile ,giallo	Misura 1	86801	690,00 €
	☐ Crocodile, giallo con antiribaltamento swing away	Misura 1	86801-ATS	950,00 €
	☐ Crocodile, giallo con antiribaltamento fisso	Misura 1	86801-ATF	825,00 €
	☐ Crocodile ,arancione	Misura 2	86802	690,00 €
	☐ Crocodile, arancione con antiribaltamento swing away	Misura 2	86802-ATS	950,00 €
	☐ Crocodile, arancione con antiribaltamento fisso	Misura 2	86802-ATF	825,00 €
	☐ Crocodile ,antracite	Misura 3	86803	775,00 €
	☐ Crocodile, antracite con antiribaltamento swing away	Misura 3	86803-ATS	1.050,00 €
	☐ Crocodile, antracite con antiribaltamento fisso	Misura 3	86803-ATF	950,00 €
	☐ Crocodile AT ,rosso	Misura 1 AT	86801AT	780,00 €
	☐ Crocodile AT ,rosso con antiribaltamento swing away	Misura 1 AT	86801AT-ATS	950,00 €
	☐ Crocodile AT ,verde	Misura 2 AT	86802AT	850,00 €
	☐ Crocodile AT ,verde con antiribaltamento swing away	Misura 2 AT	86802AT-ATS	1.050,00 €
	☐ Crocodile AT ,antracite	Misura 3 AT	86803AT	1.200,00 €
	☐ Crocodile AT ,antracite con antiribaltamento swing away	Misura 3 AT	86803AT-ATS	1.400,00 €

2**Scegli i freni più adatti alle tue necessità**

	☐ Kit freno di stazionamento a leva	Misura 1-2	86834	145,00 €
	☐ Kit freno di stazionamento a leva	Misura 3	86873	145,00 €
	☐ Kit freno a decelerazione	Misura 1-2	86834-DEC	145,00 €
	☐ Kit freno a decelerazione	Misura 3	86873-DEC	145,00 €
	☐ Kit freno a decelerazione per <u>versione AT</u>	Misura 1 AT	868341	160,00 €
	☐ Kit freno a decelerazione per <u>versione AT</u>	Misura 2 AT	868342	160,00 €
	☐ Kit freno a decelerazione per <u>versione AT</u>	Misura 3 AT	868343	160,00 €

3**Scegli l'appoggio per l'arto superiore**

	☐ Appoggio antibrachiale con impugnatura , set *	Misura 0-1	86858-1	390,00 €
	☐ Appoggio antibrachiale con impugnatura , set *	Misura 2	86859-1	390,00 €
	☐ Appoggio antibrachiale con impugnatura , set *	Misura 3	86860-1	390,00 €
	☐ Sistema di fissaggio per avambraccio, imbottito ,1 pz	Misura unica	869370	35,00 €
	☐ Kit Blocco anteriore per impugnatura	Misura unica	86861	30,00 €

Note Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**4****Scegli il supporto bacino**

☐ Supporto posteriore Gator per mis 0-1-2	Small	86808	315,00 €
☐ Supporto posteriore Gator per mis 1-2-3	large	86809	315,00 €



☐ Fascia per supporto posteriore Gator	Misura unica	SN4016	70,00 €
---	--------------	--------	---------



☐ Supporto posteriore	Misura unica	86816	125,00 €
--	--------------	-------	----------



☐ Supporti bacino , set *	Misura unica	86819	245,00 €
--	--------------	-------	----------

Attenzione non montabili sui appoggi antibrachiali

☐ Supporto posteriore regolabile imbottito *	Misura unica	86886	280,00 €
---	--------------	-------	----------

Solo per misura 3

☐ Cintura addominale per supporto posteriore regolabile	Misura unica	85490-2	45,00 €
--	--------------	---------	---------



☐ Barra per montaggio supporto posteriore *	Misura unica	86880	60,00 €
--	--------------	-------	---------

Solo per misura 3

☐ Supporto bacino avvolgente, circonferenza 47-64 cm	Small	868610-0S	400,00 €
☐ Supporto bacino avvolgente, circonferenza 47-64 cm	Small	868610-1S	400,00 €
☐ Supporto bacino avvolgente, circonferenza 67-78 cm	Medium	868610-2M	550,00 €

5**Scegli la barra di appoggio anteriore o il maniglione**

☐ Maniglione per accompagnatore	Misura unica	86866-1	200,00 €
--	--------------	---------	----------



☐ Barra di appoggi anteriore	Misura 0	86879-0	80,00 €
☐ Barra di appoggi anteriore	Misura 1	86879-1	85,00 €
☐ Barra di appoggi anteriore	Misura 2	86879-2	85,00 €



☐ Maniglione regolabile in inclinazione	Misura 0	86878-0	165,00 €
☐ Maniglione regolabile in inclinazione	Misura 1	86878-1	165,00 €
☐ Maniglione regolabile in inclinazione	Misura 2	86878-2	175,00 €

6**Scegli il sedile ad imbrago o il sedile rigido**

☐ Sedile ribaltabile bianco	Misura 0	86820-01	165,00 €
☐ Sedile ribaltabile nero	Misura 1	86820	165,00 €
☐ Sedile ribaltabile arancione ,fino ad esaurimento scorte	Misura 2	86821	165,00 €
☐ Sedile ribaltabile antracite	Misura 3	86863	165,00 €

¹⁾ Not compatible with 86801-0, Crocodile Starter Kit

☐ Sedile ad imbrago	Misura 1	86824	140,00 €
☐ Sedile ad imbrago	Misura 2	86825	145,00 €



☐ Sedile ad imbrago per supporto bacino Gator	Misura 1	86824-1	75,00 €
☐ Sedile ad imbrago per supporto bacino Gator	Misura 2	86825-1	75,00 €

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

7 Accessori



☐ Borsa portaoggetti per misura 0-1-2

Misura unica 86839 50,00 €

☐ Borsa portaoggetti per misura 3

Misura unica 86843 120,00 €