




Modulo d'ordine

| | | Aggiornato al | 8 luglio 2024 |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|
| Ordinante | | Consegnare a: | |
| Azienda | | Indirizzo | |
| Indirizzo | | Codice Postale | |
| Codice Postale | | Città | |
| Città | | N° d'ordine | |
| Tel.: | | Riferimento | |
| Contatto | | | |

Dimensioni



A (Altezza totale)

B (Altezza spalle)

C (Altezza all'ascella)

D (Altezza all'inguine)

E (Larghezza torace)

F (Larghezza spalle)

Età

Peso

| Crocodile | mis 0 | mis 1 | mis 2 | mis 3 |
|---|-------|---------|-------|----------|
| | cm | cm | cm | cm |
| Distanza tra le impugnature (J) | 17-47 | 27-55 | 32-60 | 35-69 |
| Altezza impugnature da terra (K) | 30-61 | 42-71,5 | 55-84 | 69-104,5 |
| Larghezza (G) | 58 | 62 | 69 | 69 |
| Lunghezza (H) | 64 | 72 | 84 | 87 |
| Altezza dalla parte superiore del telaio da terra (I) | 49-66 | 49-66 | 65-82 | 77 |
| Lunghezza da chiuso | 65 | 72 | 86 | 100 |
| Altezza da chiuso | 30 | 31 | 27 | 29 |
| Peso | 6 kg | 7 kg | 7 kg | 12 kg |
| Altezza massima utente | 105 | 115 | 150 | 180 |
| Portata massima | 30 kg | 30 kg | 45 kg | 80 kg |
| Ingombro in rotazione | 144 | 160 | 190 | 200 |

| Note di sicurezza | mis 0 | mis 1 | mis 2 | mis 3 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Stabilità statica in discesa | 15° | 15° | 15° | 15° |
| Stabilità statica in salita | 4,5° | 4,5° | 4,5° | 4,5° |
| Stabilità statica laterale | 7° | 7° | 7° | 7° |


Descrizione prodotto

Crocodile è un deambulatore stabilizzatore per uso posteriore in alluminio completo di imbottitura per la parte superiore del telaio. La base è dotata di 4 ruote: quelle posteriori sono fisse e dotate di dispositivo di antiarretramento e frizionamento, mentre quelle anteriori sono piroettanti e dotate di blocco direzionale. Viene fornito con impugnature regolabili in altezza e in larghezza. Può essere completato con diversi accessori: appoggi antibrachiali, supporti posteriori, sedile, sedile ad imbrago, dispositivi antiribaltamento fissi o swing-away. E' progettato per uso interno ed esterno.


Modulo d'ordine

Note *Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino*












| Crocodile | Descrizione | Misura | Codice | Prezzo Pubblico |
|-----------|--|--------|-----------|-----------------------------------|
| | Crocodile, bianco | mis 0 | 86800 | 619,00 <input type="checkbox"/> |
| | Crocodile, bianco, antiribaltamento fisso | mis 0 | 86800-ATF | 719,00 <input type="checkbox"/> |
| | Crocodile, bianco, antiribalt. swing-away | mis 0 | 86800-ATS | 779,00 <input type="checkbox"/> |
| | Crocodile, giallo | mis 1 | 86801 | 690,00 <input type="checkbox"/> |
| | Crocodile, giallo, antiribaltamento fisso | mis 1 | 86801-ATF | 823,00 <input type="checkbox"/> |
| | Crocodile, giallo, antiribalt. swing-away | mis 1 | 86801-ATS | 946,00 <input type="checkbox"/> |
| | Crocodile, arancione | mis 2 | 86802 | 690,00 <input type="checkbox"/> |
| | Crocodile, arancione, antiribaltamento fisso | mis 2 | 86802-ATF | 823,00 <input type="checkbox"/> |
| | Crocodile, arancione, antiribalt. swing-away | mis 2 | 86802-ATS | 946,00 <input type="checkbox"/> |
| | Crocodile, antracite | mis 3 | 86803 | 773,00 <input type="checkbox"/> |
| | Crocodile, antiribaltamento fisso | mis 3 | 86803-ATF | 949,00 <input type="checkbox"/> |
| | Crocodile, antracite, antiribalt. swing-away | mis 3 | 86803-ATS | 1.049,00 <input type="checkbox"/> |



| Accessori | Descrizione | Misura | Codice | Prezzo Pubblico |
|-----------|---|-------------|---------|---------------------------------|
| | Barra d'appoggio anteriore | mis 0 | 86879-0 | 77,00 <input type="checkbox"/> |
| | Barra d'appoggio anteriore | mis 1 | 86879-1 | 81,00 <input type="checkbox"/> |
| | Barra d'appoggio anteriore | mis 2 | 86879-2 | 85,00 <input type="checkbox"/> |
| | Appoggio antibrachiale con impugnatura, set | mis 1 | 86858-1 | 390,00 <input type="checkbox"/> |
| | Appoggio antibrachiale con impugnatura, set | mis 2 | 86859-1 | 390,00 <input type="checkbox"/> |
| | Appoggio antibrachiale con impugnatura, set | mis 3 | 86860-1 | 390,00 <input type="checkbox"/> |
| | Sistema di fissaggio imbottito per avambraccio 1pez * per entrambi gli avambracci ordinare 2 pezzi | mis unica | 869370 | 35,00 <input type="checkbox"/> |
| | Blocco anteriore per impugnatura, set | mis unica | 86861 | 122,00 <input type="checkbox"/> |
| | Supporto posteriore | mis 1-2-3 | 86816 | 91,00 <input type="checkbox"/> |
| | Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 47-64 cm, H: 8,5 | mis 0 | 868610 | 490,00 <input type="checkbox"/> |
| | Supporto posteriore Gator per Crocodile, 9x12-23 cm | mis 0-1-2-3 | 86808 | 314,00 <input type="checkbox"/> |
| | Supporto posteriore Gator per Crocodile, 9x18-29 cm | mis 1-2-3 | 86809 | 314,00 <input type="checkbox"/> |
| | Fasce di contenimento per supporto Gator | mis unica | SN4016 | 67,00 <input type="checkbox"/> |



Modulo d'ordine

| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|--------|--------------------------|
|  | Supporto posteriore, regolabile, imbottito | mis 3 | 86886 | 278,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Cintura addominale per 86886 | mis 3 | 85490-2 | 43,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Barra per montare il supporto posteriore * * utilizzabile solo sulla mis 3 | mis 3 | 86880 | 57,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Supporti bacino, set | mis unica | 86819 | 242,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Sedile ad imbrago | mis 1 | 86824 | 139,00 | <input type="checkbox"/> |
| | Sedile ad imbrago | mis 2 | 86825 | 145,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Crocodile sedile ad imbrago * | mis 0-1 | 86824-1 | 73,00 | <input type="checkbox"/> |
| | Crocodile sedile ad imbrago * | mis 2 | 86825-1 | 73,00 | <input type="checkbox"/> |
| | * necessita di supporto posteriore Gator e fascia di contenimento | | | | |
|  | Sedile ribaltabile, bianco | mis 0 | 86820-01 | 164,00 | <input type="checkbox"/> |
| | Sedile ribaltabile, giallo | mis 1 | 86820 | 164,00 | <input type="checkbox"/> |
| | Sedile ribaltabile, arancione | mis 2 | 86821 | 164,00 | <input type="checkbox"/> |
| | Sedile ribaltabile, antracite | mis 3 | 86863 | 164,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Freni a leva su impugnature, kit* | mis 1-2 | 86834 | 141,00 | <input type="checkbox"/> |
| | Freni a leva su impugnature, kit* | mis 3 | 86873 | 141,00 | <input type="checkbox"/> |
| <u>* non compatibile con appoggi antibrachiali</u> | | | | | |
| | Kit freno a decelerazione | mis 1-2 | 86834-DEC | 141,00 | <input type="checkbox"/> |
| | Kit freno a decelerazione | mis 3 | 86873-DEC | 141,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Borsa porta oggetti | mis unca | 86839 | 48,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Cestino porta oggetti | mis 3 | 86843 | 119,00 | <input type="checkbox"/> |
|  | Maniglia per accompagnatore per Crocodile | mis unica | 86866-1 | 199,00 | <input type="checkbox"/> |