


Modulo d'ordine

Aggiornato Settembre 2022

Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			

Dimensioni



Crocodile	mis 1	mis 2	mis 3
	cm	cm	cm
Distanza tra le impugnature (J)	27-55	32-60	35-69
Altezza impugnature da terra (K)	42-56	55-69	69-87
Larghezza (G)	62	69	69
Lunghezza (H)	72	84	87
Altezza dalla parte superiore del telaio da terra (I)	49-66	65-82	77
Lunghezza da chiuso	72	86	100
Altezza da chiuso	31	27	29
Peso	5.5 kg	6.5 kg	12 kg
Altezza massima utente	115	150	180
Portata massima	30 kg	45 kg	80 kg
Ingombro in rotazione minimo	75	77	90


Note di sicurezza	mis 1	mis 2	mis 3
Stabilità statica in discesa	15°	15°	15°
Stabilità statica in salita	4,5°	4,5°	4,5°
Stabilità statica laterale	7°	7°	7°








Descrizione prodotto

Crocodile è un deambulatore stabilizzatore per uso posteriore in alluminio completo di imbottitura per la parte superiore del telaio. La base è dotata di 4 ruote: quelle posteriori sono fisse e dotate di dispositivo di antiartramento e frizionamento, mentre quelle anteriori sono piroettanti e dotate di blocco direzionale. Viene fornito con impugnature regolabili in altezza e in larghezza. Può essere completato con diversi accessori: appoggi antibrachiali, supporti posteriori, sedile, sedile ad imbrago, dispositivi antiribaltamento fissi o swing-away. E' progettato per uso interno ed esterno.












Modulo d'ordine

Note *Gli articoli con il ✓ ed evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino*

Crocodile	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Crocodile, bianco ✓	mis 0	86800	536,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, bianco, antiribaltamento fisso	mis 0	86800-ATF	638,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, bianco, antiribalt. swing-away ✓	mis 0	86800-ATS	663,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, giallo ✓	mis 1	86801	690,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, giallo, antiribaltamento fisso	mis 1	86801-ATF	823,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, giallo, antiribalt. swing-away ✓	mis 1	86801-ATS	946,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, arancione	mis 2	86802	690,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, arancio, antiribaltamento fisso	mis 2	86802-ATF	823,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, arancione, antiribalt. swing-away ✓	mis 2	86802-ATS	946,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, antracite	mis 3	86803	773,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, antiribaltamento fisso	mis 3	86803-ATF	905,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, antracite, antiribalt. swing-away ✓	mis 3	86803-ATS	1.029,00 <input type="checkbox"/>

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Crocodile starter kit, per Crocodile mis 1	mis 0	86801-0	223,00 <input type="checkbox"/>
	Barra d'appoggio anteriore ✓	mis 0	86879-0	77,00 <input type="checkbox"/>
	Barra d'appoggio anteriore ✓	mis 1	86879-1	81,00 <input type="checkbox"/>
	Barra d'appoggio anteriore ✓	mis 2	86879-2	85,00 <input type="checkbox"/>
	Appoggio antibrachiale con impugnatura, set ✓	mis 1	86858-1	324,00 <input type="checkbox"/>
	Appoggio antibrachiale con impugnatura, set ✓	mis 2	86859-1	324,00 <input type="checkbox"/>
	Appoggio antibrachiale con impugnatura, set ✓	mis 3	86860-1	324,00 <input type="checkbox"/>
	Sistema di fissaggio imbottito per avambraccio	mis unica	869370	35,00 <input type="checkbox"/>
	Blocco anteriore per impugnatura, set	mis unica	86861	26,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto posteriore ✓	mis 1-2-3	86816	122,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 47-64 cm, H: 8,5 ✓	mis 0	868610	380,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto posteriore Gator per Crocodile, 9x12-23 cm ✓	mis 0-1-2-3	86808	314,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto posteriore Gator per Crocodile, 9x18-29 cm ✓	mis 1-2-3	86809	314,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

	Fasce di contenimento per supporto Gator ✓	mis unica	SN4016	67,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto posteriore, regolabile, imbottito	mis 3	86886	278,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura addominale per 86886	mis 3	85490-2	43,00 <input type="checkbox"/>
	Barra per montare il supporto posteriore * * utilizzabile solo sulla mis 3 ✓	mis 3	86880	57,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti bacino, set ✓	mis unica	86819	242,00 <input type="checkbox"/>
	Sedile ad imbrago ✓	mis 1	86824	122,00 <input type="checkbox"/>
	Sedile ad imbrago ✓	mis 2	86825	122,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile sedile ad imbrago * ✓	mis 0-1	86824-1	73,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile sedile ad imbrago * ✓	mis 2	86825-1	73,00 <input type="checkbox"/>
	* necessita di supporto posteriore Gator e fascia di contenimento			
	Sedile ribaltabile, bianco ✓	mis 0	86820-01	164,00 <input type="checkbox"/>
	Sedile ribaltabile, giallo ✓	mis 1	86820	164,00 <input type="checkbox"/>
	Sedile ribaltabile, arancione ✓	mis 2	86821	164,00 <input type="checkbox"/>
	Sedile ribaltabile, antracite ✓	mis 3	86863	164,00 <input type="checkbox"/>
	Freni a leva su impugnature, kit	mis 1-2	86834	141,00 <input type="checkbox"/>
	Freni a leva su impugnature, kit	mis 3	86873	141,00 <input type="checkbox"/>
	Kit freno a decelerazione	mis 1-2	86834-DEC	141,00 <input type="checkbox"/>
	Kit freno a decelerazione	mis 3	86873-DEC	141,00 <input type="checkbox"/>
	Borsa porta oggetti	mis unca	86839	48,00 <input type="checkbox"/>
	Cestino porta oggetti	mis 3	86843	110,00 <input type="checkbox"/>
	Maniglia per accompagnatore per Crocodile	mis unica	86866	139,00 <input type="checkbox"/>