



		Aggiornato al	4 giugno 2024
<b>Ordinante</b>		<b>Consegnare a:</b>	
<b>Azienda</b>		<b>Indirizzo</b>	
<b>Indirizzo</b>		<b>Codice Postale</b>	
<b>Codice Postale</b>		<b>Città</b>	
<b>Città</b>		<b>N° d'ordine</b>	
<b>Tel.:</b>		<b>Riferimento</b>	
<b>Contatto</b>			

## Dimensioni



A (Altezza totale)	_____
B (Altezza spalle)	_____
C (Altezza all'ascella)	_____
D (altezza all'inguine)	_____
E (Larghezza torace)	_____
F (Larghezza spalle)	_____
Età	_____
Peso	_____

Gazelle PS	mis 1	mis 2	mis 3
	cm	cm	cm
Larghezza (TW)	48	58	65
Lunghezza	76	88	99
Altezza utente, terra-ascella (FA)	45-95	60-105	70-125
Altezza totale, piano in orizzontale	76	80	90
Altezza da chiusa	28,5	29,5	29,5
Lunghezza da chiusa	95	113	130
Inclinazione	-15° +90	-15° +90	-15° +90
Peso	20 kg	22 kg	24 kg
Portata massima	40 kg	60 kg	80 kg

**Descrizione prodotto**  
 Gazelle PS è uno stabilizzatore per la postura prona e/o supina. La base ha 4 ruote piroettanti con freno ed è munita di pedale, con blocco di sicurezza, per regolare l'inclinazione passando da -15° a 90°. Le pedane separate, con sandali fermapiEDE, regolabili in maniera indipendente, permettono l'abduzione degli arti inferiori di 30°. Dotato di fascia toracale, supporti ginocchia, supporto sacrale e sandali fermapiEDE, è disponibile in 3 misure e può essere completato con un vasta gamma di accessori: poggiatesta, pelotte, fascia pelotte toracali, appoggi antibrachiali, imbottitura extra piano base e tavolino con vaschetta e piano d'appoggio.

## Note

**Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

Gazelle PS	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Gazelle PS, giallo, pedane 17.5 cm	mis 1	88010-1	2.692,00 <input type="checkbox"/>
	Gazelle PS, giallo, pedane 21.5 cm	mis 1	88010-12	2.742,00 <input type="checkbox"/>
	Gazelle PS, verde	mis 2	88010-2	2.792,00 <input type="checkbox"/>
	Gazelle PS, blu	mis 3	88010-3	2.842,00 <input type="checkbox"/>

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Poggiatesta completo n° 3 per uso prono	mis 1	88124-13	477,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta completo n° 4 per uso prono	mis 1	88124-14	477,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta completo n° 3 per uso prono	mis 2	88124-23	497,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta completo n° 4 per uso prono	mis 2	88124-24	497,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta completo n° 3 per uso prono	mis 3	88124-33	507,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta completo n° 4 per uso prono	mis 3	88124-34	507,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine



Poggiatesta anatomico prono/supino	small	9923493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
Poggiatesta anatomico prono/supino	medium	9945493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
Poggiatesta anatomico prono/supino	large	9967493-83	324,00	<input type="checkbox"/>

**Ricordati di ordinare l'attacco! Per altre esigenze consultare l'apposito modulo**



Asta di supporto per poggiatesta per uso prono	mis 1	88124-10	258,00	<input type="checkbox"/>
Asta di supporto per poggiatesta per uso prono	mis 2	88124-20	258,00	<input type="checkbox"/>
Asta di supporto per poggiatesta per uso prono	mis 3	88124-30	258,00	<input type="checkbox"/>

**Ricordati di ordinare il poggiatesta!**



Attacco poggiatesta per uso supino	mis unica	88130	129,00	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	-----------	-------	--------	--------------------------

**Ricordati di ordinare il poggiatesta!**

Imbottitura extra per piano base	mis 1	88106-1	278,00	<input type="checkbox"/>
Imbottitura extra per piano base	mis 2	88106-2	278,00	<input type="checkbox"/>
Imbottitura extra per piano base	mis 3	88106-3	278,00	<input type="checkbox"/>

Fascia toracale	mis 1	88200-1	211,00	<input type="checkbox"/>
Fascia toracale	mis 2	88200-2	211,00	<input type="checkbox"/>
Fascia toracale	mis 3	88200-3	211,00	<input type="checkbox"/>



Pelotte, asta dritta	small	88055-1	146,00	<input type="checkbox"/>
Pelotte, asta dritta	large	88055-2	146,00	<input type="checkbox"/>

Pelotte, asta curva esterna	small	88065-1	266,00	<input type="checkbox"/>
Pelotte, asta curva esterna	large	88065-2	266,00	<input type="checkbox"/>

Pelotte, asta curva interna	small	88075-1	266,00	<input type="checkbox"/>
Pelotte, asta curva interna	large	88075-2	266,00	<input type="checkbox"/>

Fascia pelotte toracali	mis 1	88250-1	87,00	<input type="checkbox"/>
Fascia pelotte toracali	mis 2	88250-2	87,00	<input type="checkbox"/>
Fascia pelotte toracali	mis 3	88250-3	87,00	<input type="checkbox"/>



Asta di supp. arti inferiori reg. in inclinazione, set	mis 1	88165-1	506,00	<input type="checkbox"/>
Asta di supp. arti inferiori reg. in inclinazione, set	mis 2	88165-2	506,00	<input type="checkbox"/>
Asta di supp. arti inferiori reg. in inclinazione, set	mis 3	88165-3	506,00	<input type="checkbox"/>



Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio, staffe 17.5 cm	mis 1-2	88108-0	474,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio, staffe 40 cm	mis 2-3	88108-1	474,00	<input type="checkbox"/>



Imbottitura tavolino uso prono, profilo quadrato	mis unica	862135-0	204,00	<input type="checkbox"/>
Imbottitura tavolino uso supino, profilo tondo piccolo	mis unica	862135-1	204,00	<input type="checkbox"/>
Imbottitura tavolino uso supino, profilo tondo grande	mis unica	862135-2	204,00	<input type="checkbox"/>

Appoggi antibrachiali per tavolino	mis unica	861131	130,00	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	-----------	--------	--------	--------------------------

Barra gioco per tavolino	mis unica	861135	140,00	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----------	--------	--------	--------------------------