


Aggiornato al **01 Marzo 2021**

Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			

Dimensioni












A (Altezza schienale)	_____
B (Altezza bracciolo)	_____
C (Distanza poplite tallone)	_____
D (Profondità seduta)	_____
E (Larghezza torace)	_____
F (Larghezza seduta)	_____
G (Altezza seduta capo)	_____
H (Larghezza spalle)	_____
Età	_____
Peso	_____















Heron

	Heron con pistone idraulico	Heron elettrico
	cm	cm
Larghezza seduta (A)	55	55
Larghezza seduta tra supporti bacino	35-49	35-49
Profondità seduta (B)	45	45
Profondità seduta con kit di riduzione	40	40
Altezza schienale (C)	55-62	55-62
Distanza poplite-tallone (D)	40-56	40-56
Altezza seduta da terra (E)	51-78	56-78
Larghezza schienale, spalle (F)	29	29
Larghezza massima telaio (G)	67	67
Lunghezza massima telaio (H)	71	71
Altezza totale (I)	108-135	113-135
Basculamento	-5° +25°	-5° +25°
Reclinazione schienale	90° - 120°	90° - 120°
Peso	28 kg	31 kg
Portata massima	100 kg	130 kg

Descrizione prodotto

Heron è un sistema di seduta per le funzioni igieniche, costituito da un telaio in alluminio regolabile in altezza, disponibile con base elettrica o con pistone idraulico, dotato di maniglie di spinta, 4 ruote piroettanti con freni indipendenti e potty ring. La seduta può essere basculata di 25°, lo schienale attivo e reclinabile è predisposto per il montaggio di pelotte fisse o swing-away o di supporti laterali. Disponibile in un'unica misura, Heron può essere completato con una vasta gamma di accessori: poggiatesta, cinture e bretellaggi, tavolino, supporti bacino, paraspruzzi, copertura seduta e padella. Inoltre, è disponibile un rivestimento per seduta e schienale 100% waterproof, adatto all'utilizzo in doccia e sul WC, che permette anche di ridurre la profondità della seduta. Può essere configurato con pedane separate regolabili in altezza, con angolo di 70° o 90°.

Heron	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Heron con pistone idraulico	mis unica	880505-01	3.086,00 <input type="checkbox"/>
	Heron con pistone idraulico, braccioli swing-away	mis unica	880505-11	3.403,00 <input type="checkbox"/>
	Heron elettrico, caricabatterie e cavo (EU)	mis unica	880505-01ELK	4.240,00 <input type="checkbox"/>
	Heron elettrico con braccioli swing-away, caricabatterie e cavo (EU)	mis unica	880505-11ELK	4.574,00 <input type="checkbox"/>
Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Poggiatesta	Tipo 2	9903146-00	259,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta	Tipo 4	9906146-00	259,00 <input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Imbottitura completa	set	880507-01	284,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura schienale	mis unica	101204	132,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura seduta	mis unica	117005	158,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti laterali per schienale	set	880508-01	174,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura per supporti laterali	set	880507-04	62,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla	M	85705-M	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla	L	85705-L	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla	XL	85705-XL	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla	XXL	85705-XXL	152,00 <input type="checkbox"/>
<i>Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, 25 mm	mis 2	85423-2	80,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, 25 mm	mis 3	85423-3	80,00 <input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Pelotte toracali swing-away, asta dritta	set	83016-162	399,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte toracali swing-away, asta curva da 2,5 cm (N.B. lunghezza asta 16 cm)	set	83018-162	399,00 <input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Pelotte toracali fisse, incluso rivestimento tipo 5, 15 x 15 cm	set	880508-09	117,00 <input type="checkbox"/>

	Braccioli swing-away	set	880508-03	270,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino <i>(da montare nei braccioli cod. 880508-03)</i>	mis unica	880508-04	266,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti bacino, 35-49 cm	set	880508-02	176,00	<input type="checkbox"/>
	Kit riduzione extra supporti bacino N.B. per ridurre la larghezza fino a 29 cm, da acquistare insieme al codice 880508-02	set	880508-02LB	33	<input type="checkbox"/>
	Kit riduzione profondità seduta (-5 cm)	mis unica	880508-06	95,00	<input type="checkbox"/>
	Paraspruzzi, 13 cm	mis unica	880508-05	73,00	<input type="checkbox"/>
	Paraspruzzi basso	mis unica	880508-07	73,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana sdoppiata, angolo 90°, Lung: 39-55 cm	set	880506-01	377,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana sdoppiata, angolo 70°, Lung: 36-53 cm	set	880506-02	377,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana sdoppiata, angolo 90°, Lung: 30-38 cm	set	880506-03	377,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura per supporto pedana	set	880506-12	35,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto polpacci, Alt: 10 cm	mis unica	880509-01	45,00	<input type="checkbox"/>
	Fermatalloni	set	880509-02	69,00	<input type="checkbox"/>
	Padella	mis unica	880130	28,00	<input type="checkbox"/>
	Copertura per padella	mis unica	880130-L	51,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura per pistone, bianco	mis unica	116924-KIT	27,00	<input type="checkbox"/>

