



		Aggiornato al 4 giugno 2024	
Ordinante Azienda Indirizzo		Consegnare a:	
		Indirizzo	
		Codice Postale Città	
Codice Postale Città Tel.:		N° d'ordine	
Contatto		Riferimento	

Dimensioni



- A (Altezza schiena)
- B (Altezza bracciolo)
- C (Distanza poplite tallone)
- D (Profondità seduta)
- E (Larghezza torace)
- F (Larghezza seduta)
- G (Altezza seduta capo)
- H (Larghezza spalle)
- Età
- Peso

Manatee	mis 0	mis 1	mis 2	mis 3
	cm	cm	cm	cm
Larghezza seduta (A)	33	33	33	40
Profondità seduta (B)	22-25	30-37	39-46	40-47
Altezza schienale (C)	43	43	58	64
Distanza poplite tallone (D)	28	28	35	35
Altezza seduta da terra (E)	14-43	14-43	14-43	14-43
Larghezza (G)	42	42	42	49
Lunghezza da chiusa	103-110	110-117	136-143	144-151
Altezza da chiusa	13	13	13	13
Peso	5.5 kg	5.5 kg	6 kg	7 kg
Portata massima	50 kg	50 kg	75 kg	75 kg
Altezza min. utente	70	80	90	90
Altezza max utente	80	90	123	130

Base	Base con ruote (cm)	Base fissa
Larghezza	59	44
Profondità	98	99-111
Altezza	-	27
Altezza minima	38	-
Altezza minima con Manatee	76	-
Altezza intermedia	44	-
Altezza intermedia con Manatee	84	-
Altezza massima	48	-
Altezza massima con Manatee	90	-
Altezza da chiusa	21	-
Peso	8 kg	2 kg
Portata massima	75 kg	75 kg






Descrizione prodotto

Manatee è una sdraietta da bagno progettata per offrire al bambino un corretto posizionamento. Il telaio pieghevole è regolabile in altezza e in lunghezza, e la profondità della seduta può essere regolata per seguire la crescita del bambino. Viene fornita completa di cintura per il bacino e poggiatesta, che può essere utilizzato anche come supporto per il tronco. E' disponibile in quattro misure e in due colori: blu e rosso. Può essere completata con una serie di accessori: cintura per il tronco, divaricatore, cintura per arti inferiori e telaio fisso o regolabile in altezza.

Note

Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino

Manatee	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Manatee, blu	mis 0	882005	584,00 <input type="checkbox"/>
	Manatee, blu	mis 1	882015	584,00 <input type="checkbox"/>
	Manatee, blu	mis 2	882025	584,00 <input type="checkbox"/>
	Manatee, blu	mis 3	882035	599,00 <input type="checkbox"/>

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Cintura per il tronco	mis 0-1-2	883025	59,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura per il tronco	mis 3	883075	59,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore	mis 0-1-2	883045	80,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore	mis 3	883095	80,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti per arti inferiori	mis 0-1-2	883055	59,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti per arti inferiori	mis 3	883105	59,00 <input type="checkbox"/>
	Telaio per Manatee - regolabile in altezza	mis unica	882100	1.200,00 <input type="checkbox"/>
	Attacchi per montaggio a parete	mis unica	882110	103,00 <input type="checkbox"/>
	Retina per base	mis unica	882105	41,00 <input type="checkbox"/>
	Telaio per Manatee	mis unica	882101	159,00 <input type="checkbox"/>