


R82 Flamingo Curo

Dati anagrafici e misure antropometriche utente

Cliente:
 Indirizzo:
 Città:
 Telefono:
 Lunghezza femore (4):
 Larghezza bacino (6):
 Altezza spalle (1):
 Larghezza torace (5):




Dimensioni

Seduta Flamingo Curo




| | Misura 1 | Misura 2 | Misura 3 |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Reclinazione schienale | 20° - 30° | 20° - 30° | 20° - 30° |
| Altezza totale schienale | 37,5/41/44,5cm | 37,5/41/44,5cm | 37,5/41/44,5cm |
| Larghezza schienale | 30 cm | 33,5 cm | 39 cm |
| Larghezza schienale tra pelotte laterali | 14,5-24,5 cm | 19-29,5 cm | 26-37 cm |
| Profondità seduta | 24-30 cm | 28,5-34,5 cm | 33,5-42,5 cm |
| Larghezza anteriore seduta | 26,5 cm | 30 cm | 35,5 cm |
| Larghezza seduta con supporti cont. bacino | 18,5/22,5/26,5cm | 22/26/30cm | 27,5/31,5/35,5cm |
| Distanza poplite tallone | 22-28,5 cm | 26-34,5 cm | 30-40 cm |
| Peso | 5,2 kg | 6,1 kg | 7,5 kg |
| Portata massima | 35 kg | 55 kg | 70 kg |

Base Compact



| | Misura 1 | Misura 2 | Misura 3 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Larghezza | 47 cm | 51 cm | 56 cm |
| Altezza | 52,5-65 cm | 52,5-65 cm | 52,5-65 cm |
| Lunghezza | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
| Altezza telaio da chiuso | 18 cm | 18 cm | 18 cm |
| Lunghezza telaio da chiuso | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
| Peso | 7,2 kg | 7,3 kg | 7,4 kg |
| Portata massima | 40,2 kg | 61,1 kg | 77,5 kg |
| Basculamento seduta | (-10°) - (30°) | (-10°) - (30°) | (-10°) - (30°) |

Base High -Low



| | Misura 1 | Misura 2 | Misura 3 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Larghezza | 48,5 cm | 58 cm | 58 cm |
| Altezza | 54-75 cm | 55-74,5 cm | 55-74,5 cm |
| Lunghezza | 66 cm | 80,5 cm | 80,5 cm |
| Peso | 9,6 kg | 10,9 kg | 10,9 kg |
| Portata massima | 40,2 kg | 61,1 kg | 77,5 kg |
| Basculamento seduta | (-5°) - (20°) | (-5°) - (20°) | (-5°) - (20°) |

Caratteristiche

Disponibile in 3 misure

Schienale regolabile in altezza

Seduta regolabile in profondità e larghezza, tramite i contenimenti bacino

Rivestimento waterproof per seduta e schienale

Pedana, con sgancio rapido, regolabile in altezza ed inclinazione

Telaio pieghevole, regolabile in altezza con 4 ruote piroettanti dotate di freno

Crea il tuo Flamingo Curo



Adattalo alle tue esigenze

Scegli la configurazione del tuo Chilla a seconda delle tue esigenze.
Per renderti il tutto il più semplice possibile, ti guideremo attraverso le opzioni
passo dopo passo.

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

1 Scegli la misura della seduta



| | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> Seduta e schienale Flamingo Curo | Misura 1 | 882001 | 579,00 |
| <input type="checkbox"/> Seduta e schienale Flamingo Curo | Misura 2 | 882002 | 636,00 |
| <input type="checkbox"/> Seduta e schienale Flamingo Curo | Misura 3 | 882003 | 708,00 |

2 Scegli la base e la pedana



| | | | |
|--------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> Base Compact ruote 75mm | Misura 1 | 882011 | 934,00 |
| <input type="checkbox"/> Base Compact ruote 75mm | Misura 2 | 882012 | 954,00 |
| <input type="checkbox"/> Base Compact ruote 75mm | Misura 3 | 882013 | 974,00 |



| | | | |
|------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| <input type="checkbox"/> Base High-low , ruote 75 mm | Misura 1 | 882031 | 1.900,00 |
| <input type="checkbox"/> Base High-low , ruote 75 mm | Misura 2 | 882032 | 1.900,00 |
| <input type="checkbox"/> Base High-low , ruote 75 mm | Misura 3 | 882033 | 1.970,00 |



| | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> Base potty, <i>solo per misura 1</i> | Misura 1 | 882050 | 239,00 |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|



| | | | |
|----------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> Pedana con sgancio rapido | Misura 1 | 882151 | 315,00 |
| <input type="checkbox"/> Pedana con sgancio rapido | Misura 2 | 882152 | 335,00 |
| <input type="checkbox"/> Pedana con sgancio rapido | Misura 3 | 882153 | 355,00 |

3 Scegli l'imbottitura seduta



| | | | |
|---------------------------------------------|----------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> Imbottitura seduta | Misura 1 | 882071 | 140,00 |
| <input type="checkbox"/> Imbottitura seduta | Misura 2 | 882072 | 155,00 |
| <input type="checkbox"/> Imbottitura seduta | Misura 3 | 882073 | 168,00 |



| | | | |
|------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> Imbottitura schienale | Misura 1 | 882075 | 140,00 |
| <input type="checkbox"/> Imbottitura schienale | Misura 2 | 882076 | 155,00 |
| <input type="checkbox"/> Imbottitura schienale | Misura 3 | 882077 | 168,00 |



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> Supporti laterali schienale con imbottitura* | Misura 1 | 882081 | 195,00 |
| <input type="checkbox"/> Supporti laterali schienale con imbottitura* | Misura 2 | 882082 | 205,00 |
| <input type="checkbox"/> Supporti laterali schienale con imbottitura* | Misura 3 | 882083 | 219,00 |

**Non abbinabili alle pelotte toracali*



| | | | |
|------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> Copertura foro seduta | Misura 1 | 882121 | 96,00 |
| <input type="checkbox"/> Copertura foro seduta | Misura 2 | 882122 | 101,00 |
| <input type="checkbox"/> Copertura foro seduta | Misura 3 | 882123 | 106,00 |



| | | | |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> Paraspruzzi | Small | 882145 | 105,00 |
| <input type="checkbox"/> Paraspruzzi | Large | 882147 | 110,00 |

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

4 Scegli il poggiatesta



| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--------|------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Poggiatesta in PU, colore blu | Tipo 2 | 9903446-00 | 259,00 |
| <input type="checkbox"/> | Poggiatesta in PU, colore blu | Tipo 4 | 9906446-00 | 259,00 |
| <input type="checkbox"/> | Poggiatesta curved, colore blu | Small | 9931066-61 | 208,00 |
| <input type="checkbox"/> | Poggiatesta curved, colore blu | Medium | 9932066-61 | 208,00 |

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine

5 Scegli le pelotte toracali



| | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Pelotte toracali fisse | Small | 882090 | 113,00 |
| <input type="checkbox"/> | Pelotte toracali fisse | Medium | 882091 | 123,00 |
| <input type="checkbox"/> | Pelotte toracali fisse | Large | 882092 | 143,00 |



| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Pelotte toracali swing-away | Small | 882095 | 209,00 |
| <input type="checkbox"/> | Pelotte toracali swing-away | Medium | 882096 | 219,00 |
| <input type="checkbox"/> | Pelotte toracali swing-away | Large | 882097 | 229,00 |

6 Scegli la pettorina e la cintura



| | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|----------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Cinture pelvica a 2 punti, neoprene | Small | 85423-1 | 80,00 |
| <input type="checkbox"/> | Cinture pelvica a 2 punti, neoprene | Medium | 85423-2 | 80,00 |
| <input type="checkbox"/> | Cinture pelvica a 2 punti, neoprene | Large | 85423-3 | 80,00 |
| <input type="checkbox"/> | Pettorine a farfalla | Small | 85705-XS | 152,00 |
| <input type="checkbox"/> | Pettorine a farfalla | Medium | 85705-S | 152,00 |
| <input type="checkbox"/> | Pettorine a farfalla | Large | 85705-M | 152,00 |

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine

7 Accessori



| | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Braccioli, regolabili in altezza | Small | 882113 | 149,00 |
| <input type="checkbox"/> | Braccioli, regolabili in altezza | Large | 882114 | 169,00 |



| | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Tavolino | Misura 1 | 882141 | 179,00 |
| <input type="checkbox"/> | Tavolino | Misura 2 | 882142 | 199,00 |
| <input type="checkbox"/> | Tavolino | Misura 3 | 882143 | 199,00 |

* Ricordati di ordinare i braccioli



| | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Kit ventose per fissaggio vasca da bagno* | Mis unica | 880150 | 169,00 |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|--------|

*Ordinare sistemi di aggancio Padella/Potty ring



| | | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Maniglione di spinta | Mis unica | 880110 | 102,00 |
|--------------------------|----------------------|-----------|--------|--------|



| | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------|------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Maniglia di spinta, per flamingo high low | 240 mm | 880110-HL | 68,00 |
| <input type="checkbox"/> | Maniglia di spinta, per flamingo high low | 310 mm | 880110-HLL | 68,00 |



| | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Supporto polpacci | Misura 1 | 882135 | 96,00 |
| <input type="checkbox"/> | Supporto polpacci | Misura 2 | 882136 | 106,00 |
| <input type="checkbox"/> | Supporto polpacci | Misura 3 | 882137 | 116,00 |

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**



| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Contenimenti laterali | Small | 882111 | 195,00 |
| | Attacchi contenimenti laterali, | Mis unica | 882116 | 26,00 |
| <input type="checkbox"/> | Contenimenti laterali | Large | 882112 | 195,00 |
| | Attacchi contenimenti laterali, | Mis unica | 882116 | 26,00 |



| | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Inserto lombare per schienale | Misura 1 | 882131 | 126,00 |
| <input type="checkbox"/> | Inserto lombare per schienale | Misura 2 | 882132 | 126,00 |
| <input type="checkbox"/> | Inserto lombare per schienale | Misura 3 | 882133 | 126,00 |



| | | | | |
|--------------------------|----------|--------------|--------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Padella* | Misura 1 | 870800 | 48,00 |
| <input type="checkbox"/> | Padella* | Misura 2 e 3 | 870802 | 48,00 |

* Ordinare sistemi di aggancio Padella/Potty ring



| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------|----------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Copertura per padella | Misura 1 | 870800-L | 69,00 |
| <input type="checkbox"/> | Copertura per padella | Misura 2 e 3 | 870802-L | 69,00 |



| | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------|--------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Potty ring* | Misura 1 | 870805 | 51,00 |
| <input type="checkbox"/> | Potty ring* | Misura 2 e 3 | 870807 | 51,00 |

*ordinare sistemi di aggancio Padella/Potty ring



| | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|----------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Potty ring per flamingo high low | Mis unica | 870807-E | 44,00 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|----------|-------|

*ordinare sistemi di aggancio Padella/Potty ring



| | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Sistemi di aggancio Padella/Potty ring | Misura 1 | 880125-1 | 25,00 |
| <input type="checkbox"/> | Sistemi di aggancio Padella/Potty ring | Misura 2 | 880125-20 | 28,00 |
| <input type="checkbox"/> | Sistemi di aggancio Padella/Potty ring | Misura 3 | 880125-3 | 31,00 |



| | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Aggancio per fissaggio al wc | Misura 1 | 882061 | 225,00 |
| <input type="checkbox"/> | Aggancio per fissaggio al wc | Misura 2 | 882062 | 225,00 |
| <input type="checkbox"/> | Aggancio per fissaggio al wc | Misura 3 | 882063 | 225,00 |

Con la compilazione del presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa privacy circa trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR consultabile all'indirizzo https://www.etac.com/globalassets/0-italy/etac_-informativa-clienti_art.13regue.pdf