




Modulo d'ordine

		Aggiornato al	4 giugno 2024
Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			

Dimensioni



A (Altezza totale)
 B (Altezza spalle)
 C (Altezza all'ascella)
 D (Altezza all'inguine)
 E (Larghezza torace)
 F (Larghezza spalle)
 Età
 Peso

Mustang	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
	cm	cm	cm	cm
Larghezza (G)	52	58	65	70
Larghezza interna telaio (G1)	38	45	50	56
Lunghezza con ruote da 4" (H)	75	83	-	-
Lunghezza con ruote da 8" (H)	82	90	100	110
Altezza totale con ruote da 4" (I)	40-65	60-85	-	-
Altezza totale con ruote da 8" (I)	51-65	60-85	70-105	103-125
Altezza sella Mustang da terra con ruote da 4"	17-35	24-41	-	-
Altezza sella Mustang da terra con ruote da 8"	26-44	33-50	45-68	62-84
Altezza sella ergonomica da terra con ruote da 4"	17-43	24-49	-	-
Altezza sella ergonomica da terra con ruote da 8"	26-52	33-58	45-76	62-92
Distanza tra le impugnature	16-32	16-32	14-40	14-40
Range di inclinazione montante centrale (a1)	30°	30°	25°	25°
Ingombro di rotazione minimo	92	110	120	130
Altezza utente, terra-ascella	40-65	60-85	70-105	87-130
Peso senza accessori con ruote da 4"	10 kg	11 kg	-	-
Peso senza accessori con ruote da 8"	13 kg	14 kg	18 kg	19 kg
Portata massima	30 kg	40 kg	60 kg	80 kg
Altezza min utente (ruote da 4")	68	84	-	-
Altezza min utente (ruote da 8")	72	88	103	125
Altezza max utente (ruote da 4")	93	113	-	-
Altezza max utente (ruote da 8")	93	113	138	168

Mustang è misurato in configurazione standard e con il montante centrale in posizione verticale. A configurazioni diverse possono corrispondere misure altrettanto diverse.

Sono disponibili innumerevoli accessori, pertanto il peso è calcolato senza.

Modulo d'ordine





Note di sicurezza	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
Stabilità statica in discesa	7°	7°	7°	7°
Stabilità statica in salita	15°	15°	15°	15°
Stabilità statica laterale	4.5°	4.5°	4.5°	4.5°



Descrizione prodotto

Mustang è un deambulatore stabilizzatore regolabile in altezza ed inclinazione, con base a 4 ruote dotate di dispositivo di freno e frizionamento, antiarretamento e blocco direzionale. E' disponibile in quattro misure e può essere configurato anteriore o posteriore. Nelle due configurazioni puoi scegliere tra diversi accessori: supporto toracale, divisorio arti inferiori, limitatore adduzione del passo, sella, supporto bacino, supporto addominale, poggiatesta, appoggi per le braccia, appoggi antibrachiali. E' progettato per uso interno ed esterno.















Note

Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino

Mustang	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Mustang senza supporto toracale, giallo ruote da 4"	mis 1	869011	1.158,00 <input type="checkbox"/>
	Mustang senza supporto toracale, giallo ruote da 8"	mis 1	869015	1.158,00 <input type="checkbox"/>
	Mustang senza supporto toracale, giallo ruote da 8" Slim-line	mis 1	869015-SL	1.158,00 <input type="checkbox"/>
	Mustang senza supporto toracale, bianco ruote da 4"	mis 2	869025-4	1.198,00 <input type="checkbox"/>
	Mustang senza supporto toracale, bianco ruote da 8"	mis 2	869024	1.198,00 <input type="checkbox"/>
	Mustang senza supporto toracale, bianco ruote da 8" Slim-line	mis 2	869024-SL	1.198,00 <input type="checkbox"/>
	Mustang senza supporto toracale, rosso ruote da 8"	mis 3	869033	1.483,00 <input type="checkbox"/>
	Mustang senza supporto toracale, rosso ruote da 8" Slim-line	mis 3	869033-SL	1.483,00 <input type="checkbox"/>
	Mustang senza supporto toracale, antracite ruote da 8"	mis 4	869042	1.483,00 <input type="checkbox"/>
	Mustang senza supporto toracale, antracite ruote da 8" Slim-line	mis 4	869042-SL	1.483,00 <input type="checkbox"/>

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Supporto toracale, circonferenza: 47-64 cm	small	869810	397,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale circonferenza: 67-78 cm	medium	869820	434,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale circonferenza: 87-114 cm	large	869830	487,00 <input type="checkbox"/>
	Kit montaggio basso supporto toracale			869800-KIT
	Rivestimento per supporto toracale, set	small	869810-160	77,00 <input type="checkbox"/>
	Rivestimento per supporto toracale, set	medium	869820-260	80,00 <input type="checkbox"/>
	Rivestimento per supporto toracale, set	large	869830-360	84,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

	Sella Mustang	mis 1-2	869110	163,00	<input type="checkbox"/>
	Sella Mustang	mis 3-4	869120	163,00	<input type="checkbox"/>
	Sella ergonomica	mis 1-2	869115	296,00	<input type="checkbox"/>
	Sella ergonomica	mis 3-4	869125	296,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto sacrale	small	869250	91,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto sacrale	large	869255	139,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino, per mis 1-2	small	869220	198,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino, per mis 3-4	large	869230	222,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino con attacchi per poggiatesta e asta di collegamento	mis 1-2	869221	215,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino con attacchi per poggiatesta e asta di collegamento	mis 3-4	869231	242,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino con attacchi per poggiatesta e asta di collegamento	small	869226	215,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino con attacchi per poggiatesta e asta di collegamento	large	869226	242,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino su barra curva, per mis 1 - 2 e asta di collegamento	small	869222	215,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino su barra curva, per mis 3 - 4 e asta di collegamento	large	869232	242,00	<input type="checkbox"/>
	Estensione per supporto toracale		869225	33,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto addominale		869260	98,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 47-64 cm, H: 8,5 cm	small	869610	404,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 67-78 cm, H: 11 cm	medium	869620	465,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 87-114 cm, H: 14 cm	large	869630	495,00	<input type="checkbox"/>
	Maniglia per uso anteriore	small	869360	139,00	<input type="checkbox"/>
	Maniglia per uso anteriore	large	869365	169,00	<input type="checkbox"/>
	Appoggio per le braccia con impugnatura	small	869350	274,00	<input type="checkbox"/>
	Appoggio per le braccia con impugnatura	large	869355	284,00	<input type="checkbox"/>
	Appoggi antibrachiali per uso anteriore	small	869310-1	385,00	<input type="checkbox"/>
	Appoggi antibrachiali per uso anteriore	medium	869320-1	385,00	<input type="checkbox"/>
	Appoggi antibrachiali per uso anteriore	large	869325-1	385,00	<input type="checkbox"/>
	Appoggi antibrachiali per uso posteriore	small	869330-1	385,00	<input type="checkbox"/>
	Appoggi antibrachiali per uso posteriore	medium	869340-1	385,00	<input type="checkbox"/>
	Appoggi antibrachiali per uso posteriore	large	869345-1	385,00	<input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine



Sistema di fissaggio imbottito per avambraccio 1pz* * per entrambi gli avambracci ordinare 2 pezzi	mis unica	869370	35,00	<input type="checkbox"/>
---	-----------	--------	-------	--------------------------



Divisorio arti inferiori con ruote da 4"	mis 1	869410	165,00	<input type="checkbox"/>
Divisorio arti inferiori con ruote da 8"	mis 1	869410-8	165,00	<input type="checkbox"/>
Divisorio arti inferiori con ruote da 8"	mis 2	869420	165,00	<input type="checkbox"/>
Divisorio arti inferiori con ruote da 4"	mis 2	869430	202,00	<input type="checkbox"/>
Divisorio arti inferiori con ruote da 8"	mis 3	869430	202,00	<input type="checkbox"/>
Divisorio arti inferiori con ruote da 8"	mis 4	869440	202,00	<input type="checkbox"/>




Limitatore adduzione del passo ruote da 4"	mis 1	869450	130,00	<input type="checkbox"/>
Limitatore adduzione del passo ruote da 8"	mis 2	869455	150,00	<input type="checkbox"/>
Limitatore adduzione del passo ruote da 4"	mis 2	869455-4	130,00	<input type="checkbox"/>
Limitatore adduzione del passo ruote da 8"	mis 3	869460	150,00	<input type="checkbox"/>
Limitatore adduzione del passo ruote da 8"	mis 4	869465	150,00	<input type="checkbox"/>



Maniglia per accompagnatore mis 1 - 2	mis unica	869510	143,00	<input type="checkbox"/>
---------------------------------------	-----------	--------	--------	--------------------------



Tasca portaoggetti per mis 1 - 2	mis unica	869560	58,00	<input type="checkbox"/>
Borsa portaoggetti	mis 3-4	869565	101,00	<input type="checkbox"/>



Sedile ad imbrago per supporto toracale small	mis 1	869570	121,00	<input type="checkbox"/>
Sedile ad imbrago per supporto toracale medium	mis 2	869571	121,00	<input type="checkbox"/>



Imbottitura supplementare per le gambe	mis unica	869470	84,00	<input type="checkbox"/>
--	-----------	--------	-------	--------------------------