



Modulo d'ordine


Aggiornato al **01 Marzo 2021**

Ordinante Azienda Indirizzo Codice Postale Città Tel.:		Consegnare a:	
		Indirizzo Codice Postale Città	
Contatto		N° d'ordine	
		Riferimento	

Dimensioni



A (Altezza schiena)
 B (Altezza bracciolo)
 C (Distanza poplite tallone)
 D (Profondità seduta)
 E (Larghezza torace)
 F (Larghezza seduta)
 G (Altezza seduta capo)
 H (Larghezza spalle)
 Età
 Peso














Panda Futura 5	Active	Standard
	cm	cm
Larghezza seduta (A)	35	35
Profondità seduta (B)	43	43
Altezza schienale (C)	59	59
Larghezza schienale, spalle (F2)	35	38
Larghezza schienale, bacino (F1)	32	27
Altezza bracciolo dalla seduta	21-30	21-30
Larghezza (G)	56	56
Lunghezza (H)	56	56
Altezza totale (I)	67	67
Peso	15 kg	15 kg
Portata massima	85 kg	85 kg
Portata massima omologata per il trasporto	85 kg	85 kg
Reclinazione schienale	-5° +30°	-5° +30°

Descrizione prodotto

Panda Futura 5 è un sistema di seduta studiato e progettato per ragazzi e adolescenti. E' disponibile in due versioni: Standard e Active, ognuna in misura unica. Lo schienale è regolabile in inclinazione da -5° a +30° e nella versione Active è predisposto per il montaggio di pelotte fisse e swing-away. Panda Futura 5 può essere montato su diverse basi, come ad esempio Strong Base. Può essere dotato di braccioli, di pedana unica o divisa e può essere completato con una serie di accessori: poggiatesta, pettorine e cinture, estensioni schienale e seduta, divaricatore e tavolino.

Modulo d'ordine

Panda Futura 5	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Scegli il colore: Nero = 60 <input type="checkbox"/> Black Mesh = 85 <input type="checkbox"/>			
	Panda Futura Standard	mis 5	890253-xx	1.655,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Standard, senza imbottiture	mis 5	890253-00	1.035,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Active	mis 5	890153-xx	1.552,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Active, senza imbottiture	mis 5	890153-00	956,00 <input type="checkbox"/>
Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Estensione per schienale	mis 5	89658-5xx	126,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione per schienale senza imbottitura	mis 5	89658-00	87,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione curva per seduta	mis 5	89642-5xx	164,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione curva per seduta senza rivestimento	mis 5	89642-UB	109,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti laterali per schienale, set	mis 5	89811-5xx	189,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti laterali per schienale, senza imbottiture, set	mis 5	89811-500	100,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta avvolgente (imbottito) <i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>	mis unica	9914093-83	324,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	medium	9945493-83	324,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	large	9967493-83	324,00 <input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Pelotte fisse*, incl. rivestimento, set Alt: 9 cm, Larg: 16 cm	Tipo 4	8910401-4	89,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte fisse*, incl. rivestimento, set Alt: 15 cm, Larg: 16 cm	Tipo 5	8910401-5	89,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte fisse*, imbottite, incl. rivestimento, set Alt: 15 cm, Larg: 16 cm	Tipo 5P	8910401-5P	133,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte toracali swing-away*, asta curva da 4,5 cm, imbottitura 6,5x15 cm	small	83945-360	399,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte toracali swing-away*, asta curva da 4,5 cm, imbottitura 6,5x17 cm	medium	83945-260	399,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte toracali swing-away*, asta curva da 4,5 cm, imbottitura 9x19 cm	large	83945-160	399,00 <input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
<i>*Disponibili solo per Panda Futura 5 Active</i>				
	Pettorina a farfalla	M	85705-M	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla	L	85705-L	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla	XL	85705-XL	152,00 <input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Cintura pelvica a 4 punti	M	85725-M	83,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti	L	85427-L	83,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti	XL	85427-XL	83,00 <input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				

Modulo d'ordine



Cintura pelvica divaricatrice	mis 2	89108-1	164,00	<input type="checkbox"/>
Cintura pelvica divaricatrice	mis 3	89108-2	164,00	<input type="checkbox"/>
Cintura pelvica divaricatrice	mis 4	89108-3	164,00	<input type="checkbox"/>

Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine



Braccioli (imbott. corta/asta corta), set	mis 5	89619-1	253,00	<input type="checkbox"/>
Braccioli (imbott. lunga/asta corta), set	mis 5	89619-2	253,00	<input type="checkbox"/>
Braccioli (imbott.corta/asta lunga), set	mis 5	89619-3	253,00	<input type="checkbox"/>
Braccioli (imbott. lunga/asta lunga), set	mis 5	89619-4	253,00	<input type="checkbox"/>



Divaricatore	mis 1	89930-5	180,00	<input type="checkbox"/>
--------------	-------	---------	--------	--------------------------




Divaricatore abduzione ginocchia, large 24 x 9 x 22 cm	misura unica	89130-20	165,00	<input type="checkbox"/>
---	--------------	----------	--------	--------------------------



Tavolino con incavo a due supporti, grigio	mis 5	8910725-5	139,00	<input type="checkbox"/>
--	-------	-----------	--------	--------------------------

Basi	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
------	-------------	--------	--------	-----------------



High-low:x interni con pistone a gas	mis 2	8911605-02	1.547,00	<input type="checkbox"/>
High-low:x interni con pistone idraulico	mis 2	8911606-02	1.710,00	<input type="checkbox"/>
High-low:x interni con attuatore elettrico *	mis 3	8911607-02EL	2.892,00	<input type="checkbox"/>

* Adattatore non incluso. Ordinare 8911610-99



High-low:x per esterni con pistone a gas	mis 2	8911615-02	2.565,00	<input type="checkbox"/>
High-low:x per esterni con pistone idraulico	mis 2	8911616-02	3.132,00	<input type="checkbox"/>
High-low:x per esterni con attuatore elettrico	mis 2	8911615-02EL	3.891,00	<input type="checkbox"/>



Strong Base, manuale		89508-1M	986,00	<input type="checkbox"/>
Strong Base, con volantino di regolazione		89508-1S	1.241,00	<input type="checkbox"/>

* Adattatore non incluso. Ordinare 8911610-99L

Altre basi

Combi Frame:x e Multi Frame (Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine)

Pedane	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
--------	-------------	--------	--------	-----------------



Pedana multifunzione, per base High-low:x mis 2 e 3	18 cm	8910852-1	346,00	<input type="checkbox"/>
Pedana multifunzione, per base High-low:x mis 2 e 3	31 cm	8910852-2	346,00	<input type="checkbox"/>
Pedana multifunzione, per base High-low:x mis 2 e 3	35 cm	8910852-3	346,00	<input type="checkbox"/>

Misura pedana 20 x 12 cm



Distanziale in larghezza per pedana multifunzione		8910855	39,00	<input type="checkbox"/>
---	--	---------	-------	--------------------------









Asta singola pedana unica con prolunga di 16 cm	15.5 cm	8910821-1	131,00	<input type="checkbox"/>
Asta singola pedana unica con prolunga di 16 cm	29 cm	8910821-2	131,00	<input type="checkbox"/>
Asta singola pedana unica con prolunga di 16 cm	35 cm	8910821-3	131,00	<input type="checkbox"/>







Pedana unica tipo Wombat - 41 x 24 cm*	mis 3	95145-3	213,00	<input type="checkbox"/>
Pedana unica tipo Wombat - 48 x 24 cm*	mis 4	95145-4	213,00	<input type="checkbox"/>

* con di montaggio asta di 10 cm

Modulo d'ordine

	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 1	95145-1BOX	128,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 2	95145-2BOX	128,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 3	95145-3BOX	128,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 1	95145-1PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 2	95145-2PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 3	95145-3PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura per asta pedana	mis unica	95145-150	33,00	<input type="checkbox"/>
	Cinghia per fissaggio arti inferiori <i>In abbinamento al poggiagambe a contenimento laterale</i>	mis unica	95145-20	41,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia pedana divisa con prolunga di 16 cm	15 cm	8910841-1	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia pedana divisa con prolunga di 16 cm	25 cm	8910841-2	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia pedana divisa con prolunga di 16 cm	31 cm	8910841-3	131,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata , 9,5×21 cm	mis 2	89143-2	323,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata , 11×23,5 cm	mis 3	89143-3	323,00	<input type="checkbox"/>

Accessori per basi	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Adattatore per seduta x:panda mis 4 o Panda Futura 5 su base High-low:x 3 interni con attuatore elettrico	mis unica	8911610-99	198,00 <input type="checkbox"/>
	Adattatore per seduta x:panda e Panda Futura su Strong Base	mis unica	8911610-99L	193,00 <input type="checkbox"/>
	Pistone a gas non dinamico	mis 5	89941	131,00 <input type="checkbox"/>
	Maniglione di spinta regolabile in inclinazione, lungo		8910565	181,00 <input type="checkbox"/>