


Modulo d'ordine

Aggiornato al 01 Marzo 2021

Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			

Dimensioni









A (Altezza schiena)
B (Altezza bracciolo)
C (Distanza poplite tallone)
D (Profondità seduta)
E (Larghezza torace)
F (Larghezza seduta)
G (Altezza seduta capo)
H (Larghezza spalle)
Età
Peso

Panda Futura Standard	mis 1	mis 2	mis 2½	mis 3	mis 4
	cm	cm	cm	cm	cm
Larghezza seduta (A)	22	22	25	29	32
Profondità seduta (B)	22	24	28	31	36
Altezza schienale (C)	29	39	41	44	53,5
Reclinazione schienale (a)	-3° +28°	-15° +32°	-10° +35°	-5° +36°	-5° +30°
Altezza bracciolo dalla seduta	13-18	13-18	13-19	13-24	18-24
Distanza schienale-estremità ant. bracciolo	28	28	28	37	37
Portata massima	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg	60 kg
Portata massima omologata per il trasporto	-	30 kg	50 kg	50 kg	57 kg
Peso	5,7 kg	5,7 kg	6,2 kg	7,3 kg	8,7 kg
Panda Futura Active	mis 1	mis 2	mis 2½	mis 3	mis 4
	cm	cm	cm	cm	cm
Larghezza seduta (A)	-	22	25	29	32
Profondità seduta (B)	-	24	28	31	36
Altezza schienale (C)	-	35	38	40	45
Reclinazione schienale (a)	-	-4° +27°	-10° +20°	-9° +27°	-6° +17°
Altezza bracciolo dalla seduta	-	13-18	13-18	13-24	13-24
Distanza schienale-estremità ant. bracciolo	-	28	28	37	48
Portata massima	-	30 kg	50 kg	50 kg	60 kg
Peso	-	5,2 kg	5,6 kg	6,2 kg	7,5 kg













Descrizione prodotto

Panda Futura è disponibile in due versioni: Standard e Active. La seduta Standard è destinata principalmente a bambini che necessitano di supporto al tronco e agli arti superiori. La versione Active è pensata per bambini attivi che hanno bisogno di più libertà di movimento. La seduta Panda Futura può essere montata su diversi tipi di basi. Può essere completata con una serie di accessori: poggiatesta, pelotte toracali swing-away, cinture e bretellaggi, braccioli fissi, divaricatore, supporti ginocchia swing-away, pedana unica o separata, tavolino e maniglie di spinta.



Modulo d'ordine


Panda Futura Standard	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico	
Scegli il colore: Rosso = 65 <input type="checkbox"/> Blu = 66 <input type="checkbox"/>					
	Panda Futura Standard	mis 1	890211-xx	1.197,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Standard	mis 2	890221-xx	1.197,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Standard	mis 2 ½	890261-xx	1.232,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Standard	mis 3	890231-xx	1.232,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Standard	mis 4	890241-xx	1.307,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Standard, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 1	890212-xx	1.197,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Standard, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 2	890222-xx	1.197,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Standard, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 2 ½	890262-xx	1.232,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Standard, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 3	890232-xx	1.232,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Standard, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 4	890242-xx	1.307,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Standard senza imbottitura	mis 1	890210-01	777,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Standard senza imbottitura	mis 2	890220-01	777,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Standard senza imbottitura	mis 2 ½	890260-01	812,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Standard senza imbottitura	mis 3	890230-01	812,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Standard senza imbottitura	mis 4	890240-01	889,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Active	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Scegli il colore: Rosso = 65 <input type="checkbox"/> Blu = 66 <input type="checkbox"/>				
	Panda Futura Active	mis 2	890121-xx	1.402,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Active	mis 2 ½	890161-xx	1.440,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Active	mis 3	890131-xx	1.440,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Active	mis 4	890141-xx	1.511,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Active, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 2	890122-xx	1.402,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Active, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 2 ½	890162-xx	1.440,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Active, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 3	890132-xx	1.440,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Active, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 4	890142-xx	1.511,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Active senza imbottiture	mis 2	890120-01	935,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Active senza imbottiture	mis 2 ½	890160-01	968,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Active senza imbottiture	mis 3	890130-01	968,00 <input type="checkbox"/>	
	Panda Futura Active senza imbottiture	mis 4	890140-01	1.036,00 <input type="checkbox"/>	
Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico	
	Estensione schienale con rivestimento	mis 1-2	89655-1xx	218,00 <input type="checkbox"/>	
	Estensione schienale con rivestimento	mis 2 ½ -3- 4	89655-2xx	218,00 <input type="checkbox"/>	
	Estensione schienale curva con rivestimento	mis 1-2	89658-2xx	326,00 <input type="checkbox"/>	
	Estensione schienale curva con rivestimento	mis 2 ½	89658-6xx	326,00 <input type="checkbox"/>	
	Estensione schienale curva con rivestimento	mis 3	89658-3xx	326,00 <input type="checkbox"/>	
	Estensione schienale curva con rivestimento	mis 4	89658-4xx	326,00 <input type="checkbox"/>	
	Estensione seduta curva con rivestimento, 7 cm	mis 1-2	89742-2xx	536,00 <input type="checkbox"/>	
	Estensione seduta curva con rivestimento, 7 cm	mis 2 ½	89742-6xx	536,00 <input type="checkbox"/>	
	Estensione seduta curva con rivestimento, 7 cm	mis 3	89742-3xx	536,00 <input type="checkbox"/>	
	Estensione seduta curva con rivestimento, 7 cm	mis 4	89742-4xx	536,00 <input type="checkbox"/>	
	Poggiatesta anatomico no. 1 (imbottito)	mis unica	9914093-83	324,00 <input type="checkbox"/>	
	<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				

Modulo d'ordine

	Poggiatesta anatomico	small	9923493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	medium	9945493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	large	9967493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>					
	Pelotte toracali swing-away*, asta curva da 4,5 cm	small	83145-360	399,00	<input type="checkbox"/>
	Pelotte toracali swing-away*, asta curva da 4,5 cm	medium	83145-260	399,00	<input type="checkbox"/>
	Pelotte toracali swing-away*, asta curva da 4,5 cm	large	83145-160	399,00	<input type="checkbox"/>
<i>*Disponibili solo per Panda Futura Active</i>					
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>					
	Pettorina a farfalla	XS	85705-XS	152,00	<input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla	S	85705-S	152,00	<input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla	M	85705-M	152,00	<input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>					
	Cintura pelvica a 4 punti	XS	85725-XS	83,00	<input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti	S	85725-S	83,00	<input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti	M	85725-M	83,00	<input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti	L	85725-L	83,00	<input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>					
	Cintura pelvica divaricatrice neoprene	XS	85735-XS	152,00	<input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica divaricatrice neoprene	S	85735-S	152,00	<input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica divaricatrice neoprene	M	85735-M	152,00	<input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>					
	Dispositivi di aggancio per bretellaggio	mis unica	89102-00	34,00	<input type="checkbox"/>
	<i>In aggiunta ai dispositivi già presenti di serie</i>				
	Cuneo per schienale, spessore 4 cm	mis unica	89760-1	52,00	<input type="checkbox"/>
	Cuneo per schienale, spessore 7 cm	mis unica	89760-2	52,00	<input type="checkbox"/>
	Braccioli, set	mis 1-2	89615	244,00	<input type="checkbox"/>
	Braccioli, set	mis 2 ½	89618	244,00	<input type="checkbox"/>
	Braccioli, set	mis 3	89616	244,00	<input type="checkbox"/>
	Braccioli, set	mis 4	89617	244,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore con rivestimento	mis 1	89130-183	216,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore con rivestimento	mis 2	89130-283	216,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore con rivestimento	mis 3	89130-383	239,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore con rivestimento	mis 4	89130-483	239,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore senza rivestimento	mis 1	89930-1	169,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore senza rivestimento	mis 2	89930-2	169,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore senza rivestimento	mis 3	89930-3	169,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore senza rivestimento	mis 4	89930-4	180,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore abduzione ginocchia, small 17 × 7 × 17 cm	mis 1-3	89130-10	165,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore abduzione ginocchia, large 24 × 9 × 22 cm	mis 3-4	89130-20	165,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia swing-away	mis 2	89860-2	467,00	<input type="checkbox"/>
	Rivestimento per supporto ginocchia swing-away	mis 1	89659-183	67,00	<input type="checkbox"/>
	Rivestimento per supporto ginocchia swing-away	mis 2	89659-283	67,00	<input type="checkbox"/>


Modulo d'ordine




	Tavolino in plastica grigio	mis 0	89220-01	412,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica grigio	mis 1-2	89220-2	412,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica grigio	mis 2 ½ -3-4	89220-3	412,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica grigio, 44 x 34 cm	mis 1-2	8976350	139,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica trasparente	mis 0	89230-01	436,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica trasparente	mis 1-2	89230-2	436,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica trasparente	mis 2 ½ -3-4	89230-3	436,00	<input type="checkbox"/>

Basi	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico	
	High-low per interni	mis unica	89505-03	1.384,00	<input type="checkbox"/>
	High-low per interni con attuatore elettrico	mis unica	89505-03EL	2.653,00	<input type="checkbox"/>
	High-low per esterni	mis unica	89516-03	2.017,00	<input type="checkbox"/>
	High-low per esterni con attuatore elettrico	mis unica	89516-03EL	3.355,00	<input type="checkbox"/>
	High-low per esterni con freni a tamburo		89516-03TB	2.017,00	<input type="checkbox"/>
	High-low per esterni con freni a tamburo e attuatore elettrico		89516-03ELTB	3.355,00	<input type="checkbox"/>












Altre basi



Combi Frame, Multi Frame (Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine)

	Sistemi di fissaggio per Panda Futura su Combi Frame		980901	141,00	<input type="checkbox"/>
	Sono possibili le seguenti combinazioni:				
	Combi Frame mis 1 e Panda Futura mis 2 Combi Frame mis 2 e Panda Futura mis 2½ Combi Frame mis 3 e Panda Futura mis 4				
	Sistemi di fissaggio per Panda Futura su Combi Frame		980902	141,00	<input type="checkbox"/>
	Sono possibili le seguenti combinazioni:				
	Combi Frame mis 1 e Panda Futura mis 1 Combi Frame mis 1 e Panda Futura mis 2½ Combi Frame mis 2 e Panda Futura mis 3 Combi Frame mis 3 e Panda Futura mis 3				
	Sistemi di fissaggio per Panda Futura su Multi Frame		980904	218,00	<input type="checkbox"/>
	Sono possibili le seguenti combinazioni: Multi Frame mis 1 e Panda Futura mis 3 Multi Frame mis 2 e Panda Futura mis 3 Multi Frame mis 2 e Panda Futura mis 4 Multi Frame mis 3 e Panda Futura mis 3 Multi Frame mis 3 e Panda Futura mis 4				

Pedane	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico	
	Asta singola per pedana unica	15,5 cm	8910820-1	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica	29 cm	8910820-2	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica	35 cm	8910820-3	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica con prolunga di 16 cm	15,5 cm	8910821-1	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica con prolunga di 16 cm	29 cm	8910821-2	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica con prolunga di 16 cm	35 cm	8910821-3	131,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana in legno con antiscivolo 20x30 cm	mis unica	89130	239,00	<input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

	Pedana poggiapiedi imbottita 26x15 cm	mis unica	89128	239,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto per 89128 - 89130		89129	87,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat – 31 × 19 cm	mis 1	95145-1	213,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat – 36 × 23 cm	mis 2	85145-2	213,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat – 36 × 23 cm*	mis 2	95145-2	213,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat – 41 × 24 cm*	mis 3	95145-3	213,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat – 48 × 24 cm*	mis 4	95145-4	213,00	<input type="checkbox"/>
	* con asta di montaggio di 10 cm				
	Supporto polpacci intero per asta singola, 15x30 cm	mis unica	85131	239,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 1	95145-1BOX	128,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 2	95145-2BOX	128,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 1	95145-1PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 2	95145-2PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 3	95145-3PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura per asta pedana	mis unica	95145-150	33,00	<input type="checkbox"/>
	Cinghia per fissaggio arti inferiori <i>In abbinamento al poggiagambe a contenimento laterale</i>	mis unica	95145-20	41,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa	15 cm	8910840-1	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa	25 cm	8910840-2	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa	31 cm	8910840-3	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa, con prolunga di 16 cm	15 cm	8910841-1	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa, con prolunga di 16 cm	25 cm	8910841-2	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa, con prolunga di 16 cm	31 cm	8910841-3	131,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana separata, 10×16 cm	mis 1	89146-1	302,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana separata, 12,5×18,5 cm	mis 2	89146-2	302,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana separata, 13×21 cm	mis 3	89146-3	302,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata , 7,5×17 cm	mis 1	89143-1	323,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata , 9,5×21 cm	mis 2	89143-2	323,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata , 11×23,5 cm	mis 3	89143-3	323,00	<input type="checkbox"/>

Accessori per base High-Low	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Adattatore per asta doppia per pedana divisa	mis unica	5075610-60	278,00 <input type="checkbox"/>
	Adattatore per Panda Futura mis 3-4 per base High-Low da esterni		980905	218,00 <input type="checkbox"/>
	Pistone a gas extra per base High-low	mis unica	89955	109,00 <input type="checkbox"/>
	Dispositivo di fissaggio per il trasporto per base High-low da esterni con pistone a gas		980910	185,00 <input type="checkbox"/>
	Dispositivo di fissaggio per il trasporto per base High-low da esterni con pistone idraulico		980911	185,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine



Kit pedale per base High-Low da interni		8910610	233,00	<input type="checkbox"/>
Dispositivo antiribaltamento per base High-low da esterni, mis 1		89951-01	131,00	<input type="checkbox"/>
Dispositivo antiribaltamento per base High-low da esterni, mis 1		89951-02	131,00	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio per leva di basculamento sul maniglione per basi High-low e High-low:x 1-2		89550-TILT	36,00	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio per leva di regolazione dell'altezza sul maniglione per basi High-low e High-low:x 1-2		89550-LIFT	48,00	<input type="checkbox"/>
Maniglione di spinta regolabile in inclinazione, lungo		8910565	181,00	<input type="checkbox"/>
Maniglione di spinta	mis 2	89972	206,00	<input type="checkbox"/>
Maniglione di spinta	mis 2 ½	89976	206,00	<input type="checkbox"/>
Maniglione di spinta	mis 3	89973	206,00	<input type="checkbox"/>
Maniglione di spinta	mis 4	89974	206,00	<input type="checkbox"/>
Maniglie di spinta per Panda Futura Standard	mis unica	89545	198,00	<input type="checkbox"/>
Maniglie di spinta per Panda Futura Active	mis unica	89548	226,00	<input type="checkbox"/>
Maniglione di spinta per base High-low da interni	mis unica	89549-xx	309,00	<input type="checkbox"/>