


		Aggiornato al 3 marzo 2024	
Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			

Dimensioni



A (Altezza schiena)
B (Altezza bracciolo)
C (Distanza poplite tallone)
D (Profondità seduta)
E (Larghezza torace)
F (Larghezza seduta)
G (Altezza seduta capo)
H (Larghezza spalle)
Età
Peso

Panda Futura Standard	mis 1	mis 2	mis 2½	mis 3	mis 4
	cm	cm	cm	cm	cm
Larghezza seduta (A)	22	22	25	29	32
Profondità seduta (B)	22	24	28	31	36
Altezza schienale (C)	29	39	41	44	53,5
Reclinazione schienale (a)	-3° +28°	-15° +32°	-10°+35°	-5° +36°	-5° +30°
Altezza bracciolo dalla seduta	13-18	13-18	13-19	13-24	18-24
Distanza schienale-estremità ant. bracciolo	28	28	28	37	37
Portata massima	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg	60 kg
Portata massima omologata per il trasporto	-	30 kg	50 kg	50 kg	57 kg
Peso	5,7 kg	5,7 kg	6,2 kg	7,3 kg	8,7 kg

Panda Futura Active	mis 1	mis 2	mis 2½	mis 3	mis 4
	cm	cm	cm	cm	cm
Larghezza seduta (A)	-	22	25	29	32
Profondità seduta (B)	-	24	28	31	36
Altezza schienale (C)	-	35	38	40	45
Reclinazione schienale (a)	-	-4° +27°	-10° +20°	-9° +27°	-6° +17°
Altezza bracciolo dalla seduta	-	13-18	13-18	13-24	13-24
Distanza schienale-estremità ant. bracciolo	-	28	28	37	48
Portata massima	-	30 kg	50 kg	50 kg	60 kg
Peso	-	5,2 kg	5,6 kg	6,2 kg	7,5 kg

Descrizione prodotto

Panda Futura è disponibile in due versioni: Standard e Active. La seduta Standard è destinata principalmente a bambini che necessitano di supporto al tronco e agli arti superiori. La versione Active è pensata per bambini attivi che hanno bisogno di più libertà di movimento. La seduta Panda Futura può essere montata su diversi tipi di basi. Può essere completata con una serie di accessori: poggiatesta, pelotte toracali swing-away, cinture e bretellaggi, braccioli fissi, divaricatore, supporti ginocchia swing-away, pedana unica o separata, tavolino e maniglie di spinta.

Panda Futura Standard	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
Scegli il colore: Rosso = 65 <input type="checkbox"/> Blu = 66 <input type="checkbox"/>				
	Panda Futura Standard	mis 1	890211-xx	1.197,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Standard	mis 2	890221-xx	1.197,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Standard	mis 2 ½	890261-xx	1.232,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Standard	mis 3	890231-xx	1.232,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Standard	mis 4	890241-xx	1.307,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Standard, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 1	890212-xx	1.197,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Standard, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 2	890222-xx	1.197,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Standard, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 2 ½	890262-xx	1.232,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Standard, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 3	890232-xx	1.232,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Standard, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 4	890242-xx	1.307,00 <input type="checkbox"/>
Panda Futura Standard senza imbottitura	mis 1	890210-01	777,00 <input type="checkbox"/>	
Panda Futura Standard senza imbottitura	mis 2	890220-01	777,00 <input type="checkbox"/>	
Panda Futura Standard senza imbottitura	mis 2 ½	890260-01	538,00 <input type="checkbox"/>	
Panda Futura Standard senza imbottitura	mis 3	890230-01	812,00 <input type="checkbox"/>	
Panda Futura Standard senza imbottitura	mis 4	890240-01	889,00 <input type="checkbox"/>	


Panda Futura Active	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
Scegli il colore: Rosso = 65 <input type="checkbox"/> Blu = 66 <input type="checkbox"/>				
	Panda Futura Active	mis 2	890121-xx	1.402,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Active	mis 2 ½	890161-xx	1.440,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Active	mis 3	890131-xx	1.440,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Active	mis 4	890141-xx	1.511,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Active, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 2	890122-xx	1.402,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Active, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 2 ½	890162-xx	1.440,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Active, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 3	890132-xx	1.440,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Active, imbottitura maggiorata +5 cm	mis 4	890142-xx	1.511,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Active senza imbottiture	mis 2	890120-01	935,00 <input type="checkbox"/>
	Panda Futura Active senza imbottiture	mis 2 ½	890160-01	644,00 <input type="checkbox"/>
Panda Futura Active senza imbottiture	mis 3	890130-01	968,00 <input type="checkbox"/>	
Panda Futura Active senza imbottiture	mis 4	890140-01	1.036,00 <input type="checkbox"/>	

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Estensione schienale con rivestimento	mis 1-2	89655-1xx	218,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione schienale con rivestimento	mis 2 ½ -3- 4	89655-2xx	218,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione schienale curva con rivestimento	mis 1-2	89658-2xx	326,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione schienale curva con rivestimento	mis 2 ½	89658-6xx	326,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione schienale curva con rivestimento	mis 3	89658-3xx	326,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione schienale curva con rivestimento	mis 4	89658-4xx	326,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione seduta curva con rivestimento, 7 cm	mis 1-2	89742-2xx	536,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione seduta curva con rivestimento, 7 cm	mis 2 ½	89742-6xx	536,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione seduta curva con rivestimento, 7 cm	mis 3	89742-3xx	536,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione seduta curva con rivestimento, 7 cm	mis 4	89742-4xx	536,00 <input type="checkbox"/>
Poggiatesta anatomico no. 1 (imbottito)	mis unica	9914093-83	324,00 <input type="checkbox"/>	
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				


Modulo d'ordine

	Poggiatesta anatomico	small	9923493-83	324,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	medium	9945493-83	324,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	large	9967493-83	324,00 <input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Pelotte toracali swing-away*, asta curva da 4,5 cm	small	83145-360	399,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte toracali swing-away*, asta curva da 4,5 cm	medium	83145-260	399,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte toracali swing-away*, asta curva da 4,5 cm	large	83145-160	399,00 <input type="checkbox"/>
<i>*Disponibili solo per Panda Futura Active</i>				
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Pettorina a farfalla	XS	85705-XS	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla	S	85705-S	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla	M	85705-M	152,00 <input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Cintura pelvica a 4 punti	XS	85725-XS	83,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti	S	85725-S	83,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti	M	85725-M	83,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti	L	85725-L	83,00 <input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Cintura pelvica divaricatrice neoprene	XS	85735-XS	152,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica divaricatrice neoprene	S	85735-S	152,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica divaricatrice neoprene	M	85735-M	152,00 <input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Dispositivi di aggancio per bretellaggio	mis unica	89102-00	34,00 <input type="checkbox"/>
<i>In aggiunta ai dispositivi già presenti di serie</i>				
	Cuneo per schienale, spessore 4 cm	mis unica	89760-1	52,00 <input type="checkbox"/>
	Cuneo per schienale, spessore 7 cm	mis unica	89760-2	52,00 <input type="checkbox"/>
	Braccioli, set	mis 1-2	89615	244,00 <input type="checkbox"/>
	Braccioli, set	mis 2 ½	89618	244,00 <input type="checkbox"/>
	Braccioli, set	mis 3	89616	244,00 <input type="checkbox"/>
	Braccioli, set	mis 4	89617	244,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore con rivestimento	mis 1	89130-183	216,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore con rivestimento	mis 2	89130-283	216,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore con rivestimento	mis 3	89130-383	239,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore con rivestimento	mis 4	89130-483	239,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore senza rivestimento	mis 1	89930-1	169,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore senza rivestimento	mis 2	89930-2	169,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore senza rivestimento	mis 3	89930-3	169,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore senza rivestimento	mis 4	89930-4	180,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore abduzione ginocchia, small 17 × 7 × 17 cm	mis 1-3	89130-10	165,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore abduzione ginocchia, large 24 × 9 × 22 cm	mis 3-4	89130-20	210,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia swing-away	mis 2	89860-2	497,00 <input type="checkbox"/>
	Rivestimento per supporto ginocchia swing-away	mis 1	89659-183	67,00 <input type="checkbox"/>
	Rivestimento per supporto ginocchia swing-away	mis 2	89659-283	67,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine



Tavolino in plastica grigio	mis 0	89220-01	412,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino in plastica grigio	mis 1-2	89220-2	412,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino in plastica grigio	mis 2 ½ -3-4	89220-3	412,00	<input type="checkbox"/>



Tavolino in plastica grigio, 44 x 34 cm	mis 1-2	8976350	140,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino in plastica trasparente	mis 1-2	89230-2	436,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino in plastica trasparente	mis 2 ½ -3-4	89230-3	436,00	<input type="checkbox"/>


Basi	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
------	-------------	--------	--------	-----------------



High-low per interni	mis unica	89000111	1.046,00	<input type="checkbox"/>
High-low per interni con attuatore elettrico	mis unica	89000131	1.689,00	<input type="checkbox"/>
High-low per esterni	mis unica	89100111	1.994,00	<input type="checkbox"/>
High-low per esterni con attuatore elettrico	mis unica	89100131	2.636,00	<input type="checkbox"/>

Altre basi

Combi Frame, Multi Frame (Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine)




Sistemi di fissaggio per Panda Futura su Combi Frame		980901	141,00	<input type="checkbox"/>
Sono possibili le seguenti combinazioni:				
Combi Frame mis 1 e Panda Futura mis 2				
Combi Frame mis 2 e Panda Futura mis 2½				
Combi Frame mis 3 e Panda Futura mis 4				


Sistemi di fissaggio per Panda Futura su Combi Frame		980902	141,00	<input type="checkbox"/>
Sono possibili le seguenti combinazioni:				
Combi Frame mis 1 e Panda Futura mis 1				
Combi Frame mis 1 e Panda Futura mis 2½				
Combi Frame mis 2 e Panda Futura mis 3				
Combi Frame mis 3 e Panda Futura mis 3				

Sistemi di fissaggio per Panda Futura su Multi Frame		980904	230,00	<input type="checkbox"/>
Sono possibili le seguenti combinazioni:				
Multi Frame mis 1 e Panda Futura mis 3				
Multi Frame mis 2 e Panda Futura mis 3				
Multi Frame mis 2 e Panda Futura mis 4				
Multi Frame mis 3 e Panda Futura mis 3				
Multi Frame mis 3 e Panda Futura mis 4				

Pedane	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
--------	-------------	--------	--------	-----------------



Asta singola per pedana unica	15,5 cm	8910820-1	131,00	<input type="checkbox"/>
Asta singola per pedana unica	29 cm	8910820-2	131,00	<input type="checkbox"/>
Asta singola per pedana unica	35 cm	8910820-3	131,00	<input type="checkbox"/>
Asta singola per pedana unica con prolunga di 16 cm	15,5 cm	8910821-1	131,00	<input type="checkbox"/>
Asta singola per pedana unica con prolunga di 16 cm	29 cm	8910821-2	131,00	<input type="checkbox"/>
Asta singola per pedana unica con prolunga di 16 cm	35 cm	8910821-3	131,00	<input type="checkbox"/>
Pedana in legno con antiscivolo 20x30 cm	mis unica	89130	239,00	<input type="checkbox"/>

	Pedana poggiapiedi imbottita 26x15 cm	mis unica	89128	239,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto per 89128 - 89130		89129	87,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat – 31 × 19 cm	mis 1	95145-1	213,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat – 36 × 23 cm	mis 2	85145-2	213,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat – 36 × 23 cm*	mis 2	95145-2	213,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat – 41 × 24 cm*	mis 3	95145-3	213,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat – 48 × 24 cm*	mis 4	95145-4	213,00	<input type="checkbox"/>
	<i>* con asta di montaggio di 10 cm</i>				
	Supporto polpacci intero per asta singola, 15x30 cm	mis unica	85131	239,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 1	95145-1BOX	128,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 2	95145-2BOX	128,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 1	95145-1PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 2	95145-2PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 3	95145-3PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura per asta pedana	mis unica	95145-150	35,00	<input type="checkbox"/>
	Cinghia per fissaggio arti inferiori	mis unica	95145-20	50,00	<input type="checkbox"/>
	<i>In abbinamento al poggagambe a contenimento laterale</i>				
	Asta doppia per pedana divisa	15 cm	8910840-1	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa	25 cm	8910840-2	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa	31 cm	8910840-3	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa, con prolunga di 16 cm	15 cm	8910841-1	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa, con prolunga di 16 cm	25 cm	8910841-2	131,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa, con prolunga di 16 cm	31 cm	8910841-3	131,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana separata, 10×16 cm	mis 1	89146-1	302,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana separata, 12,5×18,5 cm	mis 2	89146-2	302,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana separata, 13×21 cm	mis 3	89146-3	302,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata , 7,5×17 cm	mis 1	89143-1	323,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata , 9,5×21 cm	mis 2	89143-2	323,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata , 11×23,5 cm	mis 3	89143-3	323,00	<input type="checkbox"/>
	Maniglie di spinta per Panda Futura Standard	mis unica	89545	198,00	<input type="checkbox"/>
	Maniglie di spinta per Panda Futura Active	mis unica	89548	226,00	<input type="checkbox"/>
	Maniglione di spinta	mis 2	89972	206,00	<input type="checkbox"/>
	Maniglione di spinta	mis 2 ½	89976	206,00	<input type="checkbox"/>
	Maniglione di spinta	mis 3	89973	206,00	<input type="checkbox"/>
	Maniglione di spinta	mis 4	89974	206,00	<input type="checkbox"/>
	Adattatore per Otto Bock Discovery				
	Per misura 1 e 2*	40	8911610-40	206,00	<input type="checkbox"/>
	Per misura 3 e 4**	45L	8911610-45L	206,00	<input type="checkbox"/>
	Per misura 1 e 2*	45S	8911610-45S	206,00	<input type="checkbox"/>
	Per misura 3 e 4**	50	8911610-50	206,00	<input type="checkbox"/>

*8911610-98 richiesto, **8911610-99 opzionale

Accessori per base High-Low x:o	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Adattatore per Panda Futura mis.1-4	mis. 1-4	5075610-04	278,00 <input type="checkbox"/>
	Pistoni a gas extra per carico (seduta + utente) >25kg	150N	890001	109,00 <input type="checkbox"/>
	Pistoni a gas extra per carico (seduta + utente) >40kg	300N	890002	109,00 <input type="checkbox"/>
	Pistoni a gas extra per carico (seduta + utente) >50kg	500N	890003	109,00 <input type="checkbox"/>
	Dispositivo di fissaggio per il trasporto		890005	185,00 <input type="checkbox"/>
	Dispositivo antiribaltamento per base da interno ruote da 75mm	mis.unica	890007	#N/A <input type="checkbox"/>
	Dispositivo antiribaltamento per base da esterno	mis.unica	890008	131,00 <input type="checkbox"/>
	Maniglione di spinta ✓ per x:panda 1-4 e Panda Futura 1-5		890009-04	108,00 <input type="checkbox"/>
	Maniglione di spinta reg. in inclinazione per x:panda mis.4 e Panda Futura 1-5	mis.unica	8910565	206,00 <input type="checkbox"/>
	Kit di montaggio leva basculamento sul maniglione per basi HL x:o 1-2 da interni		89550-TILT	44,00 <input type="checkbox"/>
	Kit di montaggio leva reg. alt. sul maniglione per basi HL x:o 1-2 da interni		89550-LIFT	51,00 <input type="checkbox"/>
	Kit di montaggio leva basculamento sul maniglione per basi HL x:o 1-2 da esterni		8910550-KIT	45,00 <input type="checkbox"/>