


Modulo d'ordine

		<b>Aggiornato al 4 giugno 2024</b>
<b>Ordinante</b>		<b>Consegnare a:</b>
<b>Azienda</b>		<b>Indirizzo</b>
<b>Indirizzo</b>		<b>Codice Postale</b>
<b>Codice Postale</b>		<b>Città</b>
<b>Città</b>		
<b>Tel.:</b>		
<b>Contatto</b>		<b>N° d'ordine</b>
		<b>Riferimento</b>

## Dimensioni



A (Altezza totale)

B (Altezza spalle)

C (Altezza all'ascella)

D (Altezza all'inguine)

E (Larghezza torace)

F (Larghezza spalle)

Età

Peso


Pony	mis 0	mis 1	mis 2
	cm	cm	cm
Altezza sella (L)	24-38	38-50	48-64
Larghezza (G)	59	69	77
Lunghezza (H)	67	72	104
Altezza totale (I)	52-69	60-82	68-104
Altezza utente massima indicativa	100	115	135
Range di inclinazione montante centrale (A)	32°	32°	32°
Peso	7 kg	10 kg	13.5 kg
Portata massima	30 kg	40 kg	50 kg










## Descrizione prodotto

Pony è un deambulatore stabilizzatore costituito da un telaio a forma di freccia con 5 ruote piroettanti e da un montante centrale, che può essere inclinato anteriormente per facilitare il cammino. La ruota posteriore è dotata di blocco direzionale e dispositivo di frizionamento. Viene fornito completo di divisorio centrale per arti inferiori, sella, supporto sacrale, supporto toracale con fascia di sicurezza e manubrio per arti superiori. E' progettato per l'utilizzo in ambiente interno.

Modulo d'ordine

**Note** *Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino*

Pony	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Pony, colore giallo	mis 0	86400	1.868,00 <input type="checkbox"/>
	Pony, colore lilla	mis 1	86401	1.868,00 <input type="checkbox"/>
	Pony, colore viola *	mis 2	86402	#N/A <input type="checkbox"/>
	* MISURA 2 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE			

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Appoggio per le braccia	mis 0	86427	296,00 <input type="checkbox"/>
	Appoggio per le braccia	mis 1	86428	296,00 <input type="checkbox"/>
	Appoggio per le braccia *	mis 2	86429	#N/A <input type="checkbox"/>
* MISURA 2 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE				
	Impugnatura verticale, montare sul manubrio, set	-	86432	100,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto addominale	mis 1	86420	173,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto addominale	mis 2	86422	157,00 <input type="checkbox"/>
	Contenimenti laterali, set	mis 0	86408	215,00 <input type="checkbox"/>
	Contenimenti laterali, set	mis 1	86410	215,00 <input type="checkbox"/>
	Contenimenti laterali, set *	mis 2	86412	215,00 <input type="checkbox"/>
* MISURA 2 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE				
	Poggiatesta tipo 3 **	mis 0*	86424-03	457,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta tipo 3 **	mis 1*	86424-13	467,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta tipo 3 **	mis 2*	86424-23	477,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta tipo 4**	mis 0*	86424-04	457,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta tipo 4**	mis 1*	86424-14	467,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta tipo 4**	mis 2*	86424-24	477,00 <input type="checkbox"/>
*Altezza asta: mis 0 = 43-56 cm, mis 1 = 52-65 cm, mis 2 = 62-85 cm				
** NON COMPATIBILI CON CONTENIMENTI LATERALI				
	Protezione arti inferiori	mis unica	86450	68,00 <input type="checkbox"/>
	Blocco direzionale per ruote anteriori	mis 0-2	86448	220,00 <input type="checkbox"/>
	Maniglia per accompagnatore	mis unica	86416	180,00 <input type="checkbox"/>