


R82 Flamingo Curo

Dati anagrafici e misure antropometriche utente

Cliente:	
Indirizzo:	
Città:	
Telefono:	
Lunghezza femore (4):	
Larghezza bacino (6):	
Altezza spalle (1):	
Larghezza torace (5):	




Dimensioni

Seduta Flamingo Curo



	Misura 1	Misura 2	Misura 3
Reclinazione schienale	20° - 30°	20° - 30°	20° - 30°
Altezza totale schienale	37,5/41/44,5cm	37,5/41/44,5cm	37,5/41/44,5cm
Larghezza schienale	30 cm	33,5 cm	39 cm
Larghezza schienale tra pelotte laterali	14,5-24,5 cm	19-29,5 cm	26-37 cm
Profondità seduta	24-30 cm	28,5-34,5 cm	33,5-42,5 cm
Larghezza anteriore seduta	26,5 cm	30 cm	35,5 cm
Larghezza seduta con supporti cont. bacino	18,5/22,5/26,5cm	22/26/30cm	27,5/31,5/35,5cm
Distanza poplite tallone	22-28,5 cm	26-34,5 cm	30-40 cm
Peso	5,2 kg	6,1 kg	7,5 kg
Portata massima	35 kg	55 kg	70 kg

Base Compact



	Misura 1	Misura 2	Misura 3
Larghezza	47 cm	51 cm	56 cm
Altezza	52,5-65 cm	52,5-65 cm	52,5-65 cm
Lunghezza	76 cm	76 cm	76 cm
Altezza telaio da chiuso	18 cm	18 cm	18 cm
Lunghezza telaio da chiuso	75 cm	75 cm	75 cm
Peso	7,2 kg	7,3 kg	7,4 kg
Portata massima	40,2 kg	61,1 kg	77,5 kg
Basculamento seduta	(-10°) - (30°)	(-10°) - (30°)	(-10°) - (30°)

Base High -Low



	Misura 1	Misura 2	Misura 3
Larghezza	48,5 cm	58 cm	58 cm
Altezza	54-75 cm	55-74,5 cm	55-74,5 cm
Lunghezza	66 cm	80,5 cm	80,5 cm
Peso	9,6 kg	10,9 kg	10,9 kg
Portata massima	40,2 kg	61,1 kg	77,5 kg
Basculamento seduta	(-5°) - (20°)	(-5°) - (20°)	(-5°) - (20°)

Caratteristiche

Disponibile in 3 misure

Schienale regolabile in altezza

Seduta regolabile in profondità e larghezza, tramite i contenimenti bacino

Rivestimento waterproof per seduta e schienale

Pedana, con sgancio rapido, regolabile in altezza ed inclinazione

Telaio pieghevole, regolabile in altezza con 4 ruote piroettanti dotate di freno

Crea il tuo Flamingo Curo



Adattalo alle tue esigenze

Scegli la configurazione del tuo Chilla a seconda delle tue esigenze.
Per renderti il tutto il più semplice possibile, ti guideremo attraverso le opzioni
passo dopo passo.

Note Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino

1 Scegli la misura della seduta



☐ Seduta e schienale Flamingo Curo	Misura 1	882001	579,00
☐ Seduta e schienale Flamingo Curo	Misura 2	882002	636,00
☐ Seduta e schienale Flamingo Curo	Misura 3	882003	708,00

2 Scegli la base e la pedana



☐ Base Compact ruote 75mm	Misura 1	882011	934,00
☐ Base Compact ruote 75mm	Misura 2	882012	954,00
☐ Base Compact ruote 75mm	Misura 3	882013	974,00



☐ Base High-low , ruote 75 mm	Misura 1	882031	1.900,00
☐ Base High-low , ruote 75 mm	Misura 2	882032	1.900,00
☐ Base High-low , ruote 75 mm	Misura 3	882033	1.970,00



☐ Base potty, solo per misura 1	Misura 1	882050	239,00
--	----------	--------	--------



☐ Pedana con sgancio rapido	Misura 1	882151	315,00
☐ Pedana con sgancio rapido	Misura 2	882152	335,00
☐ Pedana con sgancio rapido	Misura 3	882153	355,00

3 Scegli l'imbottitura seduta



☐ Imbottitura seduta	Misura 1	882071	140,00
☐ Imbottitura seduta	Misura 2	882072	155,00
☐ Imbottitura seduta	Misura 3	882073	168,00



☐ Imbottitura schienale	Misura 1	882075	140,00
☐ Imbottitura schienale	Misura 2	882076	155,00
☐ Imbottitura schienale	Misura 3	882077	168,00



☐ Supporti laterali schienale con imbottitura*	Misura 1	882081	195,00
☐ Supporti laterali schienale con imbottitura*	Misura 2	882082	205,00
☐ Supporti laterali schienale con imbottitura*	Misura 3	882083	219,00

*Non abbinabili alle pelotte toracali



☐ Copertura foro seduta	Misura 1	882121	96,00
☐ Copertura foro seduta	Misura 2	882122	101,00
☐ Copertura foro seduta	Misura 3	882123	106,00



☐ Paraspruzzi	Small	882145	105,00
☐ Paraspruzzi	Large	882147	110,00

Note Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino

4 Scegli il poggiatesta



☐ Poggiatesta in PU, colore blu	Tipo 2	9903446-00	259,00
☐ Poggiatesta in PU, colore blu	Tipo 4	9906446-00	259,00
☐ Poggiatesta curved, colore blu	Small	9931066-61	208,00
☐ Poggiatesta curved, colore blu	Medium	9932066-61	208,00

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine

5 Scegli le pelotte toracali



☐ Pelotte toracali fisse	Small	882090	113,00
☐ Pelotte toracali fisse	Medium	882091	123,00
☐ Pelotte toracali fisse	Large	882092	143,00



☐ Pelotte toracali swing-away	Small	882095	209,00
☐ Pelotte toracali swing-away	Medium	882096	219,00
☐ Pelotte toracali swing-away	Large	882097	229,00

6 Scegli la pettorina e la cintura



☐ Cinture pelvica a 2 punti, neoprene	Small	85423-1	80,00
☐ Cinture pelvica a 2 punti, neoprene	Medium	85423-2	80,00
☐ Cinture pelvica a 2 punti, neoprene	Large	85423-3	80,00
☐ Pettorine a farfalla	Small	85705-XS	152,00
☐ Pettorine a farfalla	Medium	85705-S	152,00
☐ Pettorine a farfalla	Large	85705-M	152,00

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine

7 Accessori



☐ Braccioli, regolabili in altezza	Small	882113	149,00
☐ Braccioli, regolabili in altezza	Large	882114	169,00



☐ Tavolino	Misura 1	882141	179,00
☐ Tavolino	Misura 2	882142	199,00
☐ Tavolino	Misura 3	882143	199,00

* Ricordati di ordinare i braccioli



☐ Kit ventose per fissaggio vasca da bagno*	Mis unica	880150	169,00
--	-----------	--------	--------

*Ordinare sistemi di aggancio Padella/Potty ring



☐ Maniglione di spinta	Mis unica	880110	102,00
---	-----------	--------	--------



☐ Maniglia di spinta, per flamingo high low	240 mm	880110-HL	68,00
☐ Maniglia di spinta, per flamingo high low	310 mm	880110-HLL	68,00



☐ Supporto polpacci	Misura 1	882135	96,00
☐ Supporto polpacci	Misura 2	882136	106,00
☐ Supporto polpacci	Misura 3	882137	116,00

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

☐ Contenimenti laterali	Small	882111	195,00
Attacchi contenimenti laterali,	Mis unica	882116	26,00
☐ Contenimenti laterali	Large	882112	195,00
Attacchi contenimenti laterali,	Mis unica	882116	26,00



☐ Inserto lombare per schienale	Misura 1	882131	126,00
☐ Inserto lombare per schienale	Misura 2	882132	126,00
☐ Inserto lombare per schienale	Misura 3	882133	126,00



☐ Padella*	Misura 1	870800	48,00
☐ Padella*	Misura 2 e 3	870802	48,00

* Ordinare sistemi di aggancio Padella/Potty ring



☐ Copertura per padella	Misura 1	870800-L	69,00
☐ Copertura per padella	Misura 2 e 3	870802-L	69,00



☐ Potty ring*	Misura 1	870805	51,00
☐ Potty ring*	Misura 2 e 3	870807	51,00

*ordinare sistemi di aggancio Padella/Potty ring



☐ Potty ring per flamingo high low	Mis unica	870807-E	44,00
---	-----------	----------	-------

*ordinare sistemi di aggancio Padella/Potty ring



☐ Sistemi di aggancio Padella/Potty ring	Misura 1	880125-1	25,00
☐ Sistemi di aggancio Padella/Potty ring	Misura 2	880125-20	28,00
☐ Sistemi di aggancio Padella/Potty ring	Misura 3	880125-3	31,00



☐ Aggancio per fissaggio al wc	Misura 1	882061	225,00
☐ Aggancio per fissaggio al wc	Misura 2	882062	225,00
☐ Aggancio per fissaggio al wc	Misura 3	882063	225,00

Con la compilazione del presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa privacy circa trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR consultabile all'indirizzo https://www.etac.com/globalassets/0-italy/etac_-informativa-clienti_art.13regue.pdf