

Dati anagrafici e misure antropometriche utente

Cliente:

Indirizzo:

Città:


Telefono:

Lunghezza femore (4):

Larghezza bacino (6):

Altezza spalle (1):

Larghezza torace (5):



Famiglia x:panda shape



x:panda shape - Infant

Il sistema di seduta Infant è la versione più piccola della famiglia x:panda shape, attraverso una serie di accessori può essere adattato alle esigenze di ogni singolo bambino. Per la versione Simple ed Advanced consultare l'apposito modulo d'ordine.

Caratteristiche

- Disponibile in un'unica misura
- Segue la crescita (larghezza, profondità e altezza dello schienale)
- Profondità seduta da 16 cm
- Design innovativo
- Omologato per il trasporto in auto secondo la norma ISO 7176-19

Configurazione base

- Schienale regolabile in inclinazione
- Altezza schienale e profondità seduta regolabili
- Schienale con sgancio rapido
- Regolabile in larghezza



Dimensioni



	Infant
Larghezza seduta (ZB)	22 cm
Profondità seduta (ZD)	16 cm (short leg) 22 cm (long leg)
Altezza schienale (RH)	27-36cm
Portata massima	35 kg
Portata massima omologata per il trasporto	35 kg
Reclinazione schienale	-10°-30°
Larghezza totale	24 cm
Peso	6 kg

Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito web www.etac.com-it

Infant seating

Note

Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino

Infant Seating, **senza** pelotte avvolgenti, 900100003101 1.241,00
schienale regolabile in inclinazione senza chiavi e con sgancio rapido*

Imbottiture per infant seating 905032-XX 227,00



XX = Colore → ● Azzurro XX=20 | ● Rosa XX=10



Supporti bacino e braccioli



Supporti bacino con rivestimento 905047-XX 180,00

Kit braccioli e adduttori* 905021-XX 401,00

ATTENZIONE: non montabili in assetto short leg

*Compresi pomelli per regolazioni veloci cod. 8910615-11



XX = Colore → ● Azzurro XX=20 | ● Rosa XX=10



Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

Pelotte




Pelotte avvolgenti per Infant seating, inclusa imbottitura 905028-XX 162,00



Pelotte fisse rettangolari Prof:11cm x Alt:8cm 830101-XX 113,00

Pelotte fisse anatomiche Prof:11cm x Alt:10cm 830104-XX 113,00

 **XX = colori** → ● Nero XX=80 | ● Nero impermeabile XX=70



Poggiatesta

New




Poggiatesta **Curved**, largh: 18 Alt: 13 cm, asta con tre snodi lungh: 8 cm, colore nero 9921021-80 208,00

Poggiatesta **Curved**, largh: 26 Alt: 36 cm, asta con tre snodi lungh: 8 cm, colore nero 9922021-80 208,00



Poggiatesta anatomico **small**, asta con **3 snodi**, Lung: 8 cm 9923021-XX 213,00

Poggiatesta anatomico **medium**, asta con **3 snodi**, Lung: 8 cm 9945021-XX 213,00

 **XX = colori** → ● Nero XX=80 | ● Nero impermeabile XX=70



Poggiatesta avvolgente, asta corta 9914092-83 324,00

Tavolini



Tavolino modello 9, a due supporti, grigio 905067-00 76,00
* ATTENZIONE: ricordati di ordinare codice 905021-XX



Tavolino imbottito 905066-70 79,00

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

Pettorine e Cinture



<input type="checkbox"/>	Dispositivi di aggancio per bretellaggio* * consigliato in caso di cinture/pettorine	905068	26,00
<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 4 punti	XS 85725-XS	83,00
<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 2 punti	1 85423-1	80,00
<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica divaricatrice	XS 85735-XS	152,00



<input type="checkbox"/>	Pettorina a farfalla	XS 85705-XS	152,00
<input type="checkbox"/>	Pettorina a farfalla	S 85705-S	152,00

Base



<input type="checkbox"/>	Base high-low:xo, interni, pistone a gas	89010111	1.384,00
<input type="checkbox"/>	Base Stingray	8702222-xp	2.317,00



<input type="checkbox"/>	Floor Frame per xpanda shape Infant e xpanda shape mis.1	821111	244,00
--------------------------	---	--------	--------



<input type="checkbox"/>	Ruote per Floor Frame	821111-4C	76,00
--------------------------	-----------------------	-----------	-------

Pedana



<input type="checkbox"/>	Pedana unica tipo Wombat, 31 x 19 cm con asta singola lunga 15,5 cm	95145-1 8910821-1	213,00 131,00
<input type="checkbox"/>	Supporto per pedana per montaggio più in alto	85135	82,00